

Kombinationsaftale

Lille Viking



74543Q 2022-05-24

Producent	Kørestol	Lille Viking	Monteringsæt	Forhjul	Begrænsninger																					
Alu Rehab	Netti 38–45, Netti Svipp, 38-45 cm.	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200618A	7 1/4" forhjul Alu rehab artnr 22193 skal anvendes																						
Alu Rehab	Netti I, II, III 48–60 cm. Netti Svipp 50-55 cm, Netti 4U 50-60 cm	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200618	7 1/4" forhjul Alu rehab artnr 22193 skal anvendes																						
Alu Rehab	Netti 4U 40–50	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 flat bow 27942/27943 Lille Viking Flat 2000+ - UB445010/UB4450101	UB200618A	7 1/4" forhjul Alu rehab artnr 22193 skal anvendes																						
Etac	Cross 6 37,5-47,5 Cross 5 37,5-47,5 Cross 5 XL 47,5 Cross 37,5-47,5 Cross XL 47,5 Twin 37,5–47,5 Transit III 40-45	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200624K	165–200 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sædebredde</th> <th>Model</th> <th>Laveste sædehøjde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37,5 cm</td> <td>Cross, Cross 5, Cross 6</td> <td>42 cm</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>Cross, Cross 5, Cross 6</td> <td>41 cm</td> </tr> <tr> <td>42,5 cm</td> <td>Cross, Cross 5, Cross 6</td> <td>40 cm</td> </tr> <tr> <td>45 cm</td> <td>Cross, Cross 5, Cross 6</td> <td>39 cm</td> </tr> <tr> <td>47,5 cm</td> <td>Cross, Cross 5, Cross 6</td> <td>38 cm</td> </tr> <tr> <td>47,5 cm</td> <td>Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6</td> <td>40 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Sædebredde	Model	Laveste sædehøjde	37,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	42 cm	40 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	41 cm	42,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	40 cm	45 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	39 cm	47,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	38 cm	47,5 cm	Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6	40 cm
Sædebredde	Model	Laveste sædehøjde																								
37,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	42 cm																								
40 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	41 cm																								
42,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	40 cm																								
45 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	39 cm																								
47,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	38 cm																								
47,5 cm	Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6	40 cm																								
Etac	Cross 6 50-52,5 Cross 5 50, Cross 5 XL 50-60, Cross 50-57,5, Cross XL 50-60, Twin 50-55, Transit 50	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200624L	165–200 mm	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sædebredde</th> <th>Model</th> <th>Laveste sædehøjde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50-52,5 cm</td> <td>Cross, Cross 5, Cross 6</td> <td>38 cm</td> </tr> <tr> <td>50-60 cm</td> <td>Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6</td> <td>40 cm</td> </tr> </tbody> </table>	Sædebredde	Model	Laveste sædehøjde	50-52,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	38 cm	50-60 cm	Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6	40 cm												
Sædebredde	Model	Laveste sædehøjde																								
50-52,5 cm	Cross, Cross 5, Cross 6	38 cm																								
50-60 cm	Cross XL, Cross 5 XL, Cross 6	40 cm																								

Producent	Kørestol	Lille Viking	Monteringsæt	Forhjul	Begrænsninger
Etac	Next 37,5–47,5, Next Comfort 37,5–47,5	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200624N	165–200 mm	Drivhjulet kan ikke placeres i bageste position i række E eller på Next Comfort.
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			Sædebredde Model Laveste sædehøjde
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			37,5 cm Next 42 cm
					40 cm Next 41 cm
					42,5-47,5cm Next 40 cm
					37,5-47,5 cm Next Comfort 42 cm
Etac	Next 50, Next Comfort 50	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200624M	165–200 mm	Drivhjulet kan ikke placeres i bageste position i række E eller på Next Comfort.
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			Sædebredde Model Laveste sædehøjde
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			50-57,5 cm Next 40 cm
					50 cm Next Comfort 42 cm
Etac	M100/M100TR 50 cm	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200637A	165–200 mm	Laveste sædehøjde
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			45 cm
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Etac	M100/M100TR 40-47,5 cm	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200637C	165–200 mm	Laveste sædehøjde
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			45 cm
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Etac	Handivipp	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200628A	165–200 mm	
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Etac	Prio	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	82920	165–200 mm	Laveste sædehøjde
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			45 cm
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Etac/R82	MultiFrame stl 3	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28619	UB200624T	7" forhjul 12.5"/22" drivhjul	
Handicare	Impera/Legend 2/Emineo 39-51	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200626D	165–200 mm	
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Handicare	Exigo	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200637A	165–200 mm	
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Hantverksdesign	HD 500 38-45	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200626A	175–200 mm	
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			
Hantverksdesign	HD 600/650 38-45	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617	UB200626B	175–200 mm	
		Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941			
		Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071			

Producent	Kørestol	Lille Viking	Monteringsæt	Forhjul	Begrænsninger
Hantverksdesign	HD 500 Humlan 52	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626G	175–200 mm	
Hantverksdesign	HD 650 Humlan 52	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626H	175–200 mm	
Hantverksdesign	HD Balance 24" 38/42/46/50	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626J samt separat tværstang Tværstang B38 - artnr 27640 Tværstang B42 - artnr 27641 Tværstang B46 - artnr 27642 Tværstang B50 - artnr 27643	175–200 mm	
Hantverksdesign	HD Balance 16" 38/42/46/50	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200626K samt separat tværstang Tværstang B38 - artnr 27640 Tværstang B42 - artnr 27641 Tværstang B46 - artnr 27642 Tværstang B50 - artnr 27643	175–200 mm	
Invacare	Rea Focus 38-53	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200633F	165–200 mm	
Invacare	Rea Spirea I, II, III	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Invacare	Rea Adapt	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Invacare	Rea Bellis	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200633K	165–200 mm	Gælder Bellis med 24" drivhjul i højeste sædehøjde
Invacare	Rea Assist	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 Flat bow - 27942/27943 Lille Viking Flat 2000+ - UB445010/UB4450101	UB200637A	165–200 mm	
Invacare	Asalea/Asalea Assist	Lille Viking 2015 Flat bow mod 2 - 28618/28619 Lille Viking 2015 Flat bow - 27942/27943 Lille Viking Flat 2000+ - UB445010/UB4450101	UB200629D	165–200 mm	
Invacare	Rea 702	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	

Producent	Kørestol	Lille Viking	Monteringsæt	Forhjul	Begrænsninger
Invacare	Rea 702 TV	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
Invacare	Rea 703 LX	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
Invacare	Rea 150	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200635A	165–200 mm	
OTTO Bock	Avantgarde 52,5	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	
Sunrise Medical	Quickie Classic 160, Quickie GP Sving, Quickie Neon FF, Quickie Zippie, Breezy BasiX/Breezy Rubix XL, Breezy Relax, Breezy Relax XL	Lille Viking 2015 Low bow mod 2 - 28616/28617 Lille Viking low bow 2015 - 27940/27941 Lille Viking 2000+ - UB202207/UB2022071	UB200637A	165–200 mm	