



## Utlåtande om kompatibilitet för personlyftar och lyftselar

Lyft och förflyttning av en person kan innebära en viss risk och användande av lyftselar och personlyftar från olika tillverkare kan påverka den risken. Men med en fullständig riskbedömning, utförd av utbildad personal, kan personlyftar och lyftselar från olika tillverkare kombineras och ge en säker och bekväm lösning.

Molifts personlyftar och lyftselar är klass I medicinska produkter, designade, tillverkade, testade och märkta i enlighet med medicintekniska förordningar 2017/745 (MDR) och EN ISO 10535 - Lyftar för personer med funktionshinder.

Personlyftarna och lyftselarna i Molift Patient Lifting System har en öggleliknande funktionsprincip, och kan vara kompatibla med lyftselar och lyftbyglar från andra tillverkare som använder likvärdig princip. För att säkerställa patientsäkerhet och kompatibilitet med hjälpmedel och utrustning måste en fullständig riskbedömning utföras av kvalificerad och utbildad personal i varje enskilt fall innan kombinerad lyft och sele tas i bruk.

Etac rekommenderar att användaren och/eller vårdgivaren alltid konsulterar användarmanualen för både personlyft och lyftsele före användning. För att säkerställa den övergripande säkerheten och komforten för patienten och vårdgivaren är det viktigt att lyftselarna används som avsett. Om maximal belastning (SWL) skiljer sig mellan personlyft, lyftbygel och lyftsele, använd alltid lägsta maximala belastning.

För förslag och vägledning kring hur lyftar/byglar och selar från olika fabrikat kan kombineras, se kombinationsguiden som tagits fram av Hjälpmedelcenter Sverige <https://www.hmcsverige.se/kombinationsguiden/>.

**Observera att den fysiska eller juridiska personen som använder CE-märkta kompatibla enheter från olika leverantörer ansvarar för aktiviteten. Etac kan således inte hållas ansvarig för eventuell incident.**



Michael Bruun  
Senior Vice President  
Patient Handling