


winther

DOLPHIN

R82[®]

851



ITEM 851.00 - Dolphin Standard
ITEM 851.40/80 - Dolphin New Edition
ITEM 851.60/70 - Dolphin XL
ITEM 851.55 - Dolphin Reha
ITEM 851.74 - Dolphin XL sort kaleche
ITEM 851.84 - Dolphin New Edition sort kaleche

Position	851.00	851.60/70	851.74	851.40/80	851.84	851.55	Beskrivelse
A							KALECHE
2	150.30	151.13	151.80	151.53	151.83	151.13	Kalechetag
2a	392.22	392.22		392.22		392.22	Kroge (Sæt á 5 stk.)
3		151.17	151.81	151.54	151.84	151.17	Venstre side med plastkroge
3a	150.31	151.14					Venstre side med trykknapper og velcro
4		151.18	151.82	151.55	151.85	151.18	Højre side med plastkroge
4a	150.32	151.15					Højre side med trykknapper og velcro
3/4b		151.20		151.20		151.20	Plastikstykke til nye sider (1 stk. pr. side)
B							KABINE
5	327.52						Kasse med beslag
5a	308.34	308.34	308.34	308.34	308.34	308.34	Bremse, højre
5b				308.45	308.45		Bremse, venstre
5c	392.09	392.09	392.09	392.09	392.09	392.09	Reflekser, selvkøbende (2 hvide, 2 røde)
5d	392.10	392.10	392.10	392.10	392.10	392.10	Gummipude, selvkøbende (2 stk.)
6	150.21	150.21	150.21	150.21	150.21		Ryglæn
6a	150.75	150.75	150.75	151.57	151.57		Stjerneskrue til ryglæn
7	392.12	392.12	392.12	392.12	392.12		Sæde- og ryghynde
7a	151.51	151.51	151.51	151.51	151.51		Sædehynde
7b	151.52	151.52	151.52	151.52	151.52		Ryghynde
8	392.19*	392.20**	392.20**	392.20**	392.20**		Seler komplet (1 sæt) (*=1 barn, **=2 børn)
8c	313.19						Selespænde - han
8d	313.20						Selespænde - hun
9	313.30	313.30	313.30	313.30	313.30	313.30	Lommer højre og venstre (1 sæt)
10	208.29	208.20	208.20	208.15	208.15	208.20	Frontbøjle
10a	313.80	313.80	313.80	313.80	313.80	313.80	Bånd til frontbøjle
10b	150.78	150.78	150.78	150.78	150.78	150.78	Plastikbøsninger til styrtbøjle
11	308.20	308.17	308.17	308.04	308.04	308.17	Styrtbøjle
12	308.23	308.23	308.23	308.03	308.03	308.23	Skubbebøjle
12a	392.23	392.23	392.23	392.23	392.23	392.23	Gummi (2 stk.) til skubbebøjle
12b	150.76	150.76	150.76	150.76	150.76	150.76	Stjerneskrue til skubbebøjle og styrtbøjle
C							CHASSIS
13	392.04	392.04	392.04	392.04	392.04	392.07	T-ramme
13a	308.25	308.25	308.25	308.25	308.25	308.25	Aksel for T-ramme
13b	392.24	392.24	392.24	392.24	392.24	392.24	Monteringssæt til aksler
13c	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	150.60	Elastomerstykke
13d	190.09	190.09	190.09	190.09	190.09	190.09	Bolt for montering af kasse
14	308.26	308.26	308.26	308.26	308.26	308.26	Trækstang til Winther kobling
14a	308.35	308.35	308.35	308.35	308.35	308.35	Trækstang med adapter til Weber kobling
14b	150.14	150.14	150.14	150.14	150.14	150.14	Hurtigspænder
14c	150.65	150.65	150.65			150.65	Sikkerhedssplit
D							Diverse
15	308.18	308.18	308.18	392.18	392.18	308.18	Forhjul komplet
15a	392.14	392.14	392.14	392.14	392.14	392.14	8" forhjul inkl. befæstigelsesskrue
15b	308.22	308.22	308.22	308.51	308.51	308.22	Forhjulsrør
16							Hjul
16a	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	150.52	Hjul, 20" x 1.75" komplet med dæk og slange
16b	150.40	150.40	150.40	150.40	150.40	150.40	Dæk, 20" x 1.75"
16c	150.41	150.41	150.41	150.41	150.41	150.41	Slange, 20" x 1.75"
16d	150.43	150.43	150.43	150.43	150.43	150.43	QR-aksel
17	308.27	308.27	308.27	308.27	308.27	308.27	Flag med stang
17a	150.47	150.47	150.47	150.47	150.47	150.47	Gummibøsning til flagstang
E							Kobling
19a	150.22	150.22	150.22			150.22	Fleksibel stykke til Winther kobling
19b	313.23	313.23	313.23			313.23	Sikkerhedsstrop til Winther kobling