




EvoSling

Afprøvningsprotokol

molift[®]
a part of Etac

September 2015



Afprøvningsprotokol

Indhold

Sikkerhedsanvisninger.....	2
EvoSling HighBack.....	3
EvoSling MediumBack.....	4
EvoSling LowBack.....	5
EvoSling Hygiejne.....	6
EvoSling Amput MediumBack.....	7
EvoSling Comfort MediumBack.....	8
.....	9
Notater.....	10

Sikkerhedsanvisninger

Brug afprøvningsprotokollet sammen med manualen i forbindelse med den individuelle afprøvning af løftesejlet.



Manualen for både lift og løftesejl skal nøje gennemlæses inden anvendelse.

Det er vigtigt at løftesejlet afprøves individuelt til den tiltænkte bruger og de aktuelle løftesituationer, hvor løftesejlet skal anvendes. Vurder om der er behov for én eller flere assistenter/hjælpere.

Planlæg løftemomentet, inden løftet, så det sker så trygt og smidigt som muligt. Tænk på at arbejde ergonomisk.

Lav en risikovurdering og dokumenter. Plejepersonalet er ansvarlig for brugerens sikkerhed.



Kontrollér altid:

- At brugeren har den funktion der kræves ved brug af det aktuelle løftesejl.
- At model, størrelse og materiale passer.
- At løftesejlet passer til den lift/løftebøjle som skal anvendes.
- Det er vigtigt at kontrollere at løftestropperne er korrekt placeret på løftebøjlen inden brugeren løftes fra underlaget.
- Check at hjulene på kørestol, seng, bad-/toiletstol etc. er låste, når dette kræves i arbejdsprocessen



Anvend aldrig et beskadiget eller slidt løftesejl, det kan gå itu og forårsage personskade. Kasser beskadigede og slidte løftesejl.



Løftesejlet bør ikke opbevares i direkte sollys.

Periodisk inspektion

Periodisk inspektion skal udføres mindst hver 6. måned i.h.t. DS/EN ISO 10535:2007. Hyppigere inspektioner kan være påkrævet, hvis løftesejlet anvendes eller vaskes oftere end normalt. Se dokumentation vedr. periodisk eftersyn på www.etac.dk.



Besøg www.etac.dk for mere information, råd og eventuelle opdateringer af dokumentation.

Afprøvningsprotokol EvoSling HighBack

Observér

Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manualen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn:

Længde (cm): Vægt (kg)


Produktinformation:

Materiale: ☐ Polstret polyester
☐ Polyesternet med polstret hovedstøtte og bel


Art.nr.:

Størrelse: ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL


Serienr.:

Forflytning	Liggende	Siddende	Løfteåg	Bredde	
Fra position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	2-punkts løfteåg	☐	CM 
Til position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	4-punkts løfteåg	☐	CM 

A) Bendelsløftestropper




- 1 Yderste lysegrå ☐
 2 Mørkegrå ☐
 3 Sort ☐
 4 Rød ☐



B) Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for brugerens siddestilling og afstand til løfteåg.




- 1 Yderste lysegrå ☐
 2 Mørkegrå ☐

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest sikre og komfortable ved løftet. Krydsede benstropper anbefales. Der er en øget risiko for at glide ud af løftesejlet ved separat kobling eller overlap.

- 1 Krydsede ☐
 2 Separat ☐
 3 Overlap ☐



Tilbehør

- Benstroppolstring ☐
 Forlængerstrop ☐


Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:

Dato: Signatur:

Tlf 79 68 58 33
 Fax 75 66 52 57

Etac A/S
 Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
 info@etac.dk www.etac.dk



Marker tidspunkt for første anvendelse på etiketten. Planlæg dato for første periode eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. Brug en vandfast pen og begynd nederst på etiketten. Hvis løftesejlet skal anvendes af en ny bruger, kan det tidligere navn klippes af.

Afprøvningsprotokol EvoSling MediumBack

Observér

Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og den enkelte løftesituation. Identifier den bedst mulige løsning for brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manualen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn:

Længde
(cm):

Vægt
(kg)

Produktinformation:


☐ Polstret polyester

Materiale: ☐ Polyesternet med polstrede bendele


Art.nr.:

Størrelse: ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL


Serienr.:

Forflytning	Liggende	Siddende	Løfteåg	Bredde	
Fra position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	2-punkts løfteåg	☐	CM 
Til position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	4-punkts løfteåg	☐	CM 

A) Bendelsløftestropper




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐
- 4 Rød ☐



B) Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for brugerens siddestilling og afstand til løfteåg.




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest sikre og komfortable ved løftet. Krydsede benstropper anbefales. Der er en øget risiko for at glide ud af løftesejlet ved separat kobling eller overlap.

- 1 Krydsede ☐
- 2 Separat ☐
- 3 Overlap ☐



Tilbehør

- Benstropspolstring ☐
- Forlængerstrop ☐
- Hovedstøtte ☐


Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:

Dato: Signatur:

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
info@etac.dk www.etac.dk



Marker tidspunkt for første anvendelse på etiketten. Planlæg dato for første periode eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. Brug en vandfast pen og begynd nederst på etiketten. Hvis løftesejlet skal anvendes af en ny bruger, kan det tidligere navn klippes af.

Afprøvningsprotokol EvoSling LowBack

Observér

Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manualen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn:

Længde (cm): Vægt (kg)


Produktinformation:

☐ Polstret polyester ☐ Polyesternet
Materiale: ☐ Polyesternet med polstrede bendele


Art.nr.:

Størrelse: ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL

Serienr.:

Forflytning	Liggende	Siddende	Løfteåg	Bredde	
Fra position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	2-punkts løfteåg	☐	CM 
Til position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	4-punkts løfteåg	☐	CM 


A) Bendelsløftestropper




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐
- 4 Rød ☐

B) Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for brugerens siddestilling og afstand til løfteåg.




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐



Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest sikre og komfortable ved løftet. Krydsede benstropper anbefales. Der er en øget risiko for at glide ud af løftesejlet ved separat kobling eller overlap.

- 1 Krydsede ☐
- 2 Separat ☐
- 3 Overlap ☐



Tilbehør

- Benstroppolstring ☐
- Forlængerstrop ☐
- Hovedstøtte ☐


Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:

Dato: Signatur:

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57

Etag A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
info@etac.dk www.etac.dk



Marker tidspunkt for første anvendelse på etiketten. Planlæg dato for første periode eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. Brug en vandfast pen og begynd nederst på etiketten. Hvis løftesejlet skal anvendes af en ny bruger, kan det tidligere navn klippes af.

Afprøvningsprotokol EvoSling Hygiejne

Observér

Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og den enkelte løftesituation. Identifier den bedst mulige løsning for brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manualen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn:
 Længde (cm): Vægt (kg):

Produktinformation:

Materiale: ☐ Polstret polyester


Art.nr.:

Størrelse: ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL


Serienr.:

Forflytning	Liggende	Toilet	Løfteåg	Bredde	
Fra position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	2-punkts løfteåg	☐	CM 
Til position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	4-punkts løfteåg	☐	CM 

A) Bendelsløftestropper




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐
- 4 Rød ☐



B) Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for brugerens siddestilling og afstand til løfteåg.




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest sikre og komfortable ved løftet. Krydsede benstropper anbefales. Der er en øget risiko for at glide ud af løftesejlet ved separat kobling eller overlap.

- 1 Krydsede ☐
- 2 Separat ☐
- 3 Overlap ☐



Tilbehør

- Benstropspolstring ☐
- Forlængerstrop ☐
- Hovedstøtte ☐


Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:

Dato: Signatur:

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57

Etag A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
info@etac.dk www.etac.dk



Marker tidspunkt for første anvendelse på etiketten. Planlæg dato for første periode eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. Brug en vandfast pen og begynd nederst på etiketten. Hvis løftesejlet skal anvendes af en ny bruger, kan det tidligere navn klippes af.

Afprøvningsprotokol EvoSling Ampu MediumBack

Observér

Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og den enkelte løftesituation. Identificer den bedst mulige løsning for brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manualen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn:

Længde (cm): Vægt (kg)

Produktinformation:

Materiale: ☐ Polyesternet med polstrede bendele


Art.nr.:

Størrelse: ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL


Serienr.:

Forflytning	Liggende	Toilet	Løfteåg	Bredde	
Fra position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	2-punkts løfteåg	☐	CM 
Til position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	4-punkts løfteåg	☐	CM 

A) Bendelsløftestropper




- 1 Yderste lysegrå ☐
 2 Mørkegrå ☐
 3 Sort ☐



B) Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for brugerens siddestilling og afstand til løfteåg.




- 1 Yderste lysegrå ☐
 2 Mørkegrå ☐

Bendelskobling

Vælg den bendelskobling som er den mest sikre og komfortable ved løftet. Krydsede benstropper anbefales. Der er en øget risiko for at glide ud af løftesejlet ved separat kobling eller overlap.

- 1 Krydsede ☐
 2 Separat ☐
 3 Overlap ☐



Tilbehør

- Benstropspolstring ☐
 Forlængerstrop ☐
 Hovedstøtte ☐


Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:

Dato: Signatur:

Tlf 79 68 58 33
 Fax 75 66 52 57

Etac A/S
 Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
 info@etac.dk www.etac.dk



Marker tidspunkt for første anvendelse på etiketten. Planlæg dato for første periodiske eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. Brug en vandfast pen og begynd nederst på etiketten. Hvis løftesejlet skal anvendes af en ny bruger, kan det tidligere navn klippes af.

Afprøvningsprotokol EvoSling Comfort MediumBack

Observér

Det er vigtigt at løftesejlet er afprøvet til den specifikke bruger og den enkelte løftesituation. Identifier den bedst mulige løsning for brugeren ved anvendelse af både Afprøvningsprotokollet og manualen for det specifikke løftesejl i forbindelse med afprøvningen.

Information om brugeren:

Navn:
 Længde (cm): Vægt (kg):

Produktinformation:

Materiale: ☐ Polyesternet


Art.nr.:

Størrelse: ☐ XS ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL ☐ XXL


Serienr.:

Forflytning	Liggende	Toilet	Løfteåg	Bredde	
Fra position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	2-punkts løfteåg	☐	CM 
Til position. Markér de afprøvede og godkendte forflytninger.	☐	☐	4-punkts løfteåg	☐	CM 

A Bendelsløftestropper




- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐
- 4 Rød ☐



B Øvre løftestropper

Valget af løftestrop er afgørende for brugerens siddestilling og afstand til løfteåg.



- 1 Yderste lysegrå ☐
- 2 Mørkegrå ☐
- 3 Sort ☐

Tilbehør

- Benstropspolstring ☐
- Forlængerstrop ☐
- Hovedstøtte ☐


Afprøvet og risikovurderet af:

Navn:

Dato: Signatur:

Tlf 79 68 58 33
Fax 75 66 52 57

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
info@etac.dk www.etac.dk



Marker tidspunkt for første anvendelse på etiketten. Planlæg dato for første periode eftersyn.

Mærk etiketten med brugerens navn. Brug en vandfast pen og begynd nederst på etiketten. Hvis løftesejlet skal anvendes af en ny bruger, kan det tidligere navn klippes af.

Afprøvningsprotokol

[illegible]

Notater

[illegible]

www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens, Danmark
Tel 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57
info@etac.dk www.etac.dk

molift[®]
a part of Etac

 **etac**[®]
Skaber muligheder