

AFPRØVNING AF LØFTESEJL MOLIFT EvoSling


Min referenceliste

Vores løftesejl findes i flere forskellige modeller og hver model findes i størrelserne XS-XXL.

Løftesejlene kan inddeles i basismodeller og funktionsmodeller.

Ved hjælp af test af de forskellige typer, kan du få en oplevelse af modellernes forskellige egenskaber og fordele, samt se hvordan størrelserne passer specifikt til dig.

Noter din størrelse i skemaet og egenskaberne for hver model, så kan du i forbindelse med en afprøvning relatere dine erfaringer. Du har dig selv som reference ved valg af størrelse.



Mit navn

.....

VÆGT OG MÅL

Dette er anbefalinger, individuel vurdering foretages i hvert enkelt tilfælde.

STR.	FARVE-KODE	ANBEFALET BRUGERVÆGT (KG)
XS	Lyseblå	17–25
S	Rød	25–50
M	Gul	45–95
L	Grøn	90–160
XL	Blå	160–240
XXL	Hvid	230–300

GUIDE FOR

LØFTESEJL MED DELTE BENSTROPPER

A. Ryghøjde

HighBack giver god støtte også for hovedet.

MediumBack støtter hele kroppen og hofterne.





LowBack støtter hofterne, samt ryggens mellemste og nederste del.

B. Delte benstropper

Smal åbning Løftesejlet går ned til halebenet. Når benstropperne krydses giver det en lille åbning.

Medium åbning Løftesejlet placeres ned til halebenet. Basismodeller.

Stor åbning Løftesejlets nederste kant placeres på højde med hoftebenet. Det giver en stor åbning og dermed tilgængelighed for f.eks. toiletsituationer.

		B. DELTE BENSTROPPER		
		Smal	Medium	Stor
A. RYGHØJDE	HighBack			
	MediumBack			
	LowBack			



SÅDAN GØR DU



- Markér den størrelse der passer dig
- Angiv hvilke løftestropper der skal anvendes både øvre løftestrop og løftestrop på bendelen.





Notater

LØFTESEJL MED DELTE BENSTROPPER



MEDIUM ÅBNING

		ØVRE LØFTESTROP		STROP PÅ BENDELEN		STR.
		Lysegrå →		Lysegrå →		XS
		Mørkegrå →		Mørkegrå →		S
				Sort →		M
				Rød →		L
						XL
						XXL
EvoSling HighBack						
Polstret	Net Polstret					



		ØVRE LØFTESTROP		STROP PÅ BENDELEN		STR.
		Lysegrå →		Lysegrå →		XS
		Mørkegrå →		Mørkegrå →		S
		Sort →		Sort →		M
				Rød →		L
						XL
						XXL
EvoSling MediumBack						
Polstret	Net Polstret					

			ØVRE LØFTESTROP		STROP PÅ BENDELEN		STR.
			Lysegrå →		Lysegrå →		XS
EvoSling LowBack	Polstret	Net	Mørkegrå →		Mørkegrå →		S
			Sort →		Sort →		M
					Rød →		L
							XL
					XXL		

SMAL ÅBNING



	ØVRE LØFTESTROP		STROP PÅ BENDELEN		STR.
	Lysegrå →		Lysegrå →		XS
	Mørkegrå →		Mørkegrå →		S
			Sort →		M
			Rød →		L
					XL
					XXL
EvoSling Ampu MediumBack					
Net Polstret					

STOR ÅBNING

	ØVRE LØFTESTROP		STROP PÅ BENDELEN		STR.
	Lysegrå →		Lysegrå →		XS
	Mørkegrå →		Mørkegrå →		S
	Sort →		Sort →		M
			Rød →		L
					XL
					XXL
EvoSling Hygiejne					
Polstret					

LØFTESEJL UDEN DELTE BENSTROPPER

HELSEJL

	ØVRE LØFTESTROP		STROP PÅ BENDELEN		STR.
	Lysegrå →		Lysegrå →		XS
	Mørkegrå →		Mørkegrå →		S
	Sort →		Sort →		M
			Rød →		L
					XL
					XXL
EvoSling Comfort MediumBack					
Net					