

Opmålingskema til manuelle kørestole

Brugerens navn: _____

Diagnose: _____

Cpr. nr.: _____

Forflytningsmetode: _____

Stolen anvendes mest: ude inde både og

fødder på fodstøtter fødder i gulv / gåstol

Terapeut: _____

Terapeutens tlf.: _____

Dato: _____

Brugerens mål:

A: Bredde over hoften: _____

B: Fra bagdel til knæhase: _____

C: Underbenslængde inkl. sko: _____

D: Fra sæde til skulderblad: _____

Kørestolens mål:



A: Sædebredde: _____

B: Sædedybde: _____

C₁: Sædehøjde fortil uden pude: _____

C₂: Sædehøjde bagtil uden pude: _____

D: Ryghøjde: _____



Siddestillingsanalyse viser:

Behov for specialtilpasninger:

Ryg: _____

Sæde/pude: _____

Kommentarer:

Tilbehør (se bagsiden)

Opmålingskema til manuelle kørestole

Tilbehør:

- Nakkestøtte (monteres på skubbebøjle)
- Skubbebøjle
- Korte armlæn L 26 cm
- Lange armlæn L 36 cm
- Armlænspudder, korte L 26 cm
- Armlænspudder, lange L 36 cm
- Armlænspudder med trykfastende gel, korte L 26 cm
- Armlænspudder med trykfastende gel, lange L 36 cm
- Armlænspudder, hemiplegi, højre
- Armlænspudder, hemiplegi, venstre
- Bord
- Halvbord
- Bremsforlænger (Ikke Next)
- Rygkiler, korte (15 cm)
- Rygkiler, lange (30 cm)
- Inkontinens sædeovertræk
- Hoftesele
- Y-sele
- Egerbeskyttere
- Tipsikring, opklappelig (standard på Next)
- Stokkeholder
- Benstøtter med snæver vinkel
- Eleverbare benstøtter
- Amputationsbenstøtte, højre
- Amputationsbenstøtte, venstre
- Gipsbenstøtte, højre
- Gipsbenstøtte, venstre
- Hel fodplade
- Lægbånd
- Hælrem
- Øvrigt tilbehør: _____
