


Storleksguide

StarLock 13 cm cellhöjd



Art.nr ESSLS...	Bottenplatta (C x D) Bredd x Djup (cm)	Antal celler (A x B) Bredd x Djup	Sits Bredd* (cm)	Sits Djup** (cm)
...1010-1	26 x 26	4 x 4	22 - 26	24 - 27
...1012-1	26 x 30	4 x 5	22 - 26	28 - 32
...1014-1	26 x 36	4 x 6	22 - 26	33 - 38
...1210-1	30 x 26	5 x 4	26 - 31	24 - 27
...1212-1	30 x 30	5 x 5	26 - 31	28 - 32
...1214-1	30 x 36	5 x 6	26 - 31	33 - 38
...1216-1	30 x 41	5 x 7	26 - 31	39 - 43
...1410-1	36 x 26	6 x 4	32 - 37	24 - 27
...1412-1	36 x 30	6 x 5	32 - 37	28 - 32
...1414-1	36 x 36	6 x 6	32 - 37	33 - 38
...1416-1	36 x 41	6 x 7	32 - 37	39 - 43
...1418-1	36 x 46	6 x 8	32 - 37	44 - 48
...1612-1	41 x 30	7 x 5	37 - 42	28 - 32
...1614-1	41 x 36	7 x 6	37 - 42	33 - 38
...1616-1	41 x 41	7 x 7	37 - 42	39 - 43
...1618-1	41 x 46	7 x 8	37 - 42	44 - 48
...1620-1	41 x 51	7 x 9	37 - 42	49 - 53
...1622-1	41 x 56	7 x 10	37 - 42	54 - 58
...1814-1	46 x 36	8 x 6	43 - 48	33 - 38
...1816-1	46 x 41	8 x 7	43 - 48	39 - 43
...1818-1	46 x 46	8 x 8	43 - 48	44 - 48
...1820-1	46 x 51	8 x 9	43 - 48	49 - 53
...1822-1	46 x 56	8 x 10	43 - 48	54 - 58
...2016-1	51 x 41	9 x 7	48 - 53	39 - 43
...2018-1	51 x 46	9 x 8	48 - 53	44 - 48
...2020-1	51 x 51	9 x 9	48 - 53	49 - 53
...2022-1	51 x 56	9 x 10	48 - 53	54 - 58
...2216-1	56 x 41	10 x 7	53 - 58	39 - 43
...2218-1	56 x 46	10 x 8	53 - 58	44 - 48
...2220-1	56 x 51	10 x 9	53 - 58	49 - 53
...2222-1	56 x 56	10 x 10	53 - 58	54 - 58

... För fullständigt artikelnummer, se relaterat produktblad.

StarLock – 13 cm cellhöjd

StarLock sittdynor med en cellhöjd på 13 cm har en celldiameter på ca 6 cm.

Bottenplattan är ca 2 cm bredare på alla fyra sidor (E), än måttet från yttercell till yttercell (A and B).

Det är bottenplattans yttermått (C x D) som anges i all dokumentation.

***Sitsbredd:** Placerad i en rullstol kan bottenplattans ytterkanter (E) vikas uppåt. Därav skillnaden mellan bottenplattans mått och rekommenderad sitsbredd.

****Sitsdjup:** Sitsdjupet mäts på mitten av sitsen, från framkant till ryggklädseln. Mät sitsdjupet när ryggklädseln är korrekt inställd. Placera dynan så långt bak på sitsen som möjligt.