




Størrelsesguide

StarLock 13 cm cellehøyde



| Art.nr. ESSL5... | Bunn (C x D) B x D (cm) | Celler (A x B) B x D | Sete bredde* (cm) | Sete Dybde** (cm) |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ...1010-1 | 26 x 26 | 4 x 4 | 22 - 26 | 24 - 27 |
| ...1012-1 | 26 x 30 | 4 x 5 | 22 - 26 | 28 - 32 |
| ...1014-1 | 26 x 36 | 4 x 6 | 22 - 26 | 33 - 38 |
| ...1210-1 | 30 x 26 | 5 x 4 | 26 - 31 | 24 - 27 |
| ...1212-1 | 30 x 30 | 5 x 5 | 26 - 31 | 28 - 32 |
| ...1214-1 | 30 x 36 | 5 x 6 | 26 - 31 | 33 - 38 |
| ...1216-1 | 30 x 41 | 5 x 7 | 26 - 31 | 39 - 43 |
| ...1410-1 | 36 x 26 | 6 x 4 | 32 - 37 | 24 - 27 |
| ...1412-1 | 36 x 30 | 6 x 5 | 32 - 37 | 28 - 32 |
| ...1414-1 | 36 x 36 | 6 x 6 | 32 - 37 | 33 - 38 |
| ...1416-1 | 36 x 41 | 6 x 7 | 32 - 37 | 39 - 43 |
| ...1418-1 | 36 x 46 | 6 x 8 | 32 - 37 | 44 - 48 |
| ...1612-1 | 41 x 30 | 7 x 5 | 37 - 42 | 28 - 32 |
| ...1614-1 | 41 x 36 | 7 x 6 | 37 - 42 | 33 - 38 |
| ...1616-1 | 41 x 41 | 7 x 7 | 37 - 42 | 39 - 43 |
| ...1618-1 | 41 x 46 | 7 x 8 | 37 - 42 | 44 - 48 |
| ...1620-1 | 41 x 51 | 7 x 9 | 37 - 42 | 49 - 53 |
| ...1622-1 | 41 x 56 | 7 x 10 | 37 - 42 | 54 - 58 |
| ...1814-1 | 46 x 36 | 8 x 6 | 43 - 48 | 33 - 38 |
| ...1816-1 | 46 x 41 | 8 x 7 | 43 - 48 | 39 - 43 |
| ...1818-1 | 46 x 46 | 8 x 8 | 43 - 48 | 44 - 48 |
| ...1820-1 | 46 x 51 | 8 x 9 | 43 - 48 | 49 - 53 |
| ...1822-1 | 46 x 56 | 8 x 10 | 43 - 48 | 54 - 58 |
| ...2016-1 | 51 x 41 | 9 x 7 | 48 - 53 | 39 - 43 |
| ...2018-1 | 51 x 46 | 9 x 8 | 48 - 53 | 44 - 48 |
| ...2020-1 | 51 x 51 | 9 x 9 | 48 - 53 | 49 - 53 |
| ...2022-1 | 51 x 56 | 9 x 10 | 48 - 53 | 54 - 58 |
| ...2216-1 | 56 x 41 | 10 x 7 | 53 - 58 | 39 - 43 |
| ...2218-1 | 56 x 46 | 10 x 8 | 53 - 58 | 44 - 48 |
| ...2220-1 | 56 x 51 | 10 x 9 | 53 - 58 | 49 - 53 |
| ...2222-1 | 56 x 56 | 10 x 10 | 53 - 58 | 54 - 58 |

...For komplett artikkelnummer, se produktark.

StarLock - 13 cm cellehøyde

StarLock puter med cellehøyde 13 cm har en diameter pr. celle på 6 cm.

Putens bunn er ca. 2 cm bredere på alle sider (E), enn utvendig mål på selve cellene (A og B).


Det er målet på putens bunn (C x D) det vises til i all dokumentasjon.***Setebredde:** Ved plassering i rullestol, kan kantene på putens bunn (E) brette seg oppover.****Setedybde:** Setedybden er målt på midten av setet, fra kanten foran til ryggtrekket. Målet bør tas når ryggtrekket er korrekt justert for brukeren. Plasser puten så langt bak på setet som mulig.

Bruk størrelsesguiden for å finne riktig størrelse.



Størrelsesguide

StarLock 5, 7.5 & 10 cm cellehøyde



| Art. nr. ESSL2, ESSL3 eller ESSL4... | Bunn (C x D) B x D (cm) | Celler (A x B) Width x Depth | Sete Bredde* (cm) | Sete Dybde** (cm) |
|--|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ...0909-1 | 26 x 26 | 5 x 5 | 22 - 25 | 24 - 27 |
| ...0911-1 | 26 x 30 | 5 x 6 | 22 - 25 | 28 - 31 |
| ...0913-1 | 26 x 34 | 5 x 7 | 22 - 25 | 31 - 35 |
| ...1109-1 | 30 x 26 | 6 x 5 | 25 - 30 | 24 - 27 |
| ...1111-1 | 30 x 30 | 6 x 6 | 25 - 30 | 28 - 31 |
| ...1113-1 | 30 x 34 | 6 x 7 | 25 - 30 | 31 - 35 |
| ...1115-1 | 30 x 39 | 6 x 8 | 25 - 30 | 36 - 40 |
| ...1309-1 | 34 x 26 | 7 x 5 | 30 - 35 | 24 - 27 |
| ...1311-1 | 34 x 30 | 7 x 6 | 30 - 35 | 28 - 31 |
| ...1313-1 | 34 x 34 | 7 x 7 | 30 - 35 | 31 - 35 |
| ...1315-1 | 34 x 39 | 7 x 8 | 30 - 35 | 36 - 40 |
| ...1317-1 | 34 x 44 | 7 x 9 | 30 - 35 | 40 - 45 |
| ...1511-1 | 39 x 30 | 8 x 6 | 35 - 40 | 28 - 31 |
| ...1513-1 | 39 x 34 | 8 x 7 | 35 - 40 | 31 - 35 |
| ...1515-1 | 39 x 39 | 8 x 8 | 35 - 40 | 36 - 40 |
| ...1517-1 | 39 x 44 | 8 x 9 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| ...1519-1 | 39 x 49 | 8 x 10 | 35 - 40 | 45 - 50 |
| ...1521-1 | 39 x 53 | 8 x 11 | 35 - 40 | 50 - 55 |
| ...1713-1 | 44 x 34 | 9 x 7 | 40 - 44 | 31 - 35 |
| ...1715-1 | 44 x 39 | 9 x 8 | 40 - 44 | 36 - 40 |
| ...1717-1 | 44 x 44 | 9 x 9 | 40 - 44 | 40 - 45 |
| ...1719-1 | 44 x 49 | 9 x 10 | 40 - 44 | 45 - 50 |
| ...1721-1 | 44 x 53 | 9 x 11 | 40 - 44 | 50 - 55 |
| ...1915-1 | 49 x 39 | 10 x 8 | 44 - 49 | 36 - 40 |
| ...1917-1 | 49 x 44 | 10 x 9 | 44 - 49 | 40 - 45 |
| ...1919-1 | 49 x 49 | 10 x 10 | 44 - 49 | 45 - 50 |
| ...1921-1 | 49 x 53 | 10 x 11 | 44 - 49 | 50 - 55 |
| ...2115-1 | 53 x 39 | 11 x 8 | 49 - 54 | 36 - 40 |
| ...2117-1 | 53 x 44 | 11 x 9 | 49 - 54 | 40 - 45 |
| ...2119-1 | 53 x 49 | 11 x 10 | 49 - 54 | 45 - 50 |
| ...2121-1 | 53 x 53 | 11 x 11 | 49 - 54 | 50 - 55 |

...For komplett artikkelnummer, se produktark.

StarLock - 5, 7.5 & 10 cm cellehøyde

StarLock puter med en cellehøyde på 5, 7.5 & 10 cm har en diameter pr. celle på 5 cm.

Putens bunn er ca. 2 cm bredere på alle sider (E), enn utvendig mål på selve cellene (A og B).

Det er målet på putens bunn (C x D) det vises til i all dokumentasjon.


Setebredde:** Ved plassering i rullestol, kan kantene på putens bunn (E) brette seg oppover.*Setedybde:** Setedybden er målt på midten av setet, fra kanten foran til ryggtrekket. Målet bør tas når ryggtrekket er korrekt justert for brukeren. Plasser puten så langt bak på setet som mulig.

Bruk størrelsesguiden for å finne riktig størrelse.



Størrelsesguide

Star Galaxy cellehøyde



| Art. nr. ESGXY... | Bunn (C x D) B x D (cm) | Sete Bredde* (cm) | Sete Dybde** (cm) |
|----------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ...1414-2F | 36 x 36 | 32 - 36 | 33 - 37 |
| ...1416-2F | 36 x 41 | 32 - 36 | 38 - 42 |
| ...1614-2F | 41 x 36 | 37 - 41 | 33 - 37 |
| ...1616-2F | 41 x 41 | 37 - 41 | 38 - 42 |
| ...1618-2F | 41 x 46 | 37 - 41 | 43 - 47 |
| ...1816-2F | 46 x 41 | 42 - 46 | 38 - 42 |
| ...1818-2F | 46 x 46 | 42 - 46 | 43 - 47 |
| ...1820-2F | 46 x 51 | 42 - 46 | 48 - 52 |
| ...2016-2F | 51 x 41 | 47 - 51 | 38 - 42 |
| ...2018-2F | 51 x 46 | 47 - 51 | 43 - 47 |
| ...2020-2F | 51 x 51 | 47 - 51 | 48 - 52 |

...For komplett artikkelnummer, se produktark

Star Galaxy

Galaxys tore celler bak gir utmerket støtte og stabilitet for brukere med gluteal muskelatrofi.

Putens bunn er ca. 2 cm bredere på alle sider (E), enn utvendig mål på selve cellene (A og B).

Det er målet på putens bunn (C x D) det vises til i all dokumentasjon.


Setebredde:** Ved plassering i rullestol, kan kantene på putens bunn (E) brette seg oppover.*Setedybde:** Setedybden er målt på midten av setet, fra kanten foran til ryggtrekket. Målet bør tas når ryggtrekket er korrekt justert for brukeren. Plasser puten så langt bak på setet som mulig.

Bruk størrelsesguiden for å finne riktig størrelse.



Størrelsesguide

Standard Air 5 & 10 cm cellehøyde



| Item no. ESSCS and ESSC... | Base (C x D) Width x Depth (cm) | Cells (A x B) Width x Depth | Seat Width* (cm) | Seat Depth** (cm) |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ...0909-1 | 26 x 26 | 5 x 5 | 22 - 25 | 24 - 27 |
| ...0911-1 | 26 x 30 | 5 x 6 | 22 - 25 | 28 - 31 |
| ...0913-1 | 26 x 34 | 5 x 7 | 22 - 25 | 31 - 35 |
| ...1109-1 | 30 x 26 | 6 x 5 | 25 - 30 | 24 - 27 |
| ...1111-1 | 30 x 30 | 6 x 6 | 25 - 30 | 28 - 31 |
| ...1113-1 | 30 x 34 | 6 x 7 | 25 - 30 | 31 - 35 |
| ...1115-1 | 30 x 39 | 6 x 8 | 25 - 30 | 36 - 40 |
| ...1309-1 | 34 x 26 | 7 x 5 | 30 - 35 | 24 - 27 |
| ...1311-1 | 34 x 30 | 7 x 6 | 30 - 35 | 28 - 31 |
| ...1313-1 | 34 x 34 | 7 x 7 | 30 - 35 | 31 - 35 |
| ...1315-1 | 34 x 39 | 7 x 8 | 30 - 35 | 36 - 40 |
| ...1317-1 | 34 x 44 | 7 x 9 | 30 - 35 | 40 - 45 |
| ...1511-1 | 39 x 30 | 8 x 6 | 35 - 40 | 28 - 31 |
| ...1513-1 | 39 x 34 | 8 x 7 | 35 - 40 | 31 - 35 |
| ...1515-1 | 39 x 39 | 8 x 8 | 35 - 40 | 36 - 40 |
| ...1517-1 | 39 x 44 | 8 x 9 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| ...1519-1 | 39 x 49 | 8 x 10 | 35 - 40 | 45 - 50 |
| ...1521-1 | 39 x 53 | 8 x 11 | 35 - 40 | 50 - 55 |
| ...1713-1 | 44 x 34 | 9 x 7 | 40 - 44 | 31 - 35 |
| ...1715-1 | 44 x 39 | 9 x 8 | 40 - 44 | 36 - 40 |
| ...1717-1 | 44 x 44 | 9 x 9 | 40 - 44 | 40 - 45 |
| ...1719-1 | 44 x 49 | 9 x 10 | 40 - 44 | 45 - 50 |
| ...1721-1 | 44 x 53 | 9 x 11 | 40 - 44 | 50 - 55 |
| ...1915-1 | 49 x 39 | 10 x 8 | 44 - 49 | 36 - 40 |
| ...1917-1 | 49 x 44 | 10 x 9 | 44 - 49 | 40 - 45 |
| ...1919-1 | 49 x 49 | 10 x 10 | 44 - 49 | 45 - 50 |
| ...1921-1 | 49 x 53 | 10 x 11 | 44 - 49 | 50 - 55 |
| ...2115-1 | 53 x 39 | 11 x 8 | 49 - 54 | 36 - 40 |
| ...2117-1 | 53 x 44 | 11 x 9 | 49 - 54 | 40 - 45 |
| ...2119-1 | 53 x 49 | 11 x 10 | 49 - 54 | 45 - 50 |
| ...2121-1 | 53 x 53 | 11 x 11 | 49 - 54 | 50 - 55 |

...For komplett artikkelnummer, se produktark

Standard Air - 5 & 10 cm cellehøyde

Standard Air puter med en cellehøyde på 5 & 10 cm har en diameter pr. celle på 5 cm.

Putens bunn er ca. 2 cm bredere på alle sider (E), enn utvendig mål på selve cellene (A og B).

Det er målet på putens bunn (C x D) det vises til i all dokumentasjon.

***Setebredde:** Ved plassering i rullestol, kan kantene på putens bunn (E) brette seg oppover.


****Setedybde:** Setedybden er målt på midten av setet, fra kanten foran til ryggtrekket. Målet bør tas når ryggtrekket er korrekt justert for brukeren. Plasser puten så langt bak på setet som mulig.

Bruk størrelsesguiden for å finne riktig størrelse.



Størrelsesguide

Stabil-Air - 7.5 cm cellehøyde



| Item no. ESSA3... | Base (C x D) Width x Depth (cm) | Cells (A x B) Width x Depth | Seat width* (cm) | Seat Depth** (cm) |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| ...0909-1 | 26 x 26 | 5 x 5 | 22 - 25 | 24 - 27 |
| ...0911-1 | 26 x 30 | 5 x 6 | 22 - 25 | 28 - 31 |
| ...0913-1 | 26 x 34 | 5 x 7 | 22 - 25 | 31 - 35 |
| ...1109-1 | 30 x 26 | 6 x 5 | 25 - 30 | 24 - 27 |
| ...1111-1 | 30 x 30 | 6 x 6 | 25 - 30 | 28 - 31 |
| ...1113-1 | 30 x 34 | 6 x 7 | 25 - 30 | 31 - 35 |
| ...1115-1 | 30 x 39 | 6 x 8 | 25 - 30 | 36 - 40 |
| ...1309-1 | 34 x 26 | 7 x 5 | 30 - 35 | 24 - 27 |
| ...1311-1 | 34 x 30 | 7 x 6 | 30 - 35 | 28 - 31 |
| ...1313-1 | 34 x 34 | 7 x 7 | 30 - 35 | 31 - 35 |
| ...1315-1 | 34 x 39 | 7 x 8 | 30 - 35 | 36 - 40 |
| ...1317-1 | 34 x 44 | 7 x 9 | 30 - 35 | 40 - 45 |
| ...1511-1 | 39 x 30 | 8 x 6 | 35 - 40 | 28 - 31 |
| ...1513-1 | 39 x 34 | 8 x 7 | 35 - 40 | 31 - 35 |
| ...1515-1 | 39 x 39 | 8 x 8 | 35 - 40 | 36 - 40 |
| ...1517-1 | 39 x 44 | 8 x 9 | 35 - 40 | 40 - 45 |
| ...1519-1 | 39 x 49 | 8 x 10 | 35 - 40 | 45 - 50 |
| ...1521-1 | 39 x 53 | 8 x 11 | 35 - 40 | 50 - 55 |
| ...1713-1 | 44 x 34 | 9 x 7 | 40 - 44 | 31 - 35 |
| ...1715-1 | 44 x 39 | 9 x 8 | 40 - 44 | 36 - 40 |
| ...1717-1 | 44 x 44 | 9 x 9 | 40 - 44 | 40 - 45 |
| ...1719-1 | 44 x 49 | 9 x 10 | 40 - 44 | 45 - 50 |
| ...1721-1 | 44 x 53 | 9 x 11 | 40 - 44 | 50 - 55 |
| ...1915-1 | 49 x 39 | 10 x 8 | 44 - 49 | 36 - 40 |
| ...1917-1 | 49 x 44 | 10 x 9 | 44 - 49 | 40 - 45 |
| ...1919-1 | 49 x 49 | 10 x 10 | 44 - 49 | 45 - 50 |
| ...1921-1 | 49 x 53 | 10 x 11 | 44 - 49 | 50 - 55 |
| ...2115-1 | 53 x 39 | 11 x 8 | 49 - 54 | 36 - 40 |
| ...2117-1 | 53 x 44 | 11 x 9 | 49 - 54 | 40 - 45 |
| ...2119-1 | 53 x 49 | 11 x 10 | 49 - 54 | 45 - 50 |
| ...2121-1 | 53 x 53 | 11 x 11 | 49 - 54 | 50 - 55 |

...For komplett artikkelnummer, se produktark

Stabil-Air - 7.5 cm cellehøyde

Stabil-Air puter med en cellehøyde på 7,5 cm har en diameter pr. celle på 5 cm.

Putens bunn er ca. 2 cm bredere på alle sider (E), enn utvendig mål på selve cellene (A og B).

Det er målet på putens bunn (C x D) det vises til i all dokumentasjon.

Setebredde:** Ved plassering i rullestol, kan kantene på putens bunn (E) brette seg oppover.*Setedybde:** Setedybden er målt på midten av setet, fra kanten foran til ryggtrekket. Målet bør tas når ryggtrekket er korrekt justert for brukeren. Plasser puten så langt bak på setet som mulig.

Bruk størrelsesguiden for å finne riktig størrelse.