

# Le Flyer de Convoid - ADP WM0001820

## Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

No de compte: \_\_\_\_\_ No du bon de commande: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_\_  
 Contact: \_\_\_\_\_ ATP/RTS: \_\_\_\_\_ À l'attention de: \_\_\_\_\_

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/état/zip:	
Phone:	Ville/état/zip:
Courriel:	Téléphone:

**Caractéristiques standards pour la base du Flyer:**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclinaison sur place (-5° to +40°)</li> <li>• Ajustement de l'angle arrière de 30° (80° à 110°)</li> <li>• Roues arrière à dégagement rapide</li> <li>• Verrou des roues activé au pied</li> <li>• Le code E1161 du HCPCS est seulement disponible sur les fauteuils de 15" ou plus</li> <li>• Structure frontale amovible avec repose-pieds angulaire fixe (choisissez l'option ci-dessous)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accoudoirs relevables - longs (de série sur les FL15 et FL16).</li> <li>• Votre choix de quatre couleurs</li> <li>• Poignée de poussée un morceau</li> <li>• Votre choix de trois couleurs pour les poignées arrière</li> <li>• Construit aux États-Unis</li> </ul>
---	--

**Modèles standards:**

Assemblage de la base du Flyer ADP - C905441      **Prix \$963**

Module de siège Flyer ADP - C905444                      **\$2,839**

**Tous les prix sont en devise canadienne**

- Module-siège Flyer**
- Largeur du siège du Flyer 12"
- Largeur du siège du Flyer 13"
- Largeur du siège du Flyer 14"
- Largeur du siège du Flyer 15"
- Largeur du siège du Flyer 16"
- Option de déplacement (installation du fabricant requise)**
- Accessoire de support ±^
- Support du cadre du siège ±^
- Hauteur fixe des cannes arrière\* (7/8" de diamètre- avec poignées de poussées (choisir une option):**
- Courte: 19" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 19")\*\*\* (non compatible avec tige à IV)
- Moyenne: 22" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 22")\*\*\*
- Grande: 25" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 25")\*\*\*
- Coussins pour dossier ajustables (4 pièces)
- Housse et coussins pour dossier (comprends les coussins pour dossier ajustables en hauteur) (13" - 25")\*\*\*
- Option de la gamme de profondeur du siège (voir le tableau à la dernière page du bon de commande)**
- Position 1: 11"-15"
- Position 2: 13"-17"
- Position 3: 15"-19"
- Position 4: 17"-21"

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
N/C	C905517				
N/C		C905518			
N/C			C905519		
N/C				C905520	
N/C					C905521
\$137	C905082	C905082	C905082	C905082	C905082
\$138	C905515	C905515	C905515	C905515	C905515
N/C	C905054	C905054	C905054	C905054	C905054
N/C	C905055	C905055	C905055	C905055	C905055
N/C	C905056	C905056	C905056	C905056	C905056
\$205	C905058	C905058	C905058	C905058	C905058
\$716	C905093	C905094	C905095	C905096	C905097
N/C	C905197	C905197	C905197	C905197	C905197
N/C	C905198	C905198	C905198	C905198	C905198
N/C	C905199	C905199	C905199	C905199	C905199
N/C	C905200	C905200	C905200	C905200	C905200

**± Voir au bas du bon de commande concernant la configuration spécifique dans laquelle le fauteuil a été testé pour le WC-19.**

**\* Ceinture de positionnement pelvien requise.**

**\* La profondeur du siège est réduite de 1 1/2" lorsqu'il est combiné avec le dossier arrière ferme avec un coussin et nécessite des pièces d'installation spécifiques.**

**\*\*\* Mesuré du siège à la poignée de poussée.**

**\*\*\*\* Le système de coussin de dossier ajustable en hauteur au code HCPCS s'applique seulement aux tailles pédiatriques 12, 13 et 14.**

- Options de châssis**
- Système inclinable vers l'arrière (80 à 170 degrés) (installation du fabricant requise)**
- Inclinaison du Flyer 12, 13 et 14
- Inclinaison du Flyer 15 et 16±
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur - la paire (choisir parmi les tailles 12, 13 et 14)\***
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - court, longueur de 8,34"
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - court, longueur de 8,34"
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - long, longueur de 11,34"
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - long, longueur de 11,34"
- Appui-bras ajustable et amovible (la paire)**
- Appui-bras ajustable et amovible (la paire) - court, longueur de 9,00"
- Appui-bras ajustable et amovible (la paire) - long, longueur de 11,00"
- Poignée de poussée un morceau à hauteur ajustable (hauteur ajustable de +/- 9") (choisir une option):**
- Installation extérieure
- Installation intérieure
- Poignée de poussée deux morceaux^
- ± Pour le FL15 et le FL16, utilisez HCPCS avec le code E1225.**
- \* L'appui-bras relevable est de série avec les tailles 15 et 16.**
- \* Livraison standard en 30 jours.**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
\$655	C905037	C905037	C905037		
\$655				C905038	C905038
\$311	C905167	C905167	C905167		
\$0				C905167	C905167
\$311	C905168	C905168	C905168		
\$0				C905168	C905168
\$397	C905396	C905396	C905396	C905396	C905396
\$397	C905397	C905397	C905397	C905397	C905397
N/C	C905108	C905109	C905110	C905111	C905112
N/C	C905098	C905099	C905100	C905101	C905102
N/C	C905311	C905311	C905311	C905311	C905311

- Options de dossiers**
- Couleur d'accent du dossier (le coussin est noir, la couleur est pour les accents du côté). Choisir une option:**
- Bleu royal
- Vert forêt
- Rouge cerise
- Violet chic
- Rose princesse
- Noire panthère
- Brun chocolat
- Bleu aqua
- Vert pomme

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
N/C	C903850	C903850	C903850	C903850	C903850
N/C	C903857	C903857	C903857	C903857	C903857
N/C	C903855	C903855	C903855	C903855	C903855
N/C	C903851	C903851	C903851	C903851	C903851
N/C	C903759	C903759	C903759	C903759	C903759
N/C	C903854	C903854	C903854	C903854	C903854
N/C	C904189	C904189	C904189	C904189	C904189
N/C	C904753	C904753	C904753	C904753	C904753
N/C	C904754	C904754	C904754	C904754	C904754

- Options Support Dorsal Matrix**
- Matrix E2 (FL largeur x 10" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 (FL largeur x 12" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 (FL largeur x 14" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 (FL largeur x 16" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 (FL largeur x 18" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 (FL largeur x 20" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- ^Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
\$818			CE2S1410	CE2S1510	CE2S1610
\$818			CE2S1412	CE2S1512	CE2S1612
\$818			CE2S1414	CE2S1514	CE2S1614
\$818			CE2S1416	CE2S1516	CE2S1616
\$845			CE2S1418	CE2S1518	CE2S1618
\$845			CE2S1420	CE2S1520	CE2S1620

- Options Support Dorsal Matrix - Profond**
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 10" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 12" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 14" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 16" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 18" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 20" hauteur) Meshtex Couleur Noire^
- ^Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
\$989			CE2D1410	CE2D1510	CE2D1610
\$989			CE2D1412	CE2D1512	CE2D1612
\$989			CE2D1414	CE2D1514	CE2D1614
\$989			CE2D1416	CE2D1516	CE2D1616
\$1,015			CE2D1418	CE2D1518	CE2D1618
\$1,015			CE2D1420	CE2D1520	CE2D1620



**Options d'appui-tête Matrux**

- Coussin Matrux Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
 Coussin Matrux Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
 Coussin Matrux Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
 Coussin Matrux 4 Points-S avec revêtement en tissu Startexv
 Quincaillerie Matrux Elan Poteau vertical 15"v
 Quincaillerie Matrux Elan Poteau vertical 11"v
 Quincaillerie Matrux Loxx Poteau vertical 15"v
 Quincaillerie Matrux Loxx Poteau vertical 11"v

**\*Nécessite le support dorsal Matrux.**

**Positionnement du tronc**

**Veste en néoprène par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)**

- EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 10.75" (taille XS)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 10.75" - 12.5" (taille S)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 12.5" - 16" (taille M)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 16" - 18.5" (taille L)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 18.5" - 20.5" (taille XL)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 20.5" - 23.5" (taille XXL)
 Ensemble Camlock (pour la veste)

**Ceinture thoracique rembourrée par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)**

- L: 11.25" x P: 7.5" x H: 9.25-12" (taille 1)
 L: 14" X P: 10.25" X H: 10.25-12.75" (taille 2)
 L: 16.25" X P: 12.5" X H: 10.25-12.75" (taille 3)
 L: 20.25" X P: 16" X H: 11.25-14.5" (taille 4)
 Ensemble Camlock (pour la veste)

**Veste croisée par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)**

- EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 12.5" (taille XS)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 10.25" - 13.5" (taille S)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 13.5" - 17.75" (taille M)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 17.75" - 20.75" (taille L)
 EpauLe Gauche à la Hanche Droite: 20.75" - 24.5" (taille XL)
 Ensemble Camlock (pour la veste)

**Monture de support latéral pivotante par R82 (pièces nécessaires)**

- Monture de support latéral pivotante, droite (chacun)
 Monture de support latéral pivotante, gauche (chacun)

**Pièce pour monture pivotante**

- Tige droite de 4 1/4" (paires)
 Tige décalée de 1" (paires)
 Tige décalée de 1 1/2" (paires)
 Tige décalée de 2 1/2" (paires)

**Coussin courbé pivotant pour support latéral (paires)**

- Coussin courbé de 3 1/2" x 7 1/2" (paires)
 Coussin courbé de 2 1/2" x 6 1/2" (paires)
 Coussin courbé de 2 1/2" x 6" (paires)

**Coussin standard pivotant pour support latéral (paires)**

- Coussin standard de 4" x 4" (paires)
 Coussin standard de 2 3/4" x 6 1/4" (paires)

- Coussin de protection pour latéral, noir (la paire) (nécessite les latéraux par R82)

- Housse pour support latéral rembourrée de 1" (très petit seulement) (latéraux profilés seulement)

**\*Taille du coussin.**

**\*La profondeur des latéraux est réduite de 1,5" lorsqu'utilisés avec le revêtement pour dossier.**

**\*\*Nécessite le dossier solide à hauteur ajustable.**

**Options de positionnement du tronc Matrux**

- Support Abdominal Matrux MiniFlex - XS (4,5" de haut x 13,5" à 19" de long)³
 Support Abdominal Matrux MiniFlex - S (6" de haut x 13,5" à 19" de long)³
 Matrux PostureFlex - M (6,5" de haut x 16" à 23" de long)³
 Latéraux Fixes Matrux E2 (pair) - 6,5" de haut x 5" de profondeur compatible avec le dos E2S³
 Latéraux Fixes Matrux Mini (chacun) - 4,5" de haut x 3" de profondeur compatible avec le dos Mini³
 Latéral Escamotable Matrux Mini avec XS coussin (chacun)³
 Latéral Escamotable Matrux Mini avec S coussin (chacun)³
 Latéral Escamotable Matrux E2 avec M coussin (chacun)³
 Latéral Escamotable Matrux E2 avec Large coussin (chacun)³
 Support d'interface Matrux Mini Chest Harness³ (support uniquement, harnais non inclus)
 Interface de Harnais de poitrine Matrux E2 Convient aux dos E2 de 14" et 15" de large³
 Interface de Harnais de poitrine Matrux E2 Convient aux dos E2 de 16" de large³
 PSlS/Soutien Lombaire de l'épine dorsale E2³

**\*Doit être commandé avec l'option de Support Dorsal Matrux.**

**Positionnement pelvien**

- Ceinture de positionnement pelvien à 2 points

**Ceinture de positionnement pelvien à 4 points de R82 (ensemble de verrouillage Camlock et plateau de siège requis)**

- Largeur des Hanches: 6.75" - 12.5" (taille XS)
 Largeur des Hanches: 8.25" - 13.75" (taille S)
 Largeur des Hanches: 9.75" - 16.25" (taille M)
 Largeur des Hanches: 12.5" - 17.25" (taille L)
 Largeur des Hanches: 16.25" - 20.5" (taille XL)
 Ensemble Camlock pour ceinture à 4 points

**Largeur gauche, Support pelvien latéral ajustable en hauteur (support des hanches)**

- Petit - H: 4.5" - 5.5"
 Large - H: 5.25" - 6.25"

**Largeur droite, Support pelvien latéral ajustable en hauteur (support des hanches)**

- Petit - H: 4.5" - 5.5"
 Large - H: 5.25" - 6.25"

**Support médial des cuisses**

- Moyen (largeur avant de 2.6", profondeur de 4.1", largeur arrière de 2", hauteur de 2.7")
 Grand (largeur avant de 3.3", profondeur de 5", largeur arrière de 2.3", hauteur de 2.9")
 Très grand (largeur avant de 4", profondeur de 6", largeur arrière de 3", hauteur de 3")

**\*La largeur est réduite de 2" lorsque le coussin est utilisé.**

**Prix**

- \$308
\$308
\$308
\$426
\$295
\$295
\$282
\$282

Table with 5 columns: FL12, FL13, FL14, FL15, FL16. Rows include product codes like CESP6, CESP10, CESP14, CE4PTSM, CMEHW, CMEMH, CLXSHW, CLXMMH.

**Prix**

- \$273
\$273
\$273
\$273
\$273
\$273
\$273
\$273
\$273
\$273
\$369
\$369
\$369
\$369
\$369
\$259
\$259
\$259
\$259
\$259
\$259
\$307
\$307
\$0
\$0
\$0
\$0
\$284
\$284
\$284
\$284
\$284
\$284
\$125
\$68

Table with 5 columns: FL12, FL13, FL14, FL15, FL16. Rows include product codes like C905476, C905152, C905153, C905154, C905480, C905481, C905392, C905155, C905156, C905157, C905158, C905392, C905176, C905177, C905178, C905179, C905180, C905338, C905337, C905327, C905328, C905329, C905330, C905331, C905332, C905333, C905334, C905335, C905336, C905411.

**Prix**

- \$242
\$242
\$321
\$380
\$111
\$439
\$439
\$439
\$439
\$98
\$98
\$98
\$72

Table with 5 columns: FL12, FL13, FL14, FL15, FL16. Rows include product codes like CMINIFLEX-XS, CMINIFLEX-S, CPFLEX-M, CMINILAT, CSAHMINI-XS, CSAHMINI-S, CSAHEB-M, CSAHEB-L, CCHIMB, CE2CHI-S, CE2BKB.

**Prix**

- \$61
\$183
\$183
\$183
\$183
\$183
\$164
\$164
\$164
\$164
\$221
\$221
\$221

Table with 5 columns: FL12, FL13, FL14, FL15, FL16. Rows include product codes like C903931, C905148, C905149, C905150, C905151, C905475, C905393, C905320, C905322, C905321, C905323, C905389, C905390, C905391.

**Positionnement des pieds et des jambes**

**Structure avant (les appuis-pieds se fixent à la structure avant)**

- Structure avant amovible à 65° - court (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5" - 11")
- Structure avant amovible à 65° - long (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5" - 13")
- Structure avant amovible à 90° - (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5.7" - 11")
- Paire d'appuis-jambes à angle ajustable (ELR) \*\*\*
- Paire d'appuis-jambes +2\*\* - (ELR requis)

- Housse rembourrée pour appui-jambes ajustable (la paire)

**Plateau pour pieds**

- Plateaux pour pieds un morceau ajustable (relevables et réversibles) (ELR requis)
- Plateaux pour pieds fixes (relevables et réversibles) (ELR requis)
- Plateaux pour pieds individuels ajustables - la paire (compatible avec la structure standard ou ELR)

**Positionneurs de pieds (la paire)**

- Petit 7" - 10"
- Moyen 8" - 11"
- Grand 9" - 12"

**Porte-chaussures Therafin avec sangles rembourrées (la paire)**

- Petit
- Moyen
- Emprise à pieds entièrement rembourrée (plateau pour pieds un morceau requis)
- Panneau pour mollets

**\*La rallonge pour appui-jambes de 2" nuit au pivotement des roulettes lorsque le siège est à la verticale. Le siège doit être incliné (5°arrière) ou les appuis-jambes doivent être surélevés.**

**\*\*La distance entre le siège et l'appui-pieds varie de 5,25" à 18" selon la taille du fauteuil.**

**\*\*\*Recommandé pour une inclinaison complète.**

**Prix**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
N/C	C905466	C905466	C905466	C905466	C905466
N/C	C905465	C905465	C905465	C905465	C905465
N/C	C905467	C905467	C905467	C905467	C905467
\$341	C905077	C905077	C905078	C905078	C905136
\$75	C904095	C904095	C904096	C904096	C904097
\$21	C904619	C904619	C904619	C904619	C904619
\$151	C905160	C905161	C905162	C905163	C905164
N/C	C905072	C905073	C905074	C905075	C905076
\$244	C905165	C905165	C905166	C905166	C905166
\$215	C903415	C903415	C903415	C903415	C903415
\$215	C903416	C903416	C903416	C903416	C903416
\$215	C903417	C903417	C903417	C903417	C903417
\$256	C904679	C904679	C904679	C904679	C904679
\$256	C904680	C904680	C904680	C904680	C904680
\$444	C904954	C904954	C904955	C904955	C904956
\$83	C904580	C904580	C904580	C904580	C904580

**Accessoires**

**Options de couverture pour appui-tête (canopée)**

- Housse pour appui-tête (canopée)\*
- Housse d'appui-tête allongée - sans fenêtre (canopée)\*
- Housse d'appui-tête allongée - avec fenêtre (canopée)\*
- Pôle à IV (hauteur ajustable et repliable)\*\*^
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 1
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 2
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 3
- Pièce amovible et ajustable (requis pour le plateau transparent) (appuis-bras amovibles)

**\*\*Ne peut être utilisé durant le transport en commun.**

**\*Appuis-bras nécessaires pour les tailles 12, 13 et 14. L'appui-bras est de série pour les tailles 15 et 16.**

**^La pôle IV et la canopée sont non compatibles et ne peuvent pas être utilisés en même temps.**

**Prix**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
\$303	C902679	C902679	C902659	C902659	C903152
\$342	C904729	C904729	C904730	C904730	C904731
\$404	C904745	C904745	C904746	C904746	C904747
\$205	C904566	C904566	C904566	C904566	C904566
\$218	C905398	C905398	C905398	C905398	C905398
\$218	C905399	C905399	C905399	C905399	C905399
\$218	C905400	C905400	C905400	C905400	C905400
\$252	C905401	C905401	C905401	C905401	C905401

**Couleurs de l'assemblée**

- Rouge cerise
- Bleu royal
- Argent cosmique
- Mauve prune

**Prix**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
N/C	C905133	C905133	C905133	C905133	C905133
N/C	C905134	C905134	C905134	C905134	C905134
N/C	C905135	C905135	C905135	C905135	C905135
N/C	C905461	C905461	C905461	C905461	C905461

**Choix des roues**

- Roues arrière de 11,5", roulettes avant de 6" x 2" (Hauteur du siège au sol de 15")

**Prière de choisir une des options suivantes:**

- Roues arrière fixes de 11.5"
- Roues arrière à déclenchement rapide de 11.5"
- Roues arrière de 16", roulettes avant de 7.5" x 2" (Hauteur du siège au sol de 17")

**Prière de choisir une des options suivantes:**

- Roues arrière fixes de 16"
- Roues arrière à déclenchement rapide de 16"

**Prix**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
N/C	C905303	C905304	C905305	C905306	C905307
N/C	C905384	C905384	C905384	C905384	C905384
N/C	C905387	C905387	C905387	C905387	C905387
N/C	C905059	C905060	C905061	C905062	C905063
N/C	C905385	C905385	C905385	C905385	C905385
N/C	C905388	C905388	C905388	C905388	C905388

**Options lors des déplacements en commun**

- Ceinture à cuisses pour déplacement Q'Straint
- Ceinture à cuisses pour déplacement Sure-Lok

**Prix**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
\$123	C903094	C903094	C903094	C903094	C903094
\$123	C903232	C903232	C903232	C903232	C903232

**Accessoires pour appui médical**

- Support pour réservoir d'O2\*
- Support pour ventilateur LTV
- Ventilateur/aspiration/plateau solide (H:2.6", L: 13.1", L: +1.4" à la largeur du siège)
- Panier de rangement pour produits médicaux
- Verrou à roulettes (installation par le fabricant) (Le ELC est recommandé pour éviter les interférences entre les roulettes et la constr
- Escaladeur de trottoir
- Tubes arrière anti-basculer
- Panier tout usage sous le siège

**\*Nécessite les tubes anti-basculer arrière**

**\*\*Ne peut être utilisé durant le transport en commun.**

**^^Nécessite les cannes à dos moyennes ou basses.**

**Prix**

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
\$239	C905070	C905070	C905070	C905070	C905070
\$615	C905071	C905071	C905071	C905071	C905071
\$615	C905079	C905079	C905079	C905079	C905079
\$403	C905274	C905274	C905275	C905275	C905275
\$128	C904650	C904650	C904650	C904650	C904650
\$133	C905365	C905365	C905365	C905365	C905365
\$158	C905069	C905069	C905069	C905069	C905069
\$164	C905195	C905195	C905195	C905195	C905195

**\*\*L'option de déplacement du Flyer Transit comprend quatre ancrages noirs de transport de fauteuil roulant installés par le fabricant. Le modèle Flyer Transit a subi des essais de collision et est conforme aux normes RESNA WC19.**

**Le fauteuil Convaid Flyer a été testé avec le siège Flyer équipé d'un appui-tête et d'une ceinture pelvienne ancrée dans le fauteuil roulant. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou des autres options d'assise qui n'ont pas été testés par Convaid sont inconnues, et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faite.**

**Capacité de poids en déplacement en commun et au sol : Cannes dorsales position 1 : 85 lb/39 kg et cannes dorsales en positions 2-4 : 145 lb/66 kg.**

**De plus, lorsqu'il est transporté dans un véhicule, l'opinion de Convaid est que l'utilisateur du fauteuil roulant doit être transféré du fauteuil roulant dans un siège approprié du véhicule pendant le transport. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a pas officiellement approuvé de système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant ; par conséquent, Convaid ne peut recommander un système de transport.**

**Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez consulter le site <http://www.recrwts.pitt.edu/WC19.html>.**

**Les codes HCPCS sont fournis pour votre commodité et ne doivent PAS être interprétés comme des conseils de facturation ou juridiques. Les fournisseurs sont responsables de s'assurer que les codes de facturation appropriés sont utilisés lors de la soumission des demandes. La bonne utilisation des codes ne garantit pas la couverture ou le paiement. Contactez le payeur approprié pour plus de détails.**

**Tarifs d'expédition standard: au sol \$69 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email [convaidsales.us@etac.com](mailto:convaidsales.us@etac.com)**

**Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modification, usine de départ: Torrance, Californie.**

**En vigueur: 7/18/2022**