

Le Flyer de Convoid

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

No de compte: _____

No du bon de commande: _____ Date: _____

Contact: _____ ATP/RTS: _____

À l'attention de: _____

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/état/zip:	
Phone:	Ville/état/zip:
Courriel:	Téléphone:

Caractéristiques standards pour la base du Flyer:

- Inclinaison sur place (-5° to +40°)
- Ajustement de l'angle arrière de 30° (80° à 110°)
- Roues arrière à dégagement rapide
- Verrou des roues activé au pied
- Le code E1161 du HCPCS est seulement disponible sur les fauteuils de 15" ou plus
- Structure frontale amovible avec repose-pieds angulaire fixe (choisissez l'option ci-dessous)
- Accoudoirs relevables - longs (de série sur les FL15 et FL16).
- Votre choix de quatre couleurs
- Poignée de poussée un morceau
- Votre choix de trois couleurs pour les poignées arrière
- Construit aux États-Unis

Modèles standards:

- Assemblage de la base du Flyer - C905088
- Module de siège Flyer - C905092

Prix
\$983
\$2,839

Tous les prix sont en devise canadienne

Module-siège Flyer

- Largeur du siège du Flyer 12"
- Largeur du siège du Flyer 13"
- Largeur du siège du Flyer 14"
- Largeur du siège du Flyer 15"
- Largeur du siège du Flyer 16"

Option de déplacement (installation du fabricant requise)

- Accessoire de support ±^
- Support du cadre du siège ±^

Hauteur fixe des cannes arrière* (7/8" de diamètre- avec poignées de poussées (choisir une option):

- Courte: 19" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 19")**** (non compatible avec tige à IV)
- Moyenne: 22" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 22")****
- Grande: 25" - (supporte une gamme de hauteur du dossier de 13" - 25")****

- Coussins pour dossier ajustables (4 pièces)

- Housse et coussins pour dossier (comprends les coussins pour dossier ajustables en hauteur) (13" - 25")****

Option de la gamme de profondeur du siège (voir le tableau à la dernière page du bon de commande)

- Position 1: 11"-15"
- Position 2: 13"-17"
- Position 3: 15"-19"
- Position 4: 17"- 21"

± Voir au bas du bon de commande concernant la configuration spécifique dans laquelle le fauteuil a été testé pour le WC-19.

***Ceinture de positionnement pelvien requise.**

***La profondeur du siège est réduite de 1 1/2" lorsqu'il est combiné avec le dossier arrière ferme avec un coussin et nécessite des pièces d'installation spécifiques.**

******Mesuré du siège à la poignée de poussée.**

******Le système de coussin de dossier ajustable en hauteur au code HCPCS s'applique seulement aux tailles pédiatriques 12, 13 et 14.**

Options de châssis

Système inclinable vers l'arrière (80 à 170 degrés) (installation du fabricant requise)

- Inclinaison du Flyer 12, 13 et 14
- Inclinaison du Flyer 15 et 16±

Appui-bras relevable et ajustable en hauteur - la paire (choisir parmi les tailles 12, 13 et 14)*

- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - court, longueur de 8,34"
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - court, longueur de 8,34"
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - long, longueur de 11,34"
- Appui-bras relevable et ajustable en hauteur (la paire) - long, longueur de 11,34"

Appui-bras ajustable et amovible (la paire)

- Appui-bras ajustable et amovible (la paire) - court, longueur de 9,00"
- Appui-bras ajustable et amovible (la paire) - long, longueur de 11,00"

Poignée de poussée un morceau à hauteur ajustable (hauteur ajustable de +/- 9") (choisir une option):

- Installation extérieure
- Installation intérieure

- Poignée de poussée deux morceaux^

± Pour le FL15 et le FL16, utilisez HCPCS avec le code E1225.

***L'appui-bras relevable est de série avec les tailles 15 et 16.**

^Livraison standard en 30 jours.

Options de dossiers

Couleur d'accent du dossier (le coussin est noir, la couleur est pour les accents du côté). Choisir une option:

- Bleu royal
- Vert forêt
- Rouge cerise
- Violet chic
- Rose princesse
- Noire panthère
- Brun chocolat
- Bleu aqua
- Vert pomme

Options Support Dorsal Matrix

- Matrix E2 (FL largeur x 10" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 (FL largeur x 12" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 (FL largeur x 14" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 (FL largeur x 16" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 (FL largeur x 18" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 (FL largeur x 20" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹

¹Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement

Options Support Dorsal Matrix - Profond

- Matrix E2 Profond (FL largeur x 10" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 12" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 14" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 16" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 18" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹
- Matrix E2 Profond (FL largeur x 20" hauteur) Meshtex Couleur Noire¹

¹Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement

Prix

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

\$137
\$138

N/C
N/C

N/C
N/C

\$205
\$716

N/C
N/C

N/C
N/C

N/C
N/C

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905517					
		C905518			
			C905519		
				C905520	
					C905521
C905082	C905082	C905082	C905082	C905082	C905082
C905515	C905515	C905515	C905515	C905515	C905515
C905054	C905054	C905054	C905054	C905054	C905054
C905055	C905055	C905055	C905055	C905055	C905055
C905056	C905056	C905056	C905056	C905056	C905056
C905058	C905058	C905058	C905058	C905058	C905058
C905093	C905094	C905095	C905096	C905097	C905097
C905197	C905197	C905197	C905197	C905197	C905197
C905198	C905198	C905198	C905198	C905198	C905198
C905199	C905199	C905199	C905199	C905199	C905199
C905200	C905200	C905200	C905200	C905200	C905200

Prix

\$655
\$655

\$311
\$0

\$311
\$0

\$397
\$397

N/C
N/C

N/C
N/C

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905037	C905037	C905037			
			C905038	C905038	
C905167	C905167	C905167			
			C905167	C905167	
C905168	C905168	C905168			
			C905168	C905168	
C905396	C905396	C905396	C905396	C905396	C905396
C905397	C905397	C905397	C905397	C905397	C905397
C905108	C905109	C905110	C905111	C905112	C905112
C905098	C905099	C905100	C905101	C905102	C905102
C905311	C905311	C905311	C905311	C905311	C905311

Prix

N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C
N/C

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C903850	C903850	C903850	C903850	C903850	C903850
C903857	C903857	C903857	C903857	C903857	C903857
C903855	C903855	C903855	C903855	C903855	C903855
C903851	C903851	C903851	C903851	C903851	C903851
C903759	C903759	C903759	C903759	C903759	C903759
C903854	C903854	C903854	C903854	C903854	C903854
C904189	C904189	C904189	C904189	C904189	C904189
C904753	C904753	C904753	C904753	C904753	C904753
C904754	C904754	C904754	C904754	C904754	C904754

Prix

\$818
\$818
\$818
\$818
\$845
\$845

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
			CE2S1410	CE2S1510	CE2S1610
			CE2S1412	CE2S1512	CE2S1612
			CE2S1414	CE2S1514	CE2S1614
			CE2S1416	CE2S1516	CE2S1616
			CE2S1418	CE2S1518	CE2S1618
			CE2S1420	CE2S1520	CE2S1620

Prix

\$989
\$989
\$989
\$989
\$989
\$1,015
\$1,015

	FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
			CE2D1410	CE2D1510	CE2D1610
			CE2D1412	CE2D1512	CE2D1612
			CE2D1414	CE2D1514	CE2D1614
			CE2D1416	CE2D1516	CE2D1616
			CE2D1418	CE2D1518	CE2D1618
			CE2D1420	CE2D1520	CE2D1620

Options Support Dorsal Matrix - Mini

- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 7" hauteur) Couleur Kidabra¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 10" hauteur) Couleur Kidabra¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 12" hauteur) Couleur Kidabra¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 14" hauteur) Couleur Kidabra¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 7" hauteur) Couleur Rose¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 10" hauteur) Couleur Rose¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 12" hauteur) Couleur Rose¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 14" hauteur) Couleur Rose¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 7" hauteur) Couleur Bleu¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 10" hauteur) Couleur Bleu¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 12" hauteur) Couleur Bleu¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 14" hauteur) Couleur Bleu¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 7" hauteur) Startex Couleur Noire¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 10" hauteur) Startex Couleur Noire¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 12" hauteur) Startex Couleur Noire¹
- Matrx Mini ((FL largeur-1) largeur x 14" hauteur) Startex Couleur Noire¹

¹Doit être commandé avec l'option cannes arrière seulement

Options de sièges

- Prière de choisir une option:
 - Coussin de siège planaire (inclus un plateau de siège fixe)** (même couleur que celle choisie pour le dossier)
 - Plateau de siège: largeur de 12"-16", profondeur ajustable de 4" ^{AA}
- **Le code HCPCS du coussin de siège planaire est seulement applicable aux tailles pédiatriques 12, 13 et 14.**
- AA Nécessaire lorsqu'on utilise un coussin de siège autre que celui du fabricant.**

Options de sièges Matrix - Libra

- Matrx Libra ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Startex Couleur Noire²
- Matrx Libra ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Startex Couleur Noire²
- Matrx Libra ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Startex Couleur Noire²
- Matrx Libra ((FL largeur)" largeur x 18" profond) Startex Couleur Noire²
- Matrx Libra ((FL largeur)" largeur x 20" profond) Startex Couleur Noire²

²Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

Options de sièges Matrix - Vi

- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x12" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x14" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x15" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x16" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x17" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x18" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx Kidabra-Vi ((FL largeur)x20" profond) Couleur Kidabra²

²Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

Options de sièges Matrix - PS

- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Couleur Rose²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Couleur Rose²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Couleur Rose²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Couleur Bleu²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Couleur Bleu²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Couleur Bleu²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 18" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PS ((FL largeur)" largeur x 20" profond) Startex réversible revêtement noir²

²Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

Options de sièges Matrix - PSP

- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Couleur Kidabra²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Couleur Rose²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Couleur Rose²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Couleur Rose²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Couleur Bleu²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Couleur Bleu²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Couleur Bleu²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 12" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 14" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 16" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 18" profond) Startex réversible revêtement noir²
- Matrx PSP ((FL largeur)" largeur x 20" profond) Startex réversible revêtement noir²

²Doit être commandé avec option plateau de siège seulement

Appuis-tête

- Appui-tête à ailes ajustables**** **\$362**
- Appui-tête anatomique avec housse par R82 (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
 - Petit **\$348**
 - Moyen **\$348**
- Appui-tête dynamique à largeur ajustable par R28 - long (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, dynamique, revêtement noir - long **\$656**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, dynamique, revêtement noir - long **\$526**
 - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, dynamique, revêtement noir - long **\$526**
 - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, dynamique, revêtement noir - long **\$526**
- Appui-tête dynamique à largeur ajustable par R28 - court (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, dynamique, revêtement noir - court **\$656**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, dynamique, revêtement noir - court **\$526**
 - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, dynamique, revêtement noir - court **\$526**
 - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, dynamique, revêtement noir - court **\$526**
- Appui-tête non dynamique à largeur ajustable par R28 - long (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, non-dynamique, revêtement noir - long **\$553**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, non-dynamique, revêtement noir - long **\$416**
 - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, non-dynamique, revêtement noir - long **\$416**
 - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, non-dynamique, revêtement noir - long **\$416**
- Appui-tête non dynamique à largeur ajustable par R28 - court (nécessite un support universel pour appui-tête et un support pivotant)**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, avec haut-parleurs, non-dynamique, revêtement noir - court **\$553**
 - Appui-tête à largeur ajustable, grands latéraux, non-dynamique, revêtement noir - court **\$416**
 - Appui-tête à largeur ajustable, deux latéraux, non-dynamique, revêtement noir - court **\$416**
 - Appui-tête à largeur ajustable, quatre latéraux, non-dynamique, revêtement noir - court **\$416**
- Système de monture pivotante - ajustable en hauteur, en profondeur, à l'angle et latéralement; par R82 (requis pour les appuis-tête R28) (choisir une option):**
 - Système de barre en entonnoir - court **\$314**
 - Système de barre en entonnoir - long **\$314**
- Support universel pour appui-tête (convient à la plupart des appuis-tête du fabricant)**** **\$75**

****Nécessite le dossier solide à hauteur ajustable.

Prix

- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818
- \$818

CMINI1107-K	CMINI1207-K	CMINI1307-K		
CMINI1110-K	CMINI1210-K	CMINI1310-K		
CMINI1112-K	CMINI1212-K	CMINI1312-K		
CMINI1114-K	CMINI1214-K	CMINI1314-K		
CMINI1107-P	CMINI1207-P	CMINI1307-P		
CMINI1110-P	CMINI1210-P	CMINI1310-P		
CMINI1112-P	CMINI1212-P	CMINI1312-P		
CMINI1114-P	CMINI1214-P	CMINI1314-P		
CMINI1107-B	CMINI1207-B	CMINI1307-B		
CMINI1110-B	CMINI1210-B	CMINI1310-B		
CMINI1112-B	CMINI1212-B	CMINI1312-B		
CMINI1114-B	CMINI1214-B	CMINI1314-B		
CMINI1107-S	CMINI1207-S	CMINI1307-S		
CMINI1110-S	CMINI1210-S	CMINI1310-S		
CMINI1112-S	CMINI1212-S	CMINI1312-S		
CMINI1114-S	CMINI1214-S	CMINI1314-S		

Prix

- \$445
- \$205

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905083	C905084	C905085	C905086	C905087
C905057	C905057	C905057	C905057	C905057

Prix

- \$635
- \$635
- \$635
- \$635
- \$635

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
		CLC1412		
		CLC1414		
		CLC1416		
			CLC1516	CLC1616
			CLC1518	CLC1618
			CLC1520	CLC1620

Prix

- \$556
- \$556
- \$556
- \$556
- \$556
- \$556
- \$556

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
CKA1212-Vi		CKA1412-Vi		
CKA1214-Vi		CKA1414-Vi		
		CMA1415-Vi		
			CMA1616-Vi	CMA1616-Vi
			CMA1618-Vi	CMA1618-Vi
			CMA1620-Vi	CMA1620-Vi

Prix

- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452
- \$452

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
CPS1212-K	CPS1312-K	CPS1412-K		
CPS1214-K	CPS1314-K	CPS1414-K		
CPS1216-K	CPS1316-K	CPS1416-K		
CPS1212-P	CPS1312-P	CPS1412-P		
CPS1214-P	CPS1314-P	CPS1414-P		
CPS1216-P	CPS1316-P	CPS1416-P		
CPS1212-B	CPS1312-B	CPS1412-B		
CPS1214-B	CPS1314-B	CPS1414-B		
CPS1216-B	CPS1316-B	CPS1416-B		
CPS1212	CPS1312	CPS1412		
CPS1214	CPS1314	CPS1414		
CPS1216	CPS1316	CPS1416	CPS1616	CPS1616
			CPS1618	CPS1618
			CPS1620	CPS1620

Prix

- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517
- \$517

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
CPSP1212-K	CPSP1312-K	CPSP1412-K		
CPSP1214-K	CPSP1314-K	CPSP1414-K		
CPSP1216-K	CPSP1316-K	CPSP1416-K		
CPSP1212-P	CPSP1312-P	CPSP1412-P		
CPSP1214-P	CPSP1314-P	CPSP1414-P		
CPSP1216-P	CPSP1316-P	CPSP1416-P		
CPSP1212-B	CPSP1312-B	CPSP1412-B		
CPSP1214-B	CPSP1314-B	CPSP1414-B		
CPSP1216-B	CPSP1316-B	CPSP1416-B		
CPSP1212	CPSP1312	CPSP1412		
CPSP1214	CPSP1314	CPSP1414		
CPSP1216	CPSP1316	CPSP1416	CPSP1616	CPSP1616
			CPSP1618	CPSP1618
			CPSP1620	CPSP1620

Prix

- \$362
- \$348
- \$348
- \$656
- \$526
- \$526
- \$526
- \$656
- \$526
- \$526
- \$526
- \$553
- \$416
- \$416
- \$416
- \$553
- \$416
- \$416
- \$416
- \$314
- \$314
- \$75

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C904608	C904608	C904608	C904608	C904608
C904950	C904950	C904950	C904950	C904950
C904951	C904951	C904951	C904951	C904951
C905282	C905282	C905282	C905282	C905282
C905173	C905173	C905173	C905173	C905173
C905288	C905288	C905288	C905288	C905288
C905174	C905174	C905174	C905174	C905174
C905284	C905284	C905284	C905284	C905284
C905286	C905286	C905286	C905286	C905286
C905175	C905175	C905175	C905175	C905175
C905290	C905290	C905290	C905290	C905290
C905281	C905281	C905281	C905281	C905281
C905170	C905170	C905170	C905170	C905170
C905289	C905289	C905289	C905289	C905289
C905291	C905291	C905291	C905291	C905291
C905285	C905285	C905285	C905285	C905285
C905287	C905287	C905287	C905287	C905287
C905172	C905172	C905172	C905172	C905172
C905171	C905171	C905171	C905171	C905171
C904948	C904948	C904948	C904948	C904948
C904947	C904947	C904947	C904947	C904947
C904946	C904946	C904946	C904946	C904946

Options d'appui-tête Matrx

- Coussin Matrx Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
- Coussin Matrx Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
- Coussin Matrx Standard 6" avec revêtement en tissu Startexv
- Coussin Matrx 4 Points-S avec revêtement en tissu Startexv
- Quincaillerie Matrx Elan Poteau vertical 15"v
- Quincaillerie Matrx Elan Poteau vertical 11"v
- Quincaillerie Matrx Loxx Poteau vertical 15"v
- Quincaillerie Matrx Loxx Poteau vertical 11"v

***Nécessite le support dorsal Matrx.**

Positionnement du tronc

Veste en néoprène par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)

- L: 11.25" x P: 7.5" x H: 9.25-12" (taille XS)
- L: 10.75" x P: 10.75" x H: 10.25-12.75" (taille S)
- L: 12.5" x P: 12.5" x H: 12.5" - 16" (taille M)
- L: 16" x P: 16" x H: 16" - 18.5" (taille L)
- L: 18.5" x P: 18.5" x H: 18.5" - 20.5" (taille XL)
- L: 20.5" x P: 20.5" x H: 20.5" - 23.5" (taille XXL)
- Ensemble Camlock (pour la veste)

Ceinture thoracique rembourrée par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)

- L: 11.25" x P: 7.5" x H: 9.25-12" (taille 1)
- L: 14" X P: 10.25" X H: 10.25-12.75" (taille 2)
- L: 16.25" X P: 12.5" X H: 10.25-12.75" (taille 3)
- L: 20.25" X P: 16" X H: 11.25-14.5" (taille 4)
- Ensemble Camlock (pour la veste)

Veste croisée par R82 (ensemble Camlock et panneau arrière requis)

- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 7.75" - 12.5" (taille XS)
- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 10.25" - 13.5" (taille S)
- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 13.5" - 17.75" (taille M)
- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 17.75" - 20.75" (taille L)
- Epaule Gauche à la Hanche Droite: 20.75" - 24.5" (taille XL)
- Ensemble Camlock (pour la veste)

Monture de support latéral pivotante par R82 (pièces nécessaires)

- Monture de support latéral pivotante, droite (chacun)
- Monture de support latéral pivotante, gauche (chacun)

Pièce pour monture pivotante

- Tige droite de 4/4" (paires)
- Tige décalée de 1" (paires)
- Tige décalée de 1 1/4" (paires)
- Tige décalée de 2 1/2" (paires)

Coussin courbé pivotant pour support latéral (paires)

- Coussin courbé de 3 1/2" x 7 1/2" (paires)
- Coussin courbé de 2 1/2" x 6 3/4" (paires)
- Coussin courbé de 2 1/2" x 6" (paires)

Coussin standard pivotant pour support latéral (paires)

- Coussin standard de 4" x 4" (paires)
- Coussin standard de 2 3/4" x 6 1/4" (paires)

Coussin de protection pour latéral, noir (la paire) (nécessite les latéraux par R82)

Housse pour support latéral rembourrée de 1" (très petit seulement) (latéraux profilés seulement)

***Taille du coussin.**

***La profondeur des latéraux est réduite de 1,5" lorsqu'utilisés avec le revêtement pour dossier.**

****Nécessite le dossier solide à hauteur ajustable.**

Options de positionnement du tronc Matrx

- Support Abdominal Matrx MiniFlex - XS (4,5" de haut x 13,5" à 19" de long)³
- Support Abdominal Matrx MiniFlex - S (6" de haut x 13,5" à 19" de long)³
- Matrx PostureFlex - M (6,5" de haut x 16" à 23" de long)³
- Latéraux Fixes Matrx E2 (pair) - 6,5" de haut x 5" de profondeur compatible avec le dos E2S³
- Latéraux Fixes Matrx Mini (chacun) - 4,5" de haut x 3" de profondeur compatible avec le dos Mini³
- Latéral Escamotable Matrx Mini avec XS coussin (chacun)³
- Latéral Escamotable Matrx Mini avec S coussin (chacun)³
- Latéral Escamotable Matrx E2 avec M coussin (chacun)³
- Latéral Escamotable Matrx E2 avec Large coussin (chacun)³
- Support d'interface Matrx Mini Chest Harness³ (support uniquement, harnais non inclus)
- Interface de Harnais de poitrine Matrx E2 Convient aux dos E2 de 14" et 15" de large³
- Interface de Harnais de poitrine Matrx E2 Convient aux dos E2 de 16" de large³
- PSIS/Soutien Lombaire de l'épine dorsale E2³

***Doit être commandé avec l'option de Support Dorsal Matrx.**

Positionnement pelvien

Ceinture de positionnement pelvien à 4 points de R82 (ensemble de verrouillage Camlock et plateau de siège requis)

- Largeur des Hanches: 6.75" - 12.5" (taille XS)
- Largeur des Hanches: 8.25" - 13.75" (taille S)
- Largeur des Hanches: 9.75" - 16.25" (taille M)
- Largeur des Hanches: 12.5" - 17.25" (taille L)
- Largeur des Hanches: 16.25" - 20.5" (taille XL)
- Ensemble Camlock pour ceinture à 4 points

Largeur gauche, Support pelvien latéral ajustable en hauteur (support des hanches)

- Petit - H: 4.5" - 5.5"
- Large - H: 5.25" - 6.25"

Largeur droite, Support pelvien latéral ajustable en hauteur (support des hanches)

- Petit - H: 4.5" - 5.5"
- Large - H: 5.25" - 6.25"

Support médial des cuisses

- Moyen (largeur avant de 2.6", profondeur de 4.1", largeur arrière de 2", hauteur de 2.7")
- Grand (largeur avant de 3.3", profondeur de 5", largeur arrière de 2.3", hauteur de 2.9")
- Très grand (largeur avant de 4", profondeur de 6", largeur arrière de 3", hauteur de 3")

***La largeur est réduite de 2" lorsque le coussin est utilisé.**

Prix

- \$308
- \$308
- \$308
- \$426
- \$295
- \$295
- \$282
- \$282

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
CESP6	CESP6	CESP6	CESP6	CESP6
CESP10	CESP10	CESP10	CESP10	CESP10
CESP14	CESP14	CESP14	CESP14	CESP14
CE4PTSM	CE4PTSM	CE4PTSM	CE4PTSM	CE4PTSM
CMEHW	CMEHW	CMEHW	CMEHW	CMEHW
CMEMH	CMEMH	CMEMH	CMEMH	CMEMH
CLXSHW	CLXSHW	CLXSHW	CLXSHW	CLXSHW
CLXMMH	CLXMMH	CLXMMH	CLXMMH	CLXMMH

Prix

- \$273
- \$273
- \$273
- \$273
- \$273
- \$273
- \$273
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905476	C905476	C905476	C905476	C905476
C905152	C905152	C905152	C905152	C905152
C905153	C905153	C905153	C905153	C905153
C905154	C905154	C905154	C905154	C905154
C905480	C905480	C905480	C905480	C905480
C905481	C905481	C905481	C905481	C905481
C905392	C905392	C905392	C905392	C905392

- \$369
- \$369
- \$369
- \$369
- \$369
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905155	C905155	C905155	C905155	C905155
C905156	C905156	C905156	C905156	C905156
C905157	C905157	C905157	C905157	C905157
C905158	C905158	C905158	C905158	C905158
C905392	C905392	C905392	C905392	C905392

- \$259
- \$259
- \$259
- \$259
- \$259
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905176	C905176	C905176	C905176	C905176
C905177	C905177	C905177	C905177	C905177
C905178	C905178	C905178	C905178	C905178
C905179	C905179	C905179	C905179	C905179
C905180	C905180	C905180	C905180	C905180
C905392	C905392	C905392	C905392	C905392

- \$307
- \$307

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905338	C905338	C905338	C905338	C905338
C905337	C905337	C905337	C905337	C905337

- \$0
- \$0
- \$0
- \$0

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905327	C905327	C905327	C905327	C905327
C905328	C905328	C905328	C905328	C905328
C905329	C905329	C905329	C905329	C905329
C905330	C905330	C905330	C905330	C905330

- \$284
- \$284
- \$284

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905331	C905331	C905331	C905331	C905331
C905332	C905332	C905332	C905332	C905332
C905333	C905333	C905333	C905333	C905333

- \$284
- \$284
- \$125
- \$68

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905334	C905334	C905334	C905334	C905334
C905335	C905335	C905335	C905335	C905335
C905336	C905336	C905336	C905336	C905336
C905411	C905411	C905411	C905411	C905411

Prix

- \$242
- \$242
- \$321
- \$380
- \$111
- \$439
- \$439
- \$439
- \$98
- \$98
- \$98
- \$98
- \$72

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
CMINIFLEX-XS	CMINIFLEX-XS	CMINIFLEX-XS		
CMINIFLEX-S	CMINIFLEX-S	CMINIFLEX-S		
		CPFLEX-M	CPFLEX-M	CPFLEX-M
CE2FL	CE2FL	CE2FL	CE2FL	CE2FL
CMINILAT	CMINILAT	CMINILAT	CMINILAT	CMINILAT
CSAHMINI-XS	CSAHMINI-XS	CSAHMINI-XS	CSAHMINI-XS	CSAHMINI-XS
CSAHMINI-S	CSAHMINI-S	CSAHMINI-S	CSAHMINI-S	CSAHMINI-S
		CSAHEB-M	CSAHEB-M	CSAHEB-M
		CSAHEB-L	CSAHEB-L	CSAHEB-L
CCHIMB	CCHIMB	CCHIMB		
		CE2CHI-S	CE2CHI-S	
				CE2CHI-M
		CE2BKB	CE2BKB	CE2BKB

Prix

- \$61
- \$183
- \$183
- \$183
- \$183
- \$183
- N/C
- \$164
- \$164
- \$164
- \$164
- \$221
- \$221
- \$221

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C903931	C903931	C903931	C904559	C904559
C905148	C905148	C905148	C905148	C905148
C905149	C905149	C905149	C905149	C905149
C905150	C905150	C905150	C905150	C905150
C905151	C905151	C905151	C905151	C905151
C905475	C905475	C905475	C905475	C905475
C905393	C905393	C905393	C905393	C905393
C905320	C905320	C905320	C905320	C905320
C905322	C905322	C905322	C905322	C905322
C905321	C905321	C905321	C905321	C905321
C905323	C905323	C905323	C905323	C905323
C905389	C905389	C905389	C905389	C905389
C905390	C905390	C905390	C905390	C905390
C905391	C905391	C905391	C905391	C905391

Positionnement des pieds et des jambes

Structure avant (les appuis-pieds se fixent à la structure avant)

- Structure avant amovible à 65° - court (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5" - 11")
- Structure avant amovible à 65° - long (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5" - 13")
- Structure avant amovible à 90° - (hauteur du siège aux appuis-pieds de 5.7" - 11")
- Paire d'appuis-jambes à angle ajustable (ELR) ***
- Paire d'appuis-jambes +2** - (ELR requis)

- Housse rembourrée pour appui-jambes ajustable (la paire)

Plateau pour pieds

- Plateaux pour pieds un morceau ajustable (relevables et réversibles) (ELR requis)
- Plateaux pour pieds fixes (relevables et réversibles) (ELR requis)
- Plateaux pour pieds individuels ajustables - la paire (compatible avec la structure standard ou ELR)

Positionneurs de pieds (la paire)

- Petit 7" - 10"
- Moyen 8" - 11"
- Grand 9" - 12"

Porte-chaussures Therafin avec sangles rembourrées (la paire)

- Petit
- Moyen

- Emprise à pieds entièrement rembourrée (plateau pour pieds un morceau requis)

- Panneau pour mollets

***La rallonge pour appui-jambes de 2" nuit au pivotement des roulettes lorsque le siège est à la verticale. Le siège doit être incliné (5°arrière) ou les appuis-jambes doivent être surélevés.**

****La distance entre le siège et l'appui-pieds varie de 5,25" à 18" selon la taille du fauteuil.**

*****Recommandé pour une inclinaison complète.**

Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- \$341
- \$75
- \$21

- \$151
- N/C
- \$244

- \$215
- \$215
- \$215

- \$256
- \$256
- \$444
- \$83

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905466	C905466	C905466	C905466	C905466
C905465	C905465	C905465	C905465	C905465
C905467	C905467	C905467	C905467	C905467
C905077	C905077	C905078	C905078	C905136
C904095	C904095	C904096	C904096	C904097
C904619	C904619	C904619	C904619	C904619
C905160	C905161	C905162	C905163	C905164
C905072	C905073	C905074	C905075	C905076
C905165	C905165	C905166	C905166	C905166
C903415	C903415	C903415	C903415	C903415
C903416	C903416	C903416	C903416	C903416
C903417	C903417	C903417	C903417	C903417
C904679	C904679	C904679	C904679	C904679
C904680	C904680	C904680	C904680	C904680
C904954	C904954	C904955	C904955	C904956
C904580	C904580	C904580	C904580	C904580

Accessoires

Options de couverture pour appui-tête (canopée)

- Housse pour appui-tête (canopée)[†]
- Housse d'appui-tête allongée - sans fenêtre (canopée)[‡]
- Housse d'appui-tête allongée - avec fenêtre (canopée)[‡]

- Pôle à IV (hauteur ajustable et repliable)^{***}
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 1
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 2
- Plateau tout usage pour membres supérieurs (appuis-bras amovibles) taille 3
- Pièce amovible et ajustable (requis pour le plateau transparent) (appuis-bras amovibles)

****Ne peut être utilisé durant le transport en commun.**

†Appuis-bras nécessaires pour les tailles 12, 13 et 14. L'appui-bras est de série pour les tailles 15 et 16.

‡La pôle IV et la canopée sont non compatibles et ne peuvent pas être utilisés en même temps.

Prix

- \$303
- \$342
- \$404
- \$205
- \$218
- \$218
- \$218
- \$252

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C902679	C902679	C902659	C902659	C903152
C904729	C904729	C904730	C904730	C904731
C904745	C904745	C904746	C904746	C904747
C904566	C904566	C904566	C904566	C904566
C905398	C905398	C905398	C905398	C905398
C905399	C905399	C905399	C905399	C905399
C905400	C905400	C905400	C905400	C905400
C905401	C905401	C905401	C905401	C905401

Couleurs de l'assemblé

- Rouge cerise
- Bleu royal
- Argent cosmique
- Mauve prune

Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- N/C
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905133	C905133	C905133	C905133	C905133
C905134	C905134	C905134	C905134	C905134
C905135	C905135	C905135	C905135	C905135
C905461	C905461	C905461	C905461	C905461

Choix des roues

- Roues arrière de 11.5", roulettes avant de 6" x 2" (Hauteur du siège au sol de 15")

Prière de choisir une des options suivantes:

- Roues arrière fixes de 11.5"
- Roues arrière à déclenchement rapide de 11.5"

- Roues arrière de 16", roulettes avant de 7.5" x 2" (Hauteur du siège au sol de 17")

Prière de choisir une des options suivantes:

- Roues arrière fixes de 16"
- Roues arrière à déclenchement rapide de 16"

Prix

- N/C
- N/C
- N/C
- N/C
- N/C
- N/C

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905303	C905304	C905305	C905306	C905307
C905384	C905384	C905384	C905384	C905384
C905387	C905387	C905387	C905387	C905387
C905059	C905060	C905061	C905062	C905063
C905385	C905385	C905385	C905385	C905385
C905388	C905388	C905388	C905388	C905388

Options lors des déplacements en commun

- Ceinture à cuisses pour déplacement Q'Strain
- Ceinture à cuisses pour déplacement Sure-Lok

Prix

- \$123
- \$123

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C903094	C903094	C903094	C903094	C903094
C903232	C903232	C903232	C903232	C903232

Accessoires pour appui médical

- Support pour réservoir d'O2*
- Support pour ventilateur LTV
- Ventilateur/aspiration/plateau solide (H:2.6", L: 13.1", L: +1.4" à la largeur du siège)
- Panier de rangement pour produits médicaux
- Verrou à roulettes (installation par le fabricant) (Le ELC est recommandé pour éviter les interférences entre les roulettes et la constr
- Escaladeur de trottoir
- Tubes arrière anti-basculé
- Panier tout usage sous le siège

***Nécessite les tubes anti-basculé arrière**

****Ne peut être utilisé durant le transport en commun.**

*****Nécessite les cannes à dos moyennes ou basses.**

Prix

- \$239
- \$615
- \$615
- \$403
- \$128
- \$133
- \$158
- \$164

FL12	FL13	FL14	FL15	FL16
C905070	C905070	C905070	C905070	C905070
C905071	C905071	C905071	C905071	C905071
C905079	C905079	C905079	C905079	C905079
C905274	C905274	C905275	C905275	C905275
C904650	C904650	C904650	C904650	C904650
C905365	C905365	C905365	C905365	C905365
C905069	C905069	C905069	C905069	C905069
C905195	C905195	C905196	C905196	C905196

*****L'option de déplacement du Flyer Transit comprend quatre ancrages noirs de transport de fauteuil roulant installés par le fabricant. Le modèle Flyer Transit a subi des essais de collision et est conforme aux normes RESNA WC19.**

Le fauteuil Convaid Flyer a été testé avec le siège Flyer équipé d'un appui-tête et d'une ceinture pelvienne ancrée dans le fauteuil roulant. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou des autres options d'assise qui n'ont pas été testés par Convaid sont inconnues, et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faite.

Capacité de poids en déplacement en commun et au sol : Cannes dorsales position 1 : 85 lb/39 kg et cannes dorsales en positions 2-4 : 145 lb/66 kg.

De plus, lorsqu'il est transporté dans un véhicule, l'opinion de Convaid est que l'utilisateur du fauteuil roulant doit être transféré du fauteuil roulant dans un siège approprié du véhicule pendant le transport. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a pas officiellement approuvé de système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant ; par conséquent, Convaid ne peut recommander un système de transport.

Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez consulter le site <http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html>.

Les codes HCPCS sont fournis pour votre commodité et ne doivent PAS être interprétés comme des conseils de facturation ou juridiques. Les fournisseurs sont responsables de s'assurer que les codes de facturation appropriés sont utilisés lors de la soumission des demandes. La bonne utilisation des codes ne garantit pas la couverture ou le paiement. Contactez le payeur approprié pour plus de détails.

Tarifs d'expédition standard: au sol \$69 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email convaidsales.us@etac.com

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modification, usine de départ: Torrance, Californie.

En vigueur: 7/18/2022