

Le Rodeo Tilt par Convoid

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

de compte: _____

de commande #: _____ Date: _____

Contact: _____ ATP/RTS: _____

Veillez aviser: _____

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

Caractéristiques standards du Rodeo Tilt:

- De 5° à 45° d'inclinaison ajustable
- Châssis argenté (application poudrée)
- Poignée ajustable (un morceau)
- Repose-pieds ajust. et détachables (un morceau)
- Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière solides de 11.5 x 2.5"
- Roues arrière Rolko détachables
- Freins de roues à pied

- Pochettes à fermeture éclair dans le revêtement du siège
- Ceinture de positionnement à 2- points
- Profondeur du siège de 5'
- Repose-jambes ajustables
- HCPCS code E1161 is only valid on size 16 (RD16)
- Revêtement détachable sans outil
- Fabriqué aux ÉU

Modèles standards:

- Rodeo RD10 - C904340
- Rodeo RD12 - C902689
- Rodeo RD14 - C902691
- Rodeo RD16 - C903134

Prix
\$3,323
\$3,323
\$3,323
\$3,323

Tous les prix sont en devise canadienne

Couleur de revêtement

- Noire panthère
- Bleu royal
- Mauve
- Rose princesse
- Vert forêt
- Rouge cerise
- Brun chocolat
- Bleu aqua
- Vert pomme

Prix
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0

RD10	RD12	RD14	RD16
C903854	C903854	C903854	C903854
C903850	C903850	C903850	C903850
C903851	C903851	C903851	C903851
C903759	C903759	C903759	C903759
C903857	C903857	C903857	C903857
C903855	C903855	C903855	C903855
C904189	C904189	C904189	C904189
C904753	C904753	C904753	C904753
C904754	C904754	C904754	C904754

Options du châssis

- Option d'inclinaison (installation du fabricant nécessaire)
 - Accoudoirs relevables réglables en hauteur (paire)
 - Frein à main pour prépose
 - Frein pour pneus avant larges de 2"
 - Morceau de sécurité pour trottoir
 - Tubes anti-basculement arrière (la paire)
- *Installation du fabricant nécessaire*

Prix
\$612
\$303
\$314
\$128
\$133
\$154

RD10	RD12	RD14	RD16
C904342	C904343	C904344	C904345
C904346	C904346	C904346	C904346
		C904370	C904371
C904650	C904650	C904650	C904650
C905310	C905310	C905310	C905310
C904649	C904649	C904649	C904649

Ajouts nécessaires pour le déplacement

- Option de transport en commun (installation du fabricant requise)
 - Extension pour support-tête
 - Harnais en H-Harness avec revêtement rembourré
 - Ceinture de positionnement à 3 points d'ancrage
- Positionneurs à pieds - voir ci-dessous:
- Positionneurs à pieds - petit 7" - 10" (la paire)
 - Positionneurs à pieds - moyen 8" - 11" (la paire)
 - Positionneurs à pieds - large 9" - 12" (la paire)

Prix
\$275
\$179
\$198
\$68
\$215
\$215
\$215

RD10	RD12	RD14	RD16
C904341	C903167	C903168	C903169
C903332	C902863	C900484	C900138
C903988	C903988	C903988	C903988
C904017	C904017	C904017	C904017
C903415	C903415	C903415	C903415
C903416	C903416	C903416	C903416
C903417	C903417	C903417	C903417

Options de pneus

- Pneus arrière solides à crampons de 12.5" *
- Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5"

Prix
\$272
\$409

RD10	RD12	RD14	RD16
C904117	C904117	C904117	C904117
C904118	C904118	C904118	C904118

Support-tête

- Coussin latéral rembourré
- Coussin latéral Occi
- Rallonge pour support-tête

Prix
\$325
\$310
\$179

RD10	RD12	RD14	RD16
C904365	C902673	C902653	C903147
C905270	C905270	C905271	C905271
C903332	C902863	C900484	C900138

Positionnement du tronc

- Harnais en H avec revêtement rembourré (ceinture de positionnement à 3-morceaux requise)
- Supp. latéral de tronc droit ajustable - Contouré (pièce d'installation requise)
- Très petit= 2.75"x 3.75"
 - Petit = 3"x 5"
 - Moyen = 3.75"x 5.5"
 - Large = 4.75"x 6"
- Supp. latéral de tronc gauche ajustable - Contouré (pièce d'installation requise)
- Très petit= 2.75"x 3.75"
 - Petit = 3"x 5"
 - Moyen = 3.75"x 5.5"
 - Large = 4.75"x 6"
- Pièce S/A pour l'ajustement du support latéral du tronc droit
 - Pièce S/A pour l'ajustement du support latéral du tronc gauche
 - Veste de support complet du tronc
 - Morceau de siège réducteur (réduit la largeur du siège de 2" et la profondeur de 1")
- *RD10 requiert un support latéral taille petit.*

Prix
\$198
\$157
\$157
\$157
\$157
\$157
\$157
\$157
\$157
\$316
\$316
\$348
\$482

RD10	RD12	RD14	RD16
C903988	C903988	C903988	C903988
C904385	C904385	C904385	C904385
	C904071	C904071	C904071
	C904072	C904072	C904072
	C904073	C904073	C904073
C904465	C904465	C904465	C904465
	C904466	C904466	C904466
	C904467	C904467	C904467
	C904468	C904468	C904468
C904362	C904362	C904362	C904362
C904363	C904363	C904363	C904363
C904364	C903261	C903260	C903259
C904211	C904211	C904110	C904110

- Positionnement pelvien**
- Ceinture de positionnement à 3-morceaux \$68
 - Coussin de support tout usage \$330
 - Coussin pour support des cuisses/contrôle de poussée**1 \$636
 - Coussin de support pelvien *Align* latéral/support latéral des cuisses**1 \$636
 - Doubleure pour incontinence (coussin requis) 1 \$99

Prix
\$68
\$330
\$636
\$636
\$99

RD10	RD12	RD14	RD16
C904017	C904017	C904017	C904017
C904347	C904350	C904353	C904356
C904348	C904351	C904354	C904357
C904349	C904352	C904355	C904358
C902324	C902324	C902324	C902324

- Positionnement de jambes et de pieds**
- Accessoire de soutien pour cuisses (abducteur) \$222
 - Accessoire de soutien latéral pour cuisses (adducteur) \$222
 - Couverture rembourrée pour repose-jambes élevées \$21
 - Extension pour repose-jambes - 2" **1 \$75
 - Panneau pour mollets* \$84
 - Appui-pieds à angle ajustable 1 \$244
 - Boîte pour pieds rembourrée (plateau pour pieds 1-morceau requis) \$444
 - Positionneurs de pieds - petits 7" - 10" (la paire) \$215
 - Positionneurs de pieds - moyens 8" - 11" (la paire) \$215
 - Positionneurs de pieds - larges 9" - 12" (la paire) \$215

Prix
\$222
\$222
\$21
\$75
\$84
\$244
\$444
\$215
\$215
\$215

RD10	RD12	RD14	RD16
C904359	C902667	C902647	C903140
C904360	C902668	C902648	C903141
C904619	C904619	C904619	C904619
C904095	C904095	C904096	C904097
C904361	C904361	C904361	C904361
	C904957	C904958	C904959
C904953	C904954	C904955	C904956
C903415	C903415	C903415	C903415
C903416	C903416	C903416	C903416
C903417	C903417	C903417	C903417

***Installation du fabricant nécessaire si le modèle fut construit avec le mois de juin 2019.**

***2" L'extension de repose-jambes interfère avec le pivotement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.**

Le siège doit être incliné vers l'arrière d'au moins 5 degrés OU les repose-jambes doivent être élevés pour permettre le pivotement des roulettes.

- Options pour le transport en commun**
- Ceinture de déplacement Q'Straint \$123
 - Ceinture de déplacement Sure-Lok \$123

Prix
\$123
\$123

RD10	RD12	RD14	RD16
C903094	C903094	C903094	C903094
C903232	C903232	C903232	C903232

- Accessoires**
- Couvre support-tête de base (canopée) \$303
 - Couvre support-tête rallongé - sans ouverture (canopée) \$342
 - Couvre support-tête rallongé - avec ouvertures (canopée) \$404
 - Plateau tout-usage (plateau transparent)^ \$152
 - Pièce d'installation ajustable et amovible (requis pour le plateau transparent) \$309
 - Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Petit^ \$209
 - Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Moyen^ \$209
 - Panneaux latéraux solides \$280
 - Panneaux latéraux en maille \$196
 - Panier de rangement pour outils médicaux \$405
 - Panier de rangement sous le siège - inclinable \$103
 - Pôle à IV (ajustable en hauteur et rétractable)^2 \$205
 - Sac pour réservoir d'oxygène \$238
 - Sac tout-usage \$51
 - Couvre pluie (grandeur 1)(la canopée est requise) \$205
 - Couvre pluie (grandeur 2)(la canopée rallongée RD14 est requise) \$205
 - Couvre pluie (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) \$205
 - Filet antimoustiques (grandeur 1)(la canopée est requise) \$205
 - Filet antimoustiques (grandeur 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) \$205
 - Filet antimoustiques (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) \$205

Prix
\$303
\$342
\$404
\$152
\$309
\$209
\$209
\$280
\$196
\$405
\$103
\$205
\$238
\$51
\$205
\$205
\$205
\$205
\$205
\$205
\$205

RD10	RD12	RD14	RD16
C904366	C902679	C902659	C903152
C904728	C904729	C904730	C904731
C904744	C904745	C904746	C904747
C904367	C903405	C903401	C903402
C903369	C903369	C903369	C903369
C903669	C903669		
		C903670	C903670
C904388	C902672	C902652	C903145
C904389	C902680	C902681	C903146
C904476	C904476	C904477	C904477
C904529	C904529	C904530	C904530
C904566	C904566	C904566	C904566
C902870	C902870	C902870	C902870
C904531	C904531	C904531	C904531
C904939	C904939	C904939	
		C904940	C904940
			C905283
C904655	C904655	C904655	
		C904656	C904656
			C905319

^Accoudoirs relevables et pièce d'installation requis.

***Tubes anti-bascules requis.**

^Plateau en mousse testé pour collisions avec couverture en vinyle. Appuis-bras relevables requis.

L'option Rodeo Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Rodeo Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont les suivants: RD10T, RD12T 66lbs / 30kg, RD14T 100lbs / 45kg et RD16T 140lbs / 64kg.

La base de mobilité Convoid Rodeo a été testée avec un module d'assise Rodeo équipé d'un support de tête, un harnais en H avec des coussins rembourrés, un système de retenue à 3 points, des positionneurs de pied et 4 supports d'ancrage de transport.

La position de Convoid est que l'utilisateur de fauteuil roulant soit transféré du fauteuil roulant vers les sièges appropriés du véhicule dans la mesure du possible. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convoid ne peut recommander un système de transport en commun.

La norme WC19 est spécialement conçue pour que le fauteuil roulant soit fixé dans une configuration orientée vers l'avant et non dans aucune autre direction. Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter <http://www.ercwts.pitt.edu/WC19.html>.

Tarifs d'expédition standard: au sol \$69 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email convoidsales.us@etac.com

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modifications, usine d'envoi Torrance, Californie.

Convoid
2830 rue California
Torrance, CA 90503
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

En vigueur: 6/1/2022

OF0102-FRE-REV.07

etac
Creating Possibilities