

# Le Rodeo Tilt sans siège par Convoid

## Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

# de compte: \_\_\_\_\_

# de commande #: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

Contact: \_\_\_\_\_ ATP/RTS: \_\_\_\_\_

Veillez aviser: \_\_\_\_\_

Facturer à:	Envoyer à:
Adresse:	Adresse:
Ville/province/code postal:	
Téléphone:	Ville/province/code postal:
Courriel:	Téléphone:

### Caractéristiques standards du Rodeo Tilt:

- De 5° à 45° d'inclinaison ajustable
- Châssis argenté (application poudrée)
- Poignée ajustable un-morceau
- Repose-jambes ajustables / plaque monobloc à angle réglable
- Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière solides de 11.5 x 2.5"
- Roues arrière Rolko à dégagement rapide
- Barre de verrouillage pour roues activée pa
- Profondeur du siège de 5'
- Fabriqué aux EU

#### Modèles standards:

<input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD10WOS - C904971	<b>Prix</b> <b>\$3,165</b>
<input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD12WOS - C904972	<b>\$3,165</b>
<input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD14WOS - C904973	<b>\$3,165</b>
<input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD16WOS - C904974	<b>\$3,165</b>

Tous les prix sont en devise canadienne

- Plateau pour siège** **Prix**  
**\$206**  
 Plateau de siège solide réglable en profondeur (installation du fabricant nécessaire)

- Options pour le châssis** **Prix**  
**\$612**  
 Option d'inclinaison (installation du fabricant nécessaire)  
 Appuis-bras relevables et ajustables (la paire) **\$303**  
 Pièce de facilitation d'accès au trottoir **\$133**  
 Tubes anti-bascullement arrière (la paire)\* **\$154**

- Pièces nécessaires pour le transport en commun** **Prix**  
**\$275**  
 Option de transport en commun (installation du fabricant requise)  
 Ceinture de positionnement à 2 points d'ancrage **\$61**

- Options de pneus** **Prix**  
**\$272**  
 Pneus arrière solides à crampons de 12.5"  
 Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5\*\* **\$409**

- Positionnement de jambes et de pieds** **Prix**  
**\$244**  
 Appui-pieds individuel à angle ajustable  
 Boîte pour pieds rembourrés (plateau appui-pieds requis) **\$444**  
 Extension pour reposer-jambes - 2\*\* **\$75**  
 Positionneurs de pieds - petit 7" - 10" (la paire) **\$215**  
 Positionneurs de pieds - moyen 8" - 11" (la paire) **\$215**  
 Positionneurs de pieds - large 9" - 12" (la paire) **\$215**

**\*2" L'extension de reposer-jambes interfère avec le pivotement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.**

**Le siège doit être incliné vers l'arrière d'au moins 5 degrés OU les reposer-jambes doivent être élevés pour permettre le pivotement des roulettes.**

- Canopées** **Prix**  
**\$303**  
 Housse pour appui-tête (canopée)  
 Housse pour appui-tête allongée - sans fenêtre (canopée) **\$342**  
 Housse pour appui-tête allongée - avec fenêtre (canopée) **\$404**  
 Revêtement de la canopée (s.v.p., choisir une des options suivantes)  
 Noire panthère **\$0**  
 Bleu royal **\$0**  
 Mauve chic **\$0**  
 Rose princesse **\$0**  
 Vert forêt **\$0**  
 Rouge cerise **\$0**  
 Brun chocolat **\$0**  
 Bleu aquatique **\$0**  
 Vert pomme **\$0**

- Options pour déplacements** **Prix**  
**\$123**  
 Ceinture de déplacement Q'Strain  
 Ceinture de déplacement Sure-Lok **\$123**  
 Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Petite^ **\$209**  
 Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) Moyenne^ **\$209**

**^Plateau en mousse testé pour collisions avec couverture en vinyle. Appui-bras relevable requis.**

RD10	RD12	RD14	RD16
C509549	C509550	C509551	C509552

RD10	RD12	RD14	RD16
C904342	C904343	C904344	C904345
C904346	C904346	C904346	C904346
C905310	C905310	C905310	C905310
C904649	C904649	C904649	C904649

RD10	RD12	RD14	RD16
C904341	C903167	C903168	C903169
C903931	C903931	C904559	C904559

RD10	RD12	RD14	RD16
C904117	904117	904117	904117
C904118	904118	904118	904118

RD10	RD12	RD14	RD16
C904953	C904957	C904958	C904959
C904095	C904095	C904095	C904097
C903415	C903415	C903415	C903415
C903416	C903416	C903416	C903416
C903417	C903417	C903417	C903417

RD10	RD12	RD14	RD14
C904366	C902679	C902659	C903152
C904728	C904729	C904730	C904731
C904744	C904745	C904746	C904747
C903854	C903854	C903854	C903854
C903850	C903850	C903850	C903850
C903851	C903851	C903851	C903851
C903759	C903759	C903759	C903759
C903857	C903857	C903857	C903857
C903855	C903855	C903855	C903855
C904189	C904189	C904189	C904189
C904753	C904753	C904753	C904753
C904754	C904754	C904754	C904754

RD10	RD12	RD14	RD16
C903094	C903094	C903094	C903094
C903232	C903232	C903232	C903232
C903669	C903669	C903670	C903670

**Accessoires**

- |   |              |
|---|--------------|
| <input type="checkbox"/> Plateau tout-usage (plateau transparent) ^   | <b>\$152</b> |
| <input type="checkbox"/> Pièce d'installation (requis pour le plateau transparent)  | <b>\$309</b> |
| <input type="checkbox"/> Panneaux latéraux solides  | <b>\$280</b> |
| <input type="checkbox"/> Panneaux latéraux en maille  | <b>\$196</b> |
| <input type="checkbox"/> Panier de rangement pour outils médicaux   | <b>\$405</b> |
| <input type="checkbox"/> Panier de rangement sous le siège - inclinable   | <b>\$103</b> |
| <input type="checkbox"/> Pôle à IV (ajustable en hauteur et rétractable)  | <b>\$205</b> |
| <input type="checkbox"/> Sac pour réservoir d'oxygène   | <b>\$238</b> |
| <input type="checkbox"/> Sac tout-usage   | <b>\$51</b>  |
| <input type="checkbox"/> Frein à main pour préposé  | <b>\$314</b> |
| <input type="checkbox"/> Frein pour pneus avant larges de 2" <sup>1</sup>   | <b>\$128</b> |
| <input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 1)(la canopée est requise)  | <b>\$205</b> |
| <input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 2)(la canopée rallongée RD14 est requise)                                 | <b>\$205</b> |
| <input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise)                                      | <b>\$205</b> |
| <input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 1)(la canopée est requise)  | <b>\$205</b> |
| <input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) | <b>\$205</b> |
| <input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise)                              | <b>\$205</b> |

**<sup>1</sup>Installation du fabricant nécessaire**

**<sup>^</sup>Accoudoirs relevables et pièce d'installation requise.**

**<sup>2</sup>Tubes anti-basculés requis.**

RD10	RD12	RD14	RD16
C904367	C903405	C903401	C903402
C903369	C903369	C903369	C903369
C904388	C902672	C902652	C903145
C904389	C902680	C902681	C903146
C904476	C904476	C904477	C904477
C904529	C904529	C904530	C904530
C904566	C904566	C904566	C904566
C902870	C902870	C902870	C902870
C904531	C904531	C904531	C904531
		C904370	C904371
C904650	C904650	C904650	C904650
C904939	C904939	C904939	
		C904940	C904940
			C905283
C904655	C904655	C904655	
		C904656	C904656
			C905319

L'option Rodeo Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Rodeo Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont les suivants: RD10T, RD12T 66lbs / 30kg, RD14T 100lbs / 45kg et RD16T 140lbs / 64kg.

La base de mobilité Convoid Rodeo a été testée avec le module de sièges Rodeo, équipé d'un support de tête et d'une ceinture sous-abdominale à 2 points ancrés. N'utilisez pas les positionneurs de pied sur le Convoid Rodeo pendant le transport dans un véhicule à moteur. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou autres options de sièges non testées par Convoid sont inconnues et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faites.

La position de Convoid est que l'utilisateur de fauteuil roulant soit transféré du fauteuil roulant vers les sièges appropriés du véhicule dans la mesure du possible. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convoid ne peut recommander un système de transport en commun.

La norme WC19 est spécialement conçue pour que le fauteuil roulant soit fixé dans une configuration orientée vers l'avant et non dans aucune autre direction. Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter <http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html>.

**Tarifs d'expédition standard: au sol \$69 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email [convoidsales.us@etac.com](mailto:convoidsales.us@etac.com)**

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modifications, usine d'envoi: Torrance, Californie.

En vigueur: 6/1/2022

Convoid  
2830 rue California  
Torrance, CA 90503  
1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)  
[www.etac.us.com](http://www.etac.us.com)

OF0111-FRE-REV.07

