

Besiktningsprotokoll

Nova 300 Mobil Personlyft / Nova 500 Mobil Uppresningslyft

Kundens namn:

Lyft besiktnings nr:

Adress:

Prod. nr. Lyft

Placering (rum):

Telefon:

Bedömning: Godkänd ☐

Påpekande ☐

Tas ur bruk ☐

Provb belastning kg:

1. Rapporterade driftstörningar ☐

10. Bygelinfästning ☐

2. Dokumentation ☐

11. Lyftbygel ☐

3. Märkning ☐

12. Lyftmotor ☐

4. Underrede ☐

13. Elutrustning ☐

5. Hjul ☐

14. Kör/Manöverhandtag ☐

6. Bromsar ☐

15. Korrosion ☐

7. Mast/Lyftpelare ☐

16. Provb belastning ☐

8. Lyftarm ☐

17. Uppmärkning efter godkänd

9. Fotplatta/Underbensstöd ☐

besiktning ☐

Pos.	Anmärkning	Åtgärd dat.

Datum: Kontrollant: Sign:

74656B

08-06-10

Etac, Box 203, SE-334 24 Anderstorp

Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

 etac®