

 etac®

Creating Possibilities



 etac®

Etac Alto

Verrijdbare douche- en toiletstoel met elektrische hoogteverstelling en kanteling

Til de zorgervaring naar een hoger niveau

Etac Alto is een compacte verrijdbare douche- en toiletstoel met elektrische hoogteverstelling en kanteling, die gebruikt kan worden voor douchen, naar het toilet gaan en transport.

Alto heeft ergonomische toegang, de stoel is namelijk van alle kanten toegankelijk voor de verzorger. Bovendien heeft Alto een kleine voetafdruk wat de stoel zeer geschikt maakt voor verschillende omgevingen, waaronder de thuissituatie, ziekenhuizen en instellingen.

Ergonomische toegang voor zorgverleners

Tijdens het uitvoeren van de dagelijkse verzorging heeft de zorgverlener aan alle kanten goede toegang en wordt overbelasting en een ongemakkelijke werkhouding voorkomen.

Compact ontwerp

Werken in badkamers kan een uitdaging zijn vanwege de beperkte ruimte en smalle deuropeningen. Alto is ideaal voor de thuissituatie en biedt een compacte voetafdruk waardoor de stoel zeer geschikt is voor kleinere ruimtes. Dankzij het slimme ontwerp past Alto over de meeste toiletten.

Verbeterd comfort en gemak

Door de verstelbare hoogte, kantelfunctie en talrijke accessoires worden het comfort voor de cliënt en het gemak voor de zorgverlener vergroot. Ook verbetert de algehele kwaliteit van zorg en de waardigheid en het welzijn van de cliënt.



Verbeterde werkomstandigheden voor zorgverleners

Beperkte badkamerruimte brengt uitdagingen met zich mee die vaak leiden tot het moeten maken van compromissen, ten koste van de individuele behoeften. Zorgverleners worden geconfronteerd met fysiek veeleisende taken in een slechte houding wat blessures kan veroorzaken. Alto is gemaakt voor kleine ruimtes en biedt gemakkelijke toegang wat de zorgtaken vereenvoudigt. Zorgverleners profiteren van minder stress en minder risico op letsel, wat zich vertaalt in betere, waardiger zorg.



Kenmerken

Een stoel met 360 graden toegang om persoonlijke verzorgingstaken gemakkelijker te maken voor de verzorger en tegelijkertijd comfort biedt voor de cliënt.



Verstelbare hoofdsteun

Ontworpen om maximaal comfort te bieden en flexibiliteit.



Verstelbare breedte

Verstelbare arm- en beensteunen zorgen voor extra ruimte.

Intuïtieve handbediening

Gebruiksvriendelijke handbediening met zes knoppen en een batterij-indicator.

Zitvlak met open achterkant

Zorgt voor gemakkelijke toegang.

Elektrische hoogteverstelling en kanteling

Gemakkelijk schoon te maken

Krachtige batterij

De krachtige batterij gaat lang mee: 70-100 lift- en kantelbewegingen tussen opladen.

Varianten



Alto met kunststof rug



Alto met rugbespanning



Alto met rechtopstaande rugleuning, voor gebruik bij hangende toiletten

Accessoires



Zachte comfortzitting, 4 cm opening aan de achterzijde

80209519
Ergonomisch gevormd. Biedt comfort en steun. Ontworpen met een uitsparing aan de voorkant.
Materiaal: polyurethaan.



Gesloten zitkussen

80209434
Een comfortabele, gesloten zitting die de hygiëneopening bedekt. Kan gebruikt worden in de douche. Hoogte 2 cm.
Materiaal: polyurethaan.



Hoofdsteen rechtop

80209533
In combinatie met de rechtopstaande rugleuning kan de stoel kan dichterbij de muur worden geplaatst. Compleet met beugel.
Materiaal: Kussen: Polyurethaan
Beugel: roestvrij staal.



Draairichtingsvergrendeling

80209534
Biedt de mogelijkheid om het wiel te vergrendelen voor gemakkelijker manoeuvreren in gangen.
Kleur rem: zwart
Materiaal: Polyamide, Polypropreen, TPE, Fe.



Zijsteun

80209509
Een zachte zijsteun die positionering in de stoel vergemakkelijkt. In breedte verstelbaar.
Materiaal: polyesterweefsel, klittenband, polyethyleen.



Ondersteek met deksel en handvat

80209255
Unieke vorm die de stroom doorbreekt en spatten voorkomt. Het deksel is voorzien van een handvat die de ondersteek vergrendelt en ervoor zorgt dat de inhoud niet lekt.



Beensteunen met wegklapbare voetplaten

80209446
Beensteunen met wegklapbare en in hoek instelbare voetplaten (inclusief hakbanden).
Materiaal: roestvrij staal en polypropyleen.



Verbredingsset beensteun

80209525
Adapters voor extra beenruimte. Verhogen breedte tussen beensteun met 12 cm.
Inbegrepen in alle XL/brede rugconfiguraties.
Beschikbaar als paar.
Materiaal: polyamide.

Kijk voor meer accessoires op www.etac.nl

Alto	Item no.	Materialen
Alto, met kunstof rug, ondersteekhouder en hoofdsteen	80229605	Chassis: gepoederlakt staal
Alto met rugbespanning, met ondersteekhouder en hoofdsteen	80229600	Zitting/armsteunen: polypropyleen
Alto met rugbespanning, met hoofdsteen (zonder ondersteekhouder)	80229609	Zachte rugsteun: polyester/klittenband
Alto met rechtopstaande rugleuning, rugbespanning, ondersteekhouder en rechtopstaande hoofdsteen	80229608	Voetsteun: polypropyleen
		Wielen: polyamide/TPE, vergrendelbaar, kogellagers
		Afwasbare rugleuning: polypropyleen

Maatvoering	Handmatige reiniging:	max	max	CE
Zithoogte 50-93 CM	Reinig het product met standaard niet-schurende schoonmaakmiddelen (pH tussen 5-9).	160	353	
Zitbreedte 50 CM	Afspoelen en drogen	kg	lbs	
Breedte tussen armsteunen: 42, 48, 54 CM	Desinfecteer het product met ontsmettingsalcohol 70%. Laat aan de lucht drogen.			
Kantelverstelling: -5° - 30°	Machinerreiniging:			
Maximaal gebruikersgewicht: 160 KG	Reinig het product in een wasmachine of tunnel. Uitgevoerd in overeenstemming met EN/ISO 60601-2-52			
(overige maatvoering zie etac.nl)	Maximaal gebruikersgewicht: 160 kg.			

Etac

0513 681 686
contact.nl@etac.com
www.etac.nl

etac[®]
Creating Possibilities