

R82 Hodestøtteguide

Start her

Velg
hodestøtte



Kurve
W:180 x H:130



Kurve
W:260 x H:160



Anatomisk liten
A:145 x B:140 x C:240



Anatomisk medium
A:155 x B:140 x C:260



Anatomisk stor
A:170 x B:140 x C:320

Velg
turtlestang
og justerings-
muligheter



Standard

Har to punkter for rotasjon. Stangen tillater tilpasning opp og ned, mens turtle-systemet kan justeres sideveis, fremover, bakover, opp og ned.



Lang

Har tre punkter for rotasjon. Stangen tillater tilpasning opp og ned, mens turtle-systemet kan justeres sideveis, fremover, bakover, opp og ned.



Standard
med 3D

Har to punkter for rotasjon. 3D-systemet gjør det mulig å tilpasse for en asymmetrisk hodestilling. Stangen tillater tilpasning opp og ned, mens turtle-systemet kan justeres sideveis, fremover, bakover, opp og ned.



Lang
med 3D

Har tre punkter for rotasjon. 3D-systemet gjør det mulig å tilpasse for en asymmetrisk hodestilling. Stangen tillater tilpasning opp og ned, mens turtle-systemet kan justeres sideveis, fremover, bakover, opp og ned.

Velg lengde på
stang og mulighet
for høydejustering



Kort

Høydejustering:
80 mm



Medium

Høydejustering:
120 mm



Lang

Høydejustering:
210 mm

Velg trekk og farge



Sort, avtørkbar



Sort



Kurve hodestøtte,
Lang turtlestang med 3D,
medium lang stang og sort
trekk.