



Immedia LeanOnMe

Ultra zachte en stabiele
positioneringskussens

 **etac**[®]

Positioneert als geen ander

Het herpositioneren van een bedlegerige persoon is belangrijk, omdat deze vaak zelf niet in staat is om micro- en macrobewegingen uit te voeren. Met de juiste houding kan iemand meer ontspannen en minder problemen ervaren, zoals decubitus, pijn en ongemak, stress, angst en depressie. Een goed positioneringskussen geeft verlichting en werkt preventief en is dan ook onmisbaar. De LeanOnMe positioneringskussens positioneren als geen ander.

Breed scala positioneringskussens

LeanOnMe biedt een breed scala aan multifunctionele positioneringskussens die bijdragen aan een betere levenskwaliteit door drukontlasting, pijnverlichting, ontspanning, en het voorkomen van contracturen. LeanOnMe biedt niet alleen de gebruiker de juiste ondersteuning. Omdat de positioneringskussens lichtgewicht zijn, ervaart ook de verzorger minder fysieke belasting tijdens het positioneren van de cliënt.

- **Stiller dan stil**

Minimaal geluid wat zorgt voor meer ontspanning en rust

- **Zacht voor de huid**

Ultra zachte en duurzame, natuurlijke organische materialen.

- **Hygiëne boven alles**

Ademend, waterproof en een barrière tegen bacteriën.

- **Oog voor het milieu**

Milieuvriendelijke materialen gemaakt van natuurlijke ingrediënten en restmaterialen.



Altijd in vorm dankzij superieure vulling

De vulling is een uitgebalanceerde combinatie van visco-elastische polyurethaanschuim en EPP-korrels. EPP korrels zijn stevig, stil, water- en chemicaliënbestendig en 100% recyclebaar. De vulling zorgt ervoor dat het lichaam in het zachte materiaal zinkt en precies in de gewenste positie blijft.



Immedia LeanOnMe Roll

Het rolkussen is verkrijgbaar in 2 maten: S en L. Het kan worden gebogen en gevormd en helemaal aangepast aan de behoeften van de gebruiker. Ook kan het rolkussen zo worden opgeschud zodat sommige delen voller en andere delen leger zijn. In zijligging kan het tegen hoofd, de rug en de benen aan worden geplaatst.



Immedia LeanOnMe Channel

Het Channel kussen is een flexibel kussen dat beschermt, ondersteunt en pijn verlicht. Het kussen kan worden omgerold of omgevormd, afhankelijk van de toepassing. Het kussen kan onder of tussen de benen, onder de kuiten, onder een arm of onder de schouderbladen en/of ellebogen worden geplaatst. Tijdens het zitten kan het kussen als steun in de rug worden geplaatst.



Immedia LeanOnMe Wing

In zijligging kan het Wingkussen met vleugel als ruggesteun worden ingezet. De gebruiker ligt op het vleugeldeel zodat het eigen gewicht van de gebruiker het kussen op de plaats houdt. Op deze wijze wordt de rug op stabiele wijze ondersteund. Ook in rugligging kan het Wingkussen worden gebruikt, om lichaamsdelen te beschermen tegen druk van bijvoorbeeld bedranden en -hekjes.



Immedia LeanOnMe Basic

Set van traditionele positioneringskussens in zes vormen en maten (XS – XL), toe te passen in zij- en rugligging voor het ondersteunen van rug, armen, benen, knieën en enkels, of om de ademhaling te faciliteren. De positioneringskussens kunnen ook worden toegepast ter bescherming van lichaamsdelen tegen druk van bedranden en -hekjes.



Immedia LeanOnMe Mini

Een klein, multifunctioneel kussen voor plaatsing in kleinere ruimtes die ontstaan tussen het lichaam en het matras direct na positionering; meestal bij enkel en knie. In geval van handspasme kan het de hand openhouden. Het Mini kussen zakt niet in en behoudt zijn stevigheid.



LeanOnMe assortiment:



LeanOnMe Roll L
230 x 33 CM
Soft-Touch hoes: EIM15113
Hygiëne hoes: EIM16113



LeanOnMe Basic XL
55 x 90 CM
Soft-Touch hoes: EIM15106
Hygiëne hoes: EIM16106



LeanOnMe Basic S
40 x 60 CM
Soft-Touch hoes: EIM15102
Hygiëne hoes: EIM16102



LeanOnMe Roll S
100 x 33 Cm
Soft-Touch hoes: EIM15112
Hygiëne hoes: EIM16112



LeanOnMe Wing
45 x 80 CM
Soft-Touch hoes: EIM15107
Hygiëne hoes: EIM16107



LeanOnMe Channel
75 x 75 CM
Soft-Touch hoes: EIM15108
Hygiëne hoes: EIM16108



LeanOnMe Basic XS
30 x 40 CM
Soft-Touch hoes: EIM15101
Hygiëne hoes: EIM16101



LeanOnMe Mini
15 x 30 CM
Soft-Touch hoes: EIM15100
Hygiëne hoes: EIM16100



LeanOnMe Bag
65 x 90 CM
EIM120015



LeanOnMe Basic LW
45 x 80 CM
Soft-Touch hoes: EIM15105
Hygiëne hoes: EIM16105



LeanOnMe Basic M
50 x 70 CM
Soft-Touch hoes: EIM15103
Hygiëne hoes: EIM16103



LeanOnMe Basic L
25 x 90 CM
Soft-Touch hoes: EIM15104
Hygiëne hoes: EIM16104

Maak voordelig kennis met LeanOnMe

Bestel het voordeelpakket en ervaar hoe zacht en comfortabel de LeanOnMe kussens zijn!

Ga naar: www.etac.nl/leanonme-pakketten

