

Catalyst 5

Sterke en ultralichte opvouwbare rolstoel


De Catalyst 5 is een sterke en ultralichte opvouwbare rolstoel die de ideale oplossing biedt voor thuis én onderweg. Bij elke bocht of beweging ervaar je een soepele rijervaring. Door de sterke framestijfheid heb je bovendien maximale controle. De Catalyst 5 heeft een grote keuze aan opties, zodat de stoel aan ieders wensen en behoeften kan voldoen.



Stabiel én lichtgewicht

De krachtige 'PowerHinge' veer in het kruisframe zorgt voor zowel verminderde inspanning bij het in- en uitvouwen als ultieme stijfheid van het frame. Met een gewicht van 10,4 kg en vervaardigd uit ultralicht aluminium is de Catalyst 5 één van de lichtste rolstoelen in zijn soort.

Kenmerken




Swing-In Anti-Tip

De Anti-Tip kun je gebruiken wanneer nodig of naar binnen klappen



Maxx performance

Het unieke Maxx performance spaakwiel resulteert in verhoogde stijfheid voor een beter presterend wiel.



Maximaal gebruikersgewicht

Dankzij het sterke frame is de Catalyst 5 geschikt voor een gebruikersgewicht tot maximaal 158 kilo.

Meer zien? Kijk op www.etac.nl