

Etac Prio 3A utprovningsprotokoll

1a17651.5 2023-09-29

Gäller Etac Prio med serie nr som börjar med 38D

③ Sits- och ryggvinklingsfunktion	Manuell		Elektrisk
	Std	Brukarmanövrerad sitsvinkling	
Manuellt eller elektriskt manövrerad		Hö	Vä

④ Ryggsystem	Med förh. 52-68	Ryggdyna/överdrag			Klädsel	
		Ryggdyna	Ryggdyna 3D	Överdrag	Grå plysch	Grå hygien
Höjddjusterbart utan dynamiskt bäckenstöd. Höjd 46-62 cm						
Höjddjusterbart med dynamiskt bäckenstöd. Höjd 46-62 cm						

⑤ Ryggglås	Standard	QR-sprint
Standard eller QR		

⑥ Huvudstöd	Vred		Klädsel	
	Ett vred	Tre vred	Grå plysch	Grå hygien
Multijusterbart				
Multijusterbart med sidostöd				
Anatomiskt medium				
Anatomiskt stort				
Utan huvudstöd				

⑦ Komfortlås
Utan komfortlås
Med komfortlås, förinställt 0°
Med komfortlås, förinställt 4°
Med komfortlås, förinställt 8°
Med komfortlås, förinställt 12°

⑧ Armstöd		
Modell	H	V
D-formad 49x8.5 djup jb		
D-formad 49x8.5 djup jb med fingerskruv		
Massiv platta längd 38 cm		
S-formad 38x8 djup jb		

① Rullstol		
Sitsbredd	Art. nr.	
40	13420405	
45	13420409	
50	13420413	
55	13420417	

② Sitsdjup	Sittdyna						Sitsplatta				
	Kort	Lång	Basic	Com-fort	Grå plysch	Grå hygien	Utan sittdyna	Trä	Plast	Trä m. Velcro	Plast m. Velcro
Läge 1= 39-46 cm kort dyna											
Läge 2= 41.5-48.5 cm kort dyna											
Läge 3= 44-51 cm kort el lång dyna											


⑨ Benstöd		
Modell	H	V
Vinkelreglerbart		
Fast vid vinkel		
Amputation plysch		
Amputation hygien		
Amputationsvikt		
Amputation+vikt plysch		
Amputation+vikt hygien		

⑩ Fotplattor		
Modell	H	V
Djup 13 cm, långt inf. rör (38.5-55 cm från sittplatta)		
Djup 13 cm, medium inf. rör (31-47.5 cm från sittplatta)		
Hel fotplatta vinkeljusterbar		
Hel fotplatta vinkeljusterbar Add-on		


Sitshöjd och balansläge

11

Sitshöjd, drivhjul, länkhjul och position




Gaffel Kort



		Gaffel Kort								Gaffel Medium								
		S1		S2		S3				M1		M2		M3				
		6"	6"	6.5"	7"	8"	6"	6.5"	7"	8"	6"	6.5"	7"	8"	6"	6.5"	7"	8"
E	Sits-höjd																	
	20"	38.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22"	40.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24"	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
D	20"	40.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22"	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
	24"	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	20"	43.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22"	45.5	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-
	24"	47.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	20"	45.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22"	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24"	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16"	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A	20"	48.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22"	50.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	24"	52.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16"	42.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	-
a	16"	45.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

12

Balansläge



13

Däck

Massivt	
Högtrycksdäck	

14

Drivring

Aluminium	
Plastade	
Rostfria	

15

Framgaffelfäste

Standard	
Breddat	

16

Länkhjul 8"

8x13/8" (200x35 mm)	
8x2" (200x50 mm)	

17

Enarmsdrift

Utan enarmsdrift	
Med enarmsdrift monterad på hö sida	
Med enarmsdrift monterad på vä sida	

18

Bromsar

Modell	H	V
Standard svart		
Standard röd		
Förlängt handtag		
Enhandsbroms höger- eller vänstermonterad		
Vårdarbroms (std vid val av 16" hjul)		
Utan vårdarbroms		

19

Körhandtag/Körbygel

Körhandtag, höjdregerbara	
Körbygel, höjdregerbar	
Körbygel, höjd- och vinkelregerbar	

Tillbehör

	H	V	Art. nr.
Bålstöd avtagbart utan verktyg 0 mm			28142
Bålstöd avtagbart utan vtg -15 mm			28144
Bålstöd avtagbart utan vtg -45 mm			28145
Bålstöd sidosvängbart 0 mm			28181-1 28181-2
Bålstöd sidosvängbart -15 mm			28180-1 28180-2
Bålstöd sidosvängbart -45 mm			28141-1 28141-2
Bålstöd sidosvängbart +15 mm			28143
Bålstöd soft			27395
Swing-away medium			27915-1 27915-2
Swing-away large			27916-1 27916-2
Utan bålstöd			
Överdrag bålstöd			28647
Utan överdrag			
Sidostödsdyna			63171-60-1 63171-60-2
Utan sidostödsdyna			
Polstring armstöd std			63193-60-1 63193-60-2
Polstring armstöd massiv	Foam		62283-60
	Gel		26241-60
Hemidyna			25770-60-1 25770-60-2
Armstödsdyna bred, mjuk			28640
Utan polstring armstöd			
Sidostöd rak 40 mm		st	28136
Sidostöd vinklad 30 mm		st	28173

Breddning rygg		28786
Utan breddning rygg		
Breddningssköldar rygg	st	28637
Breddningssats +2.5 cm		27892
Utan breddningssats		
Polstring sidoskydd		63271-1 63271-2
Utan polstring sidoskydd		

Tillbehör

Bord			
Utan bord			
			Art. nr.
Abduktionskloss			28022
Utan abduktionskloss			
Vadband			
Utan vadband			
Polstring för vadband			
20 cm		26845	
30 cm		26846	
40 cm		26847	
Utan polstring			
Vadmatta			
70 cm		63186-60	
90 cm		63187-60	
Utan vadmatta			
Positioneringsbälte			
100 cm		st	27904
128 cm		st	28544
Fäste positioneringsbälte			28641
Utan fäste positioneringsbälte			
Fäste sele			28186
Utan fäste sele			

Komfortkilar		
H:2, B:11, L:18.5 cm	par	28139
H:2.5, B:17.5, L:20 cm	par	28140
H:2, B:9, L:13 cm	par	28030
Kort plysch 150 mm	st	63012-60
Lång plysch 300 mm	st	63013-60
Gaskolvsclips (10 st/sats)		
Utan gaskolvsclips		
Reglagelås tilt och ryggvinkel		
	st	28047
Ryggvinkelbegränsning		
Utan ryggvinkelbegränsning		28573
Syrghållare/lastkorg		
Utan syrgashållare		
Droppställning		
Utan droppstativ		28341

Tillbehör

Kardborresats sittdyna för egen montering		28183
Utan kardborresats sittdyna		
Ekerskydd grå		
Ekerskydd gul		
Utan ekerskydd		
Käpphållare	st	27327
	H	V
Förlängd fotplatta (21.5 cm)		
Utan förlängd fotplatta		
Förlängd fotplatta Add-on	S	28774
	M	28775-1 28775-2
	L	28776-1 28776-2
Utan förlängd fotplatta Add-on		
Sidoskydd förlängd fotplatta Add-on		28772
Utan sideskydd förlängd fotplatta Add-on		
Polstring fotplatta		
För delade fotplattor djup 13 cm		
För hel fotplatta vinkeljusterbar		
Utan polstring		

Hälband för fotplatta djup 13 cm		24458
Utan hälband		
Knästöd		28777-1 28777-2
Utan knästöd		
Fotlåda		
Utan fotlåda		
Minnesfunktion huvudstöd		28564
Utan minnesfunktion huvudstöd		
Förlängningsdyna ryggklädsel		28787-65
Utan förlängningsdyna ryggklädsel		
Förlängningsdel ryggklädsel		28657
Utan förlängningsdel ryggklädsel		
Klämskydd för 16" hjul		28415
Utan klämskydd för 16" hjul		

Utprovad av

Brukare

Telefon

Datum

Kommentar