

Catalyst 5

Standard markert med X

Selger:

Dato.:

Kunde:

Kontaktperson:

Bruker/Brukernr.:

Tlf/e-post:

Artikkelnr.	Setebredde	Setedybde	
KI13811414	35,5 cm	35,5 cm	
KI13811415	35,5 cm	38 cm	
KI13811416	35,5 cm	40,5 cm	
KI13811417	35,5 cm	43 cm	
KI13811418	35,5 cm	45,5 cm	
KI13811419	35,5 cm	48 cm	
KI13811420	35,5 cm	50,5 cm	
KI13811514	38 cm	35,5 cm	
KI13811515	38 cm	38 cm	
KI13811516	38 cm	40,5 cm	
KI13811517	38 cm	43 cm	
KI13811518	38 cm	45,5 cm	
KI13811519	38 cm	48 cm	
KI13811520	38 cm	50,5 cm	
KI13811614	40,5 cm	35,5 cm	
KI13811615	40,5 cm	38 cm	
KI13811616	40,5 cm	40,5 cm	
KI13811617	40,5 cm	43 cm	
KI13811618	40,5 cm	45,5 cm	
KI13811619	40,5 cm	48 cm	
KI13811620	40,5 cm	50,5 cm	
KI13811714	43 cm	35,5 cm	
KI13811715	43 cm	38 cm	
KI13811716	43 cm	40,5 cm	
KI13811717	43 cm	43 cm	
KI13811718	43 cm	45,5 cm	
KI13811719	43 cm	48 cm	
KI13811720	43 cm	50,5 cm	
KI13811814	45,5 cm	35,5 cm	
KI13811815	45,5 cm	38 cm	
KI13811816	45,5 cm	40,5 cm	
KI13811817	45,5 cm	43 cm	
KI13811818	45,5 cm	45,5 cm	
KI13811819	45,5 cm	48 cm	
KI13811820	45,5 cm	50,5 cm	
KI13811914	48 cm	35,5 cm	
KI13811915	48 cm	38 cm	
KI13811916	48 cm	40,5 cm	
KI13811917	48 cm	43 cm	
KI13811918	48 cm	45,5 cm	
KI13811919	48 cm	48 cm	
KI13811920	48 cm	50,5 cm	
KI13812014	50,5 cm	35,5 cm	
KI13812015	50,5 cm	38 cm	
KI13812016	50,5 cm	40,5 cm	
KI13812017	50,5 cm	43 cm	
KI13812018	50,5 cm	45,5 cm	
KI13812019	50,5 cm	48 cm	
KI13812020	50,5 cm	50,5 cm	
Farge			Sort
			X

Standard og tilvalg Catalyst 5

				Artikkelnr.	
Ryggrør	Høydejusterbare, vinkeljusterbare m/ faste kjørehåndtak	kort (std40,5)	35,5-40,5 cm (14-16")	KI002755	☒
		medium	40,5-46 cm (16-18")	KI002756	☐
		lang	46-51 cm (18-20")	KI002757	☐
Kjørehåndtak	Korte, lavprofil inkl i ryggrør	5 cm kortere enn standard			☒
					☐
	Høyderegulerbare aktiv	Til rygg høyde 35-40 cm		KI124075	☐
		Til rygg høyde 40-45 cm		KI124076	☐
		Til rygg høyde 45-50 cm		KI124077	☐

Ryggtrekk

Airmesh



b36 rh33-41	KI003898	☒
b36 rh38-46	KI003899	☐
b36 rh43-51	KI003913	☐
b38 rh33-41	KI003902	☒
b38 rh38-46	KI003903	☐
b38 rh43-51	KI003914	☐
b41 rh33-41	KI003906	☒
b41 rh38-46	KI003907	☐
b41 rh43-51	KI003915	☐
b43 rh33-41	KI003911	☒
b43 rh38-46	KI003912	☐
b43 rh43-51	KI003916	☐
b46 rh33-41	KI003920	☒
b46 rh38-46	KI003921	☐
b46 rh43-51	KI003922	☐
b48 rh33-41	KI003926	☒
b48 rh38-46	KI003927	☐
b48 rh43-51	KI003928	☐
b51 rh33-41	KI003932	☒
b51 rh38-46	KI003933	☐
b51 rh43-51	KI003934	☐

Setetrekk	Standard	☒
------------------	-----------------	-------------------------------------

Rygg høyde	33 cm	☐
	34 cm	☐
	35 cm	☐
	36 cm	☐
	37 cm	☐
	38 cm	☐
	39 cm	☐
	40 cm	☒
	41 cm	☐
	42 cm	☐
	43 cm	☐
	44 cm	☐
	45 cm	☐
	46 cm	☐
	47 cm	☐
	48 cm	☐
	49 cm	☐
	50 cm	☐
	51 cm	☐

Ryggvinkel	målt i forhold til setet	90°	☐
		93°	☒
		97°	☐
		100°	☐
		103°	☐
		107°	☐
		110°	☐

Bremser 	Skyv for å låse Bremsespakforlenger	høyre	KI115308	☐
		venstre	KI115307	☐
			KI200369	☐

				Artikelnr.	
	Skyve for å låse inkl bremsespakforlenger		høyre	KI115311	☐
			venstre	KI115312	☐
	Skyv for å låse, hendel parallell med setet		høyre	KI503829	☐
			venstre	KI503828	☐
	Kneleddsbrems		høyre	KI503206	☐
			venstre	KI503205	☐
	Saksebrems lavprofil		høyre	KI108212	☒
			venstre	KI108213	☒
	Saksebrems kort par			KI500993	☐
	Ledsagerbrems m/ skyv for å låse		22"	KI113313	☐
			24"	KI113314	☐
	Enhåndsbrems	høyre	sb26-31cm	KI116450	☐
			sb33-38cm	KI116451	☐
			sb41-43cm	KI116452	☐
					☐

				Artikkelnr.	
	venstre	sb46-48cm	KI116453		
		sb26-31cm	KI116455		
		sb33-38cm	KI116456		
		sb41-43cm	KI116457		
		sb46-48cm	KI116458		

	Benstøttehenger	60° utsvingbar	KI504633BLK	
		70° utsvingbar	KI504635BLK	X
		80° utsvingbar	KI504637BLK	
Kort fotplaterør			KI000039	
Medium fotplaterør			KI000040	X
Langt fotplaterør			KI000041	



PRO vinkelregulerbar benstøtte	kort fotplaterør, høyre	sb36	KI110547		
	Air mesh trekk	leggl: 27-44,5cm	sb38	KI110548	
	Kompositt fotplate		sb41-43	KI110549	
			sb45-60	KI110550	
		kort fotplaterør, venstre	sb36	KI110531	
		leggl: 27-44,5cm	sb38	KI110532	
			sb41-43	KI110533	
			sb45-60	KI110534	
		langt fotplaterør, høyre	sb36	KI110555	
		leggl: 33-53,5cm	sb38	KI110556	
			sb41-43	KI110557	
			sb45-60	KI110558	
		langt fotplaterør, venstre	sb36	KI110539	
		leggl: 33-53,5cm	sb38	KI110540	
			sb41-43	KI110541	
			sb45-60	KI110542	



Amputasjonsstøtte	høyre	b12 d20	KI502342	
		Air mesh trekk	b18 d26	KI502344
			b23 d26	KI502346
			b23 d36	KI502348
			b28 d26	KI502350
			b28 d36	KI502352
	venstre	b12 d20	KI502343	
		b18 d26	KI502345	
		b23 d26	KI502347	
		b23 d36	KI502349	
		b28 d26	KI502351	
		b28 d36	KI502353	

Fotplate



Kompositt	sb36-38	KI100537	X
	sb41-43	KI100540	X
	sb46-61	KI100542	X



Aluminium vinkeljusterbar	sb36-38	KI100254	
	sb41-43	KI100257	
	sb46-61	KI100260	




Kompositt vinkeljusterbar	sb36-38	KI003173	
	sb41-43	KI003174	
	sb46-61	KI003175	

Hælbånd


Hælbånd	Hælbånd justerb. kort	KI122956	
	Hælbånd justerb. medium	KI122957	
	Hælbånd justerb. langt	KI122958	

Drivhjul MAXX Spoke

Høytrykk med drivring:			
Aluminium	20"	28960	
Plastbelagt	20"	28961M	
Aluminium	22"	28956	



			Artikelnr.	
Plastbelagt	22"	28957		☐
Aluminium	24"	28950		☒
Plastbelagt	24"	28951		☐
Aluminium	25"	24039		☐
Kompakt med drivring:				
Aluminium	20"	28962M		☐
Plastbelagt	20"	28963M		☐
Aluminium	22"	28958		☐
Plastbelagt	22"	28959		☐

				Artikkelnr.				
Aluminium				24"	28954			
Plastbelagt				24"	28955			
Grovmonstret med drivring:								
Aluminium				24"	28952-1/-2			
Plastbelagt				24"	28953-1/-2			
Aluminium				25"	28964-1/-2			
Plastbelagt				25"	28965-1/-2			
	Standard				dia12,7 l10,4	KI101182	X	
	Standard				dia12,7 l11,0	KI101191		
	Tetrahandel				dia12,7 l10,4	KI113967		
	Tetrahandel				dia12,7 l11,2	KI113968		
	Enarmsdrift				Alu drivring	22" sb36	KI112784	
	Hurtigkobling					22" sb38	KI112785	
	2° camber					22" sb41	KI112786	
						22" sb43	KI112787	
						22" sb45	KI112788	
						22" sb48	KI112789	
						22" sb51	KI112790	
						24" sb36	KI112797	
						24" sb38	KI112798	
						24" sb41	KI112799	
						24" sb43	KI112800	
						24" sb45	KI112801	
						24" sb48	KI112802	
						24" sb51	KI112803	
					Plastbelagt drivring	22" sb36	KI115255	
						22" sb38	KI115256	
					22" sb41	KI115257		
					22" sb43	KI115258		
					22" sb45	KI115259		
					22" sb48	KI115260		
					22" sb51	KI115261		
					24" sb36	KI115268		
					24" sb38	KI115269		
					24" sb41	KI115270		
					24" sb43	KI115271		
					24" sb45	KI115272		
					24" sb48	KI115273		
					24" sb51	KI115274		
Drivring								
Aluminium				22"	KI100560			
Plastbelagt				22"	KI112820			
Ergonomic Lite				22"	KI119024			
Ergonomic Std				22"	KI119022			
Ergonomic Lite leppe m/ekstra grep				22"	KI119025			
Ergonomic Std leppe m/ekstra grep				22"	KI119023			
Ergonomic Lite uten leppe				22"	KI113085			
Ergonomic Std uten leppe				22"	KI113082			
Aluminium				24"	KI200349	X		
Plastbelagt				24"	KI112821			
Superlett eloksert aluminium				24"	KI101161			
Ergonomic Lite				24"	KI119028			
Ergonomic Std				24"	KI119026			
Ergonomic Lite leppe m/ekstra grep				24"	KI119029			
Ergonomic Std leppe m/ekstra grep				24"	KI119027			
Ergonomic Lite uten leppe				24"	KI113086			
Ergonomic Std uten leppe				24"	KI113083			
Aluminium				25"	KI200350			
Plastbelagt				25"	KI112822			
Superlett eloksert aluminium				25"	KI101160			
Ergonomic Lite				25"	KI119032			
Ergonomic Lite leppe m/ekstra grep				25"	KI119033			
Ergonomic Lite uten leppe				25"	KI113087			
Camber						0°		
Cambervinkel						2°	X	
						4°		

				Artikelnr.
Svinghjul				
	4 x 1,25" Soft Roll Kompakt	4"	KI100809	☐
	5 x 1,25" Soft Roll kompakt	5"	KI100807	☒
	6 x 1,25" Soft Roll Kompakt	6"	KI100786	☐
Svinghjulsinnfesting				
Performance				☐
Standard				☒

				Artikkelnr.	
Svinghjulsgaffel	Svinghjulsgaffel 4" std bolt			KI500509	☐
	Svinghjulsgaffel 4" 3/4 bolt			KI500510	☐
	Svinghjulsgaffel 4" 1 1/2 bolt			KI500004	☐
	Svinghjulsgaffel 5" std bolt			KI500511	☐
	Svinghjulsgaffel 5" 3/4 bolt			KI500005	☐
	Svinghjulsgaffel 5" 1 1/2 bolt			KI500512	☐
	Svinghjulsgaffel 6" std bolt			KI500006	☐
	Svinghjulsgaffel 6" 3/4 bolt			KI500513	☐
	Svinghjulsgaffel 6" 1 1/2 bolt			KI500514	☒

Setehøyde foran	Svinghjul	Setehøyde	
4"	38-51 CM (15"-20")		☐
5"	40,5-52 cm (16"-20,5")	47 cm	☒
6"	43-53,5 cm (17"-21")	cm	☐

	22" drivhjul	12,5	32 cm	☐
		13	33 cm	☐
		13,5	34 cm	☐
		14	35,5 cm	☐
		14,5	37 cm	☐
		15	38 cm	☐
		15,5	39,5 cm	☐
		16	40,4 cm	☐
	24" drivhjul	16,5	42 cm	☐
		17	43 cm	☐
		17,5	44,5 cm	☒
		18	45,5 cm	☐
	25" drivhjul	13,5	34 cm	☐
		14	35,5 cm	☐
		14,5	37 cm	☐
		15	38 cm	☐
		15,5	39,5 cm	☐
		16	40,4 cm	☐
		16,5	42 cm	☐
		17	43 cm	☐
		17,5	44,5 cm	☐
		18	45,5 cm	☐
		18,5	47 cm	☐

	Aktiv 25 cm		høyre	28855-1	☒
	høydejusterbare		venstre	28855-2	☒
	Aktiv 38 cm		høyre	28856-1	☐
	høydejusterbare		venstre	28856-2	☐

	Aluminium hjulskjerm med polster, justerbar sort	liten	høyre	KI107576	☐
			venstre	KI107577	☐
		medium	høyre	KI107580	☐
			venstre	KI107581	☐
		stor	høyre	KI107584	☐
			venstre	KI107585	☐
	Feste aluminium hjulskjerm (stk)			KI001414	☐
	Karbonfiber hjulskjerm	liten	høyre	24091-1	☐
			venstre	24091-2	☐
		medium	høyre	24092-1	☐
			venstre	24092-2	☐
		stor	høyre	24093-1	☐
			venstre	24093-2	☐

			Artikkelnr.	
Tippesikring	Oppfellbar	kort (drivhjul 18-20")	KI501506	☐
		medium (drivhjul 22-24")	KI501507	☐
		lang (drivhjul 25-26")	KI501508	☐

Artikelnr.				
	Innsvingbare par	kort, sh<40,5	KI107720	☐
		lang sh>40,5	KI107721	☒

Transportfeste		komplett sett	KI500548	☐
-----------------------	---	----------------------	----------	--------------------------

Tilbehør Catalyst 5				
Krykkeholder			KI500710	☐
Infusionsstativ	rh23-31		KI502404	☐
	rh33-41		KI502405	☐
	rh43-51		KI502406	☐
Oksygenholder	høyre		KI501447	☐
	venstre		KI501446	☐
Baggasjebærer			KI504464	☐