



Klaxon Twist - Bakmontert



Klaxon Twist - Frontmontert



Klaxon Twist - Frontmontert med styre

Twist kun drivaggregat - del A og C
Twist til bakmontering - del A, B, C, D, E, F, G
Twist til frontmontering - del A, B, C, D, E, F og H eller I
Twist med styre - del A, B, C, D, E, F og H eller I
Tilbehør - del B, D, E, F
Velg type kontrollboks (bruker eller ledsager) i del B
Merk: Ledsagerstyringen vil ikke fungere når styret er montert på Twist

A: Twist Drivaggregat

Artikkelnr.

Klaxon Twist m/22" koblingsadapter	☐ KT025102
Klaxon Twist m/24" koblingsadapter	☐ KT025104
Klaxon Twist m/25" koblingsadapter	☐ KT025105
Klaxon Twist m/26" koblingsadapter	☐ KT025106

750 Watt Twist-motor
360° roterende hjul
Rekkevidde pr batteri 20 km (under optimale forhold)
Vekt (uten batteri) 7.5kg
Justerbare kjøreparametere via Klaxon Web App
Maks brukervekt 120kg



B: Kontrollpanel

Artikkelnr.

Kontrollpanel bruker, venstre side	☐ KT-CTR-SX-0001
Kontrollpanel bruker, høyre side	☐ KT-CTR-DX-0001
Sammenleggbart styre komplett	☐ KT-25-0000
Kontrollpanel ledsager	☐ KT-PA-0000

C: Batteri (lader inkludert)

Artikkelnr.

Batteri 36V 4Ah Li-Ion	☐ KT-1-4AH
------------------------	-----------------------------------

D: Ekstra batteri/lader

Artikkelnr.

Batteri 36V 4Ah Li-Ion	☐ KT-1-4AH
Lader 36V 4Ah	☐ KT-88-0000

E: Sikkerhetsutstyr

Artikkelnr.

Bakspeil	☐ SPE-0000
Frontlys hvitt, LED	☐ LED-WHITE-0000
Baklys rødt, LED	☐ LED-RED-0000

F: Tilbehør	Artikkelnr.
Fat wheels hjulsett til 12,7 mm (1/2 ") aksling	☐ FATW-01-12.7
Fat wheels hjulsett til 12 mm aksling	☐ FATWHEELS-01-12
Telefonholder til styre	☐ PHONE-HOLDER
Transportbag Twist	☐ FLYBAG02
Sammenleggbart styre kit	☐ KT-25-000

Rullestoldetaljer

Denne informasjonen hjelper oss med å sjekke at du har bestilt alle delene du trenger

Produsent:	
Modell:	
Representant Etac:	

G1: Bakre montering	Artikkelnr.
Monteringssett for bakre montering Klaxon Twist (nødvendig)	☐ CR-KIT-0001
Reduksjonssett ø36-35mm	☐ RID36-35-0000
Reduksjonssett ø36-32mm	☐ RID36-32-0000
Reduksjonssett ø36-30mm	☐ RID36-30-0000
Reduksjonssett ø36-28mm	☐ RID36-28-0000
Reduksjonssett ø36-28mm (Rogue2)	☐ RID36-28-0001
Reduksjonssett ø36-25mm	☐ RID36-25-0000

G2: Bakre montering teleskopisk tverrstag til kryssrammestol	Artikkelnr.
	
Festekrok (nødvendig)	☐ KT-1C-0001
Tverrstag teleskopisk inkl.feste 330-360mm	☐ FOLD3336
Tverrstag teleskopisk inkl.feste 361-390mm	☐ FOLD3639
Tverrstag teleskopisk inkl.feste 391-420mm	☐ FOLD3942
Tverrstag teleskopisk inkl.feste 421-450mm	☐ FOLD4245
Tverrstag teleskopisk inkl.feste 451-480mm	☐ FOLD4548
Tverrstag teleskopisk inkl.feste 481-510mm	☐ FOLD4851

H1: Midtmontert tilkoblingsystem - Stag (for frontmontering og styrebetjent)	Artikkelnr.
--	-------------



Innfesting standard Twist	☐ LSTD-0003
---------------------------	------------------------------------

H2: Tverrstag for midtmontert tilkoblingssystem i front	Artikkelnr.
---	-------------



L måles mellom rammerørerne i front av seterammen under setetrekket



Tverrstag inkl.feste 230-270mm	☐ TRAV2327
Tverrstag inkl.feste 271-290mm	☐ TRAV2729
Tverrstag inkl.feste 291-360mm	☐ TRAV2936
Tverrstag inkl.feste 361-480mm	☐ TRAV3648
Tverrstag inkl.feste 481-540mm	☐ TRAV4854

H3: Andre komponenter til midtmontert tilkoblingssystem (nødvendig)

Artikkelnr.

Fester til tverrstag, fremre, på Cross 6 / 5XL, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ 24089
Hurtigkoblingspinner, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ DF-34-0001

H4: Midtmontert tilkoblingssystem - Klammer til tverrstag for parallelle stolrammer

Klammer og reduksjonssett for runde rør ø17mm - 18,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP25 for komplett sett	☐ AGP25 + RID25-18-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø19mm - 20,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP25 for komplett sett	☐ AGP25 + RID25-20-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø21mm - 22,9 mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP25 for komplett sett	☐ AGP25 + RID25-22-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø23mm - 22,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP25 for komplett sett	☐ AGP25 + RID25-23-0000
Klammer for runde rør ø24.4mm - 26,4mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGP25
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø27mm - 28,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP32 for komplett sett	☐ AGP32 + RID32-28-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø29mm - 30,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP32 for komplett sett	☐ AGP32 + RID32-30-0000
Klammer for runde rør ø31mm - 33,4mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP32 for komplett sett	☐ AGP32
Klammer for runde rør ø34mm - 36mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGP35
Klammer for ovale rør bredde 25mm x høyde 35mm (Progeo), stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGPOV
Klammer for ovale rør bredde 27mm x høyde 33mm (Sunrise), stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGPOVSX
Klammer for ovale rør Vermiren Trigo, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGPOVT
Klammer for ovale rør Progeo Carbon Noir 2.0/Duke, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGP32 for komplett sett	☐ AGPOVPC

H5: Midtmontert tilkoblingssystem - Festeklammer til tverrstag for konvergente stolrammer

Klammer og reduksjonssett for runde rør ø17mm - 18,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGCP125 for komplett sett	☐ AGCP125 + RID25-18-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø19mm - 20,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGCP125 for komplett sett	☐ AGCP125 + RID25-20-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø21mm - 22,9 mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGCP125 for komplett sett	☐ AGCP125 + RID25-22-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø23mm - 22,9mm, stk. Kjøp 2 av art. nr. AGCP125 for komplett sett	☐ AGCP125 + RID25-23-0000
Klammer for runde rør ø24.4mm - 26,4mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGCP125
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø27mm - 28,9mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGCP132 + RID32-28-0000
Klammer og reduksjonssett for runde rør ø29mm - 30,9mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGCP132 + RID32-30-0000
Klammer for runde rør ø31mm - 33,4mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGCP132
Klammer for runde rør ø34mm - 36mm, stk. Kjøp 2 for komplett sett	☐ AGCP135

I1: Lateralt (tosidig) tilkoblingssystem (alternativ montering ved frontmontering og styrebetjent Artikkelnr.




Lateralt tilkoblingssystem	☐ CL-KIT-0000
----------------------------	--------------------------------------

I2: Lateralt (tosidig) tilkoblingssystem klamme

	Artikkelnr.
Klammer h�/ve og reduksjonssett, for runde r�r �17mm - 18,9mm	☐ AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-18-0000
Klammer h�/ve og reduksjonssett, for runde r�r �19mm - 20,9mm	☐ AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-20-0000
Klammer h�/ve og reduksjonssett, for runde r�r �21mm - 22,9 mm	☐ AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-22-0000
Klammer h�/ve og reduksjonssett, for runde r�r �23mm - 22,9mm	☐ AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-23-0000
Klammer h�/ve, for runde r�r �24,4mm - 26,4mm	☐ AGLSX25 + AGLDX25
Klammer h�/ve og reduksjonssett, for runde r�r �27mm - 28,9mm	☐ AGLSX32 + AGLDX32 + RID32-28-0000
Klammer h�/ve og reduksjonssett, for runde r�r �29mm - 30,9mm	☐ AGLSX32 + AGLDX32 + RID32-30-0000
Klammer h�/ve, for runde r�r �31mm - 33,4mm	☐ AGLSX32 + AGLDX32
Klammer h�/ve, for ovale r�r bredde 25mm x h�yde 35mm (Progeo)	☐ AGLSXOVS + AGLDXOVS
Klammer h�/ve, for ovale r�r bredde 27mm x h�yde 33mm (Sunrise)	☐ AGLSXOV + AGLDXOV

M l til hjelp for oppsett (frivillig)

A. Avstand, m�lt vertikalt fra det h�yeste punktet �v kneet til gulv	cm
B. Armlengde strak m�lt fra midt i skulder til h�ndflaten	cm
C. Avstand, m�lt horisontalt fra front av fotplate til front av fot	cm
D. Avstand, m�lt vertikalt fra topp �v skulder til gulv	cm
E. Dybde, seterygg til front mage, m�lt i navleh�yde	cm



Notater