

Bestellformular

Etac Cross 5 XL

Adaptiv-Rollstuhl

Cross 5 XL HMV-Nr.: 18.50.03.0199

Im Grundpreis (ab 3.480,00 €) enthalten:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken von: 38 - 51 cm (NR 32 - 45 cm)
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37 - 49 cm (LR 43 - 55cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° - +20°
- Lumbalknick, einstellbar
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar, hochklappbar
- Fersenband
- Transportbefestigung
- Antriebsräder Radsturz: 2°
- Querstange



Benutzergewicht:

Cross 5 XL: Zugelassen bis max. 160 kg



Bestellung

Angebot

Kunden-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Kommission:

Firmenstempel:

Datum, Unterschrift:



Maße und Farben Etac Cross 5 XL

Etac Cross 5 XL, kurzer Rahmen

Sitztiefe verstellbar von 37 - 49 cm

Sitzbreite	Art. Nr.	Preis	
47,5 cm	13123111	3.480,00 €	<input type="checkbox"/>
50 cm	13123113		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13123115		<input type="checkbox"/>
55 cm	13123117		<input type="checkbox"/>
57,5 cm	13123119		<input type="checkbox"/>
60 cm	13123121		<input type="checkbox"/>

Etac Cross 5 XL, langer Rahmen

Sitztiefe verstellbar von 43 - 55 cm

Sitzbreite	Art. Nr.	Preis	
47,5 cm	13123112	3.480,00 €	<input type="checkbox"/>
50 cm	13123114		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13123116		<input type="checkbox"/>
55 cm	13123118		<input type="checkbox"/>
57,5 cm	13123120		<input type="checkbox"/>
60 cm	13123122		<input type="checkbox"/>

Rahmenfarben für alle Modelle (bitte wählen)

Matt schwarz	01	<input checked="" type="checkbox"/>	Weiß	92	<input type="checkbox"/>
--------------	----	-------------------------------------	------	----	--------------------------

Rückenhöhe

Rücken niedrig, 32 - 45 cm	<input type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____ cm
Rücken hoch, 38 - 51 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	gewünschte Höhe bitte angeben _____ cm

Sitztiefe voreingestellt, Etac Cross 5 XL, kurzer Rahmen

Kurz	37 - 42 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Mittel	40 - 45 cm	<input type="checkbox"/>
Lang	44 - 49 cm	<input type="checkbox"/>

Sitztiefe voreingestellt, Etac Cross 5 XL, langer Rahmen

Kurz	43 - 48 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
Mittel	46 - 51 cm	<input type="checkbox"/>
Lang	50 - 55 cm	<input type="checkbox"/>

Rahmen

Kippschutz		paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar.	<input type="checkbox"/>	130,00 €
------------	---	---	--------------------------	----------

Standard/Optionen Etac Cross 5 XL

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis
Rücken			
Komfort Rückenpolster 	nein	<input type="checkbox"/>	58,00 €
Airmesh Rückenpolster atmungsaktiv (nur für Rückenhöhe niedrig)	ja	<input type="checkbox"/>	Bitte wählen Sie aus.
Schiebegriffe, höhenverstellbar 	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Schiebebügel, höhenverstellbar  erforderlich wenn Kopfstütze gewünscht	nein	<input type="checkbox"/>	110,00 €

Bremsen			
Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff 	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremshebelverlängerung, abklappbar 	nein	<input type="checkbox"/>	56,00 €
Einhandbremse, rechts oder links montiert 	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	200,00 €
Trommelbremse für Begleitperson  Nur mit Antriebsräder Standard. Nicht mit Schiebepügel	nein	<input type="checkbox"/>	294,00 €

Beinstützen			
Beinstütze, standard (UL 32 - 51cm)  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar Einzelfußplatte verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	Bitte wählen Sie aus.
Durchgehendes Fußbrett alternativ zur Einzelfußplatte  verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe	ja	<input type="checkbox"/>	
Amputationsbeinstütze, höhenverstellbar  Velour <input type="checkbox"/> Datex <input type="checkbox"/>	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	325,00 € je Stück
Amputationsgewicht 	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	325,00 € je Stück
Beinstütze, hochschwenkbar, Prio  Beinstütze abnehmbar, schwenkbar Einzelfußplatte verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe, inkl. Wadenplatte	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	253,00 € je Stück
Fersenband  Paarweise	ja	<input checked="" type="checkbox"/>	

Standard/Optionen Etac Cross 5 XL





Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl (*= Standard)	Aufpreis					
Lenkräder								
6"-Lenkrad 150x30 mm, Vollgummi	ja	<input type="checkbox"/>						
6,5"-Lenkrad 165x30 mm, Vollgummi	ja	<input checked="" type="checkbox"/>						
8"-Lenkrad 200x35 mm, halb Massiv	ja	<input type="checkbox"/>						
Sitzhöhe vorne / Lenkradgabeln								
Kurze Gabel, verstärkt 6"-Lenkrad Sitzhöhe 40 - 45,5 cm 6,5"-Lenkrad Sitzhöhe 41 - 46,5 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____	ja	<input type="checkbox"/>						
Medium Gabel, verstärkt 6"-Lenkrad Sitzhöhe 45 - 50 cm 6,5"-Lenkrad Sitzhöhe 46 - 51 cm 8"-Lenkrad Sitzhöhe 48 - 52 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____	ja	<input checked="" type="checkbox"/>						
Lange Gabel 6,5"-Lenkrad Sitzhöhe 50,5 - 55,5 cm 8"-Lenkrad Sitzhöhe 52,5 - 56,5 cm gewünschte Höhe bitte angeben _____	ja	<input type="checkbox"/>						
Antriebsräder								
24" Standard	ja	<input checked="" type="checkbox"/>						
22" Standard	ja	<input type="checkbox"/>						
20" Standard	ja	<input type="checkbox"/>						
26" Standard	ja	<input type="checkbox"/>						
Einhandantrieb, Doppelgreifreifen 24" Luftbereift, Edeltalgreifreifen	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	1120,00 €					
Bereifung								
Schwalbe RightRun nur für 24" Standardrad	ja	<input checked="" type="checkbox"/>						
Schwalbe Marathon Plus nur für 24" Standardrad	nein	<input type="checkbox"/>	60,00 €					
Hochdruck, 7,5 bar	ja	<input type="checkbox"/>						
PU-Bereifung pannensicher, für Standardräder	ja	<input type="checkbox"/>						
Greifreifen								
Aluminium	ja	<input checked="" type="checkbox"/>						
Edelstahl	ja	<input type="checkbox"/>						
Megagrip nicht für 26"	nein	<input type="checkbox"/>	127,00 €					
Info zur Hinterrad Position	Hinterrad Position							
Durch die exzentrische Radbuchse kann der Aluminiumeinsatz in jeweils 4 Positionen eingesetzt werden. Siehe Skizze.	Standard Position "C4" Bitte Schwerpunktposition 1-6 angeben <input type="text"/>							
Sitzhöhe Hinten	Sitzwinkel: Max. Neigung nach vorn: 2 cm niedriger als hinten Max. Neigung nach hinten: 6 cm höher als hinten							
Position	Hinterrad 20"		Hinterrad 22"		Hinterrad 24"		Hinterrad 26"	
A	46 cm	<input type="checkbox"/>	48,5 cm	<input type="checkbox"/>	51 cm	<input type="checkbox"/>	53 cm	<input type="checkbox"/>
B	44 cm	<input type="checkbox"/>	46,5 cm	<input type="checkbox"/>	49 cm	<input type="checkbox"/>	51 cm	<input type="checkbox"/>
C	42 cm	<input type="checkbox"/>	44,5 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	49 cm	<input type="checkbox"/>
D	40 cm	<input type="checkbox"/>	42,5 cm	<input type="checkbox"/>	45 cm	<input type="checkbox"/>	47 cm	<input type="checkbox"/>
E	38 cm	<input type="checkbox"/>	40,5 cm	<input type="checkbox"/>	43 cm	<input type="checkbox"/>	45 cm	<input type="checkbox"/>
F	36 cm	<input type="checkbox"/>	38,5 cm	<input type="checkbox"/>	41 cm	<input type="checkbox"/>	43 cm	<input type="checkbox"/>

Standard/Optionen Etac Cross 5 XL

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl (*= Standard)	Aufpreis	
Seitenteile/Armpolster				
Armlehne, kurz  Länge 25 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	ja	<input type="checkbox"/> *	Bitte wählen Sie aus.	
Armlehne, lang  Länge 35 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	ja	<input type="checkbox"/>		
Radspritzschutz Carbon  einstellbar auf Radposition	nein	<input type="checkbox"/>	440,00 € Paar	
Polster Armlehne  Abnehmbares Polster	Bezug: <input type="checkbox"/> Velour <input type="checkbox"/> Dartex <input type="checkbox"/>	Länge: <input type="checkbox"/> kurz <input type="checkbox"/> lang <input type="checkbox"/>	nein rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	80,00 € je Stück




Zubehör Etac Cross 5 XL

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Hemi-Armlehne  Abnehmbarer Bezug, dunkel grau Montage auf der Armlehne, lang (35 cm)	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	272,00 € je Stück
Armpolster, breit  Montage auf der Armlehne	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	138,00 € je Stück
Speichenschutz  mit Farbdruck „Etac“, grau (nicht möglich mit Spiderwheel)	nein	20" <input type="checkbox"/> 22" <input type="checkbox"/> 24" <input type="checkbox"/>	156,00 € je Paar
Stockhalter 	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	34,00 € je Stück
Therapietisch 	nein	<input type="checkbox"/>	171,00 €
Therapietisch, halb  wegklappbar, in Breite und Tiefe einstellbar, transparent	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	461,00 €
Gurt 	nein	XL-Version <input type="checkbox"/>	74,00 €
Querstange  mit Schnappverschluss zur Stabilisierung	ja	<input type="checkbox"/> *	

Fortsetzung Zubehör Etac Cross 5 XL

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörlatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung	Standard, im Grundpreis enthalten	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör			
Kopfstütze, inkl. Halter  nur in Verbindung mit Schiebebügel	nein	<input type="checkbox"/>	338,00 €
Seitenpelotte, gepolstert  Seitenpelotte, gepolstert	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	257,00 € je Stück
Positionierungskeile aus festem Schaum mit Klettverschluss, paar  9x2x13 cm (BxHxL) 11x2x18.5 cm (BxHxL) 17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	nein nein nein	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	77,00 €
Rückenkeile, schwarzer Plüsch  kurz, 15 cm Anzahl: _____ lang, 30 cm Anzahl: _____	nein	rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	30,00 € je Stück
Seitenpolster inkl. Seitenstütze  Sorgt für sanfte seitliche Unterstützung im Oberkörper		rechts <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/>	124,00 € je Stück
Sitzkissen  anatomisch geformt, 56 cm lang, verkürzbar auf gewünschte Sitztiefe	nein	<input type="checkbox"/>	161,00 €
Konturzusatz Sitzkissen 	nein	<input type="checkbox"/>	51,00 €
Wadenband  abnehmbar	nein	<input type="checkbox"/>	51,00 €
Wadenband-Polster 	nein	<input type="checkbox"/>	35,00 €
Fußplattenvergrößerung, paarweise 	nein	<input type="checkbox"/>	162,00 €

Preis, netto:

Verpackung und Frachtkostenanteil: 39,00 €

Preis, brutto (inkl. 7% MwSt.):

Es gelten die allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Etac GmbH. Diese finden Sie auf www.etac.de. Alle genannten Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. der gesetzl. MwSt. Die zur Zeit gültigen Preise finden Sie in der aktuellen Preisliste. Diese kann jederzeit angefordert werden. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Die Maßtoleranzen betragen +/- 0,5 cm. 2025-01-01

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
FON: +49(0)2366 50060
FAX: +49(0)2366 5006200
info@etac.de
www.etac.de

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie von

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr und

Fr. 8.30 – 16.00 Uhr

durchgehend unter 02366 50060 erreichbar.

etac
Creating Possibilities