

Bestellformular

Etac Cross 6

Adaptiv-Rollstuhl

Cross 6 HMV-Nr.: 18.50.03.0253

Im Grundpreis (ab 2.569,00 €) enthalten:

- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Höhenverstellbarer Rücken Standard: 32 – 45 cm, Hoch: 38 – 51 cm
- Anpassbare Rückenbespannung
- Sitztiefenverstellung von: 37 – 49 cm (LR 43 – 55 cm)
- Winkelverstellbarer Rücken von -5° bis +20°
- Lumbalwinkel verstellbar von -16° bis +16°
- Abnehmbare Armlehnen, höhenverstellbar
- Einzelfußplatten, winkelverstellbar m. Federmechanismus oder durchgehende Fußplatte, winkelverstellbar, hochklappbar
- Transportbefestigung
- Schwalbe RightRun Bereifung 24"
- Antriebsräder Radsturz: 2°



Benutzergewicht:

Cross 6: Zugelassen bis max. 135 kg



☐ Bestellung

☐ Angebot

Kunden-Nr.:

Firma:

Ansprechpartner:

Kommission:

Firmenstempel:

Datum, Unterschrift:



Maße und Farben Etac Cross 6

Etac Cross 6, Standard-Rahmen				Etac Cross 6, langer Rahmen			
Sitztiefe verstellbar von 37 – 49 cm				Sitztiefe verstellbar von 43 – 55 cm			
Sitzbreite	Art. Nr.	Preis		Sitzbreite	Art. Nr.	Preis	
35 cm	13240101	2.569,00 €	☐	35 cm	13240102	2.569,00 €	☐
37,5 cm	13240103		☐	37,5 cm	13240104		☐
40 cm	13240105		☐	40 cm	13240106		☐
42,5 cm	13240107		☐	42,5 cm	13240108		☐
45 cm	13240109		☐	45 cm	13240110		☐
47,5 cm	13240111		☐	47,5 cm	13240112		☐
50 cm	13240113		☐	50 cm	13240114		☐
52,5 cm	13240115		☐	52,5 cm	13240116		☐

Rahmenfarben für alle Modelle (bitte wählen)

Matt schwarz	01	☒			
Weiß	92	☐	Grau	78	☐


Standard/Optionen Etac Cross 6

Artikelbeschreibung		Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis
Rückenausführung			
3A Rücken inkl. anpassbarer Rückenbespannung Lumbalwinkel -16° – +16° Rückenwinkel -5° – +20°	3A standard Rückenhöhe: 32-45 cm	☐	
	3A hoch Rückenhöhe: 38-51 cm	☒	
2B Rücken mit integrierter seitlicher Unterstützung und festen Schiebegriffen. Optional sind höhenverstellbare Schiebegriffe wählbar	2B niedrig Rückenhöhe: 35 / 37,5 / 40 cm	☐	
	2B hoch Rückenhöhe: 42,5 / 45 / 47,5 cm	☐	

Rückenpolster			
Standard grau plüsch	(nur für 3A)	☒	
Komfort grau plüsch	(nur für 3A)	☐	58,00 €
Airmesh atmungsaktiv	(3A nur für Rückenhöhe standard)	☐	
Rückenhöhe			
Standard 40cm	gewünschte Höhe bitte angeben	_____	
Rückenwinkel			
Einstellbar von -5° bis +20°	Standard +2° = 92° zwischen Sitz und Rücken	0° ☐	
		+2° ☒	
		+5° ☐	


Standard/Optionen Etac Cross 6

Artikelbeschreibung		Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis
Bremsen			
Kniegelenkbremse mit abgewinkeltem Bremsgriff 		☒	
Bremshebelverlängerung, abklappbar 		☐	56,00 €
Einhandbremse, rechts oder links montiert 		rechts ☐ links ☐	200,00 €
Trommelbremse für Begleitperson  Nur mit Antriebsräder Standard. Nicht mit Schiebebügel.		☐	294,00 €

Beinstützen			
Beinstütze, standard (UL 32 - 61cm) 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	☒	Bitte wählen Sie aus.
Beinstütze, enger Winkel (UL 32 - 61cm) (nicht mit 6,5" Rädern) 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	☐	
Beinstütze, kurz, enger Winkel (UL 24 - 43cm) (nicht mit 6,5" Rädern) 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	☐	
Beinstütze, hochschwenkbar 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar	rechts ☐ links ☐	253,00 € je Stück
Beinstütze hochschwenkbar Prio 	Beinstütze abnehmbar, schwenkbar (erst ab Sitzbreite 42,5 cm)	rechts ☐ links ☐	253,00 € je Stück
Amputationsbeinstütze, höhenverstellbar 	Velour ☐ Datex ☐	rechts ☐ links ☐	325,00 € je Stück
Amputationsgewicht 		rechts ☐ links ☐	325,00 € je Stück

Fußstützen			
Hochschwenkbar 13 cm tief, winkel-, tiefen- und höhenverstellbar 	(UL 32 – 51 cm)	☒	
Hochschwenkbar 13 cm tief, winkel-, tiefen- und höhenverstellbar 	Verlängerte Einsteckrohre (UL 42 – 61 cm)	☐	
Hochschwenkbar 13 cm tief, winkel-, tiefen- und höhenverstellbar 	Verkürzte Einsteckrohre (UL 24 – 43 cm) (nur bei Beinstütze, kurz, enger Winkel)	☐	
Durchgehendes Fußbrett alternativ zur Einzelfußplatte 	verstellbar in Tiefe, Winkel und Höhe	☐	
Fersenband 	Paarweise	☐	64,00 €

Standard/Optionen Etac Cross 6

Artikelbeschreibung					Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis	
Lenkräder							
4"-Lenkrad*	*bis max. 100 kg Benutzergewicht	100x30 mm			☐		
5"-Lenkrad		125x30 mm			☐		
6"-Lenkrad		150x30 mm, Vollgummi			☐		
6,5"-Lenkrad		165x30 mm, Vollgummi			☒		
8"-Lenkrad		200x30 mm, halb Massiv			☐		
Lenkradhalterung "Hemi"		verbreitert Fersenfreiheit um 6 cm			☐	88,00 €	
Sitzhöhe vorne / Lenkradgabeln							
Extra kurze Gabel	4"-Lenkrad	Sitzhöhe 32 – 39,5 cm	gewünschte Höhe bitte angeben _____		☐		
Kurze Gabel	5"-Lenkrad 6"/6,5"-Lenkrad	Sitzhöhe 36 – 43 cm Sitzhöhe 41 – 45 cm	gewünschte Höhe bitte angeben _____		☐		
Medium Gabel	5"-Lenkrad 6"/6,5"-Lenkrad 8"-Lenkrad	Sitzhöhe 43 – 49 cm Sitzhöhe 46 – 51 cm Sitzhöhe 48 – 52 cm	gewünschte Höhe bitte angeben _____		☒		
Lange Gabel	6"/6,5"-Lenkrad 8"-Lenkrad	Sitzhöhe 50,5 – 55,5 cm Sitzhöhe 52,5 – 56,5 cm	gewünschte Höhe bitte angeben _____		☐		
Antriebsräder							
24" Standard					☒		
22" Standard					☐		
20" Standard					☐		
26" Standard					☐		
Ultra-Leicht 24"		Gewichtersparnis 1.000g			☐	365,00 €	
Einhandantrieb, Doppelgreifreifen 24"		Luftbereift, Edelstahlgreifreifen			rechts ☐ links ☐	1120,00 €	
Bereifung							
Schwalbe RightRun		nur für 24“ Standardrad			☒		
Schwalbe Marathon Plus		nur für 24“ Standardrad			☐	60,00 €	
Hochdruck, 7,5 bar					☐		
PU-Bereifung		pannensicher, für Standardräder			☐		
Greifreifen							
Aluminium					☒		
Edelstahl		nicht für Ultra-Leicht 24"			☐		
Megagrip		nicht für 26“			☐	127,00 €	
Titan		nur für Ultra-Leicht 24“			☐	255,00 €	
Info zur Hinterrad Position		Hinterrad Position					
Durch die exzentrische Radbuchse kann der Aluminiumeinsatz in jeweils 4 Positionen eingesetzt werden. Siehe Skizze.		Standard Position "C4" Bitte Schwerpunktposition 1-6 angeben: 					
							
Sitzhöhe Hinten		Sitzwinkel: Max. Neigung nach vorn: 2 cm niedriger als hinten Max. Neigung nach hinten: 6 cm höher als hinten					
Position	Hinterrad 20"	Hinterrad 22"		Hinterrad 24"		Hinterrad 26"	
A	46 cm ☐	48,5 cm	☐	51 cm	☐	53 cm	☐
B	44 cm ☐	46,5 cm	☐	49 cm	☐	51 cm	☐
C	42 cm ☐	44,5 cm	☐	47 cm	☒	49 cm	☐
D	40 cm ☐	42,5 cm	☐	45 cm	☐	47 cm	☐
E	38 cm ☐	40,5 cm	☐	43 cm	☐	45 cm	☐
F	36 cm ☐	38,5 cm	☐	41 cm	☐	43 cm	☐
G (nur mit extra kurzer Gabel)	34 cm ☐	36,5 cm	☐	39 cm	☐	41,5 cm	☐
H (nur mit extra kurzer Gabel)	32 cm ☐	34,5 cm	☐	37 cm	☐	39,5 cm	☐

Standard/Optionen Etac Cross 6

Artikelbeschreibung			Ihre Auswahl (* = Standard)	Aufpreis
Schiebegriffe				
Schiebegriffe 3A Rücken		höhenverstellbar 75 mm Grifflänge	☒	
Schiebegriffe 3A Rücken		fest Nicht mit Trommelbremse.	☐	
Schiebebügel 3A Rücken		höhenverstellbar Nicht mit Trommelbremse.	☐	110,00 €
Schiebegriffe 2B Rücken		höhenverstellbar 75 mm Grifflänge	☐	
Seitenteile/Armpolster				
Armlehne, kurz		Länge 25 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	☒	Bitte wählen Sie aus.
Armlehne, lang		Länge 35 cm, mit Seitenschutz anpassbar in der Höhe	☐	
Radspritzschutz Carbon		einstellbar auf Radposition	☐	440,00 € Paar



Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung			Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör					
Kippschutz		paarweise, inkl. Ankipphilfe, hochklappbar.	28457	☐	130,00 €
Softpolster Seitenschutz			82488-1 82488-2	rechts ☐ links ☐	55,00 € je Stück
Hemi-Armlehne		Abnehmbarer Bezug, dunkel grau Montage auf der Armlehne, lang (35 cm)	25770-60-1 25770-60-2	rechts ☐ links ☐	272,00 € je Stück
Armpolster, breit 8x40 cm		Montage auf der Armlehne	26873	rechts ☐ links ☐	138,00 € je Stück
 Polster Armlehne	Abnehmbares Polster Velour, dunkelgrau	kurz, Menge:_____	62282-60	☐	80,00 € je Stück
		lang, Menge:_____	62283-60	☐	
	Abnehmbares Polster Gel Velour, dunkelgrau	kurz, Menge:_____	26240-60	☐	80,00 € je Stück
		lang, Menge:_____	26241-60	☐	

Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de

Artikelbeschreibung		Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör				
Speichenschutz	 mit Farbdruk „Etac“, grau	25502-28 25503-28 25504-28	20" ☐ 22" ☐ 24" ☐	156,00 € je Paar
Speichenschutz	 für Trommelbremse mit Farbdruk „Etac“, grau	28816-28 28817-28 28818-28	20" ☐ 22" ☐ 24" ☐	156,00 € je Paar
Stockhalter		27327	rechts ☐ links ☐	34,00 € je Stück
Therapietisch		Sitzbreite: 35 cm 24417 37.5 cm 25187 40 cm 24418 42.5 cm 25188 45 cm 24419 47.5 cm 25731 50 cm 24601 52.5 cm 26020	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	171,00 €
Therapietisch, halb	 wegklappbar, in Breite und Tiefe einstellbar, transparent	27352-1 27352-2	rechts ☐ links ☐	461,00 €
Gurt	 Zweiteilig mit Schnappverschluss, 100 cm	25668	☐	74,00 €
	Zweiteilig mit Schnappverschluss, 128 cm	26163	☐	
	Einteilig, Befestigungspunkte am Rollstuhlrahmen, 170 cm	62190	☐	
Kopfstützen				
Tiefen- und winkelverstellbar, Velour	 26x14 cm inkl. Haltestange 350 mm	28534-60	☐	249,00 €
Tiefen- und winkelverstellbar, mit Seitenführung, abwaschbar	 inkl. Haltestange 350 mm	28536-65	☐	249,00 €
Halterung für Kopfstütze am Schiebebügel		25795	☐	89,00 €
Kopfstützenhalterung 3A	 abnehmbar durch Schnappverschluss	Sitzbreite: 35 cm 28125 37.5 cm 28126 40 cm 28127 42.5 cm 28128 45 cm 28129 47.5 cm 28130 50 cm 28131 52.5 cm 28132	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	160,00 €
Memoryfunktion für Kopfstütze		28564	☐	13,00 €
Zubehör				
Querstange	 mit Schnappverschluss zur Stabilisierung	Sitzbreite: 35 cm 28114 37.5 cm 28115 40 cm 28116 42.5 cm 28117 45 cm 28118 47.5 cm 28119 50 cm 28120 52.5 cm 28121	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	145,00 €
Seitenpelotte, gepolstert	 Seitenpelotte, gepolstert	27395	rechts ☐ links ☐	257,00 € je Stück


Fortsetzung Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de

Artikelbeschreibung		Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör				
Zusatzpolster für 3A/2B Rücken 	Größe 20 x 15 x 1 cm Menge:_____	28637	☐	43,00 €
Positionierungskeile aus festem Schaum mit Klettverschluss, paar 	9x2x13 cm 11x2x18.5 cm 17.5x2.5x20 cm	28030 28139 28140	☐ ☐ ☐	77,00 €
Rückenkeile, schwarzer Plüsch 	kurz, 15 cm lang, 30 cm Menge:_____	63012-60 63013-60	☐ ☐	30,00 € je Stück
Seitenpolster 	Sorgt für sanfte seitliche Unterstützung im Oberkörper	63171-60-1 63171-60-2	rechts ☐ links ☐	71,00 € je Stück
Seitenstütze 	für Seitenpolster	28136 28136	rechts ☐ links ☐	43,00 € je Stück
Sitzkissen 	anatomisch geformt, 56 cm lang, verkürzbar auf gewünschte Sitztiefe	Sitzbreite: 35 cm 62230-60 37.5 cm 62231-60 40 cm 62232-60 42.5 cm 62233-60 45 cm 62234-60 47.5 cm 62374-60 50 cm 62266-60 52.5 cm 62420-60	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	161,00 €
Konturzusatz Sitzkissen 	Für Stabilität und Ausgleich im vorderen Teil des Sitzkissens	Sitzbreite: 35-37.5 cm 80714 40-45 cm 80715 47.5-52.5 cm 80779	☐ ☐ ☐	51,00 €
Wadenband 	abnehmbar	Sitzbreite: 35-37.5 cm 25356 40-42.5 cm 25357 45-47.5 cm 25358 50-52.5 cm 25359	☐ ☐ ☐ ☐	51,00 €
Wadenband-Polster 		20 cm 26845 30 cm 26846 40 cm 26847	☐ ☐ ☐	35,00 €
Fußplattenvergrößerung 	Small 250 x 225 mm (einteilig), Metall	Sitzbreite: 35-50 cm	☐	175,00 €
Fußplattenvergrößerung 	Medium 150 x 225 mm (rechts und links), Metall	Sitzbreite: 40-47.5 cm	rechts ☐ links ☐	118,00 € je Stück
Fußplattenvergrößerung 	Large 200 x 225 mm (rechts und links), Metall	Sitzbreite: 50-52.5 cm	rechts ☐ links ☐	124,00 € je Stück
Seitenführung 	für Fußplattenvergrößerung Menge:_____	28772	☐	86,00 € je Stück
Fußkasten 	Medium, Large	Sitzbreite: 40-47.5 cm 28642 50-52.5 cm 28643	☐ ☐	648,00 €
Kniepolster 	außen	28777-1 28777-2	rechts ☐ links ☐	81,00 € je Stück

Fortsetzung Zubehör Etac Cross 6

Weiteres Zubehör erhältlich. Bitte fordern Sie unser Sonderzubehörblatt an oder informieren Sie sich im Internet unter www.etac.de.

Artikelbeschreibung		Art.-Nr.	Ihre Auswahl	Aufpreis
Zubehör				
Fußplattenvergrößerung, Kunststoff		Sitzbreite:		
		40-42.5 cm	☐ _____	81,00 € je Stück
		15-47.5 cm	☐ _____	
		50 cm	☐ _____	
Verbreiterungssatz 10 mm	Verbreitert den Abstand von Armlehne, Bremse und Hinterrad um 5 mm pro Seite (nicht mit Trommelbremse)	27533	☐	55,00 €
Tetraknöpfe komplett schwarz	 Paar	24051-01	☐	56,00 €
Preis, netto:				
Verpackung und Frachtkostenanteil:				39,00 €
Preis, brutto (inkl. 7% MwSt.):				

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
FON: +49(0)2366 50060
FAX: +49(0)2366 5006200
info@etac.de
www.etac.de

Haben Sie noch Fragen?

Wir sind für Sie von

Mo. – Do. 8.30 – 17.00 Uhr und

Fr. 8.30 – 16.00 Uhr

durchgehend unter 02366 50060 erreichbar.

etac
Creating Possibilities