



Geldig vanaf 1 januari 2024

Bestelling

Offerte

Naam cliënt:

Firma:

Contactpersoon:

Adviseur:

Datum, handtekening:

Standaard uitvoering, vanaf € 2.347

- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- Spanbandenrug met 6 instelbare banden en rugbekleding grijs velours
- Slappe zitmat en zitkussen, grijs velours
- Zitdiepteverstelling van 36-49 cm (kort frame) en 42-55 cm (lang frame), bij 3A rugleuning en standaard zitmat
- 3A rugsysteem; in hoogte, hoek en diepte instelbaar, instelbare lumbaal
- Afneembare armsteunen 26 cm, in hoogte verstelbaar
- Voetsteunen, opklapbaar en in hoogte, diepte en hoek instelbaar
- Taxi-ogen
- Anti-kiep
- Drukremmen
- Grijs, zwart (5XL alleen zwart)
- 6,5" allround en 24" massieve banden (2° camber)

Cross 6 en Cross 5 XL rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen.

Cross 6 en Cross 5 XL zijn crashtest safe, volgens ISO 7176-19.

Maximaal gebruikersgewicht:

Cross 6: 135 kg

Cross 5 XL: 160 kg

XL: inclusief rugfixatiebeugel en hakbanden



01-2024



Bestelformulier

Etac Cross 6 / Cross 5 XL
opvouwbare rolstoel





De juiste maat

Meet voor de juiste rolstoel de volgende maatvoeringen op:

Zitbreedte	Zithoogte	Zitdiepte
De juiste zitbreedte zorgt voor een goed comfort.	De juiste zithoogte zorgt voor een goed zitcomfort en gebruiksgemak.	De juiste zitdiepte zorgt voor een goede verdeling van het gewicht
Opmeten van de heupbreedte: Meet de afstand tussen de linker heup en rechter heup. (de zijkanen van de bovenbenen op het breedste punt) <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> cm	Opmeten van de onderbeenlengte: Laat de cliënt zitten en meet de afstand vanaf de grond tot aan de knieholte. <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> cm	Opmeten van bovenbeenlengte: Meet de bovenbeenlengte vanaf het achterste gedeelte van de billen tot in de knieholte. <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> cm

Maatvoering Etac Cross 6 / Cross 5 XL

Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg voor de Cross 6 en 160 kg voor de Cross 5 XL

Etac Cross 6, kort zitframe Zitdiepte instelbaar van 36 - 49 cm (standaard zitmat)				Etac Cross 6, lang zitframe Zitdiepte instelbaar van 42 - 55 cm (standaard zitmat)			
Zitbreedte	Artikelnr.	Prijs		Zitbreedte	Artikelnr.	Prijs	
35 cm * langere levertijd	13240101	€ 2.347	<input type="checkbox"/>	35 cm * langere levertijd	13240102	€ 2.347	<input type="checkbox"/>
37,5 cm * langere levertijd	13240103		<input type="checkbox"/>	37,5 cm * langere levertijd	13240104		<input type="checkbox"/>
40 cm	13240105		<input type="checkbox"/>	40 cm	13240106		<input type="checkbox"/>
42,5 cm	13240107		<input type="checkbox"/>	42,5 cm	13240108		<input type="checkbox"/>
45 cm	13240109		<input type="checkbox"/>	45 cm	13240110		<input type="checkbox"/>
47,5 cm	13240111		<input type="checkbox"/>	47,5 cm	13240112		<input type="checkbox"/>
50 cm	13240113		<input type="checkbox"/>	50 cm	13240114		<input type="checkbox"/>

Etac Cross 5 XL, kort zitframe Zitdiepte instelbaar van 36 - 49 cm (standaard zitmat)			
Zitbreedte	Artikelnr.	Prijs	
47,5 cm * langere levertijd	13123111	€ 3.321	<input type="checkbox"/>
50 cm	13123113		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13123115		<input type="checkbox"/>
55 cm	13123117		<input type="checkbox"/>
57,5 cm	13123119		<input type="checkbox"/>
60 cm * langere levertijd	13123121		<input type="checkbox"/>

Etac Cross 5 XL, lang zitframe Zitdiepte instelbaar van 42 - 55 cm (standaard zitmat)			
Zitbreedte	Artikelnr.	Prijs	
47,5 cm * langere levertijd	13123112	€ 3.321	<input type="checkbox"/>
50 cm	13123114		<input type="checkbox"/>
52,5 cm	13123116		<input type="checkbox"/>
55 cm	13123118		<input type="checkbox"/>
57,5 cm	13123120		<input type="checkbox"/>
60 cm * langere levertijd	13123122		<input type="checkbox"/>

Framekleuren Etac Cross 6 / Cross 5 XL

Kleur	Kleurno.	Prijs		Kleur	Kleurno.	Prijs	
Grijs (niet voor 5XL)	78		<input type="checkbox"/>	Wit, incl. witte beensteunen (niet 5XL)	92	€ 64	<input type="checkbox"/>
Zwart	01		<input type="checkbox"/> *				



Zithoogte voor																						
Voorwiel / voorvork	Hoogtebereik voor in cm, gemeten op bovenzijde zitframe. Effectieve zithoogte met Intram zitting is ca. 3,5 cm hoger																					
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
4" allround met extra korte vork	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
5" allround met korte vork					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
6,5" allround met korte vork									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
5" allround met medium vork										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
6,5" allround met medium vork												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
8" semipneu met medium vork														<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* betreft standaard uitvoering

Toelichting: 4" voorwielen zijn niet geschikt voor de Cross 5 XL.

= Extra lage balhoofden verplicht

Balhoofden			
Balhoofden	Standaard		<input type="checkbox"/> *
	Extra laag	€ 143	<input type="checkbox"/>
	Extra breed (+ 8 cm) t.b.v. trippelen	€ 66	<input type="checkbox"/>





Zithoogte achter					
	Hoogtebereik achter in cm, gemeten op bovenzijde zitframe. Effectieve zithoogte met Intram zitting is ca. 3,5 cm hoger				
	Achterwielmaat				
	Positie	20 "	22 "	24 "	26 "
	H	<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34,5	<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 39,5
	G	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36,5	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 41,5
	F	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38,5	<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 43,5
	E	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40,5	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 45,5
	D	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42,5	<input type="checkbox"/> 45*	<input type="checkbox"/> 47,5
	C	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44,5	<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 49,5
	B	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46,5	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 51,5
	A	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48,5	<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 53,5





Toelichting: Positie H niet beschikbaar bij Cross 5 XL - 26" wielen kennen een meerprijs van € 152

Balanspositie achterwiel:		
Passief <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1	Medium * <input type="checkbox"/> 4	Actief <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1
<p>Cross 6</p>		<p>Cross 5 XL</p>



Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross 6 / Cross 5 XL			
Omschrijving		Meerprijs	Uw keuze
One Arm Drive			
One Arm Drive * langere levertijd	massieve banden, vinyl hoepels 20", 22" en 24" achterwielen	Aandrijving rechts	€ 1.847 <input type="checkbox"/>
		Aandrijving links	€ 1.847 <input type="checkbox"/>
Banden			
Hogedruk 7,5 bar * langere levertijd	20", 22", 24" en 26"		<input type="checkbox"/>
Massief	20", 22" en 24"		<input type="checkbox"/> *
Hoepels			
Aluminium			<input type="checkbox"/> *
RVS * langere levertijd			<input type="checkbox"/>
Hoepelhoezen * langere levertijd	zwart, siliconen, 20", 22" en 24", per paar	€ 354	<input type="checkbox"/>

3A Rugleuning			Rugleuning-categorie 1	
3A rugframe, drievoudig instelbaar (diepte, hoogte en hoek) inclusief naspanbare singelbanden, rugbekleding in grijs velours en in hoogte verstelbare duwhandvatten	32-45cm (lage 3A rug)	Indicatie <input type="checkbox"/> cm		<input type="checkbox"/> *
	38-51 cm (hoge 3A rug) * langere levertijd	Indicatie <input type="checkbox"/> cm		<input type="checkbox"/>
Optie: Rugbekleding in platilon/incontinentie (standaard is grijs velours), voor 3a lager rugleuning			€ 53	<input type="checkbox"/>
Optie: Comfort rugbekleding 	voor meer zijdelingse ondersteuning, zowel lage als hoge 3A rug		€ 71	<input type="checkbox"/>
Optie: Airmesh rugbekleding 	alleen beschikbaar voor de lage 3A rug			<input type="checkbox"/>
Duwbeugel, in hoogte verstelbaar 			€ 52	<input type="checkbox"/>
Verhoogde duwhandvatten 3A rugsysteem (+12cm) 	In hoogte instelbaar, Let op: hogere belasting 3A rugframe!		€ 540	<input type="checkbox"/>

Intram rugleuningen				
Intram (Cross II) rugframe 	t.b.v. Intram rugsysteem, incl taxifixatie en in hoogte verstelbare duwhandvatten		€ 131	<input type="checkbox"/>
Intram hoge rugleuning (59 cm) 	incl. bevestigingsmateriaal (verplicht Cross II rugframe)	Rugleuning-categorie 2	Platilon(inco)	€ 922 <input type="checkbox"/>
			Stof	€ 891 <input type="checkbox"/>
Intram tulprugleuning (48 cm) 	incl. bevestigingsmateriaal (verplicht Cross II rugframe)	Rugleuning-categorie 2	Platilon(Inco)	€ 888 <input type="checkbox"/>
			Stof	€ 803 <input type="checkbox"/>
Intram (Cross II) ruguitbouwset		voor 6 cm extra zitdiepte (niet geschikt voor 3A rugframe)		€ 151 <input type="checkbox"/>
Verhoogde duwhandvatten Intram (+20cm) 	In hoogte instelbaar Let op: hogere belasting Intram-rugframe!		€ 540	<input type="checkbox"/>



Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross 6 / Cross 5 XL

Omschrijving	Meerprijs	Uw keuze
Slappe zitmat en zitkussens		
Slappe zitmat en standaard koudschuim zitkussens	Grijs velours hoës	<input type="checkbox"/> *
	Incontinentiehoës	€ 53 <input type="checkbox"/>
Slappe zitmat met Axiom G geprofileerd koudschuim zitkussens, incl vochtbestendige hoës (kortingsgroep Ki)	Zitting-categorie 1	€ 176 <input type="checkbox"/>
breedte Axiom G zitkussens (cm)	<input type="checkbox"/> 35,5 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,5 <input type="checkbox"/> 48,5 <input type="checkbox"/> 56	€291
diepte Axiom G zitkussens (cm)	<input type="checkbox"/> 35,5 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40,5 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45,5 <input type="checkbox"/> 48,5 <input type="checkbox"/> 56	€291
Pelvic Stabilizer contourinleg onder het zitkussens (compenseert de ronding van de zitmat)	35- 37,5 cm	€ 49 <input type="checkbox"/>
	40 - 45 cm	€ 49 <input type="checkbox"/>
	47,5 - 60 cm	€ 49 <input type="checkbox"/>

* betreft standaard uitvoering-

Intram zittingen

Lengtemaat zitting kort-frame 47 cm, lang-frame 52 cm (niet instelbaar). Effectieve zithoogte 3,5 cm boven gekozen framehoogte

Intram vlakke zitplank		Zitting-categorie 3	€ 389	<input type="checkbox"/>	
Losse gepolsterde voordrempel		t.b.v. drempelzitting i.c.m. zitplank	Hoogte 5 cm	€ 176 <input type="checkbox"/>	
			Hoogte 7 cm	<input type="checkbox"/>	
Intram vlak gepolsterde zitting		Zitting-categorie 2	Koudschuim stof	€ 448 <input type="checkbox"/>	
			Koudschuim platilon	€ 485 <input type="checkbox"/>	
			Comfort stof	€ 637 <input type="checkbox"/>	
			Comfort platilon	€ 706 <input type="checkbox"/>	
Intram taludzitting		standaard platilon	Zitting-categorie 3	Koudschuim	€ 575 <input type="checkbox"/>
			Comfort	€ 791 <input type="checkbox"/>	
Cliplocks	t.b.v. vaste montage Intram zittingen		€ 43	<input type="checkbox"/>	
Singelgat	toepasbaar vanaf zitbreedte 42,5 cm * langere levertijd		€ 122	<input type="checkbox"/>	








Star luchtcelzitmussen (anti-decubitus en positioneren)

Zitting-categorie 3




Alle StarLock, Stabil Air en Stabil Air worden standaard geleverd met standaardhoës en handpomp (kortingsgroep Star)

			t/m ZD 49 cm	vanaf ZD 53		
StarLock		excellente drukverdeling en onbegrensde mogelijkheden voor positioneren	5 cm	€ 739	€ 813	<input type="checkbox"/>
			7,5 cm	€ 769	€ 844	<input type="checkbox"/>
			10 cm	€ 799	€ 874	<input type="checkbox"/>
			13 cm	€ 829	€ 899	<input type="checkbox"/>
Stabil Air		met zachte koudschuimvulling in de cellen	7,5 cm	€ 699	€ 775	<input type="checkbox"/>
			10 cm	€ 739	€ 813	<input type="checkbox"/>
Standard Air		uitstekende drukverdeling	5 cm	€ 625	€ 699	<input type="checkbox"/>
			10 cm	€ 675	€ 749	<input type="checkbox"/>
Incontinentiehoës			€ 125		<input type="checkbox"/>	

**Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross 6 / Cross 5 XL**

Omschrijving			Meerprijs	Uw keuze	
Armsteunen / armleggers					
Armsteunen met kledingbeschermer 	in hoogte verstelbaar per paar hoogtebereik 17-31 cm t.o.v. zitbuis. Armlegger 5 cm breed	Kort 26 cm		<input type="checkbox"/> *	
		Lang 36 cm	€ 69	<input type="checkbox"/>	
Dijbeensteun incl. foam 	gemonteerd aan de armsteun	Rechts	€ 181	<input type="checkbox"/>	
		Links	€ 181	<input type="checkbox"/>	
Hemiplegie armlegger 	afneembare hoes, grijs velours te monteren op lange armsteun (36 cm)	Rechts	€ 455 per stuk	<input type="checkbox"/>	
		Links			
Armsteunen opklapbaar incl. kledingbeschermer 	per paar, alleen voor Cross 6.	Kort 26 cm	€ 700	<input type="checkbox"/>	
		Lang 36 cm	€ 725	<input type="checkbox"/>	
Armleggerkussen 8x40 cm 	te monteren op lange armsteun (36 cm)	Rechts	€ 173 per stuk	<input type="checkbox"/>	
		Links			
Gepolsterde armleggerhoezen 	per paar	Kort (26 cm)	Platilon(inco)	€ 289	<input type="checkbox"/>
			Velours	€ 270	<input type="checkbox"/>
		Lang (36 cm)	Platilon(inco)	€ 289	<input type="checkbox"/>
			Velours	€ 270	<input type="checkbox"/>
Armsteunen model Prio incl. kledingbeschermer 	per paar. Gepolsterde R82 Wombat armleggers met knik, 37x8 cm Hoogtebereik 23-31 cm t.o.v. zitbuis.		€ 179,50	<input type="checkbox"/>	
			€ 179,50	<input type="checkbox"/>	

* betreft standaard uitvoering

Remmen				
Remverlenger 		Rechts	€ 34 per stuk	<input type="checkbox"/>
		Links		
Eenhandige rem 	met verlengde remhendel	Rechts	€ 371	<input type="checkbox"/>
		Links		
Trommelremmen 	* langere levertijd		€ 498	<input type="checkbox"/>


Standaard uitvoeringen en opties Etac Cross 6 / Cross 5 XL

Omschrijving	Meerprijs	Uw keuze
Beensteunen		
Beensteunen, standaard 75 graden	afneembaar en wegzwenkbaar	Rechts <input type="checkbox"/> *
		Links <input type="checkbox"/> *
Beensteunen, standaard kleine hoek, 90 graden	afneembaar en wegzwenkbaar	Rechts <input type="checkbox"/>
		Links <input type="checkbox"/>
Beensteunen, standaard kleine hoek, extra kort	afneembaar en wegzwenkbaar	Rechts <input type="checkbox"/>
		Links <input type="checkbox"/>
Beensteunen, comfort model 3	afneembaar en wegzwenkbaar met zwart kunststof kuitplaat, lengte compenserend geschikt vanaf zitbreedte 40 cm	Rechts <input type="checkbox"/>
		Links <input type="checkbox"/>
Beensteunen, comfort model Etac Prio	afneembaar en wegzwenkbaar, met opklapbare gepolsterde kuitplaat, lengte compenserend. geschikt vanaf zitbreedte 40 cm	Rechts <input type="checkbox"/>
		Links <input type="checkbox"/>
Amputatiesteun	in hoogte, diepte en hoek verstelbaar	Rechts <input type="checkbox"/>
		Links <input type="checkbox"/>

Voetplaten

Opklapbare voetplaten met insteekbuis	in hoogte, diepte en hoek instelbaar	Standaard <input type="checkbox"/> *	
		Extra korte buis (- 8 cm) uitsluitend i.c.m. beensteunen extra kort	€ 105 <input type="checkbox"/>
		Extra lange buis (+ 10 cm) effectief vanaf zithoogte 50 cm	€ 105 <input type="checkbox"/>
Centrale voetenplaat	opklapbaar, in hoek instelbaar, incl. kuitband * langere levertijd	€ 99 <input type="checkbox"/>	
Hakbanden	per paar	€ 78 <input type="checkbox"/>	
Vergrote voetenplaten	te monteren op standaard voetplaten	€ 75 per stuk <input type="checkbox"/>	



Open hier de lijst met convenanten voor o.a. aandrijfhulpen en zitsystemen, geldig voor combinaties met Etac Cross 5 en Cross 6 rolstoelen



Accessoires						
Spaakbeschermers		<input type="checkbox"/> met Etac logo, grijs <input type="checkbox"/> transparant	20" * langere levertijd	€ 371 per paar	<input type="checkbox"/>	
			22" * langere levertijd		<input type="checkbox"/>	
			24"		<input type="checkbox"/>	
Stokhouder			Rechts	€ 68 per stuk	<input type="checkbox"/>	
			Links		<input type="checkbox"/>	
Werkblad		opklapbaar, acrylaat 8mm, incl. breedte instelbare bevestiging, buikuitsparing en ontvangstbevestiging		€ 550	<input type="checkbox"/>	
College werkblad		opklapbaar, acrylaat 8 mm incl. bevestigingsmateriaal	Links	€ 550 per stuk	<input type="checkbox"/>	
			Rechts		<input type="checkbox"/>	
Positioneringsgordel			Standaard(100 cm)	€ 84	<input type="checkbox"/>	
			XL-versie(120 cm)		<input type="checkbox"/>	
Rugfixatiebeugel neerklapbaar (standaard op 5XL)		niet noodzakelijk i.c.m. Intram rugleuning	Met hoofdsteenbevestiging 3A rug	€ 151	<input type="checkbox"/>	
			Zonder hoofdsteenbevestiging	€ 100	<input type="checkbox"/>	
Hoofdsteen		gepolsterd, incl. drie-punts verstelling	Stof	€ 244	<input type="checkbox"/>	
			Platilon(inco)	€ 270	<input type="checkbox"/>	
Hoofdsteenhuisje		t.b.v. Intram rugleuningen		€ 54	<input type="checkbox"/>	
Zijpelot		in hoogte en diepte verstelbaar, alleen in combinatie met 3A rugsysteem	Rechts	€ 859 per stuk	<input type="checkbox"/>	
			Links		<input type="checkbox"/>	
Rugwigkussens		tussen standaard rughoes en spanbandenrug	<input type="checkbox"/> Kort 15 cm Aantal: <input type="text"/>	€ 60 per stuk	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/> Lang 30 cm Aantal: <input type="text"/>		Rechts	<input type="checkbox"/>
					Links	<input type="checkbox"/>
			Verlengde rompsteen			te combineren met rugwigkussens
3 cm	€ 87 per stuk	<input type="checkbox"/>				
Recht	€ 87 per stuk	<input type="checkbox"/>				
Wigkussens			9 x 13 x 2(bxhx)	€ 87	<input type="checkbox"/>	
			11 x 18,5 x 2		<input type="checkbox"/>	
			17,5 x 20 x 2,5		<input type="checkbox"/>	
Zijkussens			Rechts	€ 113	<input type="checkbox"/>	
			Links		<input type="checkbox"/>	
Ontvangstbuisjes, los, t.b.v. accessoires te monteren onder de armsteen			ø 22 mm	€ 105	<input type="checkbox"/>	
			vierkant 15 mm		<input type="checkbox"/>	

* betreft standaard uitvoering

Advies & Training		
Rik in 't Veld	06 59 84 00 12 (regio west) rik.veld@etac.com	<input type="checkbox"/>
Fabian Ermstrang	06 59 81 14 46 (regio zuid) fabian.ermstrang@etac.com	<input type="checkbox"/>
Baukje Posthumus	06 51 22 30 58 (regio noord) baukje.posthumus@etac.com	<input type="checkbox"/>