



Bestelling

Offerte

Naam cliënt:

Dealer:

Contactpersoon:

Adviseur:

Datum, handtekening:

Standaard uitvoering, vanaf € 3.726

- Drukremmen
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- 3A rugleuning met rugbekleding grijs velours
- Rughoek instelbaar van 0° tot +30°
- Gepolsterde hoofdsteun op driepunts-verstelling
- Kantelbereik van -3° to +20°
- Zitdiepteverstelling 39-51 cm
- Zitplaat hout
- Camber 0°
- 24" achterwielen met massieve banden en QR-assen
- Hakbanden
- Voorwielen 200x35 (8") allround
- Comfort beensteunen met gepolsterde kuitplaten
- Voetplaten, in hoogte en hoek instelbaar
- Armsteunen met armleggers en kledingbeschermers hoogte 24,5-35 cm
- Anti-kiep
- Framekleur: zwart

Maximaal gebruikersgewicht:

Prio 3A: 135 kg



Prio 3A rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen.
Prio 3A zijn crashtest safe, volgens ISO 7176-19.



Bestelformulier

Etac Prio 3A

Actieve en multifunctionele kantelrolstoel



**De juiste maat**

Meet voor de juiste rolstoel de volgende maatvoeringen op:

Zitbreedte	Zithoogte	Zitdiepte
De juiste zitbreedte zorgt voor een goed comfort.	De juiste zithoogte zorgt voor een goed zitcomfort en gebruiksgemak.	De juiste zitdiepte zorgt voor een goede verdeling van het gewicht
Opmeten van de heupbreedte: Meet de afstand tussen de linker heup en rechter heup. (de zijkanten van de bovenbenen op het breedste punt).	Opmeten van de onderbeenlengte: Laat de cliënt zitten en meet de afstand vanaf de grond tot aan de knieholte.	Opmeten van bovenbeenlengte: Meet de bovenbeenlengte vanaf het achterste gedeelte van de billen tot in de knieholte.
<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> cm	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> cm	<div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> cm

Maatvoering Prio 3A

Maximaal gebruikersgewicht: 135 kg

Zitbreedte	Artikelnr.	Prijs	
40cm	13420405	€ 3.726	<input type="checkbox"/>
45 cm	13420409		<input type="checkbox"/>
50 cm	13420413		<input type="checkbox"/>
55cm	13420417		<input type="checkbox"/>

Achterwielen (effectieve zithoogte afhankelijk van toegepast zitkussen)
 Voorwielen (massief) worden zo groot als mogelijk geconfigureerd (6", 7", 8")

Achterwielen	Hoogte zitplaat								
20", met QR-assen	38 <input type="checkbox"/>	40,5 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
22", met QR-assen		40,5 <input type="checkbox"/>	43 <input type="checkbox"/>	45,5 <input type="checkbox"/>	48 <input type="checkbox"/>	50,5 <input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
24", met QR-assen *			42,5 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>	47,5 <input type="checkbox"/>	50 <input type="checkbox"/>	52,5 <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
16" (standaard geleverd met trommelremmen)		40 <input type="checkbox"/>	42,5 <input type="checkbox"/>	45 <input type="checkbox"/>				€ 498	<input type="checkbox"/>

Hoepels

Aluminium *	<input type="checkbox"/>		
RVS	<input type="checkbox"/>		
Hoepelhoezen siliconen zwart siliconen	20", 22" en 24", per paar	€ 354	<input type="checkbox"/>

Banden

Massieve banden	<input type="checkbox"/>
Hogedruk banden (zonder meerprijs)	<input type="checkbox"/>

Balanspositie

Passief <input type="checkbox"/>	Medium <input type="checkbox"/> *	Actief <input type="checkbox"/>
----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Balhoofden

Extra breed (6 cm) t.b.v trippelen	€ 66	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	------	--------------------------



One Arm Drive				
One Arm Drive	Massieve banden, vinyl gecoatete hoepels	Rechts	€ 1.847	<input type="checkbox"/>
		Links		<input type="checkbox"/>

Kantelhoek en rughoek						
Kantel- en rughoek standaard bediening *			<input type="checkbox"/>			
Kantelbediening door de gebruiker	Rechts		€ 101	<input type="checkbox"/>		
	Links			<input type="checkbox"/>		
Kantel- en rughoekverstelling elektrisch			€ 2.313	<input type="checkbox"/>		
Comfort Tilt Lock	0° <input type="checkbox"/>	4° <input type="checkbox"/>	8° <input type="checkbox"/>	12° <input type="checkbox"/>	€ 106	<input type="checkbox"/>

* betreft standaard uitvoering

Hoofdsteen Etac Prio 3A				
Gepolsterde hoofdsteen op driepunts verstelling *	Velours *		<input type="checkbox"/>	
	Platilon(inco)		€ 27	<input type="checkbox"/>
Gepolsterde hoofdsteen met extra zijdelingse ondersteuning op driepunts verstelling			€ 125	<input type="checkbox"/>
Anatomische hoofdsteen medium op driepunts verstelling			€ 125	<input type="checkbox"/>
Anatomische hoofdsteen groot op driepunts verstelling			€ 125	<input type="checkbox"/>
memory (klembeugel) hoogtepositie hoofdsteen			€ 20	<input type="checkbox"/>

3A Rugleuning				
3A rugleuning, hoogte 46-62 cm, zonder Dynamic Pelvic Support *			<input type="checkbox"/>	
3A rugleuning, hoogte 46-62 cm, met Dynamic Pelvic Support			€ 221	<input type="checkbox"/>
Rugverhoging 3A +6 cm (52-68 cm)			€ 42	<input type="checkbox"/>
Rugverbreding 3A bovenzijde voor gebruikers met brede schouders			€ 54	<input type="checkbox"/>
Rugbekleding 3A	Velours*		<input type="checkbox"/>	
	Platilon(inco)		€ 53	<input type="checkbox"/>
Rugbekleding 3D grijs velours			€ 166	<input type="checkbox"/>
Verlenging rugbekleding onderzijde, toe te passen in combinatie met 3D rugkussen en rugverhoging +6 cm of rugverbreding			€ 88	<input type="checkbox"/>
Rugleuning eenvoudig neerklapbaar d.m.v. quick-release pen			€ 40	<input type="checkbox"/>
Plastic clips (10 st) t.b.v. begrenzen gasveer rughoek			€ 24	<input type="checkbox"/>
Plastic clips t.b.v. borgen van de gasveerbediening voor kantel- en rughoek tegen ongewenst bedienen			€ 24	<input type="checkbox"/>

Duwhandvatten				
Duwhandvatten in hoogte instelbaar *			<input type="checkbox"/>	
Duwbeugel, in hoogte instelbaar			€ 52	<input type="checkbox"/>
Duwbeugel, in hoogte en hoek instelbaar			€ 218	<input type="checkbox"/>

Zitkussen			
Zitkussen korte zitdiepte 39-46 cm	Velours		<input type="checkbox"/>
	Platilon(inco)		€ 53
Zitkussen lange zitdiepte 44-51 cm	Velours		<input type="checkbox"/>
	Platilon(inco)		€ 53



Remmen			
Drukremmen, eenvoudig verstelbaar *			<input type="checkbox"/>
Eenhandige rembediening, incl. verlengde remhendel	Rechts	€ 370	<input type="checkbox"/>
	Links		<input type="checkbox"/>
Drukremmen met remverlengers, eenvoudig verstelbaar, per stuk	Rechts	€ 34	<input type="checkbox"/>
	Links	€ 34	<input type="checkbox"/>
Trommelremmen i.c.m. 20",22" en 24" wielen		€ 497	<input type="checkbox"/>

* betreft standaard uitvoering

Armsteunen			
Armsteunen model Prio met kledingbeschermers *			<input type="checkbox"/>
Polstering kledingbeschermers Prio armsteunen, prijs per stuk	Rechts	€ 125 per stuk	<input type="checkbox"/>
	Links		<input type="checkbox"/>
Armsteunen model Cross 36 cm met kledingbeschermers			<input type="checkbox"/>
Gepolsterde armleggerhoezen 36 cm t.b.v. Cross armleggers, per paar	Velours	€ 270	<input type="checkbox"/>
	Platilon(inco)	€ 289	<input type="checkbox"/>
Hemiplegie-armlegger (kies ook Cross armsteunen)	Rechts	€ 455	<input type="checkbox"/>
	Links	€ 455	<input type="checkbox"/>

Beensteunen				
Comfort beensteunen, lengtecompenserend, incl. wegklapbare kuitplaten en kniepolstering, per paar *			<input type="checkbox"/>	
Standaard beensteunen, 75°, per paar (minderprijs)		-/- € 476	<input type="checkbox"/>	
Amputatiesteun, in hoogte, diepte en hoek instelbaar	Rechts <input type="checkbox"/>	Velours	€ 178	<input type="checkbox"/>
	Links <input type="checkbox"/>	Platilon(inco)	€ 178	<input type="checkbox"/>

Voetplaten			
Standaard voetplaten, in hoek en lengte instelbaar, per paar. Voorzien van hakbanden. *			<input type="checkbox"/>
Voetplaten met extra lange buis (+10 cm), effectief vanaf zithoogte 50 cm)		€ 105	<input type="checkbox"/>
Polstering t.b.v. standaard voetplaten (paar), grijs velours		€ 54	<input type="checkbox"/>
Voetplaatverlenging, incl. hielbeschermer	Rechts	€ 75 per stuk	<input type="checkbox"/>
	Links		<input type="checkbox"/>
Centrale voetplaat, zijdelings opklapbaar		€ 99	<input type="checkbox"/>
Polstering t.b.v. centrale voetplaat, grijs velours		€ 54	<input type="checkbox"/>

Kuitband		
Kuitband	€ 60	<input type="checkbox"/>
Kuitband hoog model	€ 95	<input type="checkbox"/>



Accessoires					
Zijpelot	in hoogte en diepte verstelbaar, alleen in combinatie met 3A rugsysteem	links	€ 859 per stuk	<input type="checkbox"/>	
		rechts		<input type="checkbox"/>	
Rugwigkussens	tussen standaard rughoes en spanbandenrug	<input type="checkbox"/> Kort 15 cm Aantal:	links	€ 60 per stuk	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> Lang 30 cm Aantal:			rechts
Verlengde rompsteun	te combineren met rugwigkussens	1,5 cm	€ 87	<input type="checkbox"/>	
		3 cm	€ 87	<input type="checkbox"/>	
		recht	€ 87	<input type="checkbox"/>	
Wigkussens		9 x 13 x 2 cm	€ 87	<input type="checkbox"/>	
		11 x 18,5 x 2	€ 87	<input type="checkbox"/>	
		17,5 x 20 x 2,5	€ 87	<input type="checkbox"/>	
Zijkussens		Rechts	€ 113 per stuk	<input type="checkbox"/>	
		Links		<input type="checkbox"/>	
Stokhouder		Rechts	€ 68 per stuk	<input type="checkbox"/>	
		Links		<input type="checkbox"/>	
Werkblad	opklapbaar, acrylaat 8mm, incl. breedte instelbare bevestiging, buikuitsparing en ontvangstbevestiging		€ 550	<input type="checkbox"/>	
College werkblad	opklapbaar, acrylaat 8 mm incl. bevestigingsmateriaal	Rechts	€ 550 per stuk	<input type="checkbox"/>	
		Links		<input type="checkbox"/>	
Zitbreedte-vergroter +2 cm			€ 94	<input type="checkbox"/>	
Abductieklos, uitneembaar			€ 407	<input type="checkbox"/>	
Bevestigingsteun borstgordel			€ 155	<input type="checkbox"/>	
Positioneringsriem, 2 punts		100 cm	€ 84	<input type="checkbox"/>	
		128 cm	€ 84	<input type="checkbox"/>	
Infuusstandaard			€ 200	<input type="checkbox"/>	
Spaakbeschermers	<input type="checkbox"/> met Etac logo, grijs <input type="checkbox"/> transparant	20"	€ 371	<input type="checkbox"/>	
		22"	€ 371	<input type="checkbox"/>	
		24"	€ 371	<input type="checkbox"/>	

* betreft standaard uitvoering

Advies & Training				
Fabian Ermstrang	06 59 81 14 46 (regio Zuid) fabian.ermstrang@etac.com			<input type="checkbox"/>
Rik in 't Veld	06 59 84 00 12 (regio West) rik.veld@etac.com			<input type="checkbox"/>
Baukje Posthumus	06 51 22 30 58 (regio Noord) baukje.posthumus@etac.com			<input type="checkbox"/>