



Adult | Rolstoelen

Geldig vanaf 1 januari 2026

Bestelling

Offerte

Naam cliënt:

Dealer:

Contactpersoon:

Adviseur:

Datum:

Standaard uitvoering, vanaf € 3.995

- Schaarremmen
- In hoogte verstelbare duwhandvatten
- 3A rugleuning met rugbekleding grijs Airmesh
- Rughoek instelbaar van -14° tot +11°
- Zitdiepteverstelling 35-43 cm (kort) of 38-46 cm (lang)
- Zitmat met koudschuim kussen in grijs velours
- Camber 2°
- 24" Maxx wielen met hogedruk luchtbanden en QR-assen
- Voorwielen 5" Poly
- Lichtgewicht standaard beensteunen met voetplaten
- Armsteunen met armleggers 26 cm en kledingbeschermers, hoogte 23-29 cm vanaf zitframe
- Framekleur: zwart
- Maximaal gebruikersgewicht 135 kg (100 kg voor zitbreedtes 35 – 42,5 cm)

Etac Xact rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische Hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Etac Xact is crashtest safe volgens ISO 7176-19.



Bestelformulier

Etac Xact
rolstoel voor actieve gebruikers



Zitbreedte en zitdiepte			
Artikelnummer	Zitbreedte	Framemaat	Zitdiepte, traploos instelbaar
<input type="checkbox"/> 13250101	35 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250102		kort	35-43 cm
<input type="checkbox"/> 13250103	37,5 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250104		kort	35-43 cm
<input type="checkbox"/> 13250105	40 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250106		kort	35-43 cm
<input type="checkbox"/> 13250107	42,5 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250108		kort	35-43 cm
<input type="checkbox"/> 13250109	45 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250110		kort	35-43 cm
<input type="checkbox"/> 13250111	47,5 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250112		kort	35-43 cm
<input type="checkbox"/> 13250113	50 cm	lang	38-46 cm
<input type="checkbox"/> 13250114		kort	35-43 cm

Framehoogtes en wielmaten											
Kies eerst de gewenste framehoogte en vervolgens bijpassende wielmaten											
Framehoogte achter (cm)		Framehoogte voor (cm)		Voorwielmaat			Achterwielmaat			Anti-kiep*	
Vaste wighoek 4°				4"	5"	6"	20"	22"	24"	25"	€ 351
<input type="checkbox"/>	37,5	40,5	<input type="checkbox"/> 1XS				<input type="checkbox"/> E				<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/>	38,8	41,8	<input type="checkbox"/> 2XS				<input type="checkbox"/> D				<input type="checkbox"/> 1
<input type="checkbox"/>	40	43	<input type="checkbox"/> 3XS	<input type="checkbox"/> 1S			<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> E			<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/>	41,3	44,3		<input type="checkbox"/> 2S			<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> D			<input type="checkbox"/> 2
<input type="checkbox"/>	42,5	45,5		<input type="checkbox"/> 3S	<input type="checkbox"/> 2S		<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> E		<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/>	43,8	46,8		<input type="checkbox"/> 4S	<input type="checkbox"/> 3S			<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/>	45	48		<input type="checkbox"/> 3S+25	<input type="checkbox"/> 4S			<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> 3
<input type="checkbox"/>	46,3	48,3		<input type="checkbox"/> 4S+25	<input type="checkbox"/> 3S+25				<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> 4
<input type="checkbox"/>	47,5	50,5			<input type="checkbox"/> 4S+25				<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> 4




*) per paar, door de gebruiker te activeren




Voorvorken en aspositiess			Asplaten achter en aspositiess				
XS	S	S+25	Standaard		Hoog		
			E	D	C	B	A



Standaard uitvoeringen en opties Etac Xact						
Omschrijving					Meerprijs	
Achterwielen						
	20"	22"	24"	25"		
Hogedruk, aluminium hoepel	<input type="checkbox"/> C6 ¹	<input type="checkbox"/> Maxx ¹	<input type="checkbox"/> Maxx ¹	<input type="checkbox"/> Maxx ²	std	<input type="checkbox"/>
Hogedruk, plastic coated hoepel	<input type="checkbox"/> C6 ¹	<input type="checkbox"/> Maxx ¹	<input type="checkbox"/> Maxx ¹	<input type="checkbox"/> Maxx ²	€ 155	<input type="checkbox"/>
Massief, aluminium hoepel	<input type="checkbox"/> C6	<input type="checkbox"/> C6	<input type="checkbox"/> C6		0	<input type="checkbox"/>
Massief, plastic coated hoepel	<input type="checkbox"/> C6	<input type="checkbox"/> C6	<input type="checkbox"/> C6		€ 155	<input type="checkbox"/>
Trommelrem, massief, alu hoepel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€ 544	<input type="checkbox"/>
Trommelrem, hogedruk, alu hoepel		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€ 544	<input type="checkbox"/>

1) Hogedrukband Speedlite 2) hogedrukband Trailblazer

Remmen						
Schaarremmen 	niet in combinatie met massieve banden			std	<input type="checkbox"/>	
Drukremmen 				0	<input type="checkbox"/>	
Drukremmen met verlengde remhendel, per paar				€ 74	<input type="checkbox"/>	
Eénhandige rem 	met verlengde remhendel			links	€ 406	<input type="checkbox"/>
				rechts		<input type="checkbox"/>

Beensteunen						
Zonder beensteun				links	0	<input type="checkbox"/>
				rechts		<input type="checkbox"/>
Standaard beensteun 90° 	lichtgewicht/Active			links	std	<input type="checkbox"/>
				rechts		<input type="checkbox"/>
Standaard beensteun 90° 	extra kort			links	0	<input type="checkbox"/>
				rechts		<input type="checkbox"/>
Comfort beensteun* 	met opklapbare kuitplaat			links	€ 260	<input type="checkbox"/>
				rechts	€ 260	<input type="checkbox"/>
Amputatiesteun 	In hoogte en hoek instelbaar			links	€ 194	<input type="checkbox"/>
				rechts	€ 194	<input type="checkbox"/>

*) vanaf zitbreedte 40 cm worden Prio comfort beensteunen gemonteerd; daaronder comfort beensteun model 3

3A rugleuning, naspanbaar en individueel instelbaar			
3A rugframe, drievoudig instelbaar (diepte, hoogte en hoek) inclusief naspanbare singelbanden. Rugbekleding Airmesh	rughoogte 32-45 cm	std	<input type="checkbox"/>
Verhogerset +6 cm t.b.v. 3A rugleuning. Rugbekleding grijs velours	rughoogte 38-51 cm	0	<input type="checkbox"/>







Standaard uitvoeringen en opties Etac Xact					
Omschrijving			Meerprijs		
Voetplaten					
Opklapbare voetplaten		in hoogte, diepte en hoek instelbaar	Standaard	std	<input type="checkbox"/>
			Extra korte buis (- 8 cm) uitsluitend i.c.m. beensteunen extra kort. Minimale lengte 23 cm tot zitbuis	€ 114	<input type="checkbox"/>
Centrale voetenplaat		opklapbaar, in hoek instelbaar, incl. kuitband		€ 108	<input type="checkbox"/>
Hakbanden		per paar		€ 85	<input type="checkbox"/>
Kuitband				€ 66	<input type="checkbox"/>
Vergrote voetplaten		te monteren op standaard voetplaten	rechts	€ 82	<input type="checkbox"/>
			links	€ 82	<input type="checkbox"/>

Duwhandvatten					
Duwhandvatten		in hoogte instelbaar		std	<input type="checkbox"/>
Duwhandvatten		vast-gemonteerd		€ 147	<input type="checkbox"/>
Duwbeugel		In hoogte en hoek instelbaar *		€ 217	<input type="checkbox"/>

*) bij zitbreedte 35 cm alleen in hoogte instelbaar




Armsteunen						
Armsteunen met kleding beschermer		in hoogte instelbaar, per paar. Hoogtebereik 23-29 cm t.o.v. zitbuis. Armlegger 5 cm breed	kort 26 cm	std	<input type="checkbox"/>	
			lang 36 cm	€ 75	<input type="checkbox"/>	
Zijbescherminingspad		elke zijbescherminingspad is 15 mm dik, waardoor de zitbreedte met 30 mm wordt verkleind	links	€ 178	<input type="checkbox"/>	
			rechts	€ 178	<input type="checkbox"/>	
Gepolsterde armleggerhoezen		per paar	Kort 26 cm	platilon	€ 314	<input type="checkbox"/>
				velours	€ 297	<input type="checkbox"/>
			Lang 36 cm	platilon	€ 314	<input type="checkbox"/>
				velours	€ 297	<input type="checkbox"/>
Spatborden		per paar (zonder armsteunen)		€ 700	<input type="checkbox"/>	







Standaard uitvoeringen en opties Etac Xact					
Omschrijving				Meerprijs	
3A rugleuning, naspanbaar en individueel instelbaar					
Rugwigkussens 	te plaatsen onder de 3A rugbekleding	Kort 15 cm	links	€ 61	<input type="checkbox"/>
			rechts	€ 61	<input type="checkbox"/>
		Lang 30 cm	links	€ 61	<input type="checkbox"/>
			rechts	€ 61	<input type="checkbox"/>
Schuimwiggen 	per paar	9x2x13 cm (BxHxL)		€ 95	<input type="checkbox"/>
		11x2x18.5 cm (BxHxL)		€ 95	<input type="checkbox"/>
		17.5x2.5x20 cm (BxHxL)		€ 95	<input type="checkbox"/>
Zijkussens 		links		€ 124	<input type="checkbox"/>
		rechts		€ 124	<input type="checkbox"/>
Verlengde rompsteun 	recht, t.b.v. zijkussens			€ 95	<input type="checkbox"/>

Zitsystemen					
Zitmat	met koudschuim zitkussens	grijs velours hoes		std	<input type="checkbox"/>
		platon (inco) hoes		€ 58	<input type="checkbox"/>
Pelvic stabilizer	Contourinleg in het zitkussen, geeft extra talud en heft de holling van de zitmat op	35-37,5 cm		€ 53	<input type="checkbox"/>
		40-45 cm		€ 53	<input type="checkbox"/>
		47,5-50 cm		€ 53	<input type="checkbox"/>

Axiom zitkussens t.b.v. gebruik met slappe zitmat (kortingsgroep Ki)					
Axiom P	koudschuim, geprofileerd			€ 537	<input type="checkbox"/>
extra kussenhoes Axiom P				€ 87	<input type="checkbox"/>
Axiom SP Visco	comfort, geprofileerd			€ 647	<input type="checkbox"/>
extra binnenhoes Axiom SP visco				€ 108	<input type="checkbox"/>
extra buitenhoes Axiom SP visco				€ 108	<input type="checkbox"/>

Star luchtcelzitmatten, anti-decubitus en positioneren					
Alle StarLock, Stabil Air en Stabil Air worden standaard geleverd met standaardhoes en handpomp (kortingsgroep Star)					
Starlock 	excellente drukverdeling en onbegrensde mogelijkheden voor positioneren	7,5 cm	€ 856	<input type="checkbox"/>	
		10 cm	€ 889	<input type="checkbox"/>	
		13 cm	€ 923	<input type="checkbox"/>	
Stabil Air 	met zachte koudschuimvulling in de cellen	7,5 cm	€ 763	<input type="checkbox"/>	
		10 cm	€ 769	<input type="checkbox"/>	
Standard Air 	uitstekende drukverdeling	7,5 cm	€ 683	<input type="checkbox"/>	
		10 cm	€ 737	<input type="checkbox"/>	
Incontinentiehoes Star				€ 137	<input type="checkbox"/>



Standaard uitvoeringen en opties Etac Xact				
Omschrijving			Meerprijs	
Accessoires				
Spaakbeschermers 	transparant, per paar	20"	€ 406	<input type="checkbox"/>
		22"		<input type="checkbox"/>
		24"		<input type="checkbox"/>
Hoepelhoezen	zwart siliconen, per paar, 20", 22" en 24"		€ 387	<input type="checkbox"/>
Stokhouder 			€ 74	<input type="checkbox"/>
College-werkblad 	transparant, opklapbaar	links	€ 601	<input type="checkbox"/>
		rechts		<input type="checkbox"/>
Ontvangstbuisje, los, t.b.v. accessoires. te monteren onder de armsteun		ø 22 mm	€ 114	<input type="checkbox"/>
		vierkant 15 mm		<input type="checkbox"/>
Positioneringsgordel 	lengte 100 cm		€ 92	<input type="checkbox"/>
Montageset t.b.v. positioneringsgordel			€ 72	<input type="checkbox"/>

Advies & Training		
Fabian Ermstrang	06 59 81 14 46 (regio Zuid) fabian.ermstrang@etac.com	<input type="checkbox"/>
Rik in 't Veld	06 59 84 00 12 (regio West) rik.veld@etac.com	<input type="checkbox"/>
Martijn Elzinga	06 59 84 01 00 (regio Noord) martijn.elzinga@etac.com	<input type="checkbox"/>



Open hier de lijst met convenanten voor o.a. aandrijfhelpen en zitsystemen, geldig voor combinaties met Etac Xact rolstoelen