

Etac Prio aktiv

Standard konfigurasjon er merket med X

Kunde/ HMS: _____

Leveringsadresse: _____

SF-nummer: _____ Dato: _____

Kontaktperson: _____

Bruker: _____

Telefon: _____

Selger: _____

E-post: _____






Artikkelnummer	Setebredde	Setedybde	Konfig.nr	Rygg Pos
13421405	40 cm	39 - 46 cm	43098	Pos 1
		41.5 - 48.5 cm	43099	Pos 2
		44 - 51 cm	43101	Pos 3
13421409	45 cm	39 - 46 cm	43098	Pos 1
		41.5 - 48.5 cm	43099	Pos 2
		44 - 51 cm	43101	Pos 3
13421413	50 cm	39 - 46 cm	43098	Pos 1
		41.5 - 48.5 cm	43099	Pos 2
		44 - 51 cm	43101	Pos 3
13421417	55 cm	39 - 46 cm	43098	Pos 1
		41.5 - 48.5 cm	43099	Pos 2
		44 - 51 cm	43101	Pos 3












Standardinnstilling: Pos 2





Chassisfarge 01 Svart

Standard og tilbehør Prio

Artikkel			Konfig.nr	Artikkel nr
Tiltfunksjon	Manuell tilt	Manuell selvtilt std rygg	hø	43586
			ve	43590-1
	Manuell selvtilt fast rygg		hø	43589-1
			ve	43589-2
	Etilt		43261	28348
Sitteplate	Tre med borrelås	40 cm	43582	
		45 cm	43583	
		50 cm	43584	
		55 cm	43585	
	Plast med borrelås	40 cm	43090	
		45 cm	43091	
		50 cm	43092	
		55 cm	43093	
Sittepute	mørk grå velour kort (50 cm)	40 cm	43000-60	
		45 cm	43001-60	
		50 cm	43002-60	
		55 cm	43003-60	
	lang (56 cm)	40 cm	43008-60	
		45 cm	43009-60	
		50 cm	43010-60	
		55 cm	43011-60	
		hygien grå kort (50 cm)	40 cm	43000-65
		45 cm	43001-65	
		50 cm	43002-65	
		55 cm	43003-65	

Artikkel			Konfig.nr	Artikkel nr		
	lang (56cm)	40 cm	43008-65	27759-65	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43009-65	27760-65	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43010-65	27761-65	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43011-65	27762-65	<input type="checkbox"/>	
Sittepute komfort 	mørk grå velour	40 cm	43004-60	27755-60	<input type="checkbox"/>	
	kort (50 cm)	45 cm	43005-60	27756-60	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43006-60	27757-60	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43007-60	27758-60	<input type="checkbox"/>	
		lang (56cm)	40 cm	43012-60	27763-60	<input type="checkbox"/>
		45 cm	43013-60	27764-60	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43014-60	27765-60	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43015-60	27766-60	<input type="checkbox"/>	
	hygiene grå	40 cm	43004-65	27755-65	<input type="checkbox"/>	
		kort (50 cm)	45 cm	43005-65	27756-65	<input type="checkbox"/>
			50 cm	43006-65	27757-65	<input type="checkbox"/>
			55 cm	43007-65	27758-65	<input type="checkbox"/>
	lang (56cm)	40 cm	43012-65	27763-65	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43013-65	27764-65	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43014-65	27765-65	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43015-65	27766-65	<input type="checkbox"/>	
Tidy	hygiene (53 cm)	40 cm	43071-65	28055-65	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43072-65	28056-65	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43073-65	28057-65	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43074-65	28058-65	<input type="checkbox"/>	
Rygg 3A m / ryggavstiver og hreg. kjørehåndtak	Std (høyde 46-62 cm)	40 cm	43562		<input checked="" type="checkbox"/>	
		45 cm	43562		<input checked="" type="checkbox"/>	
		50 cm	43562		<input checked="" type="checkbox"/>	
		55 cm	43562		<input checked="" type="checkbox"/>	
	Høy (høyde 52-68 cm)	40 cm	43566		<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43567		<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43567		<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43568		<input type="checkbox"/>	
	Std med dynamisk bekkenstøtte (høyde 46-62 cm)	40 cm	43570		<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43571		<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43572		<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43573		<input type="checkbox"/>	
	Høy med dynamisk bekkenstøtte (høyde 52-68 cm)	40 cm	43574		<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43575		<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43576		<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43577		<input type="checkbox"/>	
Ryggpute komfort 	mørk grå velour	40 cm	43291-60	28410-60	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43292-60	28411-60	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43293-60	28412-60	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43294-60	28413-60	<input type="checkbox"/>	
	hygiene grå	40 cm	43291-65	28410-65	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	43292-65	28411-65	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	43293-65	28412-65	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	43294-65	28413-65	<input type="checkbox"/>	
Ryggoverdrag mørk grå velour 	40 cm	43467	63339-60	<input checked="" type="checkbox"/>		
	45 cm	43468	63340-60	<input checked="" type="checkbox"/>		
	50 cm	43469	63341-60	<input checked="" type="checkbox"/>		
	55 cm	43470	63342-60	<input checked="" type="checkbox"/>		
Ryggpute 3D 	mørk grå velour	40 cm	63343-60	63343-60	<input type="checkbox"/>	
		45 cm	63344-60	63344-60	<input type="checkbox"/>	
		50 cm	63345-60	63345-60	<input type="checkbox"/>	
		55 cm	63346-60	63346-60	<input type="checkbox"/>	
Hodestøtte  Etac Sverige AB Box 203, 334 24 Anderstorp Tel. 0371 58 73 00 Fax. 0371 58 73 90 www.etac.se	Tradisjonell jø mørk grå velour			28534-60	<input checked="" type="checkbox"/>	

Artikkel			Konfig.nr	Artikkel nr		
	hygiene grå med sidestøtte hygiene grå			28534-65 28536-65	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Komfortlås		Uten komfortlås	43295		<input type="checkbox"/>	
		Med komfortlås, angi sittevinkel	43102	0°	<input type="checkbox"/>	
			43103	4°	<input type="checkbox"/>	
			43104	8°	<input type="checkbox"/>	
			43105	12°	<input type="checkbox"/>	
Armstøtte		teleskop L38 cm B5 cm		Høyre 28826-1 Venstre 28826-2	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		teleskop L49 cm B8.5 cm		Høyre 28687-1 Venstre 28687-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		teleskop L49 cm B8.5 cm <i>justerbar lengde fingerskrue</i>		Høyre 28688-1 Venstre 28688-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Benstöd		Vinkelreglerbart inkl fotplate hygiene grå (med knepute) (-1 høyre/ -2 venstre)	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm	27857-65-1 27858-65-1 27859-65-1 27860-65-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Åpen vinkel sort Spiss vinkel sort		25574-01 25570-01	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Amputasjonsbenstøtte	mørk grå velour Dartex	25516-60 25516-63	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		Amputasjonsvekt		26876	<input type="checkbox"/>	
Fotplater (-1 høyre / -2 venstre)		Modell 2 delt oppfellbar, reg høyde, justerbar vinkel og dybde, dybde 13 cm	40 cm 45 cm 50-55 cm	25644-1 25736-1 25646-1	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
		med langt innfestningsrør	40 cm 45 cm 50-55 cm	25650-1 25737-1 25652-1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Hel fotplate		Komplett	40-47.5 cm 50-60 cm	25937 26853	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Hælbånd		for delte fotplater		24458	<input checked="" type="checkbox"/>	
Drivhjul		Massivt dekk med drivring:				
Hurtigkobling med drivring exkl aksel		Aluminium	20" 22" 24"	23740 23741 23742	82486 82485 82484	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		<i>Høytrykksdekk med drivring (C5):</i>				
		Cellgummi	22"	43332	27548	<input type="checkbox"/>
		Plastbelagt	22"	43333	27549	<input type="checkbox"/>
		Rustfri	22"	43334	27550	<input type="checkbox"/>
		Cellgummi (RightRun)	24"	43335	28582	<input type="checkbox"/>
		Plastbelagt (RightRun)	24"	43279	28583	<input type="checkbox"/>
		Rustfri (RightRun)	24"	43280	28584	<input type="checkbox"/>
		<i>Massivt dekk med drivring (C5):</i>				
		Aluminium	20"	43406	27542	<input type="checkbox"/>
		Cellgummi	20"	43337	27543	<input type="checkbox"/>
		Rustfri	20"	43338	27544	<input type="checkbox"/>

Artikkel			Konfig.nr	Artikkel nr	
	Aluminium	22"	43415	27552	<input type="checkbox"/>
	Cellgummi	22"	43339	27553	<input type="checkbox"/>
	Plastbelagt	22"	43340	27554	<input type="checkbox"/>
	Rustfri	22"	43341	27555	<input type="checkbox"/>
	Aluminium	24"	43416	27564	<input type="checkbox"/>
	Cellgummi	24"	43342	27565	<input type="checkbox"/>
	Plastbelagt	24"	43343	27566	<input type="checkbox"/>
	Rustfri	24"	43221	27567	<input type="checkbox"/>
Ledsagerbrems	<i>Massivt dekk med drivring:</i>				
	Aluminium	20"	23744	81337	<input type="checkbox"/>
	Aluminium	22"	23745	81339	<input type="checkbox"/>
	Aluminium	24"	23746	81346	<input type="checkbox"/>
	Rustfri	24"	43222	81348	<input type="checkbox"/>
	Massivt dekk	16"	23781 (16 a2 sh 45)	83283/83284	<input type="checkbox"/>
			43248 (16 A2 B2 40 42,5)		
			43276 (16EI a2 sh 45)		
			43277 (16EI A2 B2 40 42,5)		
	<i>Høytrykksdekk med drivring</i>				
	Plastbelagt (RightRun)	24"	43307	28624	<input type="checkbox"/>
	Aksel QR 12 mm			82483	<input checked="" type="checkbox"/>
	Aksel ledsagerbrems			81325	<input type="checkbox"/>
Enarmsdrift drivenhet	fast nav	20"	hø ___ ve ___	26534	<input type="checkbox"/>
<i>Kan ikke kombineres med ledsagerbrems</i>		22"	hø ___ ve ___	26533	<input type="checkbox"/>
		24"	hø ___ ve ___	26522	<input type="checkbox"/>
	Teleskopaksel enarmsdrift	40 cm		27318	<input type="checkbox"/>
		45/50 cm		27319	<input type="checkbox"/>
		55 cm		27320	<input type="checkbox"/>
Setehøyde bak	Drivhjulposisjon	16" pos B		40 cm	<input type="checkbox"/>
		16" pos A		42.5 cm	<input type="checkbox"/>
		16" pos a		45 cm	<input type="checkbox"/>
	<i>Setehøyde bak 42,5 cm</i>				
	24" Drivhjul i pos E, balansepunkt pos 2	20" pos E		38 cm	<input type="checkbox"/>
	6,5" Svinghjul i pos. M1	20" pos D		40.5 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos C		43 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos B		45.5 cm	<input type="checkbox"/>
		20" pos A		48 cm	<input type="checkbox"/>
		22" pos E		40.5 cm	<input type="checkbox"/>
		22" pos D		43 cm	<input type="checkbox"/>
		22" pos C		45.5 cm	<input type="checkbox"/>
		22" pos B		48 cm	<input type="checkbox"/>
		22" pos A		50.5 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos E		42.5 cm	<input checked="" type="checkbox"/>
		24" pos D		45 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos C		47.5 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos B		50 cm	<input type="checkbox"/>
		24" pos A		52.5 cm	<input type="checkbox"/>
Svinghjul/framgaffel		montert i		Setehøyde	
inkl framgaffelfeste	8" 200x35 inkl framg medium	M1	28327	42.5 - 43 cm	<input type="checkbox"/>
		M2	28328	45 - 50.5 cm	<input type="checkbox"/>
		M3	28329	47.5 - 52.5 cm	<input type="checkbox"/>
	8" 200x35 inkl framg kort	S2	28374	42.5 - 43 cm	<input type="checkbox"/>
		S3	28375	45 - 50.5 cm	<input type="checkbox"/>
	8" 200x50 inkl framg medium	M2	28372	45 - 50.5 cm	<input type="checkbox"/>
		M3	28373	47.5 - 52.5 cm	<input type="checkbox"/>
	8" 200x50 inkl framg kort	S2	28376	42.5 - 43 cm	<input type="checkbox"/>
		S3	28377	45 - 50.5 cm	<input type="checkbox"/>
	6" 150x30 inkl framg medium	M1	28330	40 - 40.5 cm	<input type="checkbox"/>


Artikkel		Artikkel nr	Artikkel nr
	M2	28331	42.5 - 43 cm
	M3	28332	45 - 50.5 cm
6" 150x30 inkl framg kort	S1	28333	38 cm
	S2	28334	40 - 40.5 cm
	S3	28335	42.5 - 43 cm
6.5" 165x30 inkl framg medium	M1	28389	40.5 - 45 cm
	M2	28390	43 - 47.5 cm
	M3	28391	45.5 - 50 cm
6.5" 165x30 inkl framg kort	S2	28393	40.5 - 45 cm
	S3	28394	43 - 47.5 cm

For mulige valg av framgaffel/ pos, se setehøydetabell i bruksansvisning

Framgaffelfeste	Standard	80606	28147
	Breddet	80899	25763

Balanseposisjon

Standard pos 2



Velg balanseposisjon 1-3 _____

NB:
16" kun i posisjon A2, A2 og B2.












Brems		med vinklet rødt håndtak	høyre	<i>Med adapter 16/20 resp 22</i> 43246-1/43243-1	27951-1	<input checked="" type="checkbox"/>
			venstre	43246-2/43543-2	27951-2	<input checked="" type="checkbox"/>
		med vinklet svart håndtak	høyre	43245-1/43242-1	27894-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	43245-2/43242-2	27894-2	<input type="checkbox"/>
		med forlenget håndtak fast	høyre	43247-1/43244-1	27895-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	43247-2/43244-2	27895-2	<input type="checkbox"/>
	Enhåndsbrems	høyre		27531-1	<input type="checkbox"/>	
		venstre		27531-2	<input type="checkbox"/>	
	Adapter brems for drivhjul			<i>Inngår i konfigurasjon</i>		
	<i>kreves for 22" drivhjul</i>	22"		<i>ved 16"/20"/22" hjul,</i>	28403	
	<i>kreves for 20" drivhjul</i>	16"/20"		<i>se ovenfor</i>	28654	
















Kjørehåndtak		høyderegulerbare	inkl ryggvinkelreg.spak		28219-01	<input type="checkbox"/>
			inkl sittevinkelreg.spak	43122	28220-01	<input type="checkbox"/>
		med bremsehåndtak 100 mm	inkl ryggvinkelreg.spak		28221-01	<input type="checkbox"/>
			inkl sittevinkelreg.spak	43123	28222-01	<input type="checkbox"/>
Kjørebøyle		Høyderegulerbar	40 cm	43137	25580-01	<input type="checkbox"/>
			45 cm	43138	25582-01	<input type="checkbox"/>
			50 cm	43139	25583-01	<input type="checkbox"/>
			55 cm	43140	26069-01	<input type="checkbox"/>
		Høyde- og vinkelregulerbar	40 cm	43141	27163	<input type="checkbox"/>
	45 cm	43142	27165	<input type="checkbox"/>		
	50 cm	43143	27167	<input type="checkbox"/>		












Tippekrikning	Multi cc59		28457	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------	--	--------------	-------------------------------------

Tilbehør Prio

Minnefunksjon		til hodestøtte med firkantstag		28564	<input type="checkbox"/>
Hodestøtte R82		Anatomisk medium	turtlestag 25 cm svart	319945493-83	<input type="checkbox"/>
		Anatomisk stort	turtlestag 25 cm svart	319967493-83	<input type="checkbox"/>
Puteforlenger rygg nedre			40 cm	28787-65	<input type="checkbox"/>
<i>Forlenging til ryggputen (3D) som gir økt støtte ved de høyeste rygg høyder</i>			45 cm	28788-65	<input type="checkbox"/>
<i>da glippe kan oppstå mellom sittepute og ryggpute i kombinasjon med</i>			50 cm	28789-65	<input type="checkbox"/>

Artikkel		Konfig.nr	Artikkel nr	
ved ryggbredning eller ryggforlenger. (hygiene)		55 cm	28790-65	<input type="checkbox"/>
Forlengingsdel ryggtrekk dekker mellomrommet mellom sitteplate og rygg ved høyere rygg høyder			28657	<input type="checkbox"/>
Sidestøtter		Gir lett støtte sideveis	høyre venstre	63171-60-1 63171-60-2
Ryggbreddesett rygg 3A gir en bredere rygg øverst og fordeler trykket fra ryggprofilen for brukere med bred rygg. Kombineres gjerne med 3D-ryggpute for komfort og avlastning.		kpl med to regulerbare reimer	40-45 cm	28786
Sidestopp/Bredning Rett eller vinklet. Kombineres med kiler eller sideputer.		rett bredning 30 mm	Angi antall: _____ Angi antall: _____	28136 28173
Komfortkiler		Polyetenscum. Kan klippes til ønsket passform.	9 x 2 x 13 cm (B x H x L) 11 x 2 x 18.5 cm (B x H x L) 17.5 x 2.5 x 20 cm (B x H x L)	28030 28139 28140
Breddningsplate rygg Trykkfordelende polstring			Angi antall: _____	28637
Postural støtte		justerbar, utsvingbar og avtagbare	0 mm hø 0 mm ve -15 mm hø -15 mm ve -45 mm hø -45 mm ve	28181-1 28181-2 28180-1 28180-2 28141-1 28141-2
		justerbar og avtagbare	0 mm +15 mm -15 mm -45 mm	Angi antall: _____ Angi antall: _____ Angi antall: _____ Angi antall: _____
		svart PUR, medium, utsvingbare justerbar i høyde og dybde	høyre venstre	27915-1 27915-2
		svart PUR, stor, utsvingbare justerbar i høyde og dybde	høyre venstre	27916-1 27916-2
Polstring/overdrag kropsstøtte			Angi antall: _____	28647
Adapterkit		for kroppstøttepute R82		28240
Bord		Passer med armstøtte 28687-1/2 og 28688-1/2	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 40 cm med breddningssats (42,5 cm) 45 cm med breddningssats (47,5 cm) 50 cm med breddningssats (52,5 cm)	27971 27972 27973 27974 24601 82921 26021 82921 26907 82921
Transparent, monteres på armstøtte Størrelse = stolens settebredde			40 cm med breddningssats (42,5 cm) 45 cm med breddningssats (47,5 cm) 50 cm med breddningssats (52,5 cm)	24601 24419 24601 26021
		Passer med armstøtte 28713-1/2	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm 40 cm med breddningssats (42,5 cm) 45 cm med breddningssats (47,5 cm) 50 cm med breddningssats (52,5 cm)	25188 25731 26020 26022 24419 24601 26021

Artikkel		Konfig.nr	Artikkel nr	
		55 cm med breddningssats (57,5 cm)	26907	<input type="checkbox"/>
Hemibord 	Passer med armstøtte 28713-1/2	40 cm 45 cm 40 cm med breddningssats (42,5 cm) 45 cm med breddningssats (47,5 cm)	26566 26568 26567 26569	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Transparent Størrelse = stolens setebredde				
Abduksjonskloss 	Kompl		28022	<input type="checkbox"/>
Armstøttepute 	hemi passer til armstøtte 28713-1/2	høyre venstre	25770-60-1 25770-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Armstøttepute	myk / bred passer til armstøtte 28687-1/2 og 28688-1/2	Angi antall: _____	28640	<input type="checkbox"/>
Armstøttepute 	polstret passer til armstøtte 28687-1/2 og 28688-1/2	høyre venstre	63193-60-1 63193-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	polstret passer til armstøtte 28713-1/2	høyre venstre	62283-60 62283-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Polstring sidestøtte 	ca 1,5 cm pr side passer til armstøtte: 28713-1/2, 28687-1/2 og 28688-1/2	høyre venstre	63271-1 63271-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sidestøtteinnlegg. 25mm par		28021	<input type="checkbox"/>
Amputasjonsbenstøtte (Cross 5 XL/Prio) 		mørkgrå hø mørkgrå ve Dartex hø Dartex ve	26210-60-1 26210-60-2 26210-63-1 26210-63-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Breddningssats 	øker bredden mellom armstøttene med 2.5 cm Øker totalbredden med 2 cm		27892	<input type="checkbox"/>
Posisjoneringsbelte 	Med hurtiglås, justerbar Festes i rammen	Angi antall: _____ Angi antall: _____	lengde 100 cm lengde 128 cm 27904 28544	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Feste posisjoneringsbelte kpl 			28641	<input type="checkbox"/>
Feste brystbelte 	Kombineres med hodestøtte		28186	<input type="checkbox"/>
Klips vinkelbegrensning rygg/tilt 	Minsker vinkelinnstillingen bakover	10 stk	28163	<input type="checkbox"/>
Ryggvinkelbegrensning band	Minsker ryggvinkelen framover		28573	<input type="checkbox"/>
Lås vinkelreg. sete/rygg 	Forhindrer at ryggvinkelen eller tiltvinkelen kan brukes		28047	<input type="checkbox"/>
Gassbeholder kurv 			28316	<input type="checkbox"/>
Infusjonsstativ 	Kan ikke kombineres med bord		28341	<input type="checkbox"/>
Fotplate 	Forlengerdel (Monteres på fotplaten, bare for modell 2)	40 antall: _____ 45 antall: _____ 50 - 55 cm antall: _____	50798 50799 50800	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Polstring fotplate	for delte fotplater modell 2	42.5 - 50 cm	høyre 63189-60-1	<input type="checkbox"/>

Artikkel			Konfig.nr	Artikkel nr		
		52.5 - 60 cm	venstre høyre venstre	63189-60-2 63192-60-1 63192-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	for hele fotplate, vinkeljusterbar	40 - 47.5 cm 50 - 60 cm		63190-60 63191-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Add-on Fotplatesystem <i>(Breddet framgaffelfeste kan generelt behøves for å unngå kollisjon med fotplaten)</i>	Forlenger fotplaten <i>(Monteres på eksisterende fotplater)</i>	Medium Medium Large Large	høyre venstre høyre venstre	Smal (hele platen) 40-45 cm 40-45 cm 40-45 cm 50-55 cm 50-55 cm	28774 28775-1 28775-2 28776-1 28776-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Styrefotplate hel kpl <i>(monteringskit for å sette sammen to forlengede fotplater til en hel plattform)</i>				28773	<input type="checkbox"/>
	Fotplater hel kompl inkl fotplater for Prio <i>(std fotplater, forlengde fotplater, styring)</i>			40 45 50 55	28662 28663 28664 28665	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Sidebeskyttelse for fotplater		antall: _____		28772	<input type="checkbox"/>
	Fotboks kpl <i>(hø/ve forlengde fotplate sammenmontert, sideplater med polstring)</i>	Medium Large		40-45 cm 50-55 cm	28642 28643	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Knestøtte ytre <i>(for faste benstøtter uten lås)</i>		høyre venstre		28777-1 28777-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ryggbånd	Avtagbare, regulerbare i lengde Størrelse = stolens setebredde	40 cm 45 cm 50 cm 55 cm			27909 27919 27920 27921	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
						
Polstring for ryggbånd		20 cm 30 cm 40 cm			26845 26846 26847	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
						
Leggpute	velur. Monteres/justeres med borrelås	75 cm 90 cm			63186-60 63187-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
						
Eikebeskyttere <i>Kan ikke kombineres med ledsagerbrems</i>	Grått trykk Etac	20" 22" 24"			25502-28 25503-28 25504-28	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	Gult trykk Etac	20" 22" 24"			25502-29 25503-29 25504-29	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Klembeskyttelse Etilt	ved ettermontering av iltit på Prio med 16" hjul (f.r.o.m serienr 38C) skal klembeskyttelse monteres.				28415	<input type="checkbox"/>
Borrelåsbånd sitteplate	fer egen montering				28183	<input type="checkbox"/>
Krykkeholder	Todelt, hvor elastikken festes rundt krykkerøret				27327	<input type="checkbox"/>
Verktøysett					27877	<input type="checkbox"/>