

R82 Toucan str. 1

Bruker : _____

Terapeut : _____

Telefon: _____

Dato : _____

HMS : _____

Beskrivelse	Str	Artikkelnr.
-------------	-----	-------------

Ståstativ Toucan standard utførelse



Rød

str 1

3286111



Standard tilbehør er uthevet i protokollen og markert med X i firkantboks

Deler	Beskrivelse
Standardutførelse	
Chassi:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 formbare
Hælstopper:	Justerbare
Hjul:	Skatehjul med lås
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Farge :	Str.1 rød Str.2-3 blå Str.4-5 silver
Bord :	Med balje og plate i plast

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og X i firkantboks

Artikkel	Art nr
Bord med lekekasse BxHxD 31x9x10	str 1-5 one size 31862501



Polstringsplate

med ulike str på buen inkl overdrag

**Utskjæring**

Firkant 400 mm

Lite bue 280 mm

Stor bue 350 mm

31862135-0

31862135-1

31862135-2

Bord med balje og plate

plast, BxD 61x57 cm

**str 1****31861121**

str 2

31861122

str 3

31861123

str 4

31861124

str 5

31861125

x

Kan kombineres med med:

Armstøtte for bord, plast

Lekebøyle for bord, plast



31861131

31861135

Bordplast, grått
44x34 cmstr 1-5
one size

31862515

--

Forlenger til sentersøylen 80 mm

max 2 stk pr. størrelse

str 1-5
one size

31861480

--

Mageplate

13x9 cm

stl 1-5
one size

31861411

--

Rygg/rumpestøtte

13x9 cm

str 1-5
one size

31861401

--

**Stangsystem til
hodestøtte**

20 cm

33 cm

str 1

31861424-3

str 2

31861424-4

For hodestøtte, bestilles separat

Bryststøtte

15 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

25-32 x 10,5 x 16 cm

str.1, fast**31861701**

str 1

31861704

str 2-3

31861702

str 4-5

31861703

x

**Bryststøtte, tykk polstring
formbar**



str 1	31861801
str 2-3	31861802
str 4	31861803

Hoftestøtte, foran



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861601
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861602
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861603

X

Hoftestøtte, rotasjon



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861611
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861612
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861613

Hoftestøtte, bak



15 x 7,5 x 7,5 cm str 1	31861501
20-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861502
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861503

Hoftestøtte, omsluttende

Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm
Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm
Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm



Small	31861610
Medium	31861620
Large	31861630

**Bryststøtte
omsluttende**



Mål indre omkrets:

47-64 cm	Small	31861810
67-78 cm	Medium	31861820
87-114 cm	Large	31861830

**Trekk til omsluttende
bryst og hoftestøtte**



Small	31869810-160
Medium	31869820-260
Large	31869830-360

Mellomstykke



S	5,5x11 cm	str 2-5	31861421
L	5,5x16 cm	str 2-5	31861422

Knestøtte, enkel

H6 x W6 cm str 1	31861301
H7 x W8 cm str 2-3	31861302
H7 x W10 cm str 4-5	31861303

X

Knestøtte, to- delt

W 7,5 cm str 1	31861311
W 9,5 cm str 2-3	31861312
W 11,5 cm str 4-5	31861313

Formede sandaler, justerbare med rem og polstring

Small str. 1	31869490-RT
Medium str. 2-3	31869491-RT
Large str. 4-5	31869492-RT

Formede fotsandaler

17,5 cm	str 0	3186149
21,5 cm	str 1+2	3186147
24 cm	str 3	3186148

Fotremmer, par

Borrelås	3185102
plastspenne	3185096

Flip-opp sandal for hel fotplate

9,5 x 20 cm	str 1	31861221
11,5x24 cm	str 2-3	31861222
15x30 cm	str 4-5	31861223

Delte fotplater med flip-opp sandaler

9,5x20 cm	str 1	31861201
11,5x24 cm	str 2-3	31861202

Hælkappe**BxH 10x4 cm**
BxH 14,5x4 cm**S**
L**31861251**
31861252

Fotplate**31 x 30 cm**
43 x 36 cm**Str 1**
Str 2-5**31861211**
31861212

R82 Toucan str. 2

Bruker : _____

Terapeut : _____

Telefon: _____

Dato : _____

HMS : _____

Beskrivning	Str	Artikel nr.
Ståstøtte Toucan standard utførelse		



Blå

str 2

3286112



Standard tilbehør er uthevet i protokollen og markert med X i firkantboks

Deler	Beskrivelse
Standardutførelse	
Chassi:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 formbare
Hælstopper:	Justerbare
Hjul:	Skatehjul med lås
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Farge :	Str.1 rød Str.2-3 blå Str.4-5 silver
Bord :	Med balje og plate i plast

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og X i firkantboks

Artikkel	Art nr
Bord med lekekasse BxHxD 31x9x10	str 1-5 one size 31862501



Polstringsplate

med ulike str på buen inkl overdrag

**Utskjæring**

Firkant 400 mm

Lite bue 280 mm

Stor bue 350 mm

31862135-0

31862135-1

31862135-2

Bord med balje og plate

plast, BxD 61x57 cm



str 1

31861121

str 2**31861122**

str 3

31861123

str 4

31861124

str 5

31861125

X

Kan kombineres med:

Armstøtte for bord, plast

Lekebøyle for bord, plast



31861131

31861135

Bordplast, grått
44x34 cmstr 1-5
one size

31862515

--

Forlenger til sentersøylen 80 mm

max 2 stk pr. størrelse

str 1-5
one size

31861480

--

Mageplate

13x9 cm

stl 1-5
one size

31861411

--

Rygg/rumpestøtte

13x9 cm

str 1-5
one size

31861401

--

**Stangsystem til
hodestøtte**

20 cm

33 cm

str 1

31861424-3

str 2

31861424-4



For hodestøtte, bestilles separat

Bryststøtte

15 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

25-32 x 10,5 x 16 cm

str.1, fast

31861701

str 1

31861704

str 2-3**31861702**

str 4-5

31861703

X

Bryststøtte, tykk polstring formbar



str 1	31861801
str 2-3	31861802
str 4	31861803

Hoftestøtte, foran



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861601
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861602
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861603

X

Hoftestøtte, rotasjon



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861611
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861612
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861613

Hoftestøtte, bak



15 x 7,5 x 7,5 cm str 1	31861501
20-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861502
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861503

Hoftestøtte, omsluttende

Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm
Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm
Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm



Small	31861610
Medium	31861620
Large	31861630

Bryststøtte omsluttende



Mål indre omkrets:
47-64 cm
67-78 cm
87-114 cm

Small	31861810
Medium	31861820
Large	31861830

Trekk til omsluttende bryst- og hoftestøtte



Small	31869810-160
Medium	31869820-260
Large	31869830-360

Mellomstykke



S	5,5x11 cm	str 2-5	31861421
L	5,5x16 cm	str 2-5	31861422

Knestøtte, enkel

H6 x W6 cm str 1	31861301
H7 x W8 cm str 2-3	31861302
H7 x W10 cm str 4-5	31861303

X

Knestøtte, to- delt

W 7,5 cm str 1	31861311
W 9,5 cm str 2-3	31861312
W 11,5 cm str 4-5	31861313

Formede sandaler, justerbare med rem og polstring

Small str. 1	31869490-RT
Medium str. 2-3	31869491-RT
Large str. 4-5	31869492-RT

Formede fotsandaler

17,5 cm	str 0	3186149
21,5 cm	str 1+2	3186147
24 cm	str 3	3186148

Fotremmer, par

Borrelås	3185102
plastspenne	3185096

Flip-opp sandal

for hel fotplate



9,5 x 20 cm	str 1	31861221
11,5x24 cm	str 2-3	31861222
15x30 cm	str 4-5	31861223

Delte fotplater med flip-opp sandaler

9,5x20 cm	str 1	31861201
11,5x24 cm	stl 2-3	31861202

Hælkappe**BxH 10x4 cm**
BxH 14,5x4 cm**S**
L**31861251**
31861252**Fotplate**31 x 30 cm
43 x 36 cmStr 1
Str 2-531861211
31861212

R82 Toucan str. 3

Bruker : _____

Terapeut : _____

Telefon: _____

Dato : _____

HMS : _____

Beskrivelse	Str	Artikkelnr.
-------------	-----	-------------

Ståstativ Toucan standard utførelse



Blå

str 3

3286113

☒

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og markert med X i firkantboks

Deler	Beskrivelse
Standardutførelse	
Chassi:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 formbare
Hælkappe:	Justerbare
Hjul:	Skatehjul med lås
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Farge :	Str.1 rød Str.2-3 blå Str.4-5 silver
Bord :	Med balje og plate i plast

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og X i firkantboks

Artikkel	Art nr
Bord med lekekasse BxHxD 31x9x10	str 1-5 one size 31862501


☐

Polstringsplate

med ulike str på buen inkl overdrag

**Utskjæring**

Firkant 400 mm

Lite bue 280 mm

Stor bue 350 mm

31862135-0

31862135-1

31862135-2

☐
☐
☐
Bord med kasse og plate

plast, BxD 61x57 cm



str 1

31861121

str 2

31861122

str 3**31861123**

str 4

31861124

str 5

31861125

☐
☐
☒
☐
☐
Kan kombineres med med:

Armstøtte for bord, plast

Lekebøyle for bord, plast



31861131

31861135

☐
☐
Bordplast, grått
44x34 cmstr 1-5
one size

31862515

☐
Forlenger til sentersøylen 80 mm

max 2 stk pr. størrelse

str 1-5
one size

31861480

☐
Mageplate

13x9 cm

stl 1-5
one size

31861411

☐
Rygg/rumpestøtte

13x9 cm

str 1-5
one size

31861401

☐
**Stangsystem til
hodestøtte**20 cm
33 cmstr 1
str 2

31861424-3

31861424-4



For hodestøtte, bestilles separat

☐
☐
Bryststøtte

15 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

25-32 x 10,5 x 16 cm

str.1, fast

str 1

str 2-3

str 4-5

31861701

31861704

31861702

31861703

☐
☐
☒
☐

Bryststøtte, tykk polstring formbar		str 1	31861801	☐
		str 2-3	31861802	☐
		str 4	31861803	☐

Hoftestøtte, foran



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861601
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861602
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861603

☐
☒
☐

Hoftestøtte, rotasjon



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861611
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861612
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861613

☐
☐
☐

Hoftestøtte, bak



15 x 7,5 x 7,5 cm str 1	31861501
20-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861502
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861503

☐
☐
☐

Hoftestøtte, omsluttende

Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm
Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm
Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm



Small	31861610
Medium	31861620
Large	31861630

☐
☐
☐

Bryststøtte omsluttende



Mål indre omkrets:

47-64 cm	Small	31861810
67-78 cm	Medium	31861820
87-114 cm	Large	31861830

☐
☐
☐

Trekk til omsluttende bryst- og hoftestøtte



Small	31869810-160
Medium	31869820-260
Large	31869830-360

☐
☐
☐

Mellomstykke



S	5,5x11 cm	str 2-5	31861421
L	5,5x16 cm	str 2-5	31861422

☐
☐

Knestøtte, enkel

H6 x W6 cm str 1	31861301
H7 x W8 cm str 2-3	31861302
H7 x W10 cm str 4-5	31861303

X

Knestøtte, to-delt

W 7,5 cm str 1	31861311
W 9,5 cm str 2-3	31861312
W 11,5 cm str 4-5	31861313

Formede sandaler, justerbare med rem og polstring

Small str. 1	31869490-RT
Medium str. 2-3	31869491-RT
Large str. 4-5	31869492-RT

Formede fotsandaler

17,5 cm	str 0	3186149
21,5 cm	str 1+2	3186147
24 cm	str 3	3186148

Fotremmer, par

Borrelås	3185102
plastspenne	3185096

Flip-opp sandal

for hel fotplate



9,5 x 20 cm	str 1	31861221
11,5x24 cm	str 2-3	31861222
15x30 cm	str 4-5	31861223

Delte fotplater med flip-opp sandaler

9,5x20 cm	str 1	31861201
11,5x24 cm	str 2-3	31861202

Hælkappe

BxH 10x4 cm
BxH 14,5x4 cm

S
L

31861251
31861252



Fotplate

31 x 30 cm
43 x 36 cm

Str 1
Str 2-5

31861211
31861212



R82 Toucan str. 4

Bruker : _____

Terapeut : _____

Telefon: _____

Dato : _____

HMS : _____

Beskrivelse

Str

Artikkelnr.

Ståstativ Toucan standard utførelse



Sølv

str 4

3286114

☒

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og markert med X i firkantboks

Deler	Beskrivelse
Standardutførelse	
Chassi:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str.2-4 formbare
Hælstoppere:	Justerbare
Hjul:	Skatehjul med lås
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Farge :	Str.1 rød Str.2-3 blå Str.4-5 silver
Bord :	Med balje og plate i plast

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og X i firkantboks

Artikkel	Art nr
Bord med lekekasse BxHxD 31x9x10	str 1-5 one size 31862501
	☐

Polstringsplate

med ulike str på buen inkl overdrag

**Utskjæring**

Firkant 400 mm

Lite bue 280 mm

Stor bue 350 mm

31862135-0

31862135-1

31862135-2

Bord med kasse og plate

plast, BxD 61x57 cm



str 1

31861121

str 2

31861122

str 3

31861123

str 4**31861124**

str 5

31861125

X

Kan kombineres med med:

Armstøtte for bord, plast

Lekebøyle for bord, plast



31861131

31861135

Bord

plast, grått

44x34 cm

str 1-5

one size

31862515

--

Forlenger til sentersøylen 80 mm

maks 2 stk pr. størrelse



str 1-5

one size

31861480

--

Mageplate

13x9 cm

str 1-5

one size

31861411

--

Rygg/rumpestøtte

13x9 cm



str 1-5

one size

31861401

--

**Stangsystem til
hodestøtte**

20 cm

33 cm

str 1

31861424-3

str 2

31861424-4



For hodestøtte, bestilles separat

Bryststøtte

15 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

20-27 x 7,5 x 11 cm

25-32 x 10,5 x 16 cm

str.1, fast

31861701

str 1

31861704

str 2-3

31861702

str 4-5**31861703**

X

**Bryststøtte, tykk polstring
formbar**



str 1	31861801
str 2-3	31861802
str 4	31861803

Hoftestøtte, foran



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861601
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861602
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861603

X

Hoftestøtte, rotasjon



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861611
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861612
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861613

Hoftestøtte, bak



15 x 7,5 x 7,5 cm str 1	31861501
20-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861502
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861503

Hoftestøtte, omsluttende

Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm
Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm
Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm



Small	31861610
Medium	31861620
Large	31861630

**Bryststøtte
omsluttende**



Mått inre omrkets:
47-64 cm
67-78 cm
87-114 cm

Small	31861810
Medium	31861820
Large	31861830

**Trekk til omsluttende
bryst- og hoftestøtte**



Small	31869810-160
Medium	31869820-260
Large	31869830-360

Mellomstykke



S	5,5x11 cm	str 2-5	31861421
L	5,5x16 cm	str 2-5	31861422

Knestøtte, enkel

H6 x W6 cm str 1	31861301
H7 x W8 cm str 2-3	31861302
H7 x W10 cm str 4-5	31861303

X

Knestøtte, to- delt

W 7,5 cm str 1	31861311
W 9,5 cm str 2-3	31861312
W 11,5 cm str 4-5	31861313

Formede sandaler, justerbare med rem og polstring

Small str. 1	31869490-RT
Medium str. 2-3	31869491-RT
Large str. 4-5	31869492-RT

Formede fotsandaler

17,5 cm	str 0	3186149
21,5 cm	str 1+2	3186147
24 cm	str 3	3186148

Fotremmer, par

Borrelås	3185102
plastspenne	3185096

Flip-opp sandal for hel fotplate

9,5 x 20 cm	str 1	31861221
11,5x24 cm	str 2-3	31861222
15x30 cm	str 4-5	31861223

Delte fotplater med flip-opp sandaler

9,5x20 cm	str 1	31861201
11,5x24 cm	str 2-3	31861202

Hælkappe

BxH 10x4 cm
BxH 14,5x4 cm

S
L

31861251
31861252



Fotplate

31 x 30 cm
43 x 36 cm

Str 1
Str 2-5

31861211
31861212



R82 Toucan str. 5

Bruker : _____

Terapeut : _____

Telefon: _____

Dato : _____

HMS : _____

Beskrivelse

Str

Artikkelnr.

Ståstativ Toucan standard utførelse



Sølv

str 5

3286115

x

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og merket med X i firkantboks

Deler	Beskrivelse
Standardutførelse	
Chassi:	Aluminium
Bryststøtte:	Inkl. festereim
Hoftestøtte:	Inkl. festereim
Knestøtter:	str.1 faste, str. 2-4 formbare
Hælstoppere:	Justerbare
Hjul:	Skatehjul med lås
Fotplate:	Høyde og vinkeljusterbar, mål 31x30 cm (str 1), 43x36 cm (str 2-4)
Farge :	Str.1 gul Str.2 blå Str.3 grå Str.4 silver
Bord :	Med balje og plate i plast

Standard tilbehør er uthevet i protokollen og X i firkantboks

Artikkel	Art nr
Bord med lekekasse	str 1-5
BxHxD	one size
31x9x10	31862501

Polstringsplate

med ulike str på buen inkl overdrag

**Utskjæring**

Firkant 400 mm

Lite bue 280 mm

Stor bue 350 mm

31862135-0

31862135-1

31862135-2

Bord med kasse og plate

plast, BxD 61x57 cm



str 1

31861121

str 2

31861122

str 3

31861123

str 4

31861124

str 5**31861125**

X

Kan kombineres med med:

Armstøtte for bord, plast

Lekebøyle for bord, plast



31861131

31861135

Bord

plast, grått

44x34 cm

str 1-5

one size

31862515



--

Forlenger til sentersøylen 80 mm

max 2 stk pr. størrelse



str 1-5

one size

31861480

--

Mageplate

13x9 cm

str 1-5

one size

31861411



--

Rygg/rumpestøtte

13x9 cm



str 1-5

one size

31861401

--

**Stangsystem til
hodestøtte**

20 cm

33 cm

str 1

31861424-3

str 2

31861424-4



For hodestøtte, bestilles separat

Bryststøtte

15 x 7,5 x 11 cm

str.1, fast

31861701

20-27 x 7,5 x 11 cm

str 1

31861704

20-27 x 7,5 x 11 cm

str 2-3

31861702

25-32 x 10,5 x 16 cm

str 4-5**31861703**

X

Bryststøtte, tykk polstring formbar



str 1	31861801
str 2-3	31861802
str 4	31861803

Hoftestøtte, foran



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861601
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861602
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861603

X

Hoftestøtte, rotasjon



15,5 x 7,5 x 11 cm str 1	31861611
22-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861612
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861613

Hoftestøtte, bak



15 x 7,5 x 7,5 cm str 1	31861501
20-27 x 7,5 x 11 cm str 2-3	31861502
25-32 x 10,5 x 16 cm str 4-5	31861503

Hoftestøtte, omsluttende

Small: Omkrets 47-64 cm, H 8,5 cm
Medium: Omkrets 67-78 cm, H 11 cm
Large: Omkrets 87-114 cm, H 14 cm



Small	31861610
Medium	31861620
Large	31861630

Bryststøtte omsluttende



Mått inre omrkets:
47-64 cm
67-78 cm
87-114 cm

Small	31861810
Medium	31861820
Large	31861830

Trekk til omsluttende bryst- og hoftestøtte



Small	31869810-160
Medium	31869820-260
Large	31869830-360

Mellomstykke



S	5,5x11 cm	str 2-5	31861421
L	5,5x16 cm	str 2-5	31861422

Knestøtte, enkel

H6 x W6 cm str 1	31861301
H7 x W8 cm str 2-3	31861302
H7 x W10 cm str 4-5	31861303

X

Knestøtte, to- delt

W 7,5 cm str 1	31861311
W 9,5 cm str 2-3	31861312
W 11,5 cm str 4-5	31861313

Formede sandaler, justerbare med rem og polstring

Small str. 1	31869490-RT
Medium str. 2-3	31869491-RT
Large str. 4-5	31869492-RT

Formede fotsandaler

17,5 cm	str 0	3186149
21,5 cm	str 1+2	3186147
24 cm	str 3	3186148

Fotremmer, par

Borrelås	3185102
plastspenne	3185096

Flip-opp sandal for hel fotplate

9,5 x 20 cm	str 1	31861221
11,5x24 cm	str 2-3	31861222
15x30 cm	str 4-5	31861223

Delte fotplater med flip-opp sandaler

9,5x20 cm	str 1	31861201
11,5x24 cm	str 2-3	31861202

Hælstoppere



BxH 10x4 cm
BxH 14,5x4 cm

S
L

31861251
31861252



Fotplate



31 x 30 cm
43 x 36 cm

Str 1
Str 2-5

31861211
31861212

