

Utprøvningsprotokoll

Etac Xact

Gjelder fra 1. mai 2025



Xact

Standard er markert med fet skrift og/eller markert med X


Utprøvd av: _____

Bruker: _____

Telefon: _____

Dato: _____


Artikkel nr	Setebredde	Setelengde	Mulig setedybde	
13250101	35 cm	Standard	38-46 cm	
13250102	35 cm	Kort	35-43 cm	
13250103	37.5 cm	Standard	38-46 cm	
13250104	37.5 cm	Kort	35-43 cm	
13250105	40 cm	Standard	38-46 cm	
13250106	40 cm	Kort	35-43 cm	
13250107	42.5 cm	Standard	38-46 cm	
13250108	42.5 cm	Kort	35-43 cm	
13250109	45 cm	Standard	38-46 cm	
13250110	45 cm	Kort	35-43 cm	
13250111	47.5 cm	Standard	38-46 cm	
13250112	47.5 cm	Kort	35-43 cm	
13250113	50 cm	Standard	38-46 cm	
13250114	50 cm	Kort	35-43 cm	
Chassisfarge			01 Svart	std

Standard og tilvalg Xact				
Artikkel	Konfig.nr for produksjon		Artikkel nr	
3A Ryggssystem inkl. velcroygg regulerbar Lumbal -16° – +16° Ryggvinkel -14° – +11° Rygghøyde 32-45 cm			std	
Velcroygg	Standard regulerbar	35-40 cm	62953-60	std
		42.5-50 cm	62954-60	std
Ryggoverdrag 	Airmesh	35 cm	63204-68	std
		37.5 cm	63205-68	std
		40 cm	63206-68	std
		42.5 cm	63207-68	std
		45 cm	63208-68	std
		47.5 cm	63209-68	std
		50 cm	63210-68	std
Setetrekk	Xact	35 cm	63362-60	std
		37.5 cm	63363-60	std
		40 cm	63364-60	std
		42.5 cm	63365-60	std
		45 cm	63366-60	std
		47.5 cm	63367-60	std
		50 cm	63368-60	std

Artikkel	Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr
----------	-----------------------------	-------------

Setehøyde

Setevinkel 4°

Framgafflar och länkhjulspositioner			Bakaxelfästen och drivhjulspositioner				
			Standard		Högt		
XS	S	S+25	E	D	C	B	A
 1XS 2XS 3XS	 1S 2S 3S 4S	 3S+25 4S+25					

Sitshöjdstabell									
									
		4"	5"	6"	20"	22"	24"	25"	Modell
375	405	1XS			E				1
388	418	2XS			D				1
400	430	3XS	1S		C	E			2
413	443		2S	1S	B	D			2
425	455		3S	2S	A	C	E		3
438	468		4S	3S		B	D	E	3
450	480		3S+25	4S		A	C	D	3
463	493		4S+25	3S+25			B	C	4
475	505			4S+25			A	B	4

Setehøyde

bak	fram	
375	405	43630
388	418	43631
400	430	43632
413	443	43633
425	455	43634
438	468	43635
450	480	43636
463	493	43637
475	505	43638

Bakakselfeste Camber 2,2°

Standard	43678	24004	X
Høyt	43679	24019	

Svinghjul

4"/100 x 34	83344	28919	
5"/125 x 28	83867	27299	X
5"/124 x 34	83345	28921	
6"/150 x 34	83346	28922	

Framgaffel inkl aksel



XS		28923	
S		28924	X
S+25		28925	



Tippesikring Aktiv





Uten tippesikring	22166		
Med Tippesikring			X



Modell 1	43641	24163	
Modell 2	43642	24164	
Modell 3	43643	24165	X
Modell 4	43644	24166	

Artikkel		Konfig.nr for produksjon		Artikkel nr		
Drivhjul						
hurtigkoblende med drivring		20"				
C6	Høytrykk/aluminium			83908	☐	
C6	Høytrykk/plastet			83884	☐	
C6	Massivt/aluminium			83885	☐	
C6	Massivt/plastet			83911	☐	
C5	Ledsagerbrems Massivt/aluminium	43682		81337	☐	
		22"				
Maxx	Høytrykk/hardanodisert aluminium "Speedlite"			28956	☐	
Maxx	Høytrykk/plastet "Speedlite"			28957	☐	
Maxx	Høytrykk punkteringsbeskyttelse/hardanodisert aluminium, hø/ve	43703		24052-1/2	☐	
Maxx	Høytrykk punkteringsbeskyttelse/plastet, hø/ve "Trailblazer"	43704		24053-1/2	☐	
C6	Massivt/aluminium			83882	☐	
C6	Massivt/plastet			83883	☐	
C5	Ledsagerbrems Høytrykk/aluminium	43681		81342	☐	
C5	Ledsagerbrems Massivt/aluminium	43707		81339	☐	
		24"				
Maxx	Høytrykk/hardanodisert aluminium "Speedlite"			28950	☒	
Maxx	Høytrykk/plastet "Speedlite"			28951	☐	
Maxx	Høytrykk punkteringsbeskyttelse/hardanodisert aluminium, hø/ve	43699		28952-1/2	☐	
Maxx	Høytrykk punkteringsbeskyttelse/plastet, hø/ve "Trailblazer"	43700		28953-1/2	☐	
C6	Massivt/aluminium			83876	☐	
C6	Massivt/plastet			83878	☐	
C5	Ledsagerbrems Høytrykk/aluminium	43680		28625	☐	
C5	Ledsagerbrems Massivt/aluminium	43706		81346	☐	
		25"				
Maxx	Høytrykk punkteringsbeskyttelse/hardanodisert aluminium, hø/ve	43701		28964-1/2	☐	
Maxx	Høytrykk punkteringsbeskyttelse/plastet, hø/ve "Trailblazer"	43702		28965-1/2	☐	
		QR-aksel D12,7x99		83492	☒	
Aksel ledsagerbrems (C5) Cr/Tw/M100 135mm QR				81325	☐	
Brems		Saksebrems	hø/ve	289150-1/-2	28915-1/-2	☒
		Kneleddsbrems med rødt håndtak	hø/ve	289160-1/-2	28916-1/-2	☐
		Kneleddsbrems med svart håndtak	hø/ve	289170-1/-2	28917-1/-2	☐
		Enhåndsbrems kompl	høyre		28918-1	☐
			venstre		28918-2	☐
Benstøtter		Uten høyre		22148		☐
		Uten venstre		22149		☐
		Aktiv (lettvekt, spiss vinkel)	antall: _____	28888		☒
		Spiss vinkel korte	antall: _____	25571-01		☐
		Vinkelregulerbare mod 3				
		inkl oppfellbar leggplate	antall: _____	26100		☐
		Amputasjonsbenstøtte grå velour	antall: _____	25516-60		☐
		hygiene	antall: _____	25516-63		☐





Artikkel			Konfig.nr for produksjon	Artikkel nr	
Fotplater (hø/ve -1/-2)   	Uten høyre		22150		☐
	Uten venstre		22151		☐
	Delte oppfellbare Regulerbar høyde, justerbar vinkel og dybde	35 cm		25653-1/2	☒
		37.5 cm		25654-1/2	☒
		40 cm		25655-1/2	☒
		42.5 cm		25656-1/2	☒
		45 cm		25657-1/2	☒
		47.5 cm		25738-1/2	☒
		50 cm		25658-1/2	☒
	Delte oppfellbare som over med lengre innfestingsrør +8 cm	35 cm		25641-1/2	☐
		37.5 cm		25642-1/2	☐
		40 cm		25643-1/2	☐
		42.5 cm		25644-1/2	☐
		45 cm		25645-1/2	☐
		47.5 cm		25736-1/2	☐
		50 cm		25646-1/2	☐
	Hel fotplate kompl	35-37.5 cm		25936	☐
		40-50 cm		25937	☐
Kjørehåndtak 	Høyderegulerbare	Aktiv	43688	28873	☐
	Hreg til ledsagerbrems 100 mm (fester bestilles separat)		23540		☐
	Faste (fester bestilles separat)		43689	28875	☒
	Ut- og innsvingbare (fester bestilles separat)		43733	24591	☐
	Fester til kjørehåndtak (stykk)			28676	☐
Kjørebøyle *Høyderegulerbar Høyde- og vinkelregulerbar 	OBS! En str. mindre enn stolbredde	Stolbredde			
	32,5 cm	35 cm		*27433-01	☐
	35 cm	37.5 cm		27161	☐
	37,5 cm	40 cm		27162	☐
	40 cm	42.5 cm		27163	☐
	42,5 cm	45 cm		27164	☐
	45 cm	47.5 cm		27165	☐
	47,5 cm	50 cm		27166	☐
Armstøtter 	Uten høyre		22178		☐
	Uten venstre		22179		☐
	Aktiv 25 cm	høyre/venstre	288550-1/2	28855-1/-2	☒
	Aktiv 38 cm	høyre/venstre	288560-1/-2	28856-1/-2	☐
	Klesbeskytter aktiv profil 200 mm	høyre	245920-1	24592-1	☐
		venstre	245920-2	24592-2	☐



Artikkel		Konfig.nr for produksjon		Artikkel nr		
Tilbehør Xact						
Hodestøtte Mont på kjørebøyle /hodestøttefeste for tverstag 3A		trad jø hygiene grå	26x14 cm inkl turtlestag 350 mm	28534-65	☐	
		trad jø grå velour	26x14 cm inkl turtlestag 350 mm	28534-60	☐	
		Hodestøtte med sidestøtte	hygiene grå inkl turtlestag 350 mm	28536-65	☐	
		Hodestøtte med sidestøtte <i>Regulerbare i høyde, dybde, vinkel og sideveis</i>	grå velour inkl turtlestag 350 mm	28536-60	☐	
		Hodestøttefeste for tverstag kompl Crossrygg 3A, mod 4	Stolbredde			☐
			35 cm	28125	☐	
			37.5 cm	28126	☐	
			40 cm	28127	☐	
			42.5 cm	28128	☐	
			45 cm	28129	☐	
		47.5 cm	28130	☐		
	50 cm	28131	☐			
	Minnefunksjon for hodestøtte		28564	☐		
	Ryggforlenger <i>(for høy rygg)</i>	35-40 cm	28658	☐		
		42.5-50 cm	28659	☐		
Ryggoverdrag 	Grå velour	35 cm	62941-60	☐		
		37.5 cm	62942-60	☐		
		40 cm	62943-60	☐		
		42.5 cm	62944-60	☐		
		45 cm	62945-60	☐		
		47.5 cm	62946-60	☐		
		50 cm	62947-60	☐		
	Grå velour Høy rygg	35 cm	63020-60	☐		
		37.5 cm	63021-60	☐		
		40 cm	63022-60	☐		
		42.5 cm	63023-60	☐		
		45 cm	63024-60	☐		
		47.5 cm	63025-60	☐		
		50 cm	63026-60	☐		
Ryggkile stk		kort	15 cm	antall: _____	63012-60	☐
		lang	30 cm	antall: _____	63013-60	☐
Sidepute 	Gir lett støtte sideveis. (Kombineres med armstøtte samt sidestopp ved behov)		høyre	63171-60-1	☐	
			venstre	63171-60-2	☐	
Komfortkile stk		Polyetenskum.	9x2x13 cm (BxHxL)	antall: _____	28030	☐
		Kan klippes til ønsket passform.	11x2x18.5 cm (BxHxL)	antall: _____	28139	☐
			17.5x2.5x20 cm (BxHxL)	antall: _____	28140	☐
Komfortkile setepute	Universal 		35-37.5 cm		80714	☐
			40-45 cm		80715	☐
			47.5-52.5 cm		80779	☐
Setepute 	Universal grå		35 cm	62230-60	☐	
	Grå velour, 50 cm lang,		37.5 cm	62231-60	☐	
	anatomisk formet, kappes til		40 cm	62232-60	☐	
	ønsket setedybde.		42.5 cm	62233-60	☐	
			45 cm	62234-60	☐	
			47.5 cm	62374-60	☐	
			50 cm	62266-60	☐	

Artikkel

Konfig.nr
for produksjon

Artikkel nr

	Tidy (hygiene)	35 cm	63130-63			
	Avtørkbar	37.5 cm	63131-63			
		40 cm	63132-63			
		42.5 cm	63133-63			
		45 cm	63134-63			
		47.5 cm	63135-63			
		50 cm	63136-63			
Polstring aktiv	Til armstøtte og klesbeskytter aktiv	høyre	63373-1			
		venstre	63373-2			
Bremseapakforlenger	til kneleddsbrems		25515			
Feste posisjoneringsbelte	kpl par		28933			
Setedybdesats	kpl		kort	24624		
			std	24625		
Breddingssats	Utflytting av armstøtter, brems og drivhjul 6 mm pr side (øker totalbredden med 12 mm)			24079		
Hjulskjermer	karbonfiber, profil 155 mm		S høyre	24091-1		
	20" (pneu.)	22" (pneu.)	24" (pneu.)	25" (pneu.)	S venstre	24091-2
					M høyre	24092-1
					M venstre	24092-2
					L høyre	24093-1
					L venstre	24093-2
	E	S	M	M	L	
	D	S	S	M	L	
	C	S*	S	M	M	
	B	S**	S*	S	M	
	A	S**	S**	S	-	
						
Enarmsdrift QR:	Drivenhet enarmsdrift	20"	84101			
		22"	84102			
		24"	84103			
	Monteringssats enarmsdrift	Xact	24071			
	Teleskopaksel enarmsdrift	1	24171			
2		24172				
3		24173				
4		24174				
	Tverstag enarmsdrift	B35 cm	24072			
B37,5 cm		24073				
B40 cm		24074				
B42,5 cm		24075				
B45 cm		24076				
B47,5 cm		24077				
		B50 cm	24078			
	Spiss vinkel		antall: _____	25570-01		
	Spiss vinkel	låsbare	antall: _____	25573-01		
	Spiss vinkel korte	låsbare	antall: _____	25572-01		

Artikkel			Konfig.nr for produksjon		Artikkel nr	
Leggbånd		Avtagbart og delbart	35-37.5 cm		25356	☐
		nylon	40-42.5 cm		25357	☐
			45-47.5 cm		25358	☐
			50-52.5 cm		25359	☐
Polstring til leggbånd			20 cm		26845	☐
			30 cm		26846	☐
			40 cm		26847	☐
Fotplater		Forlengingsdel (Monteres på standard fotplate)	40-42.5 cm	antall: _____	50798	☐
			45-47.5 cm	antall: _____	50799	☐
			50-52.5 cm	antall: _____	50800	☐
Hælbånd		Til delte fotplater	hø/ve	antall: _____	24458	☐
Eikebeskyttelse		Xact (Max og C6)	20"	antall: _____	28934	☐
			22"	antall: _____	28935	☐
			24"	antall: _____	28936	☐
Eikebeskyttelse ledsagerbrems (C5)			20"	antall: _____	28816-28	☐
			22"	antall: _____	28817-28	☐
			24"	antall: _____	28818-28	☐
Krykkeholder		Xact			28932	☐
					høyre	☐
					venstre	☐