

Etac Cross 5 XL

Utprøvningsprotokoll



Skaper muligheter

OBS! Utprøvningsprotokollen må lagres lokalt før den fylles ut og sendes elektronisk

Kontaktperson

Bruker

Telefon

Dato


 [Begrensninger finnes](#)

[Avmerkede valg er standard konfigurasjon](#)



Setebredde


Kort ramme (cm)



Setedybde 36-42 (-49*) cm
Måles fra ryggør
(*med 3A rygg)

47,5	13123411
50	13123413
52,5	13123415
55	13123417
57,5	13123419
60	13123421

Lang ramme (cm)



Setedybde 42-48 (-55*) cm
Måles fra ryggør
(*med 3A rygg)


47,5	13123412
50	13123414
52,5	13123416
55	13123418
57,5	13123420
60	13123422

Rammefarge

Svart

-01

Ryggstøtte Cross 3A




Lumbalvinkel

Ryggvinkel

3A rygg inkl seteforlenger og tverrstag
Lumbalvinkel justerbar -8° – +18° (std +7°)
Ryggvinkel justerbar -5° – +20° (std +2°)

Rygghøyde std 32-45 cm (std 40 cm)
Rygghøyde høy 38-51 cm (std 46 cm)

Overdrag



AirMesh



Standard

Komfort

Hygieneoverdrag Tidy

Cross 2 rygg for separat ryggssystem

Trinnløs justerbar rygg høyde 30-45 cm, standard 35 cm, inkl tverrstag

Justerbar ryggvinkel -5 – +15°, standard +2° = 92° mellom rygg og sete

Overdrag

Standard

Komfort

Kjørehåndtak/kjørebøyle




Kjørehåndtak, avtagbare, høyderegulerbare

27589-01

Kjørebøyle, avtagbar, høyderegulerbar

Sete



Setetrek, regulerbar setedybde 6 cm

Seteplate, avtagbar

Brems



Standard med rødt håndtak

Høyre
27528-1

Venstre
27528-2

Standard med sort håndtak

Høyre
27532-1

Venstre
27532-2

Bremsespakforlenger, nedfellbar

Høyre
27530-1

Venstre
27530-2

Enhåndsbrems


Høyre
27531-1

Venstre
27531-2

Ledsagerbrems



Benstøtte



Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel

27574-01

Høyre






Venstre

Sort, avtagbar/svingbar standard vinkel.
Med låsing


27575-01

Høyre

Venstre

	Mod 3 med oppfellbar leggplate med to høydeinnstillinger. Fra 40 cm setebredde (med to benstøtter)	26100	Høyre		Venstre
	Trekkglassplate For vinkelregulerbar benstøtte mod.3		Grå velour	Oppgi antall	st 62762-60
			Sort Dartex	Oppgi antall	st 62762-63
	Vinkelregulerbar mod 1 uten leggplate	25660-01	Høyre		Venstre
	Vinkelregulerbar mod 3 uten leggplate	27149	Høyre		Venstre
	Putekonsoll uten leggplate	24544-01	Høyre		Venstre
	Putekonsoll oppfellbar uten leggplate	27322-01	Høyre		Venstre
	Leggplate til putekonsoll		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte - velourtrek Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsbenstøtte- sort Dartex Justerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis		Høyre		Venstre
	Amputasjonsvekt Kan kombineres med amputasjonsbenstøtte	26876	Høyre		Venstre
	Gipsbenstøtte for rett knevinkel. Putene er justerbare i dybde		Høyre 27417-1		Venstre 27417-2

Fotplater

	Dybde 13 cm. Oppfellbare. Justerbare i dybde, vinkel og regulerbare i høyde.	Standard innfestningsrør	25 cm
		Langt innfestningsrør (+10 cm)	35 cm
	Hel fotplate	Oppfellbar, justerbar i vinkel	17 cm

Drivhjul 24" (standard)

Luft høytrykk 1"

Massivt

Driving

Aluminium

Rustfri

Cellegummi

Plastbelagt

Drivhjul 20"

Luft 1 3/8" *(ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)*

Massivt


Driving

Aluminium

Rustfri

Cellegummi


Plastbelagt

Drivhjul 22"		Driving
	Luft høytrykk 1"	Aluminium
	Massivt	Rustfri
		Cellegummi
		Plastbelagt
Drivhjul 24" karbon		Driving
	❗ <i>(ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)</i>	Plastbelagt
	Luft høytrykk 1"	Titan
		Aluminium
Drivhjul 26"		Driving
	Luft høytrykk 1"	Rustfri
Enarmsdrift drivenhet		❗ <i>(ikke i kombinasjon med ledsagerbrems)</i>
	20"	
	22"	
	24"	
	Monteres for drift	Høyre Venstre
Svinghjul		
	4" (100x30 mm) massivt	27870
	5" (125x30 mm) massivt	27865
	6" (150x30 mm) massivt (standard)	27863
	6,5" (165x30 mm) massivt	27866
	7" (175x45 mm) halvmassivt	27867
	8" (200x35 mm) halvmassivt	27864
Framgaffelfeste		
	Standard	80606
	Lav breddet	27207
	Breddet, flytter ut svinghjulene 3 cm/side for bedre plass	25763
Cambervinkel		0°
		2°


Setehøyde bak (cm)

	2° camber				0° camber			
	20"	22"	24"	26"	20"	22"	24"	26"
G	34 cm	36.5 cm	39 cm	-----				
F	36 cm	38.5 cm	41 cm	43 cm				
E	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm	38 cm	40.5 cm	43 cm	45 cm
D	40 cm	42.5 cm	45 cm	47 cm				
C	42 cm	44.5 cm	47 cm ✓	49 cm	42 cm	44.5 cm	47 cm	49 cm
B	44 cm	46.5 cm	49 cm	51 cm				
A	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm	46 cm	48.5 cm	51 cm	53 cm

Tippepunkt



Tippepunkt 0° camber




Setehøyde foran (cm)

Lårstøtte




Begrensninger: Med 24" hjul, ikke i drivhjulspøs B-G 1-2. Med 22" hjul, ikke idrivhjulspøs. C-F 1-2 og G1. Med 20" hjul, ikke i drivhjulspøs. E-F 1-2 og G1



For kort ramme

Høyre
27391-1


Venstre
27391-2



For lang ramme

Høyre
27392-1

Venstre
27392-2



Polster til lårstøtte, festes med borrelås

Høyre
82488-1

Venstre
82488-2

Skvettskjerm



I karbonfiber, justerbar i høyde og dybde for å passe til drivhjulsposisjon

Høyre
27397-1

Venstre
27397-2

Breddeøkningssats

Flytter ut armlene, brems og drivhjul 5 mm på hver side (passer ikke sammen med ledsagerbrems)


27533

Bord



Monteres med borrelås på lange armlener, transparent

Hemibord



Inkl. armlenspolster med påmontert borrelås

Kort armlen

Langt armlen



Antiskli til hemibord.

Oppgi antall

st

Hemibord nedfellbart



Nedfellbart, justerbart i dybde og bredde. Transparent. Inkl. feste.


Høyre
27352-1

Venstre
27352-2

Setepute



Anatomisk formet, trekk i grå velour, 56 cm lang, kappes til ønsket setedybde




Komfortkile. Gir større sittegrep (plasseres i lommen på setetrekket)

Sittepute Tidy



Hygienetrekk


Leggbånd



Avtagbart, regulerbart i lengde

Polstring for leggbånd

Forlengelsesdel til fotplate



Monteres på fotplater

SB 40-42,5

SB 45-47,5

Oppgi antall

st

50798

50799

SB 50

50800

Hælbånd



Regulerbar i lengde

24458

Høyre

Venstre

Posisjoneringsbelte




Med plastspenne, regulerbart.
To alternative festepunkter på rammen

Oppgi antall

st

25668

Hodestøtte



Polstret, regulerbar i høyde, dybde og vinkel.


Grå hygienetrekk

28223-65

Mørk grå velour

28223-60


Hodestøttebeslag



For kjørebøyle, komplett


25795

Hodestøttefeste



Tverrstag med integrert hodestøttefeste.

Avstiverbøyle rygg



Nedfellbar med klikklås (std. på Cross 5XL)

Tverrstag



Tverrstag montert i ryggør

Ryggkile



I mykt skum med grått trekk i velour

Kort 15 cm

Oppgi antall

st

63012-60

Lang 30 cm

Oppgi antall

st

63013-60

Komfortkile



Polyetenskum.

B x H x L

Small (Mod. 1)

9x2x13 cm

28030

Medium (Mod. 2)




11x2x18,5 cm

28139

Large (Mod. 3)

17,5x2,5x20 cm

28140

Sidepute					
	For sideveis stabilitet. Kombineres med Armstøtte og Sidestopp rett for ytterligere støtte.	Høyre		63171-60-1	
		Venstre		63171-60-2	
Sidestopp					
	Sidestopp rett eller vinklet. Kombineres med ryggkile, komfortkile eller sidepute. Sidestopp rett for økt sideveis støtte. Sidestopp vinklet for økt ryggbredde.	Sidestopp rett	Oppgi antall	St	28136
		Sidestopp vinklet, liten 15 mm	Oppgi antall	St	28137
		Sidestopp vinklet, stor 30 mm	Oppgi antall	St	28173
Sidestøtte, svingbar		Høyre		Venstre	
	NYHET Svingbar sidestøtte m/ulike breddealternativer. Finnes i tre ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm smalere enn stolbredde på hver side.	0 mm	28181-1	0 mm	28181-2
		-15 mm	28180-1	-15 mm	28180-2
		-45 mm	28141-1	-45 mm	28141-2
		Sidestøtte, regulerbar			
	Bredderegulerbar sidestøtte, avtagbar. Finnes i fire ulike utgangsbredder. Oppgitte mål = antall mm bredere/smalere enn stolbredde på hver side.			+ 15 mm	28143
				0 mm	28142
				- 15 mm	28144
				- 45 mm	28145
Sidestøtte					
	Dartex, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H10 L15	Oppgi antall		st	27395
	PUR, fast, justerbar i høyde, dybde og bredde. H9 L19	Oppgi antall		st	27917
Sidestøtte					
	PUR utsvingbar og justerbar i høyde og dybde	Medium, buet H6.5 L17	Høyre	27915-1	
			Venstre	27915-2	
		Stor, buet H9 L19	Høyre	27916-1	
			Venstre	27916-2	
Tippesikring					
	Oppfellbar, multijusterbar				27526
Krykkeholder					
	Universal	27327	Høyre	Venstre	
Eikebeskytter					
	Grått trykk Etac				
Tetra quick release adapter					
	Oppgi antall		st	24051-01	
Verktøysett					
	Leveres ikke som standard				25174