

R82 x:panda shape

Kunde: _____ Merkes: _____

Kontaktperson: _____ Telefon/e-post: _____

Etac rep: _____







Kommentarer:

Inngår i standard konfigur: ☐

Beskrivelse	Art.nr	HMS art.nr
x:panda shape str1 Sete med justerbar dynamisk rygg og hurtigkobling på rygg Kan justeres i tre setebredder: sb22 = effektiv sittebredde 12-18 med hoftestøtter sb26 = effektiv sittebredde 16-22 med hoftestøtter (std) sb30 = effektiv sittebredde 20-26 med hoftestøtter sd16-26 (std) . Kan etterjusteres til sd 22-32. rh32-42 (effektiv) Armlener, knestøtter indre og ytre, sittekiler, hoftebelte y-modell str liten Grå trekk sete/rygg, trekk hoftestøtter	3289221 	☐
x:panda shape str2 Sete med justerbar dynamisk rygg og hurtigkobling på rygg Kan justeres i fire setebredder sb28 = effektiv sittebredde 18-24 med hoftestøtte sb32 = effektiv sittebredde 22-28 med hoftestøtte (std) sb36 = effektiv sittebredde 26-32 med hoftestøtte sb40 = effektiv sittebredde 30-36 med hoftestøtte sd24-36 (std) . Kan etterjusteres til sd30-42. rh38-50 (effektiv) Armlener, knestøtter indre og ytre, sittekiler, hoftebelte y-modell str stor Grå trekk sete/rygg, trekk hoftestøtter	3289222 	☐
x:panda shape str3 Sete med justerbar dynamisk rygg og hurtigkobling på rygg Kan justeres i fire setebredder sb38 = effektiv sittebredde 28-34 med hoftestøtte sb42 = effektiv sittebredde 32-38 med hoftestøtte (std) sb46 = effektiv sittebredde 36-42 med hoftestøtte sb50 = effektiv sittebredde 40-46 med hoftestøtte sd35-49 (std) . Kan etterjusteres til sd41-55. rh47-60 (effektiv) Armlener, knestøtter indre og ytre, sittekiler, hoftebelte y-modell str xstor Grå trekk sete/rygg, trekk hoftestøtter	3289223 	☐

Informasjon

- Anbefalt
✓ Mulig valg


Beskrivelse	Art.nr	HMS art.nr		Str1	Str2	Str3
Fargevalg:						
NB: gjelder alle tekstildeler med fargevalg, der artikkelnr. ender med -XX	Tekstil, grå	-60	☐			
	Tekstil, rød	-50				
	Avtørkbar, sort	-70				
Ryggpute nedre del						
Setebredden avgjør valg av setepute og ryggpute nedre del						
	str1 22x12	31902120-XX	☐			
	str1 26x12	31902121-XX				
	str1 30x12	31902122-XX				
	str2 28x14	31902123-XX	☐			
str2 32x14	31902124-XX					
str2 36x14	31902125-XX					
str2 40x14	31902126-XX					
	str3 38x17	31902127-XX	☐			
str3 42x17	31902128-XX					
str3 46x17	31902129-XX					
str3 50x17	31902130-XX					
Setepute delt						
std						
Kombineres med knestøtter	str1 22x50	31901113-XX	☐			
	str1 26x50	31901114-XX				
	str1 30x50	31901115-XX				
	str2 28x65	31901116-XX	☐			
	str2 32x65	31901117-XX				
	str2 36x65	31901118-XX				
	str2 40x65	31901119-XX				
	str3 38x80	31901120-XX	☐			
str3 42x80	31901121-XX					
str3 46x80	31901122-XX					
str3 50x80	31901123-XX					

Setepute hel

Kan ikke kombineres med knestøtter




str 1 b25 d50	31901101-XX
str 2 b32 d65	31901105-XX
str 3 b42 d80	31901109-XX



Trekk til hoftestøtte


par, tekstil sort

str1	31905144-80
str2	31905145-80
str3	31905146-80



par, avtørkbar sort

str1	31905144-70
str2	31905145-70
str3	31905146-70



Øvre del av rygg - Guide for valg av størrelse på ryggplate

Mål bruker fra setepute til skulder

Måletabell ryggghøyde (øvre rygg - bredde x høyde)	Personens ryggghøyde fra settepute (cm)		
	str1	str2	str3
b18-22 h14	28-37		
b18-26 h18	32-42	34-44	
b22-34 h22	36-47	38-49	42-53
b26-38 h27	41-52	43-56	47-60
b30-42 h34		50-63	54-69

* Mellomstykke nødvendig dersom ryggen heves mer enn 6cm. Se artikkelnummer lenger ned i protokollen.

Rygg øvre


uten pute

inkl brakett for

bred montering fixlock

31905068

	b18-22 h14	31905072-W
std str1	b18-26 h18	31905073-W
std str2	b22-34 h22	31905074-W
std str3	b26-38 h27	31905075-W
	b30-42 h34	31905076-W



Ryggpute øvre

Velg ryggpute øvre i samme høyde som rygg øvre, og ønsket bredde basert på bolbredde

Tekstil grå



<i>std str1</i>	b18 h14	31902101-XX	☐	☐
	b22 h14	31902102-XX	☐	☐
	b18 h18	31902103-XX	☐	☐
	b22 h18	31902104-XX	☒	☐
<i>std str2</i>	b26 h18	31902105-XX	☐	☐
	b22 h22	31902106-XX	☐	☐
	b26 h22	31902107-XX	☐	☐
	b30 h22	31902108-XX	☒	☐
<i>std str3</i>	b34 h22	31902109-XX	☐	☐
	b26 h27	31902110-XX	☐	☐
	b30 h27	31902111-XX	☐	☐
	b34 h27	31902112-XX	☒	☐
	b38 h27	31902113-XX	☐	☐
	b30 h34	31902114-XX	☐	☐
	b34 h34	31902115-XX	☐	☐
	b38 h34	31902116-XX	☐	☐
	b42 h34	31902117-XX	☐	☐

Mellomstykke rygg

uten pute



Kan benyttes når ryggghøyden

heves mer enn 6cm, alt. for å

feste sidestøtter lavere på ryggen

str1 b18/22/26	31903100-1	☐	☐
str2 b22/26/30/34	31903100-2	☐	☐
str3 b30/34/38/42	31903100-3	☐	☐

Pute mellomstykke rygg

inkl sort trekk

b18 h5,5	31903011-80	☐	☐
b22 h5,5	31903012-80	☐	☐
b26 h5,5	31903013-80	☐	☐
b30 h5,5	31903014-80	☐	☐
b34 h5,5	31903015-80	☐	☐
b38 h5,5	31903016-80	☐	☐
b42 h5,5	31903017-80	☐	☐

Knestøtter

Knestøtter indre

par inkl sort trekk




std str1 **str1-2 d19 h19**
str2 d24 h24
str3 d24 h24

31905001-80

31905002-80

31905003-80



Sett knestøtter indre/ytre inkl kile

Ved sd16

sort

sort avtørkbar



d14 h9, kile l8

d14 h9, kile l8

31905000KIT-80

31905000KIT-70



*Skumkile for sittegrep

Abduksjonskloss

inkl trekk



str1 liten b6 d16 h19

31905077-80

str2 liten b6 d16 h19

31905082-80

str2 stor b8 d19 h23


31905078-80

Kan benyttes som

alternativ til indre knestøtter

str3 stor b8 d19 h23

31905079-80



Knestøtter ytre

par inkl trekk

std str1 **str1 for sete str1-2**

31905008-80

std str2 og 3 **str2 for sete str2-3**

31905009-80



str2 for sete str2

31905010-80

str3 for sete str3

31905011-80

Sittekile



str1 b11,5 l7-11 h2

31905052

str1 b13,5 l11-17,5 h3

31905053

str1 b13,5 l12-20 h4,5

31905054

*** str2 b15 l13-22 h3,5**

31905055

* str2 b15 l14-24 h5

31905056

**** str3 b20 l15-26 h4**



31905057

** str3 b20 l17-30 h5,5

31905058

* passer også str1 b30

**passer også str2 b40




Sidestøtter

Faste

par
Kan redusere effektiv ryggbredde
med inntil 5cm



l11 h10 31830104-80
l15 h9 31830102-80
l15 h16 31830106-80




Utsvingbare

par
Større justeringsmuligheter i
bredde sammenlignet med faste



l11 h8 31830201-80
l19 h9 31830203-80




Utsvingbare multijusterbare

par
Større justeringsmuligheter i
bredde sammenlignet med faste
Multijusterbare = puten kan
vinkles inn/ut fra loddrett vinkel



l13 h13 31830305-80
l15 h16 31830306-80
l17 h20 31830307-80
l19 h9 31830303-80




Brystbelte

inkl trekk
Passer str1 med øvre
rb < 22
Beltets omkrets: 42-48,5



sort 31905028-80
avtørkbar 31905028-70




Overarmstøtte faste

inkl trekk, par




str1 l14 h18 31905017-80
str2 l19 h27 31905018-80



Overarmstøtte justerbare

inkl trekk, par

str1 l14 h18 31905019-80
str2 l19 h27 31905020-80



Brakett for fixlock

for bred montering



31905068



for høyere montering


























318910260














krever 31905068





Hodestøtter

	buett liten b18 h13 turtlestang l8 sort	319921021-80	333031	☐	
	buett liten b18 h13 turtlestang l12 sort	319921022-80	322398	☐	
	buett medium b26 h26 turtlestang l12 sort	319922022-80	322399	☐	
	buett liten b18 h13 turtlestang l21sort	319921023-80	317828	☐	
	buettmedium b26 h26 turtlestang l21 sort	319922023-80	317826	☐	
	anatomisk liten turtlestang l8 sort	319923021-80	333039	☐	
	anatomisk liten turtlestang l12 sort	319923022-80	324638	☐	
	anatomisk liten turtlestang l21	319923023-80	317830	☐	
	anatomisk medium turtlestang l12 sort	319945022-80	322394	☐	
	anatomisk medium turtlestang l21	319945023-80	317831	☐	
	anatomisk stor turtlestang l12 sort	319967022-80	322395	☐	
	anatomisk stor turtlestang l21	319967023-80	317833	☐	
	fleksibel nr1 kort turtlestang	319973792-85	162550	☐	
	fleksibel nr1 lang turtlestang	319973793-85	162551	☐	
	fleksibel nr1 kort turtlestang dynamisk	319973692-85	162552	☐	
	fleksibel nr1 lang turtlestang dynamisk	319973693-85	162553	☐	
	fleksibel nr2 kort turtlestang	319977792-85	162558	☐	
	fleksibel nr2 lang turtlestang	319977793-85	162559	☐	
	fleksibel nr2 kort turtlestang dynamisk	319977692-85	162560	☐	
	fleksibel nr2 lang turtlestang dynamisk	319977693-85	162561	☐	
	fleksibel nr4 kort turtlestang	319975792-85	166209	☐	
	fleksibel nr4 lang turtlestang	319975793-85	162562	☐	
	fleksibel nr4 lang turtlestang dynamisk	319975693-85	162564	☐	
				☐	

Hodestøtter 3D

	buett liten b18 h13 3D turtlestang l12 sort	319921042-80	333034	☐	
	buett medium b26 h26 3D turtlestang l12 sort	319922042-80	333037	☐	
	buett liten b18 h13 3D turtlestang l21	319921043-80	317827	☐	
	buett medium b26 h26 3D turtlestang l21	319922043-80	317825	☐	
	anatomisk liten 3D turtlestang l8 sort	319923041-80	333041	☐	
	anatomisk liten 3D turtlestang l12 sort	319923042-80	333044	☐	
	anatomisk liten 3D turtlestang l21	319923043-80	317829	☐	
	anatomisk medium 3D turtlestang l12 sort	319945042-80	326832	☐	
	anatomisk medium 3D turtlestang l21	319945043-80	317832	☐	
	anatomisk stor 3D turtlestang l12 sort	319967042-80	333049	☐	
	anatomisk stor 3D turtlestang l21	319967043-80	314408	☐	

Trekk hodestøtter

fleksibel nr1	319971-85	162565	☐	
fleksibel nr2	319977-85	222861	☐	
fleksibel nr4	319975-85	162566	☐	
anatomisk nr3 liten	319923-83	268222	☐	
anatomisk nr4 medium	319945-83	257112	☐	

Armlen uten trekk		std str1	str1 b7,5 l26 h9-15,5	318910615-1		
par			str2 b7,5 l26 h10-16,5	318910616-1		
		std str2	str3 b7,5 l31 h10-22	318910617-1		
		std str3	str4 b10 l38 h13-28	31905016-00		
Trekk armlen			str1-2 b7,5 l26	31905113-80		
par			str3 b7,5 l31	31905115-80		
			str4 b10 l38	31905116-80		
Ratt for fiksering av armlen			str1-3	318910615-11		
						
Bekkenstøtter						
par inkl trekk		str1	31905041-80			
Monteres fra baksiden		str2	31905042-80			
Alternativ til hoftestøtte som monteres fra side (og er inkl i standard konfig)		str3	31905043-80			
		str3 + 2cm polster	3190504320-80			
Bord						
Grå med kant, modell 5 passer str1		ett stag, utsvingbart		318910720-1		
		to stag*		318910725-1		
					*passer også til str2 b28, 32, 36	
Grå med kant, modell 8 passer str1		to stag		318976350		
Grå med kant, modell 9 passer str1		b44 d34		31905067-00		
Grå med kant, modell 6 passer str2		ett stag, utsvingbart		318910720-2		
		to stag**		318910725-2		
		to stag		31905080		
passer str3						
Gripebøyle for bordmodell 5 og 6				318910750		
Lekebøyle for bordmodell 5 og 6				318910740		

Feste håndkontroll monteres på armlen		armen str1-2 armen str3 armen str4	31905030-1 31905030-2 31905030-3		
Feste håndkontroll monteres på ryggen ikke i kombinasjon med kjørehåndtak			31905030		
Feste kommunikasjon monteres på armlen		armen str1-2 armen str3 armen str4	31905033-1 31905033-2 31905033-3		
Kjørehåndtak monteres på øvre rygg		for rh14, 18 for rh22, 27, 34	31905070 31905071		
Kalesje uten feste sort		str1 rh14, 18 str2 rh22, 27, 34	318740110 318740120		
Feste kalesje inkl kjørehåndtak for øvre rygg (krever kjørehåndtak for montering av kalesje)			str1 31905039-1 str2 31905039-2		
Feste kalesje til montering på kjørehåndtak			31905040		
Terapisett for trening av postural kontroll <i>Kompletteres med</i> <i>Mellomstykke rygg og</i> <i>pute til mellomstykke rygg</i>			31905059		