

Utprøvningsprotokoll Etac Crissy

Gjelder fra 1. mars 2024



Etac Sverige AB
Box 203, 334 24 Anderstorp
info@etac.com www.etac.se

 etac®

Crissy

Standard er **uthevet** og/eller markert med **X**

Dato:

Kunde:

Selger:

Kontaktperson:

Bruker/SF-nummer:

Telefon/e-post:

NAV Best.nr:

Artikkel nr	Setebredde	Setedybde	
Crissy (utsvingbare benstøtter)			
13232103	38 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232105	40 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232107	43 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232109	45 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232111	48 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>
13232113	50 cm	37-45 cm	<input type="checkbox"/>





Chassisfarge		
	74 Hvit	<input type="checkbox"/>
	01 Svart	<input checked="" type="checkbox"/>
	75 Rubinrød	<input type="checkbox"/>
	76 Champagne	<input type="checkbox"/>
	77 Menthol	<input type="checkbox"/>

Drivhjulsfeste farge		
	01 Svart	<input checked="" type="checkbox"/>
	75 Rubinrød	<input type="checkbox"/>
	76 Champagne	<input type="checkbox"/>
	77 Menthol	<input type="checkbox"/>



Artikkel	konfig.nr	Artikkel nr
Setedybde	37-45 cm	
Ryggposisjon	Pos 1 (Kort)	37-41 cm* 43098
	Pos 2 (Medium)	39-43 cm* 43099
	Pos 3 (Lang)	41-45 cm* 43101



* se drivhjulsposisjon/ballansepunkt

2B rygg	Ryggør faste kjørehåndtak	Lav (NB 2stk)	43472	28760	<input checked="" type="checkbox"/>
innebygget sidestøtte		Høy (NB 2stk)	43475	28761	<input type="checkbox"/>
	Ryggør for høyderegulerbare kjøreh	Lav høyre/venstre	43484	28766-1/-2	<input type="checkbox"/>
	(Brukes til ledsagerbrems)	Høy høyre/venstre	43487	28767-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Høyderegulerbare kjørehåndtak	aktive	43688	28873	<input type="checkbox"/>
	for 2B rygg med hreg kjørehåndtak	75mm	22018	27338-01	<input type="checkbox"/>
		100mm	23479	27588-01	<input type="checkbox"/>
	Kjørehåndtak med ledsagerbrems	75mm LB	23541	27339-01	<input type="checkbox"/>
Høyderegulerbar kjørebøyle		38 cm		25579-01	<input type="checkbox"/>



Utprøvningsprotokoll Etac Crissy





		40 cm		25580-01	<input type="checkbox"/>
		43 cm		25581-01	<input type="checkbox"/>
		45 cm		25582-01	<input type="checkbox"/>
		48 cm		25730-01	<input type="checkbox"/>
		50 cm		25583-01	<input type="checkbox"/>
Ryggvinkel	Fast				<input type="checkbox"/>
	Vinkelregulerbar	(-5 - +5°)			<input checked="" type="checkbox"/>
Ryggoverdrag 2B rygg	Airmesh	38 cm		63205-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		40 cm		63206-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		43 cm		63207-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		45 cm		63208-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		48 cm		63209-68	<input checked="" type="checkbox"/>
		50 cm		63210-68	<input checked="" type="checkbox"/>
Rygg høyde	2B lav, justerbar 35 / 37,5 / 40 cm		Angi rygg høyde:	_____	
	Standard 35 cm				
	2B høy, justerbar 42,5 / 45 / 47,5 cm		Angi rygg høyde:	_____	
	Standard 45 cm				

Brems		med vinklet svart håndtak	høyre	28444-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28444-2	<input type="checkbox"/>
		med vinklet rødt håndtak	høyre	28446-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28446-2	<input type="checkbox"/>
		med bremsespakforl. nedfb.	høyre	28455-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28455-2	<input type="checkbox"/>
Saksebrems aktiv		Komplett	høyre	28768-1	<input checked="" type="checkbox"/>
			venstre	28768-2	<input checked="" type="checkbox"/>

Setetrekk		Svart, regulerbart i dybde	38 cm	62719-60	<input checked="" type="checkbox"/>
		Basic	40 cm	62720-60	<input checked="" type="checkbox"/>
			43 cm	62721-60	<input checked="" type="checkbox"/>
			45 cm	62722-60	<input checked="" type="checkbox"/>
			48 cm	62978-60	<input checked="" type="checkbox"/>
			50 cm	62979-60	<input checked="" type="checkbox"/>

Seteforlenger		Setebredde 378-40 cm	63292	<input checked="" type="checkbox"/>
		Setebredde 423-50 cm	63293	<input checked="" type="checkbox"/>

Benstøtter		Aktiv lettvekt		28888	<input checked="" type="checkbox"/>
		Åpen vinkel	svart	25574-01	<input type="checkbox"/>
		Åpen vinkel låsbart	svart	25575-01	<input type="checkbox"/>
		Spiss vinkel	svart	25570-01	<input type="checkbox"/>
		Spiss vinkel låsbart	svart	25573-01	<input type="checkbox"/>
		Vinkelregulerbar mod 3 inkl. oppfellbar leggplate		26100	<input type="checkbox"/>
Vinkelregulerbar mod 3 ekskl. leggplate		27149	<input type="checkbox"/>		



Festebrakett for leggplate/pute 24544-01
 Festebrakett FlipUp for leggplate/pute 27322-01

Leggpute mørk grå 38 cm 62105-60
 40-43 cm 62104-60
 45-48 cm 62484-60
 50 cm 62451-60

Amputasjonsbenstøtte mørk grå velour 25516-60
 svart Dartex 25516-63

Amputasjonsvekt kpl. 26876

Fotplater, dybde 13 cm
 (-1 høyre / -2 venstre)

med kort innfestingsrør (-8 cm) 38 cm 25654-1/2
 40 cm 25655-1/2
 43 cm 25656-1/2
 45 cm 25657-1/2
 48 cm 25738-1/2
 50 cm 25658-1/2



Delte oppfellbare 37.5 cm 25642-1/2
 Regulérbar høyde, 40 cm 25643-1/2
 justerbar vinkel 42.5 cm 25644-1/2
 45 cm 25645-1/2
 47.5 cm 25736-1/2
 50 cm 25646-1/2



med langt innfestingsrør (+10 cm) 37.5 cm 25648-1/2
 40 cm 25649-1/2
 42.5 cm 25650-1/2
 45 cm 25651-1/2
 47.5 cm 25737-1/2
 50 cm 25652-1/2



Hel fotplate kpl. 37.5 cm 25936
 40-50 cm 25937

Hælbånd



Til delte fotplater

hø/ve

24458

Camber



2° 23476
 0° 23477
 LB 43331

Setehøyde bak

Drivhjulsposisjon

Standard: Setehøyde bak 43 cm
 24" drivhjul i pos. E, ballansepkt. pos. 2
 setedybde pos. 2



24" pos F 41 cm
24" pos E 43 cm
 24" pos D 45 cm
 24" pos C 47 cm
 24" pos B 49 cm
 24" pos A 51 cm



22" pos F 38.5 cm
 22" pos E 40.5 cm
 22" pos D 42.5 cm
 22" pos C 44.5 cm
 22" pos B 46.5 cm
 22" pos A 48.5 cm

Ballansepunkt





Pos 1
Pos 2
 Pos 3
 Pos 4
 Pos 5

X

Setedybde pos. 1 = drivhjulsfeste pos. 2-5
Setedybde pos. 2 = drivhjulsfeste pos. 1-5
Setedybde pos. 3 = drivhjulsfeste pos. 1-4

* se setedybde

Setehøyde front

Standard setehøyde foran: 45cm

Setehøyde foran									
		28924 Svinghjulscaffel alu S m aksel				28925 Svinghjulscaffel alu S m aksel +25			
Svinghjulscaffelfeste	Svinghjul	1	2	3	4	1	2	3	4
H65	5"	40	41	42,5	43,5	42,5	43,5	45	46
	6"		42,5	43,5	45			46	47,5
	8"				47,5				50
H100	5"	40-44	41-45	42,5-46,5	43,5-47,5			45-49	46-50
	6"		42,5-46,5	43,5-47,5	45-49			46-50	47,5-51,5
	8"				47,5-51,5				50-54

Mål ovenfor er med std./breddet (H100) framgaffelfeste justerbart +4 cm (OBS! Øker vekten)

For riktig innstilling av framgaffelfestet: Maks helling bakover er 6 cm høyere enn bak (9°), maks helling forover er 2 cm lavere enn bak (3°).

Angi ønsket høyde:

_____ cm

Svinghjul	125 x 28 mm	5"	83867	27299	X
	125 x 34 mm	5"	83345	28921	
	150 x 34 mm	6"	83346	28922	
	200 x 38 mm	8"	83896	83896	


Framgaffel	Alu S m aksel		28924		
	Alu S m aksel +25		28925		X

Framgaffelfeste	H65	Ikke høydejusterbart	43695	28967	X
	Standard H100	justerbart 4 cm	22019	28147	
	Breddet H100	justerbart 4 cm	22017	25763	



Drivhjul

	22"				
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Speedlite</i>)			28956	
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)			28957	
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Trailblazer</i>)	43703		24052-1/-2	
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Trailblazer</i>)	43704		24053-1/-2	
C5	Ledsagerbrems kompakt/aluminium			81339	
C6	Kompakt/aluminium			83882	
C6	Kompakt/plastet			83883	





	24"				
Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Speedlite</i>)			28950	X
Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Speedlite</i>)			28951	

	Maxx	Høytrykk/hardeloksert aluminium (<i>Trailblazer</i>)	43699	28952-1/-2	<input type="checkbox"/>
	Maxx	Høytrykk/plastet (<i>Trailblazer</i>)	43700	28953-1/-2	<input type="checkbox"/>
	C5	Ledsagerbrems kompakt/aluminium		81346	<input type="checkbox"/>
	C5	Ledsagerbrems kompakt/plast		81347	<input type="checkbox"/>
	C6	Kompakt/aluminium		83876	<input type="checkbox"/>
	C6	Kompakt/plastet		83878	<input type="checkbox"/>
		Drivhjulsbolt ø1,27 I11		83872	<input checked="" type="checkbox"/>
		Drivhjulsbolt ledsagerbrems ø1,27 I13,5		81325	<input type="checkbox"/>


Tippesikringer		kpl.	286000	28600	<input type="checkbox"/>
Tippesikringer aktiv		høyre	43496	28520-1	<input checked="" type="checkbox"/>
inkl. vippestuss		venstre	43496	28520-2	<input checked="" type="checkbox"/>
Ikke i kombinasjon med leds.brems					














Armlener		Kort 25 cm	høyre	25172-1	<input type="checkbox"/>
		<i>høydejusterbare</i>	venstre	25172-2	<input type="checkbox"/>
		Lang 38 cm	høyre	25173-1	<input type="checkbox"/>
		<i>høydejusterbare</i>	venstre	25173-2	<input type="checkbox"/>
Armlener aktiv		Kort 25 cm	høyre	288550-1	<input checked="" type="checkbox"/>
avkortet 10 cm		<i>høydejusterbare 20-25 cm</i>	venstre	288550-2	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lang 38 cm	høyre	288560-1	<input type="checkbox"/>
		<i>høydejusterbare 20-25 cm</i>	venstre	288560-2	<input type="checkbox"/>
Klesbeskytter karbon		Drivhjulsposisjon E / F	høyre	27397-1	<input type="checkbox"/>
sort			venstre	27397-2	<input type="checkbox"/>
		Drivhjulsposisjon C / D	høyre	28547-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28547-2	<input type="checkbox"/>
		Drivhjulsposisjon A / B	høyre	28548-1	<input type="checkbox"/>
			venstre	28548-2	<input type="checkbox"/>

Tilbehør Crissy

Hodestøtte		Hodestøtte hygiene grå	26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm	28534-65	<input type="checkbox"/>
Mont på kjørebøyle		Hodestøtte mørk grå velour	26x14 cm inkl. turtlestag 350 mm	28534-60	<input type="checkbox"/>
(Rygg 2C samt		Hodestøtte med sidevanger	hygiene grå inkl. turtlestag 350 mm	28536-65	<input type="checkbox"/>
rygg 2B med		<i>Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis</i>			
hreg kjørehåndtak)		Hodestøttefeste for kjørebøyle kpl.		25795	<input type="checkbox"/>
		Minnesfunksjon for hodestøtte		28564	<input type="checkbox"/>

Tverstag		38 cm	25611	<input type="checkbox"/>
(2C rygg)		40 cm	25612	<input type="checkbox"/>
		43 cm	25613	<input type="checkbox"/>
		45 cm	25614	<input type="checkbox"/>
		48 cm	25739	<input type="checkbox"/>
		50 cm	25615	<input type="checkbox"/>

Komfortkile		Polyetenscum.	b9 h2 I13	28030	<input type="checkbox"/>
		Kan klippes til	b11 h2 I18.5	28139	<input type="checkbox"/>
		ønsket passform.	b17.5 h2.5 I20	28140	<input type="checkbox"/>
Ryggkile					<input type="checkbox"/>

	Svart	kort lang	15 cm 30 cm	63012-60 63013-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sideputer		Gir lett støtte sideveis (Kombineras med armlener eller med sidestopp)		høyre venstre	63171-60-1 63171-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Trykkfordelingspad		Trykkfordelende pad m/polstring		antall: ____	63272	<input type="checkbox"/>
Klesbeskytter				hø ve	25189-1 25189-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tilbehør armlener		Armlenepolster mørk grå velour 25 eller 38 cm	kort antall: ____ lang antall: ____		62282-60 62283-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Armlenepolster Gel mørk grå velour 25 eller 38 cm	kort antall: ____ lang antall: ____		26240-60 26241-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Hemiplegiarmlene <i>passar 38 cm armlener</i>	høyre venstre		25770-60-1 25770-60-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bord		Transparent, monteres på lange armlener Str. = stolens bredde	38 cm 40 cm 43 cm 45 cm 48 cm 50 cm		25187 24418 25188 24419 25731 24601	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hemibord		Transparent Str. = stolens bredde	38 cm kort polster 38 cm langt polster 40 cm kort polster 40 cm langt polster 43 cm kort polster 43 cm langt polster 45 cm kort polster 45 cm langt polster 48 cm kort polster 48 cm langt polster 50 cm kort polster 50 cm langt polster		26557 26564 26558 26565 26559 26566 26560 26567 26561 26568 26562 26569	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Sklisikring til hemibord			81633	<input type="checkbox"/>
Hemibord halvt Kommunikasjon				høyre venstre	27352-1 27352-2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Setepute		Universal mørk grå Mørk grå velour, 52 cm lang, anatomisk formet, kappes til innstilt setedybde.	38 cm 40 cm 43 cm 45 cm 48 cm 50 cm		62231-60 62232-60 62233-60 62234-60 62374-60 62266-60	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		Tidy Avtørkbar	38 cm 40 cm 43 cm		63131-63 63132-63 63133-63	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>



45 cm 63134-63
48 cm 63135-63
50 cm 63136-63

Komfortkile setepute



Universal

35-38 cm 80714
40-45 cm 80715
48-50 cm 80779

Posisjoneringsbelte



Med hurtiglås, lengderegulerbart
Festepunkter på stolen

antall: _____
antall: _____

lengde 100 cm
lengde 128 cm

27904
28544

Fotplater



Forlenger
(Monteres på std
fotplater)

40-43 cm
45-48 cm
50 cm


antall: _____
antall: _____
antall: _____

50798
50799
50800

Add-on fotplatesystem

(Breddet framgaffelfeste
kan generelt behøves
for å unngå konflikt)

Forlengede fotplater
(Monteres på std. fotplater)



Liten (hel plate)
Medium høyre
Medium venstre
Stor høyre
Stor venstre

Setebredde:

40-45 cm
40-45 cm
40-45 cm
50-55 cm
50-55 cm

28774
28775-1
28775-2
28776-1
28776-2

Fotstyring fotplate hel kpl.

(monteringskit for å koble sammen to forlengede fotplater til en hel plate)


28773



Sidekanter for fotplate

antall: _____

28772



Fotkasse kpl.

Medium

40-45 cm

28642

(hø/ve forlenget fotplate ,
sammenkoblet, sideplater samt polstring)

Stor

50-55 cm

28643



Knestøtte ytre

(for faste benstøtter uten lås)

høyre
venstre

28777-1
28777-2

Leggbånd



Avtagbart og delbart
nylon

38 cm
40-43 cm
45-48 cm
50 cm

25356
25357
25358
25359

Polstring til leggbånd



20 cm
30 cm
40 cm

26845
26846
26847

Eikebeskyttere



MAXX / C6 drivhjul

22" antall: _____
24" antall: _____

28935
28936

Drivhjul med ledsagerbrems

22" antall: _____
24" antall: _____

28817-28
28818-28

Krykkeholder



OBS! Kun i kombinasjon med tippesikring 28600

hø/ve

27235

Verktøysett



25174