

Le Rodeo Tilt sans siège par Convaïd

Prix au détail (Canada) / Formulaire de commande

de compte: _____

de commande #: _____ Date: _____

Contact: _____ ATP/RTS: _____

Veillez aviser: _____

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Facturer à: | Envoyer à: |
| Adresse: | Adresse: |
| Ville/province/code postal: | Ville/province/code postal: |
| Téléphone: | Téléphone: |
| Courriel: | |

Caractéristiques standards du Rodeo Tilt:

- De 5° à 45° d'inclinaison ajustable
- Châssis argenté (application poudrée)
- Poignée ajustable un-morceau
- Répose-jambes ajustables / plaque monobloc à angle réglable
- Pneus avant de 7.5 x 2" et pneus arrière solides de 11.5 x 2.5"
- Roues arrière Rolko à dégagement rapide
- Barre de verrouillage pour roues activée par pédale
- Profondeur du siège de 5'
- Fabriqué aux ÉU

Modèles standards:

| | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD10WOS - C904971 | Prix \$3,215 |
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD12WOS - C904972 | \$3,215 |
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD14WOS - C904973 | \$3,215 |
| <input type="checkbox"/> Rodeo sans siège RD16WOS - C904974 | \$3,215 |

Tous les prix sont en devise canadienne

Plateau pour siège

- Plateau de siège solide réglable en profondeur (installation du fabricant nécessaire)

Prix
\$209

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|---------|---------|---------|
| C509549 | C509550 | C509551 | C509552 |

Options pour le châssis

- Option d'inclinaison (installation du fabricant nécessaire)
- Appuis-bras relevables et ajustables (la paire)
- Frein à main pour préposé
- Frein pour pneus avant larges de 2"¹
- Pièce de facilitation d'accès au trottoir
- Tubes anti-basculement arrière (la paire)*
¹Installation du fabricant nécessaire

Prix
\$639
\$316
\$327
\$130
\$136
\$160

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|---------|---------|---------|
| C904342 | C904343 | C904344 | C904345 |
| C904346 | C904346 | C904346 | C904346 |
| | | C904370 | C904371 |
| C904650 | C904650 | C904650 | C904650 |
| C905310 | C905310 | C905310 | C905310 |
| C904649 | C904649 | C904649 | C904649 |

Pièces nécessaires pour le transport en commun

- Option de transport en commun (installation du fabricant requise)
- Ceinture de positionnement à 2 points d'ancrage

Prix
\$278
\$62

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|---------|---------|---------|
| C904341 | C903167 | C903168 | C903169 |
| C903931 | C903931 | C904559 | C904559 |

Options pour déplacements

- Ceinture de déplacement Q'Straint

Prix
\$257

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|---------|---------|---------|
| C903094 | C903094 | C903094 | C903094 |

Positionnement de jambes et de pieds

- Appui-pieds individuel à angle ajustable
- Boîte pour pieds rembourrés (plateau appui-pieds requis)
- Extension pour repose-jambes - 2"²
- Positionneurs de pieds - petit 7" - 10" (la paire)
- Positionneurs de pieds - moyen 8" - 11" (la paire)
- Positionneurs de pieds - large 9" - 12" (la paire)

Prix
\$477
\$451
\$145
\$217
\$217
\$217

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|---------|---------|---------|
| | C904957 | C904958 | C904959 |
| C904953 | C904954 | C904955 | C904956 |
| C904095 | C904095 | C904096 | C904097 |
| C903415 | C903415 | C903415 | C903415 |
| C903416 | C903416 | C903416 | C903416 |
| C903417 | C903417 | C903417 | C903417 |

²2" L'extension de repose-jambes interfère avec le pivotement des roulettes lorsque le siège est en position verticale.

Le siège doit être incliné vers l'arrière d'au moins 5 degrés OU les repose-jambes doivent être élevés pour permettre le pivotement des roulettes.

Options de pneus

- Pneus arrière solides à crampons de 12.5"
- Pneus avant de 7.5" x 2" et pneus pneumatiques arrière à crampons de 12.5"²

Prix
\$277
\$413

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|--------|--------|--------|
| C904117 | 904117 | 904117 | 904117 |
| C904118 | 904118 | 904118 | 904118 |

Canopées

- Housse pour appui-tête (canopée)
- Housse pour appui-tête allongée - sans fenêtre (canopée)
- Revêtement de la canopée (s.v.p., choisir une des options suivantes)
- Noire panthère
 - Bleu royal
 - Mauve chic
 - Rose princesse
 - Vert forêt
 - Rouge cerise

Prix
\$316
\$346
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0
\$0

| RD10 | RD12 | RD14 | RD14 |
|---------|---------|---------|---------|
| C904366 | C902679 | C902659 | C903152 |
| C904728 | C904729 | C904730 | C904731 |
| | | | |
| C903854 | C903854 | C903854 | C903854 |
| C903850 | C903850 | C903850 | C903850 |
| C903851 | C903851 | C903851 | C903851 |
| C903759 | C903759 | C903759 | C903759 |
| C903857 | C903857 | C903857 | C903857 |
| C903855 | C903855 | C903855 | C903855 |

| <u>Accessoires</u> | <u>Prix</u> |
|--|--------------|
| <input type="checkbox"/> Plateau tout-usage (plateau transparent)^ | \$154 |
| <input type="checkbox"/> Pièce d'installation ajustable et amovible (requis pour le plateau transparent) | \$315 |
| <input type="checkbox"/> Surface de support des extrémités supérieures (plateau en mousse) | \$210 |
| <input type="checkbox"/> Panneaux latéraux solides | \$292 |
| <input type="checkbox"/> Panneaux latéraux en maille | \$206 |
| <input type="checkbox"/> Panier de rangement pour outils médicaux | \$408 |
| <input type="checkbox"/> Panier de rangement sous le siège - inclinable | \$166 |
| <input type="checkbox"/> Pôle à IV (ajustable en hauteur et rétractable) ² | \$271 |
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Pièce d'installation support de montage ajustable (requis pour le pôle à IV) | \$191 |
| <input type="checkbox"/> Sac pour réservoir d'oxygène | \$247 |
| <input type="checkbox"/> Sac tout-usage | \$58 |
| <input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 1)(la canopée est requise) | \$209 |
| <input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 2)(la canopée rallongée RD14 est requise) | \$209 |
| <input type="checkbox"/> Couvre pluie (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) | \$209 |
| <input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 1)(la canopée est requise) | \$209 |
| <input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 2)(la canopée est requise)(la canopée rallongée CX14 est requise) | \$209 |
| <input type="checkbox"/> Filet antimoustiques (grandeur 3)(la canopée rallongée est requise) | \$209 |

^Accoudoirs relevables et pièce d'installation requise.
²Tubes anti-basculés requis.

| RD10 | RD12 | RD14 | RD16 |
|---------|---------|---------|---------|
| C904367 | C903405 | C903401 | C903402 |
| C903369 | C903369 | C903369 | C903369 |
| C903669 | C903669 | | |
| C904388 | C902672 | C902652 | C903145 |
| C904389 | C902680 | C902681 | C903146 |
| C904476 | C904476 | C904477 | C904477 |
| C904529 | C904529 | C904530 | C904530 |
| C904566 | C904566 | C904566 | C904566 |
| C905612 | C905612 | C905612 | C905612 |
| C902870 | C902870 | C902870 | C902870 |
| C904531 | C904531 | C904531 | C904531 |
| C904939 | C904939 | C904939 | |
| | | C904940 | C904940 |
| | | | C905283 |
| C904655 | C904655 | C904655 | |
| | | C904656 | C904656 |
| | | | C905319 |

L'option Rodeo Transit comprend quatre ancrages de transport pour fauteuil roulant rouges installés par le fabricant. Le modèle Rodeo Transit a été testé contre les chocs et est conforme aux normes RESNA WC19. Les poids des dispositifs de test anthropomorphes sont les suivants: RD10T, RD12T 66lbs / 30kg, RD14T 100lbs / 45kg et RD16T 140lbs / 64kg.

La base de mobilité Convaid Rodeo a été testée avec le module de sièges Rodeo, équipé d'un support de tête et d'une ceinture sous-abdominale à 2 points ancrés. N'utilisez pas les positionneurs de pied sur le Convaid Rodeo pendant le transport dans un véhicule à moteur. Les performances et la sécurité des accessoires et/ou autres options de sièges non testées par Convaid sont inconnues et aucune garantie ou réclamation concernant leurs performances n'est ou ne peut être faites.

La position de Convaid est que l'utilisateur de fauteuil roulant soit transféré du fauteuil roulant vers les sièges appropriés du véhicule dans la mesure du possible. Veuillez noter qu'à l'heure actuelle, le ministère des Transports n'a officiellement approuvé aucun système d'arrimage pour un utilisateur en fauteuil roulant. Par conséquent, Convaid ne peut recommander un système de transport en commun.

La norme WC19 est spécialement conçue pour que le fauteuil roulant soit fixé dans une configuration orientée vers l'avant et non dans aucune autre direction. Pour plus d'informations sur les normes RESNA WC-19 et WC-20, veuillez visiter <http://www.rercwts.pitt.edu/WC19.html>.

Tarifs d'expédition standard: au sol \$71.95 • Pour les tarifs d'expédition accélérée, veuillez appeler le 1-844-876-6245 ou email convaidsales.us@etac.com

Les prix sont en devise canadienne et sont sous réserve de modifications, usine d'envoi: Torrance, Californie.

En Vigueur 1/10/2024

Convaid
 2830 rue California
 Torrance, CA 90503
 1 844-US-MOBILITY (844-876-6245)
www.etac.us.com

OF0111-FRE-REV.10

 Creating Possibilities