

Klantnaam: _____

Dealer: _____

Datum: _____

Ordernummer: _____

☐ Offerte ☐ Ordernummer: _____

Adviseur: _____

Ki Mobility rolstoelen voldoen aan de Richtlijn Medische hulpmiddelen 93/42/EEG, EN12183, waarin ISO 8191-2 is opgenomen. Ze zijn getest volgens ISO 7176-19.



Telefoonnummer: _____

Email: _____

Geldig vanaf 1/07/2022

Scan de QR-code of bezoek op onze website de [Rogue](#) voor afbeeldingen van de diverse opties.



Rogue € 2.864
Rogue standaard frame. Gebruikersgewicht maximaal 124 kg.

Frame

Zitbreedte en zitdiepte

Kies de gewenste zitbreedte en -diepte.
Zie maat A en B op pagina 8.

			Zitbreedte									
			cm	30,5	33	35,5	38	40,5	43	45,5	48,5	51
			inch	12"	13"	14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"
Zitdiepte	cm	inch	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 507
	35,5	14"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	38	15"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	40,5	16"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	43	17"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	45,5	18"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	48,5	19"	€ 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	51	20"	€ 507	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Zitdiepteverstelling

Voegt de mogelijkheid tot het verstellen van de zitdiepte toe.

- ☐ Geen zitdiepte verstelling € 0
☐ 1 cm € 0
☐ 2,5 cm € 0
☐ 5 cm € 98

Transportbevestiging

Kan niet achteraf worden gemonteerd.

- ☐ Transportbevestiging € 369

Voorframelengte t.o.v. zitmat.

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. De 2,5 en 5 cm uitvoeringen hebben een naar voren verlengd zitframe t.b.v. extra stabiliteit.
Zie maat C op pagina 8.

- ☐ 0 cm (Performance) € 0
☐ 2,5 cm Std
☐ 5 cm (Classic) € 0

Zitting-opties

- ☐ Standaard zitmat Std
☐ Zitplaat € 306
☐ Zonder zitting € 0

Voorframehoek

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.
Zie maat D op pagina 8.

- ☐ 90° € 141
☐ 85° € 0
☐ 80° € 0
☐ 75° Std
☐ 70° Std

Rugleuning

Rugleuning

Rugframe		Rugframehoogte in centimeters					
In hoogte instelbaar	☐ laag	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	☐ 35,5		
	☐ medium	☐ 33	☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	
	☐ hoog	☐ 43	☐ 45,5	☐ 48,5	☐ 51		
Vaste rughoogte ¹	☐ vast	☐ 23 ²	☐ 25,5 ²	☐ 28 ²	☐ 30,5	☐ 33	
		☐ 35,5	☐ 38	☐ 40,5	☐ 43	☐ 45,5	

Rugframes met een vaste hoogte zijn bijzonder geschikt voor gebruik in combinatie met vaste rugleuningen. Scan de QR-code of bezoek onze website voor het assortiment [Axiom rugleuningen](#).



Stroller duwbeugels

Stroller duwbeugels zijn afneembaar en in hoogte instelbaar.

- ☐ Single Stroller duwhandvat € 190
☐ Double Stroller duwhandvatten € 380
Niet in combinatie met vaste duwhandvatten

¹ Geen rugbekleding beschikbaar.

² Niet in combinatie met neerklapbare duwhandvatten

Rugleuning (vervolg)

Stabilisatiestang

- ☐ Stabilisatiestang met vaste hoogte € 0
- ☐ In hoogte instelbare stabilisatiestang € 87

Rughoek

Standaard is 90 ° ten opzichte van de vloer. Negatief (-°) sluit de rughoek, positief (+°) opent de rughoek.

- ☐ Std ☐ +3° ☐ +6° ☐ +9°
- ☐ -3° ☐ -6° ☐ -9° ☐ -12°

Rugbekleding t.b.v. rugframe in hoogte instelbaar

Alleen verkrijgbaar op in hoogte verstelbaar rugframe.

Verstelbare rugbespanning met klittenband en lichte polstering

- ☐ Standaard rugbekleding € 0
- ☐ Air Mesh rugbekleding € 91

Air Mesh niet verkrijgbaar in combinatie met 25,5 en 30,5 cm zitbreedte.

Naspanbare rugbespanning

- ☐ Standaard rugbekleding € 339
- ☐ Air Mesh rugbekleding € 432

Air Mesh niet verkrijgbaar in combinatie met 25,5 en 30,5 cm zitbreedte.

- ☐ Zonder rugbekleding -/- € 9

Axiom zitkussens smaller dan 56 cm

- ☐ Axiom G € 152
- ☐ Axiom S € 252
- ☐ Axiom P € 432
- ☐ Axiom SP - Visco € 521
- ☐ Axiom SP - Fluid € 569

Axiom zitkussens zitbreedte 56 cm

- ☐ Axiom G € 252
- ☐ Axiom S € 379
- ☐ Axiom P € 559
- ☐ Axiom SP - Visco € 633
- ☐ Axiom SP - Fluid € 696

Duwhandvatten vast

- ☐ Zonder duwhandvatten Std
- ☐ Standaard duwhandvatten € 109
- ☐ "Low Profile" duwhandvatten € 154
- 5 cm korter dan standaard duwhandvatten.*
- ☐ Neerklapbare duwhandvatten € 203
- ☐ Opbouwduwhandvatten € 203

Handvatten komen 2,5 tot 5 cm boven de rugleuning.

Zithoogte voorzijde en voorwielen

Voorwielmaat / Voorframe Taper / Zithoogte voorzijde

Taper geeft aan hoeveel smaller de beensteun is t.o.v. de balhoofden; zie maat E op pagina 8.

De zithoogte voorzijde wordt gemeten vanaf de grond tot de bovenzijde van de framebuis aan de voorzijde van de zitmat. Zie maat F op pagina 8. 1 cm naar onder en boven verstelbaar. 6" voorwielen zijn niet mogelijk in combinatie met 85 ° en 90 ° voorframehoeken.

Taper	wiel- maat	Zithoogte voorzijde (cm)														
☐ Rech	3"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52
	4"	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52	
	5"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52		
	6"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52			
☐ 2,5 cm Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52						
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									
☐ 5 cm Taper	3"	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52						
	4"	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52							
	5"	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52								
	6"	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51	☐ 52									

Voorwielen

		Voorwielmaat				
			3"	4"	5"	6"
voorwielbreedte	0.75" Rollerblade	€ 0	☐	☐		
	0.75" Rollerblade met verlichting	€ 81	☐	☐	☐	
	1" Massief	€ 0		☐	☐	☐
	1" Massief Aluminum velg	€ 127		☐	☐	
	1" Lucht	€ 93				☐
	1.5" Massief	€ 458		☐	☐	☐
	1.5" Massief Soft Roll Aluminum velg	€ 202	☐	☐	☐	☐

Zithoogte voorzijde en voorwielen (vervolg)

Voorvorken

- ☐ Standaard voorvorken € 0
☐ Enkelzijdige voorvorken € 145
☐ Frog Legs Phase 2 Carbon verende voorvorken - zwart € 489
Kleur altijd zwart, ook in combinatie met geanodiseerd kleuren pakket.

Beensteun

Voetensteun

- ☐ "Open" Buis voetensteun € 0
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ "Open" Buis voetensteun ABS Plaat € 36
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar € 109
☐ Aluminum in hoek verstelbaar met verhoging € 190
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd € 190
☐ Aluminium in hoek verstelbaar naar achteren opklapbaar € 213
Niet met voetensteunbreedtes minder dan 24 cm. Zie maat G op pagina 8.
☐ Aluminum in hoek verstelbaar hoog gemonteerd, naar achteren opklapbaar € 312
Niet in combinatie met voetensteunbreedtes groter dan 34.5cm. Zie maat G op pagina 8.

Beensteunlengte (cm)

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.

☐ 20	☐ 21,5	☐ 23	☐ 24	☐ 25,5	☐ 26,5
☐ 28	☐ 29	☐ 30,5	☐ 32	☐ 33	☐ 34,5
☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42
☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5

Gemeten onderbeenlengte cm.

Voetplaatbeschermer

- ☐ Voetplaatbeschermer (paar) € 0
Niet mogelijk in combinatie met opklapbare voetenplaat.

Wielmaat / zithoogte achterzijde

Kies de gewenste combinatie van achterwielmaat en zithoogte achterzijde.
 Zithoogte achterzijde is achteraf instelbaar. Zie maat I op pagina 8.

wiel- maat	Zithoogte achterzijde (cm)															
20"	☐ 32 ¹	☐ 33	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51
22"	☐ 34,5	☐ 35,5	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51		
24"	☐ 37	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51				
25"	☐ 38	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51					
26"	☐ 39,5	☐ 40,5	☐ 42	☐ 43	☐ 44,5	☐ 45,5	☐ 47	☐ 48,5	☐ 49,5	☐ 51						

¹ Alleen in combinatie met Low Profile achterband.

One Arm Drive

- ☐ One Arm Drive € 1.719
Uitsluitend in combinatie met 2° camber en standaard spaakwielen.
 Wielmaat: ☐ 20" ☐ 22" ☐ 24"
 Bediening: ☐ Links ☐ Rechts
 Hoepel: ☐ Aluminum geanodiseerd € 0 ☐ Vinyl gecoat € 231

Wielmaat en zithoogte achterzijde (vervolg)

Achterwielen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

		wielmaat					
		meerprijs	20"	22"	24"	25"	26"
Rear Wheel Type	Radiaal gespaakt (standaard)	0€	☐	☐	☐	☐	☐
	MAXX Performance Spoke	0€	☐	☐	☐	☐	☐
	Mag	0€	☐	☐	☐		
	Superlight Spoke	261€			☐	<input data-bbox="1230 464 1247 485" type="checkbox"/>	
	Spinergy Spox	701€		☐	☐	☐	☐
	Spinergy LX	872€		☐	☐	☐	☐

¹ Available only with Superlight and Plastic Coated Handrims.

Spinergy kleuren

Selecteer spaakkleur en hoepeltype voor Spinergy wielen.

Spaakkleur:

- | | |
|--|---|
| ☐ Zwart | ☐ Rood |
| ☐ Wit | ☐ Blauw |
| ☐ Geel | ☐ Roze ¹ |
| ☐ Groen ¹ | ☐ Paars ¹ |
| ☐ Oranje ¹ | |

¹ Alleen beschikbaar op Spinergy LX wielen.

Assen

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze Trommelremmen.

- ☐ Quick Release € 0
- ☐ Quad Quick Release € 203
- Niet in combinatie met Mag-wielen.

Achterbanden

Full Profile

- ☐ Luchtband 1 3/8" € 0
Niet in combinatie met 25".
- ☐ Massief 1 3/8" € 0
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Lucht met geschuimde binnenband 1 3/8" € 92
Niet in combinatie met Superlight wielen of 25".
- ☐ Schwalbe HS-127 1 3/8" € 145
Alleen in 24". Niet in combinatie met Magwielen.
- ☐ Euro Trek Knobby 1 3/8" € 109
Alleen in combinatie met 24".

Low Profile

- ☐ Massief 1" € 87
Niet in combinatie met 25".
- ☐ Sentinel Solid 1" € 109
Niet in combinatie met Superlight wielen.
- ☐ Lucht 1" € 109
Niet in combinatie met Magwielen.
- ☐ Schwalbe One 1" € 145
Alleen op 24" en 25" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.
- ☐ Schwalbe Marathon Plus Evolution 1" € 156
Alleen op 24", 25" en 26" wielmaten. Niet in combinatie met Mag wielen.

Hoepels

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze One Arm Drive.

Standaard hoepels

- ☐ Aluminum geanodiseerd € 0
- ☐ Superlight aluminum geanodiseerd € 58
Alleen in combinatie met 24" and 25" Superlight en Spinergy wielen.
- ☐ Gecoat € 109
- ☐ Projection (8 verticale knoppen) € 364
Alleen in combinatie met 22", 24", 25" en 26" spaakwielen & 24" Magwielen.
- ☐ Spinergy Flex hoepel € 748
Alleen in combinatie met 24" en 25" Spinergy LX Wheels.
- ☐ Zonder hoepels € 0

Natural Fit Hoepels

Niet in combinatie met 18" of 20" wielmaat of 22" Magwielen.

- ☐ Natural Fit LT Regular Grip € 513
- ☐ Natural Fit Standard Regular Grip € 513
- ☐ Natural Fit LT Super Grip € 569
- ☐ Natural Fit Standard Super Grip € 569
- ☐ Natural Fit LT Omit Grip € 432
- ☐ Natural Fit Standard Omit Grip € 432

Hoepelmontage

Hoepelmontage:

Alleen indien Aluminium Geanodiseerde of Gecoate hoepels gekozen worden.

- ☐ Smal gemonteerd (1,9 cm) € 0
- ☐ Breed gemonteerd (3,2 cm) € 0

Hoepels aanvullende opties

- ☐ 3M Micro Grip € 75
Niet in combinatie met gecoate of Projection hoepels.

Wielmaat en zithoogte achterzijde (vervolg)

Balanspositie achterwielen

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Zie maat J op pagina 8.

Amputatie-posities

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot de bovenzijde van de voetensteun aan de achterkant. Zie maat H op pagina 8.

☐ -38 mm	☐ -32 mm	☐ -25 mm	☐ -19 mm
☐ -13 mm	☐ -6 mm	☐ 0 mm	☐ 6 mm

Standaard posities

☐ 6 mm	☐ 19 mm	☐ 25 mm	☐ 32 mm
☐ 38 mm	☐ 44 mm	☐ 51 mm	☐ 57 mm
☐ 64 mm	☐ 70 mm	☐ 76 mm	☐ 83 mm
☐ 89 mm	☐ 95 mm	☐ 102 mm	☐ 108 mm

Achterwiel camber

Indien One Arm Drive geselecteerd is: kies 2°.

☐ 0° ☐ 2° ☐ 4° ☐ 6° ☐ 8°

Achterwiel spacing

Gemeten van de buitenzijde van de rug tot de binnenzijde van het wiel. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen. Kies bij in hoogte verstelbare armsteunen altijd voor 40 mm spacing of meer. Kies bij 0° camber altijd 25 mm spacing of meer. Zie maat K op pagina 8.

☐ 20 mm ☐ 25 mm ☐ 30 mm ☐ 40 mm ☐ 45 mm

Remmen

Remmen

- ☐ Zonder remmen € 0
 - ☐ Drukremmen € 0
 - ☐ Drukremmen "Flush Mount" € 0
 - ☐ Trekremmen € 0
 - ☐ Schaarremmen € 41
 - ☐ Korte slag schaarremmen € 145
 - ☐ Low Profile schaarremmen € 52
- Niet in combinatie met massieve banden of remverlengers.*

Remmen aanvullende opties

- ☐ Remverlengers € 78
Alleen in combinatie met duw- of trekremmen.
- ☐ Terugrol-beveiliging t.b.v. bergop rijden € 172
Alleen in combinatie met duwremmen en luchtbanden of luchtbanden met geschuimde binnenband.

Armsteunen

Armsteunen

In hoogte verstelbare armsteunen (hoogte 21,5 - 34,5 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 392
- ☐ lang (34,5 cm) € 392

In hoogte verstelbare armsteunen laag (hoogte 19 - 28 cm)

Niet met zitdiepte kleiner dan 30,5 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 392
- ☐ lang (34,5 cm) € 392

- ☐ Swing-away (hoogte 21,5 - 32 cm) € 225
Niet met zitdiepte kleiner dan 33 cm. 38 mm minimum achterwiel spacing.

- ☐ kort (23 cm) € 225
- ☐ lang (34,5 cm) € 225

- ☐ Swing-away met kledingbeschermer (21,5 - 32 cm) € 328

- ☐ Zonder armsteunen 0€

Kledingbeschermers en spatborden

Geen selectie nodig bij gemaakte keuze voor In hoogte instelbare armsteunen of swing-away armsteunen met kledingbeschermers.

Uitneembare kledingbeschermers - vaste ontvangst

- ☐ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging _____ € 168
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart _____ € 316
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 374
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
- ☐ matzwart _____ € 416
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 474
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Carbon spatborden _____ € 597
Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.

Uitneembare kledingbeschermers - klembevestiging

- ☐ Composiet kledingbeschermers - klembevestiging _____ € 168
- ☐ Aluminium kledingbeschermers
- ☐ matzwart _____ € 316
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 374
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Aluminium spatborden met foam zijkussen
- ☐ matzwart _____ € 416
- ☐ meegespoten in gekozen framekleur _____ € 74
niet in Hydrographics prints mogelijk.
- ☐ Carbon spatborden _____ € 592
Niet in combinatie met een instelbare zitdiepte groter dan 1 cm.

Stoffen kledingbeschermer

Uitsluitend mogelijk indien ook rugbekleding is gekozen.

- ☐ Stoffen kledingbeschermers _____ € 122

Accessories

Antikiepe

- ☐ Zonder antikiepe _____ € 0
- ☐ Antikiepe (paar) _____ € 161

Kuitband

- ☐ Velcro (klittenband) naspanbaar _____ € 41
- ☐ Gepolsterd Velcro (klittenband) naspanbaar _____ € 78
- ☐ Bodypoint gepolsterd AeroMesh _____ € 119

Positioneringsgordel

- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting _____ € 81
- ☐ 4 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd _____ € 178
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting _____ € 80
- ☐ 2,5 cm breed, met autogordel-sluiting gepolsterd _____ € 178
- ☐ 5 cm gordel, met vliegtuigsluiting _____ € 127

Bodypoint Evoflex - Pelvic stabilizer _____ € 221

- Maat: ☐ Small (40 - 60 cm)
- ☐ Medium (50 - 75 cm)
- ☐ Large (65 - 95 cm)

Gordel montageset

- ☐ Ki Mobility gordelmontageset _____ € 41
- ☐ Bodypoint gordelmontageset _____ € 122

Overige accessoires

- ☐ Gereedschapsset _____ € 52
- ☐ Afneembare tas onder zitting klein model _____ € 58
- ☐ Afneembare tas onder zitting groot model _____ € 87
Vanaf zitbreedte 35,5 cm.
- ☐ Ki Mobility Rugzak kids _____ € 55
- ☐ Ki Mobility Rugzak _____ € 72
Vanaf zitbreedte 28 cm.
- ☐ Framebeschermers Zwart Neopreen _____ € 98
- ☐ Stokhouder _____ € 226



Scan de QR-code of kijk op de website voor de [kleurvoorbeelden](#) (tabblad Opties).

Kleuren

Hoogglans framekleur

☐ Black	€ 0
☐ Blue Skies	€ 0
☐ Bubblegum Pink	€ 0
☐ Candy Blue	€ 0
☐ Candy Purple	€ 0
☐ Candy Red	€ 0
☐ Copper	€ 0
☐ Granny Smith	€ 0
☐ Metallic Orange	€ 0
☐ Silver	€ 0
☐ Yellow	€ 0

Mat framekleur

☐ Charcoal Gray	€ 0
☐ Emerald Green	€ 0
☐ Iridescent Burgundy	€ 0
☐ Iridescent Navy	€ 0
☐ Military Green	€ 0
☐ Retro Red	€ 0
☐ Royal Blue	€ 0
☐ Shadow Black	€ 0
☐ Smooth White	€ 0

Accentkleur anodisering

Anodisering in kleur is van toepassing op: rugmontageplaat, rugontgrendelbehuizing, camber-as, achterasverstelling, zijschot-ontvangstdelen, balhoofden en voorvorken.

☐ Black	€ 0
☐ Blue	€ 190
☐ Bright Green	€ 190
☐ Orange	€ 190
☐ Pewter	€ 190
☐ Pink	€ 190
☐ Purple	€ 190
☐ Red	€ 190
☐ Gold	€ 190

Hydrographics prints

Hydrographics € 685

Niet in combinatie met taxifixatie.

- ☐ Desert Digital Camo
- ☐ NEXT Camo
- ☐ Carbon Fiber*
- ☐ Zebra*

* Basiskleur voor Hydrographics prints Carbon Fiber en Zebra.

- | | |
|---|-------------------------------|
| ☐ Black (niet voor Zebra') | ☐ Blue |
| ☐ Granny Smith | ☐ Pink |
| ☐ Purple | ☐ Red |

Tekeningen

A. Zitbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten vanaf de buitenzijde van de zitframebuis tot aan de buitenzijde van de andere zitframebuis.

B. Zitdiepte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot aan de voorzijde van de zitmat.

C. Voorframelengte t.o.v. zitmat. *Zie tekening 2*

In de Performance (0 cm) uitvoering begint de kromming van het voorframe direct voor de zitmat. Hierdoor blijft de totale rolstoel kort en beter te manoeuvreren. De 2,5 en 5 cm posities hebben een langer voorframe, waardoor de rolstoel stabiel wordt. Het rechte framedeel voor de zitmat kan gebruikt worden bij transfers.

D. Voorframehoek *Zie tekening 3*

Hoek tussen de voorzijde van de zitbuis en de grond.

E. Voetsteun Taper *Zie tekening 1*

Geeft aan hoever de balhoofden naar buiten staan t.o.v. de beensteun.

F. Zithoogte voorzijde *Zie tekening 1*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde zitbuis aan de voorzijde zitmat.

G. Voetensteunbreedte *Zie tekening 1*

Gemeten van de de binnenzijde van de voorframebuis tot de binnenzijde van de andere voorframebuis. Voetensteunbreedte staat aangegeven voor iedere zitbreedte i.c.m. gekozen taper.

Zitbreedte	Recht	5 cm Taper
Buitenzijde zitbuizen (A)	ca. 5 cm smaller dan zitbreedte	ca. 10 cm smaller dan Zitbreedte
25,5 cm (10")	19 cm	
28 cm (11")	21,5 cm	
30,5 cm (12")	24 cm	19 cm
33 cm (13")	26,5 cm	21,5 cm
35,5 (14")	29 cm	24 cm
38 cm (15")	32 cm	26,5 cm
40,5 cm (16")	34,5 cm	29 cm
43 cm (17")	37 cm	32 cm
45,5 cm (18")	39,5 cm	34,5 cm

H. Onderbeenlengte *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de zitmat tot aan de bovenzijde aan de achterzijde van de voetenplaat.

I. Zithoogte achterzijde *Zie tekening 3*

Gemeten van de vloer tot de bovenzijde van de zitbuis aan de voorzijde van de rugbuis. Zithoogte achter is achteraf instelbaar.


J. Balanspositie *Zie tekening 3*

Gemeten van de voorzijde van de rugbuis tot het hart van de achteras. Bij 0 mm zit de achteras recht onder de rugbuis.


K. Achterwiel spacing *Zie tekening 1*

Wordt gemeten van de buitenzijde van de rugbuis tot de binnenzijde van de achterband. Vanuit de gemaakte keuze nog 1 cm naar buiten te verstellen.

Tekening 1



Tekening 2



Tekening 3

