

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste Klaxon Twist

Kunden-Nr:
 Firma:
 Adresse:
 PLZ/Ort:
 Ansprechpartner:
 E-Mail:
 Telefon-Nr:

 Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



Klaxon Twist – Antrieb hinten



Klaxon Twist – Frontlenker



Klaxon Twist

Konfiguration:

- **Drehachse:**
Abschnitte A und C
- **Drehung mit hinterer Montage:**
Abschnitte A, B, C, D, E, F, G
- **Drehung mit vorderer Tiller-Montage:**
Abschnitte A, B, C, D, E, F und H oder I
- **Drehung mit Lenkerbefestigung:**
Abschnitte A, B, C, D, E, F und H oder I
- **Zubehör:**
Abschnitte B, D, E, F
- **Steuerungstyp:**
(Betreuer oder Begleiter) in Abschnitt B

Hinweis: Der Betreuer-Controller ist nicht kompatibel, wenn der Lenker montiert ist.

 HMV-Nummer: **in Beantragung**

Maße

Twist

Länge	310 mm
Länge mit Lenker	420 mm
Breite	150 mm
Breite mit Lenker	450 mm
Höhe	340 mm
Höhe mit Lenker	940 mm
Gewicht	7,4 kg (ohne Akku) / 9,8 kg (mit Lenker, ohne Akku)
Motorleistung	250 W (750 W Spitzenleistung)
Reifengröße	10 Zoll

Version: V1 – 01.01.2025

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 info@etac.de
 02366 5006-200
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	EUR
---------	--------------	----------	-----

A: Twist Hub

Klaxon Twist 22" Verbindungsplatte (KT025102)	KXHT0005	3.450,00	<input type="checkbox"/>
Klaxon Twist 24" Verbindungsplatte (KT025104)	KXHT0003	3.450,00	<input type="checkbox"/>
Klaxon Twist 25" Verbindungsplatte (KT025105)	KXHT0006	3.450,00	<input type="checkbox"/>
Klaxon Twist 26" Verbindungsplatte (KT025106)	KXHT0007	3.450,00	<input type="checkbox"/>

Listenpreis netto, inkl. Batterie

Eigenschaften:

- 750 Watt Drehmotor
- Um 360° drehendes Rad
- Reichweite pro Batterie 20km (unter optimalen Bedingungen)
- Gewicht (ohne Batterie) 7,5 kg
- Einstellbare Antriebseigenschaften über die Klaxon-Webanwendung
- Maximales Benutzergewicht 120 kg

B: Steuerung

Controller für TWIST - linke Seite	KXAT0009	308,70	<input type="checkbox"/>
Controller für TWIST - rechte Seite	KXAT0008	308,70	<input type="checkbox"/>
Kompletter, klappbarer Lenker (KT)	KXAT0006	400,00	<input type="checkbox"/>
Controller für Betreuer (KT, KR)	KXAT0005	262,60	<input type="checkbox"/>

C: Batterie (Ladegerät im Lieferumfang enthalten)

Batterie 36V 4AH (KT)	KXBT0001	inkl. Hub	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	----------	-----------	-------------------------------------

D: Ersatzbatterien/Ladegerät

Batterie 36V 4AH (KT)	KXBT0001	500,00	<input type="checkbox"/>
Batterieladegerät 36V 4Ah (KT)	KXST0021	104,74	<input type="checkbox"/>

E: Sicherheitskit

Einzelner Rückspiegel (außer HS)	KXAK0025	38,59	<input type="checkbox"/>
Akkulicht-Set Aura 35 (vorne u. hinten); StVZO-zertifiziertes LED-Lichtset, mit Nugget II Rücklicht	KXAKT0001	60,00	<input type="checkbox"/>

F: Zubehör

FAT-Reifen, Paar, inkl. komplettes Anschlussset für 12,7 mm	KXAK0012	540,23	<input type="checkbox"/>
FAT-Reifen, Paar, inkl. komplettes Anschlussset für 12 mm	KXAK0011	540,23	<input type="checkbox"/>
Telefonhalterung zur Befestigung am Lenker mit Klaxon Logo	KXAK0022	44,10	<input type="checkbox"/>
Transporttasche 8"	KXAK0016	209,48	<input type="checkbox"/>
Flybag Twist (KT, KR)	KXAT0001	132,30	<input type="checkbox"/>

Details zum Rollstuhl (diese Informationen helfen uns zu überprüfen, ob Sie alle benötigten Teile bestellt haben)

Hersteller:

Modell:

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 info@etac.de
 02366 5006-200
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Produkt	Beschreibung	Art-Nr.	EUR	
---------	--------------	---------	-----	--

G: Hintere Befestigungen

	Rückwärtiges Verbindungssystem (KT)	KXLT0002	551,26	<input type="checkbox"/>
	Verkleinerung von 36 mm auf 35 mm	KXLKT0078	38,60	<input type="checkbox"/>
	Verkleinerung von 36 mm auf 32 mm	KXLKT0077	38,60	<input type="checkbox"/>
	Verkleinerung von 36 mm auf 30 mm	KXLKT0076	38,60	<input type="checkbox"/>
	Verkleinerung von 36 mm auf 28 mm	KXLKT0075	38,60	<input type="checkbox"/>
	Verkleinerung von 36 mm auf 25 mm	KXLKT0074	38,60	<input type="checkbox"/>

H1: Zentrales Verbindungssystem – Connector (für Frontlenker- und Lenkeroptionen)

	Standard-Steckverbinder für Twist (LSTD-0003)	KXLK0010	500,00	<input type="checkbox"/>
--	---	----------	--------	--------------------------

H2: Crossbeam für zentrales Haken-System (messen Sie zwischen dem vorderen Rahmen unter dem Sitztuch)

	Komplette Querträger Distanz zwischen 230–270 mm (CF-33-RID-0001 + CF-32-0020 + CF-31-0001)	KXLKT0084	212,78	<input type="checkbox"/>
	Komplette Querträger Distanz zwischen 271–290 mm (CF-33-380-0001 + CF-32-0020 + CF-31-0001)	KXLKT0085	212,78	<input type="checkbox"/>
	Komplette Querträger Distanz zwischen 291–360 mm (CF-33-380-0001 + CF-32-0020 + CF-31-0000)	KXLKT0086	212,78	<input type="checkbox"/>
	Komplette Querträger Distanz zwischen 361–480 mm (CF-33-480-0001 + CF-32-0020 + CF-31-0000)	KXLKT0087	212,78	<input type="checkbox"/>
	Komplette Querträger Distanz zwischen 480–540 mm (CF-33-480-0001 + CF-32-0020 + CF-31-0002)	KXLKT0088	220,50	<input type="checkbox"/>

H3: Andere Komponenten für das zentrale Haken-System (notwendig)

	Sicherungsstifte mit Ringgriff, Paar (DF-34-0001 x2)	KXLKT0060 (x2)	42,00	<input type="checkbox"/>
--	--	----------------	-------	--------------------------

H4: Zentrales Haken-System – Rohrklemmen für parallele Rahmen

Rundrohrschellen 17mm–18,9mm (AGP25 x2 + RID25-18-0000)	KXLKT0014 (x2) + KXLKT0068	254,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 19mm–20,9mm (AGP25 x2 + RID25-20-0000)	KXLKT0014 (x2) + KXLKT0069	254,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 21mm–22,9 mm (AGP25 x2 + RID25-22-0000)	KXLKT0014 (x2) + KXLKT0070	254,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 23mm–22,9mm (AGP25 x2 + RID25-23-0000)	KXLKT0014 (x2) + KXLKT0071	254,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 24,4mm–26,4mm (AGP25 x2)	KXLKT0014 (x2)	198,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 27mm–28,9mm (AGP32 x2 + RID32-28-0000)	KXLKT0016 (x2) + KXLKT0072	254,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 29mm–30,9mm (AGP32 x2 + RID32-30-0000)	KXLKT0016 (x2) + KXLKT0073	254,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 31mm–33,4mm (AG32 x2)	KXLKT0016 (x2)	198,45	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 34mm–36mm (AGP35 x2)	KXLKT0017 (x2)	198,45	<input type="checkbox"/>
Ovalbreite 25 mm x Höhe 35 mm (Progeo) (AGPOV x2)	KXLKT0021 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>
Ovalbreite 27 mm x Höhe 33 mm (Sunrise) (AGPOVSX x2)	KXLKT0024 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>
Oval Vermiren Trigo (AGPOVT x2)	KXLKT0025 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>
Oval Progeo Carbon Noir 2.0/Duke (AGPOVPC x2)	KXLKT0022 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 info@etac.de
 02366 5006-200
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Produkt	Beschreibung	Art.-Nr.	EUR
---------	--------------	----------	-----

H5: Zentrales Haken-System – Tude-Klemmen für konvergente Rahmen

Rundrohrschellen Ø 17–18,9 mm (AGCP125 x2 + RID25-18-0000)	KXLKT0001 (x2) + KXLKT0068	293,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 19–20,9 mm (AGCP125 x2 + RID25-20-0000)	KXLKT0001 (x2) + KXLKT0069	293,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 21–22,9 mm (AGCP125 x2 + RID25-22-0000)	KXLKT0001 (x2) + KXLKT0070	293,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 23–22,9 mm (AGCP125 x2 + RID25-23-0000)	KXLKT0001 (x2) + KXLKT0071	293,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 24,4–26,4 mm (AGCP125 x2)	KXLKT0001 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 27–28,9 mm (AGCP132 x2 + RID32-28-0000)	KXLKT0002 (x2) + KXLKT0072	293,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 29–30,9 mm (AGCP132 x2 + RID32-30-0000)	KXLKT0002 (x2) + KXLKT0073	293,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 31–33,4 mm (AG132 x2)	KXLKT0002 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen 34–36 mm (AGP135 x2)	KXLKT0003 (x2)	237,05	<input type="checkbox"/>

I1: Laterales (Seiten-) Verknüpfungssystem (alternative Montagemöglichkeit für Frontlenker und Lenkeroptionen)


Seitliches Verbindungssystem (CL-KIT-0000)	KXLK0006	944,00	<input type="checkbox"/>
--	----------	--------	--------------------------

I2: Laterales (Seiten-) Verbindungs-System-Rohrscellen

Rundrohrschellen Ø 17–18,9 mm (AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-18-0000)	KXLKT0009 + KXLKT0004 + KXLKT0068	397,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 19–20,9 mm (AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-20-0000)	KXLKT0009 + KXLKT0004 + KXLKT0069	397,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 21–22,9 mm (AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-22-0000)	KXLKT0009 + KXLKT0004 + KXLKT0070	397,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 23–22,9 mm (AGLSX25 + AGLDX25 + RID25-23-0000)	KXLKT0009 + KXLKT0004 + KXLKT0071	397,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 24,4–26,4 mm (AGLSX25 + AGLDX25)	KXLKT0009 + KXLKT0004	341,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 27–28,9 mm (AGLSX32 + AGLDX32 + RID32-28-0000)	KXLKT0011 + KXLKT0006 + KXLKT0072	397,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 29–30,9 mm (AGLSX32 + AGLDX32 + RID32-30-0000)	KXLKT0011 + KXLKT0006 + KXLKT0073	397,78	<input type="checkbox"/>
Rundrohrschellen Ø 31–33,4 mm (AGLSX32 + AGLDX32)	KXLKT0011 + KXLKT0006	341,78	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 info@etac.de
 02366 5006-200
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

