

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Caribou

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 Caribou

Grundmodell enthält:

- Fußplatten geteilt, separat winkel- und höhenverstellbar
- Neigungsfunktion mit Fußpedalauslösung, beide Seiten
- Feststellbremse an allen Rollen, 100 mm
- Grundpolster mit Brustpolster (Option) in verschiedenen Größen kombinierbar



HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**

MIP-Interimsnummer: **28.29.02.1999**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Rahmenbreite (G)	510 mm	570 mm	650 mm	750 mm
Länge (H)	750 mm	920 mm	1110 mm	1110 mm
Höhe, vertikal (I)	460–570 mm	530–640 mm	680–790 mm	880–990 mm
Höhe, horizontal	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm
Neigungswinkel	0–87°	0–87°	0–87°	0–87°
Gewicht, manuelle Version	20,5 kg	24 kg	30,5 kg	35 kg
Gewicht, elektrische Version	22,5 kg	25,5kg	32,5 kg	37 kg
Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	40 kg	60 kg	80 kg	100 kg
Körpergröße, Nutzer (ca.)	850–1120 mm	980–1290 mm	1250–1560 mm	1530–1840 mm
Grundpolster Breite, oben-unten (J+J1)	250–320 mm	300–380 mm	350–460 mm	400–550 mm
Höhe, Boden Gestell unten (I2)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Grundpolster Höhe (K)	430 mm	500 mm	650 mm	850 mm
Fußplatte Neigung	-10–10°	-10–10°	-10–10°	-10–10°


Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finnland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Caribou Grundmodell, Gelb	1	31860101	1.731,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, Rot	2	31860102	1.924,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, Blau	3	31860113	2.602,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell, Anthrazit	4	31860114	2.844,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell mit elektrischer Neigungsfunktion	3	31860103-EL	4.054,00 <input type="checkbox"/>
	Caribou Grundmodell mit elektrischer Neigungsfunktion	4	31860104-EL	4.417,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör

Brustpolster wird benötigt, bitte Größe auswählen:



Brustpolster klein (B1: 150 mm B2: 180 mm H: 200 mm)	klein	31861101-1	527,00 <input type="checkbox"/>
Brustpolster mittel (B1: 190 mm B2: 230 mm H: 250 mm)	mittel	31861101-2	527,00 <input type="checkbox"/>
Brustpolster groß (B1: 220 mm B2: 270 mm H: 350 mm)	groß	31861101-3	555,00 <input type="checkbox"/>
Brustpolster XL (B1: 250 mm B2: 310 mm H: 400 mm)	XL	31861101-4	555,00 <input type="checkbox"/>

Kreuzgurt und/oder Brustgurt wird benötigt, bitte Größe auswählen:



Kreuzgurt	1	31862102-1	251,00 <input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	2	31862102-2	251,00 <input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	3	31862102-3	251,00 <input type="checkbox"/>
Kreuzgurt	4	31862102-4	251,00 <input type="checkbox"/>



Brustgurt	1+2	31862101-2	149,00 <input type="checkbox"/>
Brustgurt	3	31862101-3	149,00 <input type="checkbox"/>
Brustgurt	4	31862101-4	149,00 <input type="checkbox"/>



Armauflage klein, höhen-/winkelverstellbar (B: 125 mm H: 430 mm)		31861109-10	480,00 <input type="checkbox"/>
Armauflage groß, höhen-/winkelverstellbar (B: 165 mm H: 520 mm)		31861109-20	508,00 <input type="checkbox"/>



Schulterauflage klein, Set (B: 75 mm H: 190 mm) – Paar	1	31861126-1	295,00 <input type="checkbox"/>
Schulterauflage mittel, Set (B: 85 mm H: 240 mm) – Paar	2	31861126-2	295,00 <input type="checkbox"/>
Schulterauflage groß, Set (B: 100 mm H: 315 mm) – Paar	3	31861126-3	295,00 <input type="checkbox"/>
Schulterauflage XL, Set (B: 110 mm H: 390 mm) – Paar	4	31861126-4	295,00 <input type="checkbox"/>

nur in Verbindung mit Brustpolster in der selben Größe!
















Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	klein	31861107-1	29,00 <input type="checkbox"/>
Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	mittel	31861107-2	29,00 <input type="checkbox"/>
Keil zur Anformung des Grundpolsters, Set	groß	31861107-3	29,00 <input type="checkbox"/>















Kopfpolster, klein	1+2	31861116-1	527,00 <input type="checkbox"/>
Kopfpolster, groß	3+4	31861116-2	555,00 <input type="checkbox"/>
Kopfstütze aus R82 Programm (siehe gesondertes Bestellformular)			<input type="checkbox"/>

Weitere Varianten finden Sie auf unseren Preislisten "Kopfstützen" und "Kopfstützen multi-einstellbar" im Bereich Zubehör!


Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Verlängerungspolster klein (B: 250 mm H: 80 mm)	alle Größen	31861106-1	336,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster mittel (B: 300 mm H: 100 mm)	alle Größen	31861106-2	336,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster groß (B: 350 mm H: 100 mm)	alle Größen	31861106-3	336,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungspolster XL (B: 400 mm H: 100 mm)	alle Größen	31861106-4	336,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, Kunststoff, mit Becken und Abdeckung	1+2	31862130-2	808,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, Kunststoff, mit Becken und Abdeckung	3+4	31862130-3	808,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, aber für tiefere Position	1	31862131-1	808,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, aber für tiefere Position (nicht für Größe 4) <i>Tisch ist für Bauch- und Rückenlage geeignet!</i>	2+3	31862131-2	808,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage für Tisch, Kunststoff	1 - 3	31861131	160,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Bauchlage, eckiger Ausschnitt, 40 cm breit		31862135-0	315,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, kleiner runder Ausschnitt, 25 cm breit		31862135-1	315,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, großer runder Ausschnitt, 35 cm breit		31862135-2	315,00 <input type="checkbox"/>
	Spielzeughalter für Tisch, Kunststoff	1 - 3	318910740	212,00 <input type="checkbox"/>
	Haltebügel für Tisch	1 - 3	318910750	398,00 <input type="checkbox"/>
	Haltegriff/Schiebegriff für Begleitperson		31861108-U	138,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten klein (T: 110 x H: 120 mm)	alle Größen	31861102-10	270,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten groß (T: 160 x H: 150 mm) <i>Achtung: Verstellbereich limitiert, auf korrekte Größenauswahl des Brustpolsters achten!</i>	alle Größen	31861102-20	270,00 <input type="checkbox"/>
	Adapterplatte für Seitenpelotten <i>Ermöglicht die Kombination von Seitenpelotten mit 861102-10 und 861102-20</i>		31861102-PL	156,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten klein (H: 145 mm T: 95 mm)	alle Größen	31861102-1	377,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten mittel (H: 180 mm T: 130 mm)	alle Größen	31861102-2	377,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten groß, wie M, mit langer Haltestange	alle Größen	31861102-3	377,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckenpelotten	klein	31862103-1	57,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckenpelotten	mittel	31862103-2	57,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Seiten- und Beckenpelotten	groß	31862103-3	57,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-/Gesäßpelotte	1+2	31861115-2	416,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-/Gesäßpelotte <i>nicht in Verbindung mit Abduktionskeil!</i>	3+4	31861115-3	416,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil klein (B1: 50 mm B2: 70 mm H: 150 mm T: 170 mm)	alle Größen	31861103-1	237,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil groß (B1: 150 mm B2: 70 mm H: 150 mm T: 90 mm) <i>nicht in Verbindung mit Rücken-/Gesäßpelotten!</i>	alle Größen	31861103-2	237,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Gurt für Abduktionskeil, klein	alle Größen	31862104-1	208,00	<input type="checkbox"/>
	Gurt für Abduktionskeil, groß	alle Größen	31862104-2	208,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln/starr, klein	1+2	31861144-2	667,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln/starr, groß	3+4	31861144-3	667,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln abschenkbar, klein	1+2	31861154-2	832,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, einzeln abschenkbar, groß	3+4	31861154-3	832,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/starr, klein	1+2	31861144-20	693,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/starr, groß	3+4	31861144-30	693,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/abschenkbar, klein	1+2	31861154-20	888,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar/abschenkbar, groß	3+4	31861154-30	888,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar, Set	1+2	3186147	207,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar, Set	3+4	3186148	207,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	klein	31869490-RT	261,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	mittel	31869491-RT	261,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	groß	31869492-RT	261,00	<input type="checkbox"/>
	Fersenstütze, klein, Set	1+2	31861251	96,00	<input type="checkbox"/>
	Fersenstütze, groß, Set	3+4	31861252	96,00	<input type="checkbox"/>
	Klappschnallen mit Montage-Gleitzstücken, Set (6 Stück) <i>zur Befestigung von diversen Gurten an Caribou Montagegestangen!</i>	alle Größen	31862109-35	38,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	0	3189111-060	271,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	1	3189111-160	271,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	2	3189111-260	271,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	3	3189111-360	271,00	<input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	4	3189111-460	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler