

DE | Gültig ab: 01.03.2023

## Bestell-/Preisliste R82 Cougar

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Cougar

## Grundmodell enthält:

- Kippsicherungen, abschwenkbar
- Patentierte Rückenwinkelverstellung, mit anatomischem Drehpunkt
- Selbstjustierung des Schwerpunktes (patentierte Sitzkantelung)
- Wahlweise pannensichere Bereifung oder Luftbereifung
- Möglichkeit individuelle Sitz-/Rückeneinheiten anzubringen




350–500 mm

350–590 mm

450–600 mm

max. 120 kg

HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**MIP-Interimsnummer: **18.99.02.1999**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Breite, 22" Räder und Trommelbremse (G)	570 mm	620 mm	670 mm	720 mm
Höhe, bis Rückenoberkante (H)	960 mm	990 mm	1080 mm	1100 mm
Länge, mit Fußstützen	780 mm	780 mm	830 mm	830 mm
Sitzbreite (A)	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm
Sitztiefe (B)	350–450 mm	370–470 mm	430–530 mm	409–590 mm
Sitzhöhe, ab Boden (E)	460–530 mm	460–530 mm	460–530 mm	460–530 mm
Rückenhöhe (C)	450 mm	500 mm	600 mm	600 mm
Unterschenkellänge (D)	280–460 mm	280–460 mm	280–460 mm	280–460 mm
<b>Gefaltet ohne Fußstützen:</b>				
Wendekreis	880 mm	940 mm	970 mm	1000 mm
Gewicht, ohne Fußstützen	25 kg	26 kg	27 kg	28 kg
Max. Belastbarkeit	75 kg	75 kg	100 kg	120 kg
Sitzkantelung	45°	45°	45°	45°
Rückenneigung	35°	35°	35°	35°

Die Maße des Cougar entsprechen folgender Radkombination, in der Standard Position: 22" Hinterräder und 6" Vorderräder. Der Cougar ist gemessen mit Sitz in horizontaler und Rücken in vertikaler Position. Wir bieten verschiedene Typen von Fußstützen und Polstern an. Aus diesem Grund ist das Gewicht ohne diese Teile angegeben. Andere Kombinationen können die Maße verändern.











Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler











Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de









Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	<b>Grundmodell</b>		3197XXXXXXXXXX	4.497,00 <input type="checkbox"/>
	Cougar, Sitzbreite 35 cm, Größe 1	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Cougar, Sitzbreite 40 cm, Größe 2	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Cougar, Sitzbreite 45 cm, Größe 3	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Cougar, Sitzbreite 50 cm, Größe 4	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Silber	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	12½" luftbereift (Trommelbremse – ohne Aufpreis)	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	20" luftbereift	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" luftbereift	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	24" luftbereift	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	12½" pannensicher (Trommelbremse – ohne Aufpreis)	5		ohne MP <input type="checkbox"/>
	20" pannensicher	6		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" pannensicher	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
	24" pannensicher	9		ohne MP <input type="checkbox"/>
		Feststellbremse (nicht für 12½" - Räder) – Aufpreis		1
Trommelbremse – Aufpreis (kein Aufpreis bei 12½")		2		320,00 <input type="checkbox"/>
Feststell- und Trommelbremse (nicht für 12½") – Aufpreis		3		457,00 <input type="checkbox"/>
	6" Lenkrad pannensicher	6		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Lenkrad pannensicher	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Lenkrad luftbereift	8		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Ohne Fußstütze – diverse Modelle siehe Seite 3	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Geteilte Fußstütze, mit Gasfeder – Aufpreis*	1		931,00 <input type="checkbox"/>
	Geteilte Fußstütze, fest bei 75° – Aufpreis*	2		564,00 <input type="checkbox"/>
	Geteilte Fußstütze, mit Gasfeder u. Wadenplatte geteilt – Aufpreis*	4		1.211,00 <input type="checkbox"/>
	Geteilte Fußstütze, fest mit Wadenplatten geteilt – Aufpreis	5		845,00 <input type="checkbox"/>
<i>*ohne Wadenplatten, diverse Modelle siehe Seite 3</i>				
	Holzplatte Sitz, ohne Polster – Aufpreis	0		204,00 <input type="checkbox"/>
	Holzplatte Sitz mit angeformtem Polster – Aufpreis	1		426,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Sitzkissen und Holzplatte (nur Sitzstangen)	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Gurtrücken ohne Polster – Aufpreis	1		105,00 <input type="checkbox"/>
	Holzplatte Rücken, ohne Polster – Aufpreis	2		209,00 <input type="checkbox"/>
	Gurtrücken mit flachem Rückenkissen – Aufpreis	3		299,00 <input type="checkbox"/>
	Holzplatte Rücken mit anatomischem Rückenkissen – Aufpreis	4		439,00 <input type="checkbox"/>
	Gurtrücken mit anatomischem Rückenkissen – Aufpreis	5		380,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne alles (nur Rückenstangen)	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
		Keine Rückenlehnung	0	
Rückenlehnung – Aufpreis		1		286,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenlehnung – Nutzerbedienung – Aufpreis	1		286,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenlehnung – Regulierung am Schiebegriff	2		ohne MP <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
<b>Zubehör</b>				
	Armlehnen mit Seitenplatten, Paar	1+2	31970600-1	515,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Paar	3+4	31970600-2	515,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Paar (Höhenverstellung +80 mm)	3+4	31970600-3	515,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnenverlängerung, Paar		31970630-1	201,00 <input type="checkbox"/>
	Inkontinenz-Bezug für Sitzkissen	1-4	31970425-X13	216,00 <input type="checkbox"/>
	Gr. 1: X=1 <input type="checkbox"/> Gr. 2: X=2 <input type="checkbox"/> Gr. 3: X=3 <input type="checkbox"/> Gr. 4: X=4 <input type="checkbox"/>			
	Tisch, transparent, klein (B: 530 x T: 275 mm)	1+2	31970240-1	411,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, transparent, klein (B: 530 x T: 275 mm)	3+4	31970240-2	411,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, transparent, groß (B: 600 x T: 340 mm)	1+2	31970260-1	493,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, transparent, groß (B: 600 x T: 340 mm)	3+4	31970260-2	493,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, geteilt, mit Bezug, Paar	klein	31970550-1	264,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, geteilt, mit Bezug, Paar	groß	31970550-2	264,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug	1	31970555-1	264,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug	2	31970555-2	264,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug	3	31970555-3	264,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte durchgehend, mit Bezug	4	31970555-4	264,00 <input type="checkbox"/>
	Aufnahme für Fußstützen, geteilt & durchgehend	1	31970152	273,00 <input type="checkbox"/>
	Aufnahme für Fußstützen, geteilt & durchgehend (wird zur Montage benötigt)	2+3+4	31970153	273,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußschalen, geteilt	190 mm	318975285	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußschalen, geteilt	250 mm	318975287	85,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußschalen, geteilt (wird zur Montage benötigt)	350 mm	318975288	85,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar (75 x 170 mm)	1+2	3189143-1	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar (95 x 210 mm)	1+2	3189143-2	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar (110 x 235 mm)	3+4	3189143-3	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußstützen, durchgehend	190 mm	318975260	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußstützen, durchgehend	240 mm	318975261	64,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Fußstützen, durchgehend (wird zur Montage benötigt)	290 mm	318975262	64,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	1+2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3+4	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl.+hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett-Polster)	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl.+hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl.+hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, Paar	1+2	31970751-1	425,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, Paar	3+4	31970751-2	425,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung	1	31970055-113	425,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung	2	31970055-213	425,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung	3+4	31970055-313	425,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag für Autotransport Zur Aufnahme von Rollstuhlrückhaltesystemen	eine Größe	31970900	325,00 <input type="checkbox"/>
	Gurtaufnahmen mit Klappschnallen	eine Größe	31970710	184,00 <input type="checkbox"/>
	Aufnahme für Zusatzgeräte	2+3+4	31970815	396,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil	1	31970030-1	340,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil	2	31970030-2	340,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil	3	31970030-3	340,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil	4	31970030-4	340,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>
	Stockhalter	eine Größe	31970800	96,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Radschutz, Paar	eine Größe	31970560	424,00 <input type="checkbox"/>
	20" Speichenschutz, transparent, Stück		31970920	154,00 <input type="checkbox"/>
	22" Speichenschutz, transparent, Stück		31970922	154,00 <input type="checkbox"/>
	24" Speichenschutz, transparent, Stück		31970924	154,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange gerade, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183810-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, groß, Set</i>		3183825-160	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange gerade, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183810-260	514,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Seitenpelotten <i>Stange 25 mm gekröpft, Polster gebogen, klein, Set</i>		3183825-260	514,00 <input type="checkbox"/>

### Kopfstützen



Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals  
Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle  
Bezug für KS Nr. 1

319901223-00 412,00   
319901293-00 412,00   
319901-83 114,00



Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals  
Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle  
Bezug für KS Nr. 2

319903223-00 412,00   
319903293-00 412,00   
319903-83 114,00



Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals  
Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle  
Bezug für KS Nr. 3

319905223-00 412,00   
319905293-00 412,00   
319905-83 114,00



Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals  
Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle  
Bezug für KS Nr. 4

319906223-00 412,00   
319906293-00 412,00   
319906-83 114,00



Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug  
Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug

319914023-83 525,00   
319914093-83 525,00



Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug  
Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug

319923423-83 525,00   
319923493-83 525,00



Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug  
Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug

319945423-83 525,00   
319945493-83 525,00

Keine Haftung für Druckfehler




DE   Gültig ab: 01.03.2023		31xxx = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System nur für anatomische Kopfstützen		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4-L mit Bezug, ohne Dynamik, Turtle		319975793-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, einstellbar, 4-L mit Bezug, mit Dynamik, Turtle		319975693-85	605,00 <input type="checkbox"/>

Abb.:

**Halterung Turtle**

Abb.:

**Halterung Schwanenhals**

Keine Haftung für Druckfehler