

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Crocodile

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:



## R82 Crocodile

### Grundmodell enthält:

- Handgriffe, einstellbar in Breite und Höhe
- Rücklaufstopp
- Richtungsfeststeller
- Polsterung des Rückenrahmens
- Pannensichere Bereifung
- Schwenkbare Vorderräder
- Schleifbremse



270-690 mm





390-1000 mm



max. 1800 mm



max. 80 kg

HMV-Nummer: **10.46.02.3019**

Maße	Größe 0	Größe 1 mit Starter-Kit	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Breite zwischen den Griffen (J)	100-280 mm	90-250 mm	190-350 mm	320-600 mm	330-640 mm
Höhe vom Boden bis zu den Griffen (K)	300-610 mm	380-700 mm	420-715 mm	550-840 mm	750-1045 mm
Breite des Handgriffs	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Länge des Handgriffs	190 mm	190 mm	190 mm	190 mm	250 mm
Abstand Bremsgriff	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm	74 mm
Höhe vom Boden bis zu den Stützen	520-765 mm	520-765 mm	520-765 mm	570-815 mm	830-1095 mm
Breite (G)	580 mm	620 mm	620 mm	690 mm	690 mm
Gesamtlänge	640 mm	660 mm	720 mm	840 mm	870 mm
Gewicht, Grundmodell	6 kg	5,5 kg	7 kg	7 kg	12 kg
Drehdurchmesser	950 mm	1000 mm	1000 mm	1140 mm	1140 mm
Größe des Nutzers, maximal	1050 mm	1150 mm	1150 mm	1500 mm	1800 mm
Benutzergewicht, maximal	30 kg	30 kg	30 kg	45 kg	80 kg
Kleine Rollen	141 x 26 mm	141 x 26 mm	28 x 140 mm	28 x 140 mm	28 x 140 mm
Große Rollen	203 x 32 mm	203 x 32 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm	30 x 200 mm
Untergrund, Befahrbarkeit	4,5°	4,5°	4,5°	7°	15°


Version: 20230301









Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Jon Preater














Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Grundmodell</b>			
	Crocodile Größe 0, Weiß	0	3186800	941,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile Größe 1, Gelb	1	3186801	941,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile Größe 2, Orange	2	3186802	941,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile Größe 2, Schwarz metallic	2	3186852	941,00 <input type="checkbox"/>
	Crocodile Größe 3, Anthrazit	3	3186803	1.095,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör				
	Crocodile Starter-Kit für Crocodile Gr. 1	1	3186801-0	391,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Inkl. Haltebügel, Kippschutz abschwenkbar, Rahmenpolster und Rahmenverkürzungskit für vorhandene Crocodile Größe 1</i>			
	Crocodile Wachstums-Kit für Crocodile Gr. 1 mit montiertem Starter-Kit	1	3186801-1	391,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Inkl. Haltebügel Gr. 1, Rahmenpolster Gr. 1, Kippschutz abschwenkbar</i>			
	Unterarmauflage mit Handgriff, Set	0+1	3186858-1	466,00 <input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage mit Handgriff, Set	2	3186859-1	466,00 <input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage mit Handgriff, Set	3	3186860-1	466,00 <input type="checkbox"/>
	Unterarmfixierung für Unterarmauflage, gepolstert (Stück)	eine Größe	31869370	71,00 <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts			
	Kippsicherung, starr, Set	0-2	3186815-F	138,00 <input type="checkbox"/>
	<i>(nicht in Kombination mit Starter-Kit!)</i>			
	Kippsicherung, starr, Set	3	3186815-3F	138,00 <input type="checkbox"/>
	Kippsicherung abschwenkbar, Set	0-2	3186815	326,00 <input type="checkbox"/>
	<i>(nicht in Kombination mit Starter-Kit! Bei Gr. 0 nur bei gefaltetem Rahmen nach oben abschwenkbar)</i>			
	Kippsicherung abschwenkbar, Set	3	3186815-3S	326,00 <input type="checkbox"/>
	Handbügel, Querstange zwischen den Handgriffen, abklappbar	0	3186879-0	183,00 <input type="checkbox"/>
	Handbügel, Querstange zwischen den Handgriffen, abklappbar	1	3186879-1	183,00 <input type="checkbox"/>
	Handbügel, Querstange zwischen den Handgriffen, abklappbar	2	3186879-2	183,00 <input type="checkbox"/>
	Handteller für Handgriff	0-3	3186861	83,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Handbügel und Handteller nicht in Kombination einsetzbar!</i>			
	Handbremse, Set, ohne Rücklaufstopp	1+2	3186834	278,00 <input type="checkbox"/>
	Handbremse, Set, ohne Rücklaufstopp	3	3186873	278,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nicht in Verbindung mit Unterarmauflagen einsetzbar! Nicht für Größe 0!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Rückenpelotte <i>Haltestange 3186880 für Gr. 3 wird zwingend benötigt!</i>	0-3	3186816	194,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Set	0-3	3186819	388,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Beckenpelotte, klein, tiefenverstellbar (90 x 120-230 mm)	0-3	3186808	354,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-Beckenpelotte, mittel, tiefenverstellbar (90 x 180-290 mm)	0-3	3186809	354,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Rücken-Beckenpelotte <i>Haltestange 3186880 für Gr. 3 wird zwingend benötigt!</i>		31SN4016	134,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose für Rücken-Beckenpelotte, klein	0-2	3186824-1	167,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose für Rücken-Beckenpelotte, mittel <i>Nur in Kombination mit 86808/86809!</i> <i>Achtung! Nur für Nutzer bis max. 40 kg freigegeben!</i>	0-2	3186825-1	167,00 <input type="checkbox"/>
	Thoraxring, Umfang 47-64 cm, höhen- und tiefenverstellbar <i>Nur für Crocodile Gr. 0!</i>	0	31868610	565,00 <input type="checkbox"/>
	Rücken-/Beckenpelotte, anpassbar (nur für Größe 3) <i>Haltestange 3186880 wird zwingend benötigt!</i>	3	3186886	488,00 <input type="checkbox"/>
	Bauch-/Beckengurt, breit (für Art. 86886)	3	3185490-2	75,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange für Rückenpelotten und zusätzl. Stabilisierung <i>Wird nur bei Crocodile Größe 3 benötigt!</i>		3186880	99,00 <input type="checkbox"/>
	Tasche, klein	0-2	3186839	87,00 <input type="checkbox"/>
	Tasche, groß	3	3186843	187,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz, hochklappbar, Weiß	0	3186820-01	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz, hochklappbar, Gelb <i>(nicht in Kombination mit Starter-Kit!)</i>	1	3186820	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz, hochklappbar, Orange	2	3186821	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz, hochklappbar, Schwarz	2	3186823	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz, hochklappbar, Anthrazit <i>In Kombination mit 86808/86809 lässt sich der Sitz ggf. nicht vollständig hochklappen!</i>	3	3186863	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose	0-1	3186824	204,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose	2	3186825	204,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebegriff für Begleitperson, höhen- und winkelverstellbar <i>Größe 3 auf Anfrage erhältlich!</i>	0-2	3186866-1	246,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Beinteilung auf Anfrage erhältlich!</i>	alle Größen		auf Anfrage <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler