

CH FR • Valable du: 01.01.2025

Liste de commande/prix R82 Flamingo

Numéro de client:
Société:
Adresse:
Code postal/localité:
Personne de contact:
E-mail:
Numéro de téléphone:

Adresse de livraison: voir informations clients


Commission:



R82 Flamingo

Flamingo Standard - modèle de base:

- Piètement réglable en hauteur et pliable
- Réglage de l'angle de l'assise et du dossier
- Inserts en caoutchouc siège et dossier
- Cale d'abduction contre les projections à plat ou en hauteur
- Unité d'assise, amovible
- Repose-pieds
- Frein de stationnement sur toutes les roues
- Poignée de poussée




250–340 mm

240–400 mm

360–470 mm

max. 70 kg



Dimensions

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Dimensions	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Largeur totale du siège	350 mm	380 mm	430 mm	480 mm
Longueur, siège	260 mm	315 mm	360 mm	425 mm
Hauteur, siège	400 mm	430 mm	480 mm	510 mm
Largeur d'assise maximale (A)	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
Profondeur d'assise (B)	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
Hauteur du dossier (C)	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
Largeur du dossier (F)	200 mm	220 mm	260 mm	280 mm
Inclinaison du dossier	30°	30°	30°	30°
Largeur (G)	440 mm	460 mm	500 mm	540 mm
Longueur (H)	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Hauteur du châssis, dimension pliée	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Longueur pliée, cadre	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm
Hauteur d'assise, à partir du sol (E)	500–600 mm	500–600 mm	500–600 mm	500–600 mm
Hauteur (I)	860 mm	890 mm	930 mm	950 mm
Longueur des jambes	180–260 mm	250–350 mm	300–400 mm	300–400 mm
Angle du repose-pieds	90–60°	90–60°	90–60°	90–60°
Angle d'assise	-15–35°	-15–35°	-15–35°	-15–35°
Poids, unité d'assise	2,5 kg	3 kg	4 kg	4,5 kg
Poids, modèle de base, châssis et siège	11 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Max. Capacité de charge/poids de l'utilisateur	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg

Angle d'inclinaison: Assise: -15° - 35° Dossier: -90° - 45° Repose-pieds: 90° - 60°

Version: V1 - 01.01.2025

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

Industriestraße 13

45699 Herten

Deutschland

02366 5006-0

R82@etac.de

02366 5006-282

www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

USt-ID-Nr.: DE 174 000168

Bank: Nordea Bank Finnland

BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025



Liste de commande/prix R82 Flamingo



R82 Flamingo High-Low

Flamingo High-Low - modèle de base:

- Piètement réglable en hauteur en continu
- Réglage de l'angle de l'assise et du dossier
- Inserts en caoutchouc pour l'assise et le dossier
- Cale d'abduction contre les projections à plat ou en hauteur
- Unité d'assise, amovible
- Repose-pieds
- Frein de stationnement sur toutes les roues
- Roues pivotantes de 75 mm
- Poignée de poussée






Dimensions	Taille 1	Taille 2	Taille 3	Taille 4
Largeur totale du siège	350 mm	380 mm	430 mm	480 mm
Longueur, siège	260 mm	315 mm	360 mm	425 mm
Hauteur, siège	400 mm	430 mm	480 mm	510 mm
Largeur d'assise maximale (A)	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
Profondeur d'assise (B)	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
Largeur du dossier (F)	200 mm	220 mm	260 mm	280 mm
Hauteur du dossier (C)	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
Inclinaison du dossier	30°	30°	30°	30°
Largeur du cadre (G)	500 mm	500 mm	570 mm	570 mm
Longueur (H)	640 mm	640 mm	760 mm	760 mm
Hauteur totale (I)	860-1080 mm	920-1110 mm	940-1170 mm	1020-1200 mm
Hauteur d'assise, à partir du sol (E)	530-740 mm	530-740 mm	530-740 mm	530-740 mm
Longueur des jambes (D)	200-250 mm	230-340 mm	300-420 mm	300-420 mm
Angle du repose-pieds	90-75°	90-75°	90-75°	90-75°
Inclinaison du dossier	-5-20° *	-5-20°	-5-20°	-5-20°
Poids du cadre	11,5 kg	11,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
Poids du siège	2,5 kg	3 kg	4 kg	4,5 kg
Poids de l'utilisateur, maximum	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Capacité de levage	35 kg	35 kg	55 kg	55 kg

* L'angle de -5° peut être atteint avec une hauteur de bâti de 55 cm!





Version: V1 - 01.01.2025

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: F112 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
A0 : Flamingo Pot d'entraînement, complet (unité d'assise, support, pot avec support, coussin d'assise et de dossier, protection anti-éclaboussures haute)				



Flamingo "Entraînement au pot" taille 1, coussinets gris	1	31880101-S	1.524,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo "Entraînement au pot" taille 1, coussinets bleus	1	31880101-61S	1.524,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo "Entraînement au pot" taille 2, coussinets gris	2	31880102-S	1.524,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo "Entraînement au pot" taille 2, coussinets bleus	2	31880102-61S	1.524,00	<input type="checkbox"/>

A1: Flamingo Standard, complet (unité d'assise, châssis, rembourrage d'assise et de dossier, repose-pieds, protection anti-éclaboussures haute)


Flamingo Standard, taille 1, rouleaux de 75 mm*	1	31880001-XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, taille 2, rouleaux de 75 mm*	2	31880002-XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, taille 3, rouleaux de 75 mm*	3	31880003-XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, taille 4, rouleaux de 75 mm*	4	31880004-XX*	3.332,00	<input type="checkbox"/>



Flamingo Standard, taille 1, rouleaux de 100 mm*	1	31880001-1XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, taille 2, rouleaux de 100 mm*	2	31880002-1XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, taille 3, rouleaux de 100 mm*	3	31880003-1XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, taille 4, rouleaux de 100 mm*	4	31880004-1XX*	3.332,00	<input type="checkbox"/>

*Veuillez sélectionner impérativement:

Gris = -NL Bleu = -61



Protection anti-éclaboussures plate, au lieu de standard "haut"	1	31880195-XX*	sans SUP	<input type="checkbox"/>
Protection anti-éclaboussures plate, au lieu de standard "haut"	2-4	31880196-XX*	sans SUP	<input type="checkbox"/>

*Veuillez sélectionner impérativement:

Gris = -NL Bleu = -61



Poignée de poussée (incluse dans la commande complète !)	1-4	31880110	sans SUP	<input type="checkbox"/>
--	-----	----------	----------	--------------------------

A2: Flamingo High-Low, complet (unité d'assise, châssis, rembourrage d'assise et de dossier, repose-pieds, protection anti-éclaboussures haute)


Flamingo High-Low, taille 1, rouleaux de 75 mm*	1	31880401-XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, taille 2, rouleaux de 75 mm*	2	31880402-XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, taille 3, rouleaux de 75 mm*	3	31880403-XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, taille 4, rouleaux de 75 mm*	4	31880404-XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>



Flamingo High-Low, taille 1, rouleaux de 100 mm*	1	31880401-1XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, taille 2, rouleaux de 100 mm*	2	31880402-1XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, taille 3, rouleaux de 100 mm*	3	31880403-1XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, taille 4, rouleaux de 100 mm*	4	31880404-1XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>

*Veuillez sélectionner impérativement:

Gris = -NL Bleu = -61





Protection anti-éclaboussures plate, au lieu de standard "haut"	1	31880195-XX*	sans SUP	<input type="checkbox"/>
Protection anti-éclaboussures plate, au lieu de standard "haut"	2-4	31880196-XX*	sans SUP	<input type="checkbox"/>

*Veuillez sélectionner impérativement:





Gris = -NL Bleu = -61

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH



 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826




CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Poignée de poussée (incluse dans la commande complète !)	1-4	31880110	sans SUP <input type="checkbox"/>
	Poignée supplémentaire pour support High-Low	1+2	31880110-HL	139,00 <input type="checkbox"/>
	Poignée supplémentaire pour châssis High-Low pour soutenir le réglage de la hauteur!	3+4	31880110-HLL	139,00 <input type="checkbox"/>
	Roues pivotantes, 125 mm, supplément de 75 mm uniquement pour les supports Flamingo High-Low !	1-4	31880100-125	271,00 <input type="checkbox"/>
	Vérin à gaz 1000N (au lieu de 600N) pour piétement High-Low	1+2	31880176-1000	145,00 <input type="checkbox"/>
	Vérin à gaz 1200N (au lieu de 800N) pour piétement High-Low	3+4	31880176-1200	145,00 <input type="checkbox"/>

B : Accessoires pour tous les modèles





	Support de pot pour siège Flamingo t. 1	1	31880160-1	383,00 <input type="checkbox"/>
	Pot avec support pour support de pot t. 1	1	31880121	133,00 <input type="checkbox"/>
	Support de pot pour siège Flamingo t. 2	2	31880160-2	383,00 <input type="checkbox"/>
	Pot avec support pour support de pots t. 2	2	31880122	133,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Attention: le pot avec support est généralement nécessaire!</i>			
	Adaptateur de cuvette de WC	1	31880141-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	Adaptateur de cuvette de WC	2	31880142-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	Adaptateur de cuvette de WC	3	31880143-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	Adaptateur de cuvette de WC	4	31880144-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	<i>La taille du châssis doit correspondre à la taille du siège! Sans siège Flamingo, repose-pieds inclus</i>			
	Ventouses pour l'utilisation du siège Flamingo dans la baignoire, kit	une	31880150	220,00 <input type="checkbox"/>
	Réglage central et renforcé de l'angle du dossier pour les tailles 2, 3 & 4 ; fortement recommandé pour les utilisateurs spastiques! Facilite le réglage de l'angle du dossier avec l'utilisateur dans le Flamingo!		31880155	264,00 <input type="checkbox"/>









Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826





CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Couverture de trou siège t. 1	1	31880185-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
	Couverture de trou siège t. 2	2	31880186-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
	Couverture de trou siège t. 3	3	31880187-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
	Couverture de trou siège t. 4	4	31880188-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage:				
Gris = <input type="checkbox"/> Bleu = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>disponible uniquement pour les inserts en caoutchouc standard!</i>				
	Insert en caoutchouc pour réduire la largeur d'assise	2	31880166-XX*	305,00 <input type="checkbox"/>
	Insert en caoutchouc pour réduire la largeur d'assise	3	31880167-XX*	305,00 <input type="checkbox"/>
	Insert en caoutchouc pour réduire la largeur d'assise	4	31880168-XX*	305,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage:				
Gris = <input type="checkbox"/> Bleu = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>ne peut pas être utilisé en combinaison avec 3188018X!</i>				
	Kit de réduction de la profondeur d'assise	2	31880172-44	150,00 <input type="checkbox"/>
	Kit de réduction de la profondeur d'assise	3	31880173-44	150,00 <input type="checkbox"/>
	Kit de réduction de la profondeur d'assise	4	31880174-44	150,00 <input type="checkbox"/>
<i>Réduit la profondeur d'assise de 12, 24, 32 ou 44 mm!</i>				
	Eléments latéraux du dossier, set, y compris rembourrage	1	31880111-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
	Eléments latéraux du dossier, set, y compris rembourrage	2	31880112-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
	Eléments latéraux de dossier, set, y compris rembourrage	3	31880113-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
	Eléments latéraux de dossier, set, y compris rembourrage	4	31880114-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage:				
Gris = <input type="checkbox"/> Bleu = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>pas en combinaison avec des pelotes latérales!</i>				
	Poussette rabattable, pelote latérale, droite, petit coussin, set		3183315-26X*	530,00 <input type="checkbox"/>
	Poussette rabattable, pelote latérale, droite, grand coussin, set		3183315-16X*	530,00 <input type="checkbox"/>
	Poussette rabattable, pelote latérale, coudée 25 mm, petit coussin, set		3183325-26X*	530,00 <input type="checkbox"/>
	Poussette rabattable, pelote latérale, coudée 25 mm, grand coussin, set		3183325-16X*	530,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage:				
Gris = <input type="checkbox"/> Bleu = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>pas en combinaison avec les éléments latéraux du dos!</i>				
	Pelotes latérales fixes, P : 90 H : 100 mm, recommandé pour les t. 1+2, gris		3188401-10	271,00 <input type="checkbox"/>
	Pelotes latérales fixes, P : 100 H : 140 mm recommandé pour t. 3+4, gris		3188401-20	271,00 <input type="checkbox"/>
<i>pas en combinaison avec les éléments latéraux du dos!</i>				
	Accoudoir, rembourrage PU, noir, set	une	31880152	465,00 <input type="checkbox"/>
<i>pas en combinaison avec éléments latéraux de dossier 88011x!</i>				
<i>pas en combinaison avec accoudoir 88013x!</i>				
	Accoudoir	1	31880131-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
	Accoudoir	2	31880132-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
	Accoudoir	3	31880133-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
	Accoudoir	4	31880134-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage:				
Gris = <input type="checkbox"/> Bleu = -61 <input type="checkbox"/>				

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland



 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826





CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Pot avec support pour Flamingo Standard+HL t. 1	1	31880121	133,00 <input type="checkbox"/>
	Pot avec support pour Flamingo Standard+HL t. 2	2	31880122	133,00 <input type="checkbox"/>
	Pot avec support pour Flamingo Standard+HL t. 3	3	31880123	133,00 <input type="checkbox"/>
	Pot avec support pour Flamingo Standard+HL t. 4	4	31880124	133,00 <input type="checkbox"/>
	Couvercle pour pot Flamingo /Flamingo HL 1+2	1+2	31880128-L	97,00 <input type="checkbox"/>
	Couvercle pour pot Flamingo /Flamingo HL 3+4	3+4	31880129-L	97,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-éclaboussures en silicone avec support	1	31880121-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-éclaboussures en silicone avec support	2	31880122-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-éclaboussures en silicone avec support	3	31880123-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
	Protection anti-éclaboussures en silicone avec support	4	31880124-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
<i>fortement recomm. en cas d'utilisation au-dessus de la cuvette des toilettes!</i>				
	Sangle de mollet	une	31880199	80,00 <input type="checkbox"/>
	Rallonge de dossier H: 100 mm L: 170-200 mm		31880118-XX*	333,00 <input type="checkbox"/>
	Rallonge de dossier H: 100 mm L: 230-260 mm		31880119-XX*	333,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage: Gris = <input type="checkbox"/> Bleu = -61 <input type="checkbox"/> seulement en combinaison avec appui-tête ou barre de maintien en cas d'utilisation avec un appui-tête, la poignée de poussée ne peut être montée qu'avec le support Turtle (25 cm)!				
	Barre de maintien pour rallonge dorsale	une	31880120	62,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête, n° 1, avec support standard, 230 mm		319901X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête, n° 2, avec support standard, 230 mm		319903X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête, n° 3, avec support standard, 230 mm		319905X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête, n° 4, avec support standard, 230 mm		319906X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage: Gris = 1 <input type="checkbox"/> Bleu = 4 <input type="checkbox"/>				
	Appui-tête n° 1, avec support col de cygne, 230 mm		319901X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête n° 2, avec support en col de cygne, 230 mm		319903X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête n° 3, avec support pour col de cygne, 230 mm		319905X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête n° 4, avec support en col de cygne, 230 mm		319906X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage: Gris = 1 <input type="checkbox"/> Bleu = 4 <input type="checkbox"/>				
	Appui-tête n° 1, avec support Turtle long, 250 mm		319901X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête n° 2, avec support Turtle long, 250 mm		319903X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête n° 3, avec support Turtle long, 250 mm		319905X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appui-tête n° 4, avec support Turtle long, 250 mm		319906X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
*Choisir la couleur du rembourrage: Gris = 1 <input type="checkbox"/> Bleu = 4 <input type="checkbox"/>				

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826




CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Gilets et ceintures

Soutien du tronc




	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185705-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185705-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185705-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	L	3185705-L	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XL	3185705-XL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sangle de poitrine et d'épaule, néoprène/tissu de confort, noir	XXL	3185705-XXL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185720-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185720-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185720-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	L	3185720-L	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, néoprène/tissu de confort, noir	XL	3185720-XL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet de torse, maille perméable, blanc	XS	3189111-040	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet de torse, maille perméable, blanc	S	3189111-07540	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet de torse, maille perméable, blanc	M	3189111-140	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet de torse, maille perméable, blanc	L	3189111-240	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet de torse, maille perméable, blanc	XL	3189111-340	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet de torse, maille perméable, blanc	XXL	3189111-440	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, tissu mesh perméable, blanc	XS	3189625-040	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, tissu mesh perméable, blanc	S	3189625-140	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, tissu mesh perméable, blanc	M	3189625-240	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, tissu mesh perméable, blanc	L	3189625-340	280,00	<input type="checkbox"/>
	Gilet croisé, tissu mesh perméable, blanc	XL	3189625-440	280,00	<input type="checkbox"/>

Soutien du bassin





	Harnais bassin 4 points, néoprène/tissu confort, noir	XS	3185725-XS	169,00	<input type="checkbox"/>
	Harnais bassin 4 points, néoprène/tissu confort, noir	S	3185725-S	169,00	<input type="checkbox"/>
	Harnais bassin 4 points, néoprène/tissu confort, noir	M	3185725-M	169,00	<input type="checkbox"/>
	Harnais bassin 4 points, néoprène/tissu confort, noir	L	3185725-L	169,00	<input type="checkbox"/>
	Harnais bassin 4 points, néoprène/tissu confort, noir	XL	3185725-XL	169,00	<input type="checkbox"/>
	Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir	XS	3185735-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir	S	3185735-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Pantalon en T, néoprène/tissu de confort, noir	M	3185735-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne à 2 points, néoprène, noir	S	3185423-1	140,00	<input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne à 2 points, néoprène, noir	M	3185423-2	140,00	<input type="checkbox"/>
	Ceinture pelvienne à 2 points, néoprène, noir	L	3185423-3	140,00	<input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

Gilets et ceintures

Soutien du pied



Chevillères, néoprène/tissu de confort, noir, paire
Chevillères, néoprène/tissu de confort, noir, paire
Chevillères, néoprène/tissu de confort, noir, paire

XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Footstraps avec boucles à pression, paire
Footstraps avec velcro, paire

une	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
une	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>



Sandaes en néoprène, petites, en paire (120 x 60 mm)

une	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
-----	-----------	--------	--------------------------

C: Composants individuels et pièces de rechange



Siège Flamingo, avec réglage de l'angle du dossier*
Siège Flamingo, avec réglage de l'angle du dossier*
Siège Flamingo, avec réglage de l'angle du dossier*
Siège Flamingo, avec réglage de l'angle du dossier*

1	31880101-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>
2	31880102-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>
3	31880103-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>
4	31880104-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>

*Choisir la couleur du rembourrage:

Gris = -NL Bleu = -61

Châssis standard, réglable en hauteur, pliable*
Châssis standard, réglable en hauteur, pliable*
Châssis standard, réglable en hauteur, pliable*
Châssis standard, réglable en hauteur, pliable*

1	31880201-NL	2.107,00	<input type="checkbox"/>
2	31880202-NL	2.107,00	<input type="checkbox"/>
3	31880203-NL	2.107,00	<input type="checkbox"/>
4	31880204-NL	2.231,00	<input type="checkbox"/>

La taille du châssis doit correspondre à la taille du siège !

Châssis High-Low, avec repose-pieds, roulettes de 75 mm
Châssis High-Low, avec repose-pieds, roulettes de 75 mm
Châssis High-Low, avec repose-pieds, roulettes de 75 mm
Châssis High-Low, avec repose-pieds, roulettes de 75 mm
Vérin à gaz 1000N (au lieu de 600N) pour piétement High-Low
Vérin à gaz 1200N (au lieu de 800N) pour piétement High-Low

1	31880411	2.785,00	<input type="checkbox"/>
2	31880412	2.785,00	<input type="checkbox"/>
3	31880413	2.844,00	<input type="checkbox"/>
4	31880414	2.844,00	<input type="checkbox"/>
1+2	31880176-1000	145,00	<input type="checkbox"/>
3+4	31880176-1200	145,00	<input type="checkbox"/>

Kit d'adaptation à la croissance monture High-Low de la taille 1 à la t. 2
Kit de réduction de la taille de la monture High-Low de la taille 2 à la t. 1
Kit d'adaptation à la croissance châssis High-Low de la taille 3 à la t. 4
Kit de réduction de taille, monture high-low, de la taille 4 à la t. 3

	31880411-UP	689,00	<input type="checkbox"/>
	31880412-UP	689,00	<input type="checkbox"/>
	31880413-UP	751,00	<input type="checkbox"/>
	31880414-UP	751,00	<input type="checkbox"/>






Poignée de poussée, mise à niveau





une	31880110	152,00	<input type="checkbox"/>
-----	----------	--------	--------------------------

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

C: Composants individuels et pièces de rechange



Pot pour Flamingo Standard et HL, sans support	1+2	31112401	99,00	<input type="checkbox"/>
Pot pour Flamingo Standard et HL, sans support	3+4	31880129	99,00	<input type="checkbox"/>

Protection anti-éclaboussures en silicone sans support	1+2	31112369	123,00	<input type="checkbox"/>
Protection anti-éclaboussures en silicone sans support	3+4	31112372	123,00	<input type="checkbox"/>



Coussin d'assise, standard, siège Flamingo t. 1	1	31880161-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Coussin d'assise, standard, siège Flamingo t. 2	2	31880162-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Coussin d'assise, standard, siège Flamingo t. 3	3	31880163-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Coussin d'assise, standard, siège Flamingo t. 4	4	31880164-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>

*Choisir la couleur:

Gris = Bleu = -61

Rembourrage de dossier, Flamingo t. 1	1	31880171-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Rembourrage de dossier, Flamingo t. 2	2	31880172-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Rembourrage de dossier, Flamingo t. 3	3	31880173-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Rembourrage de dossier, Flamingo t. 4	4	31880174-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>

*Choisir la couleur:

Gris = Bleu = -61



Spritzschutz, hoch Flamingo Gr. 1	1	31880191-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz, hoch Flamingo Gr. 2-4	2-4	31880192-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>

*Choisir la couleur:

Gris = Bleu = -61



Protection anti-éclaboussures, plate Flamingo t. 1	1	31880195-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>
Protection anti-éclaboussures, plate Flamingo t. 2-4	2-4	31880196-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>

*Choisir la couleur:




Gris = Bleu = -61







Réglage central et renforcé de l'angle d'assise uniquement pour le châssis Flamingo Standard Gr. 3 et 4, facilite la réglage de l'angle d'assise avec utilisateur dans le Flamingo!		31880156	109,00	<input type="checkbox"/>
---	--	----------	--------	--------------------------

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826