

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 Flamingo

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Flamingo

### Flamingo Standard – Grundmodell enthält:

- Untergestell höheneinstellbar und faltbar
- Sitz- und Rückenwinkelverstellung
- Gummieinlagen Sitz und Rücken
- Abduktionskeil/Spritzschutz flach oder hoch
- Sitzeinheit, abnehmbar
- Fußstützen
- Feststellbremse an allen Rädern
- Schiebegriff


HMV-Nummer: **33.40.04.1010**

250–340 mm

240–400 mm

360–470 mm

max. 70 kg



### Maße

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Gesamtbreite Sitz	350 mm	380 mm	430 mm	480 mm
Länge, Sitz	260 mm	315 mm	360 mm	425 mm
Höhe, Sitz	400 mm	430 mm	480 mm	510 mm
Sitzbreite maximal (A)	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
Sitztiefe (B)	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
Rückenhöhe (C)	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
Rückenbreite (F)	200 mm	220 mm	260 mm	280 mm
Rückenneigung	30°	30°	30°	30°
Breite (G)	440 mm	460 mm	500 mm	540 mm
Länge (H)	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Gestellhöhe, Faltmaß	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Gefaltete Länge, Rahmen	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm
Sitzhöhe, ab Boden (E)	500–600 mm	500–600 mm	500–600 mm	500–600 mm
Höhe (I)	860 mm	890 mm	930 mm	950 mm
Unterschenkellänge	180–260 mm	250–350 mm	300–400 mm	300–400 mm
Fußstützenwinkel	90–60°	90–60°	90–60°	90–60°
Sitzwinkel	-15–35°	-15–35°	-15–35°	-15–35°
Gewicht, Sitzeinheit	2,5 kg	3 kg	4 kg	4,5 kg
Gewicht, Grundmodell, Gestell und Sitz	11 kg	13 kg	14 kg	15 kg
Max. Belastbarkeit/Gewicht des Nutzers	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg

Neigungswinkel: Sitz: -15° - 35° Rücken: -90° - 45° Fußstütze: 90° - 60°

Version: V1 – 01.01.2025

Keine Haftung für Druckfehler

### Etac GmbH

 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: Nordea Bank Finnland

 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025


Bestell-/Preisliste R82 Flamingo



## R82 Flamingo High-Low

### Flamingo High-Low – Grundmodell enthält:

- Untergestell stufenlos höhenverstellbar
- Sitz- und Rückenwinkelverstellung
- Gummieinlagen für Sitz und Rücken
- Abduktionskeil/Spritzschutz flach oder hoch
- Sitzeinheit, abnehmbar
- Fußstützen
- Feststellbremse an allen Rädern
- 75 mm Lenkrollen
- Schiebegriff


HMV-Nummer: **33.40.04.1010**

500 &amp; 570 mm

640-760 mm

860-1200 mm

max. 70 kg



#### Maße

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Gesamtbreite Sitz	350 mm	380 mm	430 mm	480 mm
Länge, Sitz	260 mm	315 mm	360 mm	425 mm
Höhe, Sitz	400 mm	430 mm	480 mm	510 mm
Sitzbreite maximal (A)	240 mm	280 mm	320 mm	340 mm
Sitztiefe (B)	250 mm	290 mm	350 mm	400 mm
Rückenbreite (F)	200 mm	220 mm	260 mm	280 mm
Rückenhöhe (C)	350 mm	380 mm	420 mm	470 mm
Neigung Rückenlehne	30°	30°	30°	30°
Rahmenbreite (G)	500 mm	500 mm	570 mm	570 mm
Länge (H)	640 mm	640 mm	760 mm	760 mm
Gesamthöhe (I)	860-1080 mm	920-1110 mm	940-1170 mm	1020-1200 mm
Sitzhöhe, ab Boden (E)	530-740 mm	530-740 mm	530-740 mm	530-740 mm
Unterschenkellänge (D)	200-250 mm	230-340 mm	300-420 mm	300-420 mm
Fußstützenwinkel	90-75°	90-75°	90-75°	90-75°
Rückenneigung	-5-20° *	-5-20°	-5-20°	-5-20°
Gewicht Rahmen	11,5 kg	11,5 kg	12,5 kg	12,5 kg
Gewicht Sitz	2,5 kg	3 kg	4 kg	4,5 kg
Benutzergewicht, maximal	35 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Hubkraft	35 kg	35 kg	55 kg	55 kg

\* Die -5° Kantelung kann bei einer Gestellhöhe von 55 cm erreicht werden!

Version: V1 - 01.01.2025

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR

**A0: Flamingo Töpfchentraining, komplett (Sitzereinheit, Untergestell, Topf mit Halterung, Sitz- und Rückenpolster, Spritzschutz hoch)**


Flamingo "Töpfchentraining" Größe 1, graue Polster	1	31880101-S	1.524,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo "Töpfchentraining" Größe 1, blaue Polster	1	31880101-61S	1.524,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo "Töpfchentraining" Größe 2, graue Polster	2	31880102-S	1.524,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo "Töpfchentraining" Größe 2, blaue Polster	2	31880102-61S	1.524,00	<input type="checkbox"/>

**A1: Flamingo Standard, komplett (Sitzereinheit, Untergestell, Sitz- und Rückenpolster, Fußstützen, Spritzschutz hoch)**


Flamingo Standard, Größe 1, 75 mm Rollen*	1	31880001-XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, Größe 2, 75 mm Rollen*	2	31880002-XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, Größe 3, 75 mm Rollen*	3	31880003-XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, Größe 4, 75 mm Rollen*	4	31880004-XX*	3.332,00	<input type="checkbox"/>



Flamingo Standard, Größe 1, 100 mm Rollen*	1	31880001-1XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, Größe 2, 100 mm Rollen*	2	31880002-1XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, Größe 3, 100 mm Rollen*	3	31880003-1XX*	3.213,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Standard, Größe 4, 100 mm Rollen*	4	31880004-1XX*	3.332,00	<input type="checkbox"/>

\*Bitte unbedingt auswählen:

Grau = -NL

Blau = -61



Spritzschutz flach, anstelle standard "hoch"	1	31880195-XX*	ohne MP	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz flach, anstelle standard "hoch"	2-4	31880196-XX*	ohne MP	<input type="checkbox"/>

\*Polsterfarbe auswählen:

Grau = -NL

Blau = -61



Schiebegriff (bei Komplettbestellung inklusive!)	1-4	31880110	ohne MP	<input type="checkbox"/>
--	-----	----------	---------	--------------------------

**A2: Flamingo High-Low, komplett (Sitzereinheit, Untergestell, Sitz- und Rückenpolster, Fußstützen, Spritzschutz hoch)**


Flamingo High-Low, Größe 1, 75 mm Rollen*	1	31880401-XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, Größe 2, 75 mm Rollen*	2	31880402-XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, Größe 3, 75 mm Rollen*	3	31880403-XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, Größe 4, 75 mm Rollen*	4	31880404-XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>



Flamingo High-Low, Größe 1, 100 mm Rollen*	1	31880401-1XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, Größe 2, 100 mm Rollen*	2	31880402-1XX*	3.951,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, Größe 3, 100 mm Rollen*	3	31880403-1XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo High-Low, Größe 4, 100 mm Rollen*	4	31880404-1XX*	4.010,00	<input type="checkbox"/>

\*Polsterfarbe auswählen:

Grau = -NL

Blau = -61



Spritzschutz flach, anstelle standard "hoch"	1	31880195-XX*	ohne MP	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz flach, anstelle standard "hoch"	2-4	31880196-XX*	ohne MP	<input type="checkbox"/>


\*Polsterfarbe auswählen:

Grau = -NL





Blau = -61

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826




DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Schiebegriff (bei Komplettbestellung inklusive!)	1-4	31880110	ohne MP <input type="checkbox"/>
	Zusatz-Handgriff für High-Low-Gestell	1+2	31880110-HL	139,00 <input type="checkbox"/>
	Zusatz-Handgriff für High-Low-Gestell zur Unterstützung der Höhenverstellung!	3+4	31880110-HLL	139,00 <input type="checkbox"/>
	Lenkrollen, 125 mm, Aufpreis zu 75 mm nur für Flamingo High-Low Gestelle!	1-4	31880100-125	271,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder 1000N (statt 600N) für High-Low Gestell	1+2	31880176-1000	145,00 <input type="checkbox"/>
	Gasdruckfeder 1200N (statt 800N) für High-Low Gestell	3+4	31880176-1200	145,00 <input type="checkbox"/>

#### B: Zubehör für alle Modelle





	Töpfchen-Gestell für Flamingo Sitz Gr. 1	1	31880160-1	383,00 <input type="checkbox"/>
	Topf mit Halterung für Töpfchengestell Gr. 1	1	31880121	133,00 <input type="checkbox"/>
	Töpfchen-Gestell für Flamingo Sitz Gr. 2	2	31880160-2	383,00 <input type="checkbox"/>
	Topf mit Halterung für Töpfchengestell Gr. 2	2	31880122	133,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Achtung: Topf mit Halterung wird in der Regel benötigt!</i>			
	Toilettenbeckenadapter	1	31880141-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	Toilettenbeckenadapter	2	31880142-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	Toilettenbeckenadapter	3	31880143-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	Toilettenbeckenadapter	4	31880144-FS	896,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Gestellgröße muss der Sitzgröße entsprechen! Ohne Flamingo Sitz, inklusive Fußstützen</i>			
	Saugnapfe für Nutzung Flamingo Sitz in Badewanne, Set	eine Größe	31880150	220,00 <input type="checkbox"/>
	Zentrale, verstärkte Rückenwinkelverstellung für Größe 2, 3 & 4; für spastische Nutzer dringend empfohlen! erleichtert die Rückenwinkelverstellung mit Nutzer im Flamingo!		31880155	264,00 <input type="checkbox"/>









Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826





DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Lochabdeckung Sitz Gr. 1	1	31880185-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
	Lochabdeckung Sitz Gr. 2	2	31880186-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
	Lochabdeckung Sitz Gr. 3	3	31880187-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
	Lochabdeckung Sitz Gr. 4	4	31880188-XX*	120,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen:				
Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>nur für Standard-Gummieinlage erhältlich!</i>				
	Gummieinlage zur Reduzierung der Sitzbreite	2	31880166-XX*	305,00 <input type="checkbox"/>
	Gummieinlage zur Reduzierung der Sitzbreite	3	31880167-XX*	305,00 <input type="checkbox"/>
	Gummieinlage zur Reduzierung der Sitzbreite	4	31880168-XX*	305,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen:				
Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>nicht in Kombination mit 3188018x einsetzbar!</i>				
	Kit zur Reduzierung der Sitztiefe	2	31880172-44	150,00 <input type="checkbox"/>
	Kit zur Reduzierung der Sitztiefe	3	31880173-44	150,00 <input type="checkbox"/>
	Kit zur Reduzierung der Sitztiefe	4	31880174-44	150,00 <input type="checkbox"/>
<i>Reduziert die Sitztiefe um 12, 24, 32 oder 44 mm!</i>				
	Rückenseitenteile, Set, inkl. Polster	1	31880111-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenseitenteile, Set, inkl. Polster	2	31880112-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenseitenteile, Set, inkl. Polster	3	31880113-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenseitenteile, Set, inkl. Polster	4	31880114-XX*	396,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen:				
Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>nicht in Verbindung mit Seitenpelotten!</i>				
	Abklapp. Seitenpelotte, gerade, kleines Polster, Set		3183315-26X*	530,00 <input type="checkbox"/>
	Abklapp. Seitenpelotte, gerade, großes Polster, Set		3183315-16X*	530,00 <input type="checkbox"/>
	Abklapp. Seitenpelotte, 25 mm gekröpft, kleines Polster, Set		3183325-26X*	530,00 <input type="checkbox"/>
	Abklapp. Seitenpelotte, 25 mm gekröpft, großes Polster, Set		3183325-16X*	530,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen:				
Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/>				
<i>nicht in Verbindung mit Rückenseitenteilen!</i>				
	Feste Seitenpelotten, T: 90 H: 100 mm, empf. für Gr. 1+2, grau		3188401-10	271,00 <input type="checkbox"/>
	Feste Seitenpelotten, T: 100 H: 140 mm empf. für Gr. 3+4, grau		3188401-20	271,00 <input type="checkbox"/>
<i>nicht in Verbindung mit Rückenseitenteilen!</i>				
	Arملهne, Polster PU, Schwarz, Set	eine Gr.	31880152	465,00 <input type="checkbox"/>
<i>nicht in Kombination mit Rückenseitenteilen 88011x!</i>				
<i>nicht in Kombination mit Armauflage 88013x!</i>				
	Armauflage	1	31880131-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage	2	31880132-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage	3	31880133-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage	4	31880134-XX*	427,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen:				
Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/>				









Keine Haftung für Druckfehler

## Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland



 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826





DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Topf mit Halterung für Flamingo Standard+HL Gr. 1	1	31880121	133,00 <input type="checkbox"/>
	Topf mit Halterung für Flamingo Standard+HL Gr. 2	2	31880122	133,00 <input type="checkbox"/>
	Topf mit Halterung für Flamingo Standard+HL Gr. 3	3	31880123	133,00 <input type="checkbox"/>
	Topf mit Halterung für Flamingo Standard+HL Gr. 4	4	31880124	133,00 <input type="checkbox"/>
	Deckel für Topf Flamingo /Flamingo HL 1+2	1+2	31880128-L	97,00 <input type="checkbox"/>
	Deckel für Topf Flamingo /Flamingo HL 3+4	3+4	31880129-L	97,00 <input type="checkbox"/>
	Silikonspritzschutz inkl. Halterung	1	31880121-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
	Silikonspritzschutz inkl. Halterung	2	31880122-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
	Silikonspritzschutz inkl. Halterung	3	31880123-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
	Silikonspritzschutz inkl. Halterung	4	31880124-PR	163,00 <input type="checkbox"/>
<i>bei Nutzung über dem Toilettenbecken dringend empfohlen!</i>				
	Wadenband	eine Gr.	31880199	80,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung H: 100 mm B: 170-200 mm		31880118-XX*	333,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung H: 100 mm B: 230-260 mm		31880119-XX*	333,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen: Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/> <i>nur in Kombination mit Kopfstütze oder Haltestange bei Verwendung mit einer Kopfstütze kann der Schiebegriff nur mit der Turtle Halterung (25 cm) montiert werden!</i>				
	Haltestange für Rückenverlängerung	eine Gr.	31880120	54,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 1, mit Standardhalterung, 230 mm		319901X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 2, mit Standardhalterung, 230 mm		319903X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 3, mit Standardhalterung, 230 mm		319905X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, Nr. 4, mit Standardhalterung, 230 mm		319906X48-00	425,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen: Grau = 1 <input type="checkbox"/> Blau = 4 <input type="checkbox"/>				
	Kopfstütze Nr. 1, mit Schwanenhalshalterung, 230 mm		319901X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2, mit Schwanenhalshalterung, 230 mm		319903X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3, mit Schwanenhalshalterung, 230 mm		319905X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4, mit Schwanenhalshalterung, 230 mm		319906X65-00	425,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen: Grau = 1 <input type="checkbox"/> Blau = 4 <input type="checkbox"/>				
	Kopfstütze Nr. 1, mit Turtlehalterung lang, 250 mm		319901X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2, mit Turtlehalterung lang, 250 mm		319903X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3, mit Turtlehalterung lang, 250 mm		319905X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4, mit Turtlehalterung lang, 250 mm		319906X46-00	425,00 <input type="checkbox"/>
*Polsterfarbe auswählen: Grau = 1 <input type="checkbox"/> Blau = 4 <input type="checkbox"/>				

Keine Haftung für Druckfehler

## Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland





 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826


DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

### Westen und Gurte

#### Rumpfunterstützung




	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XS	3189111-040	280,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	S	3189111-07540	280,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	M	3189111-140	280,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	L	3189111-240	280,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XL	3189111-340	280,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XXL	3189111-440	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XS	3189625-040	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	S	3189625-140	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	M	3189625-240	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	L	3189625-340	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, wasserdurchlässiges Mesh-Gewebe, Weiß	XL	3189625-440	280,00	<input type="checkbox"/>

#### Beckenunterstützung





	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	169,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	140,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	140,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	140,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR

### Westen und Gurte

### Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Gr.	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
Fußgurte mit Klett, Paar	eine Gr.	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>



Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)	eine Gr.	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
---	----------	-----------	--------	--------------------------

### C: Einzelkomponenten und Ersatzteile



Flamingo Sitzeinheit, inkl. Rückenwinkelverstellung*	1	31880101-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Sitzeinheit, inkl. Rückenwinkelverstellung*	2	31880102-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Sitzeinheit, inkl. Rückenwinkelverstellung*	3	31880103-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>
Flamingo Sitzeinheit, inkl. Rückenwinkelverstellung*	4	31880104-XX*	1.037,00	<input type="checkbox"/>

\*Polsterfarbe auswählen:

Grau = -NL

Blau = -61

Standard Gestell, höhenstellbar, faltbar*	1	31880201-NL	2.107,00	<input type="checkbox"/>
Standard Gestell, höhenstellbar, faltbar*	2	31880202-NL	2.107,00	<input type="checkbox"/>
Standard Gestell, höhenstellbar, faltbar*	3	31880203-NL	2.107,00	<input type="checkbox"/>
Standard Gestell, höhenstellbar, faltbar*	4	31880204-NL	2.231,00	<input type="checkbox"/>

*Gestellgröße muss der Sitzgröße entsprechen!*

High-Low Gestell, mit Fußstützen, 75 mm Rollen	1	31880411	2.785,00	<input type="checkbox"/>
High-Low Gestell, mit Fußstützen, 75 mm Rollen	2	31880412	2.785,00	<input type="checkbox"/>
High-Low Gestell, mit Fußstützen, 75 mm Rollen	3	31880413	2.844,00	<input type="checkbox"/>
High-Low Gestell, mit Fußstützen, 75 mm Rollen	4	31880414	2.844,00	<input type="checkbox"/>
Gasdruckfeder 1000N (statt 600N) für High-Low Gestell	1+2	31880176-1000	145,00	<input type="checkbox"/>
Gasdruckfeder 1200N (statt 800N) für High-Low Gestell	3+4	31880176-1200	145,00	<input type="checkbox"/>



Wachstums-Anpassungs-Set High-Low Gestell von Gr. 1 auf Gr. 2		31880411-UP	689,00	<input type="checkbox"/>
Größen-Verkleinerungs-Set High-Low Gestell von Gr. 2 auf Gr. 1		31880412-UP	689,00	<input type="checkbox"/>
Wachstums-Anpassungs-Set High-Low Gestell von Gr. 3 auf Gr. 4		31880413-UP	751,00	<input type="checkbox"/>
Größen-Verkleinerungs-Set High-Low Gestell von Gr. 4 auf Gr. 3		31880414-UP	751,00	<input type="checkbox"/>







Schiebegriff, Nachrüstung	eine Gr.	31880110	152,00	<input type="checkbox"/>
---------------------------	----------	----------	--------	--------------------------

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826



DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**C: Einzelkomponenten und Ersatzteile**


Topf für Flamingo Standard und HL, ohne Halterung	1+2	31112401	99,00	<input type="checkbox"/>
Topf für Flamingo Standard und HL, ohne Halterung	3+4	31880129	99,00	<input type="checkbox"/>

Silikonspritzschutz ohne Halterung	1+2	31112369	123,00	<input type="checkbox"/>
Silikonspritzschutz ohne Halterung	3+4	31112372	123,00	<input type="checkbox"/>



Sitzpolster, standard, Flamingo Sitz Gr. 1	1	31880161-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster, standard, Flamingo Sitz Gr. 2	2	31880162-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster, standard, Flamingo Sitz Gr. 3	3	31880163-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Sitzpolster, standard, Flamingo Sitz Gr. 4	4	31880164-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>

\*Farbe auswählen:

Grau =                       Blau = -61

Rückenpolster, Flamingo Gr. 1	1	31880171-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Rückenpolster, Flamingo Gr. 2	2	31880172-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Rückenpolster, Flamingo Gr. 3	3	31880173-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>
Rückenpolster, Flamingo Gr. 4	4	31880174-XX*	292,00	<input type="checkbox"/>

\*Farbe auswählen:

Grau =                       Blau = -61



Spritzschutz, hoch Flamingo Gr. 1	1	31880191-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz, hoch Flamingo Gr. 2-4	2-4	31880192-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>

\*Farbe auswählen:

Grau =                       Blau = -61



Spritzschutz, flach Flamingo Gr. 1	1	31880195-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>
Spritzschutz, flach Flamingo Gr. 2-4	2-4	31880196-XX*	136,00	<input type="checkbox"/>

\*Farbe auswählen:




Grau =                       Blau = -61







Zentrale, verstärkte Sitzwinkelverstellung nur für Flamingo Standard Gestell Gr. 3 und 4, erleichtert die Sitzwinkelverstellung mit Nutzer im Flamingo!		31880156	109,00	<input type="checkbox"/>
---	--	----------	--------	--------------------------

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826