

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 Kudu

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Kudu

### Grundmodell enthält:

- Selbstzentrierende und kugelgelagerte Sitzkantelung (max. 45°)
- Rückenneigung stufenlos einstellbar
- Beidseitiger Kippschutz abschwenkbar
- Höhen- und winkelverstellbare Fußstütze zentral
- Schiebegriffe einzeln höheneinstellbar
- Aufnahme für Kopfstütze


HMV-Nummer: **18.50.03.2002**

260–380 mm

220–450 mm

370–630 mm

max. 60 kg



Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Sitzbreite, maximal (A)	260 mm	300 mm	340 mm	380 mm
Sitzhöhe ab Boden (E)	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Sitztiefe (B)	220–320 mm	270–370 mm	310–410 mm	350–450 mm
Rückenhöhe (C)	370–460 mm	400–520 mm	430–580 mm	430–630 mm
Unterschenkellänge Fußstütze zentral	160–310 mm	160–380 mm	260–450 mm	260–450 mm
Unterschenkellänge Fußstütze geteilt (Option)	N/A	250–350 mm	300–480 mm	300–480 mm
Rückenwinkel	-5–30°	-5–30°	-5–30°	-5–30°
Breite (G)	605 mm	645 mm	685 mm	725 mm
Länge (H)	690 mm	690 mm	740 mm	740 mm
Höhe, Faltmaß	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm
Gewicht, Grundmodell	19 kg	21 kg	23 kg	25 kg
Nutzergewicht, max.	40 kg	50 kg	60 kg	60 kg
Nutzergewicht, max. bei Transport im Auto	40 kg	50 kg	57 kg	57 kg
Rückenneigung	-3–45°	-3–45°	-3–45°	-3–45°
Wendekreis	823 mm	823 mm	823 mm	823 mm
Radsturz für 20, 22, 24" Zoll Räder	6°	6°	6°	6°
Untergrund, Befahrbarkeit	10°	10°	10°	10°

Version: V1 – 01.01.2025

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

Industriestraße 13

45699 Herten

Deutschland

02366 5006-0

R82@etac.de

02366 5006-282










www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

USt-ID-Nr.: DE 174 000168

Bank: Nordea Bank Finnland

BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Grundmodell</b>		3195XXXXXXXXXX	3.413,00 <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 1	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 2	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 3	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 4	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 1 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	6		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 2 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 3 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	8		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kudu Größe 4 ohne Sturz, nur für 20" 22", 24" *	9		ohne MP <input type="checkbox"/>
	<i>*Alber E-fix/E-Motion möglich – Anbausatz bitte direkt bei Alber bestellen!</i>			
	Rahmenfarbe Weiß	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Rot	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Anthrazit	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Mit Sitz- und Rückenpolster – <b>Aufpreis!</b>	1		513,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Sitz- und Rückenpolster	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Anatomisches Sitz- und Rückenpolster – <b>Aufpreis!</b>	4		642,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nur Sitz- oder nur Rückenpolster: siehe Zubehör!</i>			
	Schiebebügel, winkelverstellbar – <b>Aufpreis!</b>	1		142,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebegriffe einzeln	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel winkelverstellbar, höhenverstellbar – <b>Aufpreis!</b>	7		282,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral, Rückenwinkelverst. unter Sitz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt* Rückenwinkelverst. unter Sitz – <b>Aufpreis!</b>	2		290,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral, Rückenwinkelverst. am Schiebegriff – <b>Aufpreis!</b>	5		116,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt*, Rückenwinkelverst. am Schiebegriff – <b>Aufpreis!</b>	6		405,00 <input type="checkbox"/>
<i>*geteilte Fußstützen nicht für Kudu Gr. 1</i>				
	12½" Hinterrad pannensicher	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	12½" Hinterrad Luftbereifung	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	16" Hinterrad pannensicher	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	16" Hinterrad Luftbereifung	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	20" Hinterrad pannensicher, Steckachse	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	20" Hinterrad Luftbereifung, Steckachse	5		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" Hinterrad pannensicher, Steckachse	6		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" Hinterrad Luftbereifung, Steckachse	7		ohne MP <input type="checkbox"/>
	24" Hinterrad pannensicher, Steckachse	8		ohne MP <input type="checkbox"/>
24" Hinterrad Luftbereifung, Steckachse	9	ohne MP <input type="checkbox"/>		
	Trommelbremse, am Griff feststellbar – <b>Aufpreis!</b>	0		462,00 <input type="checkbox"/>
	Feststellbremse (nicht für 12½ / 16") – <b>Aufpreis!</b>	1		168,00 <input type="checkbox"/>
	Trommelbremse, Griff selbst einrastend – <b>Aufpreis!</b>	2		462,00 <input type="checkbox"/>
	Feststell- und Trommelbremse, Griff selbst einrastend – <b>Aufpreis!</b> <i>(nicht für 12½ und 16" Räder)</i>	3		630,00 <input type="checkbox"/>
	Feststell- und Trommelbremse, am Griff feststellbar – <b>Aufpreis!</b> <i>(nicht für 12½ und 16" Räder)</i>	4		630,00 <input type="checkbox"/>
	6" Räder vorne, pannensicher	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Räder vorne, pannensicher (nur für 22" und 24")	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Räder vorne, Luftbereifung (nur für 22" und 24")	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Speichenschutz Design Kudu (nur für 20", 22", 24")	1		136,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Speichenschutz	2		ohne MP <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

## Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Zubehör</b>				
	Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1	1	3195145-1PAD	197,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2	2	3195145-2PAD	197,00 <input type="checkbox"/>
	Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3	3	3195145-3PAD	197,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	1	3195145-1BSET	490,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	2	3195145-2BSET	490,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 <i>(seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)</i>	3	3195145-3BSET	490,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	101,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Tischaufnahme, Paar	1+2	3195712-2	479,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen mit Seitenplatten, Tischaufnahme, Paar	3+4	3195712-4	479,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Polster für o.g. Armlehne (nicht für winkelverstellbar)	1-4	3195712-PAD	135,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, zusätzlich winkelverstellbar	1+2	3195712-20	544,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, zusätzlich winkelverstellbar	3+4	3195712-40	544,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte in Kombination mit Armlehnen	1+2	3195713-10	247,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte in Kombination mit Armlehnen	3+4	3195713-20	247,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Reduzierung der Sitzbreite je nach Distanzstück 2-10 cm</i>			
	Radschutz 20", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 22", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 24", Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 22" in Kombination mit 7" Rad, Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Radschutz 24" in Kombination mit 7" Rad, Paar		auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, fest, B: 9 x H: 10 cm	Typ 0	3195401-10	208,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, fest, B: 12 x H: 14 cm	Typ 6	3195401-20	208,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, fest, B: 16 x H: 15 cm	Typ 5	3195401-30	208,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht in Kombination mit Rückenkissen, anatomisch!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Schnellverschluss für Seitenpelotten, fest	Typ 0+6	318910702-20	113,00 <input type="checkbox"/>
	Schnellverschluss für Seitenpelotten, fest	Typ 5	318910702-25	113,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, gerade, Polster 9 x 19 cm		31831010-160	530,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, gerade, Polster 6,5 x 17 cm		31831010-260	530,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, 25 mm gekröpft, Polster 9 x 19 cm		31831025-160	530,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenpelotten, abschwenkbar, 25 mm gekröpft, Polster 6,5 x 17 cm <i>nicht in Kombination mit Rückenkissen, anatomisch!</i>		31831025-260	530,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze separat montierbar, 17 x 12 cm	klein	318910407-10	354,00 <input type="checkbox"/>
	Oberarmstütze separat montierbar, 17 x 129 x 16 cm	groß	318910407-20	381,00 <input type="checkbox"/>
	<i>höhen- und winkelverstellbar</i>			
	Kniepelotten, abschwenkbar	klein	3195860-10	751,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, abschwenkbar <i>nur in Verbindung mit Fußstütze zentral</i>	mittel	3195860-20	751,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte		3185131	252,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenband für geteilte Fußstützen		3185131-10	83,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, groß		3195430-10	333,00 <input type="checkbox"/>
	Zusatzpolster für Abduktionskeil, groß		3195430-10260	88,00 <input type="checkbox"/>
	Adduktorenführung		3195429-10	220,00 <input type="checkbox"/>
	Therapietisch inkl. Halterungen <i>nur in Verbindung mit Armlehnen möglich!</i>		319576351	395,00 <input type="checkbox"/>
	Aufnahme/Adapterplatte für Kommunikationshilfen <i>Passend für: Kudu mit zentraler Fußplatte, nicht gleichzeitig verwendbar mit abklappbaren Kniepelotten!</i>		3195429-COM	111,00 <input type="checkbox"/>

**Sitz- und Rückenkissen – bereits im Grundmodell enthalten – bitte hier nur auswählen, wenn zusätzlich bzw. einzeln gewünscht!**

	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	1	3195751-1SET	438,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	2	3195751-2SET	438,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	3	3195751-3SET	438,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen anatomisch, mit Seitenführung	4	3195751-4SET	438,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	1	3195752-160	260,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	2	3195752-260	260,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	3	3195752-360	260,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen anatomisch, mit Memoryschaum	4	3195752-460	260,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	1	3195741-1SET	366,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	2	3195741-2SET	366,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	3	3195741-3SET	366,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenkissen standard, Modell "Kudu"	4	3195741-4SET	366,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	1	3195742-160	209,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	2	3195742-260	209,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	3	3195742-360	209,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzkissen standard, Modell "Kudu"	4	3195742-460	209,00 <input type="checkbox"/>

*alle Sitz- und Rückenkissen inkl. Bezug, abnehmbar*

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Rückenverlängerung (+ 5 cm)		3195743-x05	97,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung (+ 10 cm)		3195743-x10	97,00 <input type="checkbox"/>
	Gr. 1: X=1 <input type="checkbox"/> Gr. 2: X=2 <input type="checkbox"/> Gr. 3: X=3 <input type="checkbox"/> Gr. 4: X=4 <input type="checkbox"/>			
	Rückenverlängerung/Kopfstütze flach, 23 x 10 cm	1-4	319981091-60	558,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung/Kopfstütze flach, 28 x 10 cm	1-4	319982091-60	558,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung/Kopfstütze flach, 33 x 10 cm	1-4	319983091-60	558,00 <input type="checkbox"/>
	<i>inkl. Bezug und Klappschnallen, an Turtlehalterung</i>			
	Seitenführungspolster, klettbar, 15 cm, Stk.		31E63012-60	53,00 <input type="checkbox"/>
	Seitenführungspolster, klettbar, 30 cm, Stk.		31E63013-60	53,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nur für Rückenkissen standard!</i>			
	Schutzdach für Kudu, schwarz	1+2	318740110	306,00 <input type="checkbox"/>
	Schutzdach für Kudu, schwarz	3+4	318740120	306,00 <input type="checkbox"/>
	Montageset für Wetterschutzdach (wird zwingend benötigt!)		319589100	66,00 <input type="checkbox"/>
	Aufnahme für Zusatzgeräte	2+3+4	3195281-10	412,00 <input type="checkbox"/>
	<i>nicht für Kudu Gr. 1</i>			
	Halterung für Sauerstoffflasche	eine Größe	319576295	219,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag für Autotransport	eine Größe	3195900-16	254,00 <input type="checkbox"/>
	<i>zur Aufnahme von Rollstuhlrückhaltesystemen AMF Kraftknoten bitte beim Hersteller bestellen</i>			
	Schlupfsack Gr. 1 für Kudu, Schwarz/Farbakzent*	1+2	31R82-XXXXX	227,00 <input type="checkbox"/>
	Schlupfsack Gr. 2 für Kudu, Schwarz/Farbakzent*	3+4	31R82-XXXXX	227,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Schlupfsack Gr. 1 für Kudu 1+2, Schlupfsack Gr. 2 für Kudu 3+4!</i>			
	*Bitte Dekorstreifen/Farbakzent auswählen:			
	Blau <input type="checkbox"/> 607R Rot <input type="checkbox"/> 609RO Grau <input type="checkbox"/> 534G Pink <input type="checkbox"/> 601P	für 1	(Kudu Gr. 1+2)	
	Blau <input type="checkbox"/> 608R Rot <input type="checkbox"/> 610RO Grau <input type="checkbox"/> 535G Pink <input type="checkbox"/> 602P	für 2	(Kudu Gr. 3+4)	

Keine Haftung für Druckfehler

## Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug**

		3199XX0XX-XX		
 	<b>Typ</b>			
	Kopfstütze, gebogen (B: 18, H: 13 cm)	21		288,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, gebogen (B: 26, H: 26 cm)	22		288,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, anatomisch, klein	23		366,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, anatomisch, mittel	45		366,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze, anatomisch, groß	67		366,00 <input type="checkbox"/>
 	<b>Turtle-Halterung</b>			
	Standard (zwei Gelenke)	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Erweitert (drei Gelenke, erweiterte Tiefenverstellung)	2		37,00 <input type="checkbox"/>
	Standard mit 3D-Verstellung	3		103,00 <input type="checkbox"/>
	Erweitert mit 3D-Verstellung	4		140,00 <input type="checkbox"/>
  	<b>Haltestange</b>			
	Haltestange, kurz, Höhenverstellbarkeit: 8 cm	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Haltestange, mittel, Höhenverstellbarkeit: 12 cm	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, Höhenverstellbarkeit: 16 cm	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	<b>Bezug und Farbe</b>			
	Schwarz	80		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, abwischbar, für oben konfigurierte Kopfstütze		auf Anfrage	67,00 <input type="checkbox"/>
	Stirnband-System nur für anatomische Kopfstützen		auf Anfrage	<input type="checkbox"/>
	<b>Handschauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze</b>			
	Handschauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	24,00 <input type="checkbox"/>
	Handschauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	48,00 <input type="checkbox"/>
	Handschauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr.	31905035	62,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**Zubehör: Westen und Gurte – Rumpfunterstützung**

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	280,00	<input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	280,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	280,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	280,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	280,00	<input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	280,00	<input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	280,00	<input type="checkbox"/>

**Zubehör: Westen und Gurte – Beckenunterstützung**

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	169,00	<input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	169,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	280,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	280,00	<input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	280,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	140,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	140,00	<input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	140,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	320,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3189114-127	320,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3189114-227	320,00 <input type="checkbox"/>

#### Zubehör: Westen und Gurte – Fußunterstützung

	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	209,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	209,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	209,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	79,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	79,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	S	3185425-1	83,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	M	3185425-2	83,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	L	3185425-3	83,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenksgurt, Stück	XL	3185425-4	83,00 <input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite:  links  rechts

#### Ersatzteile

Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	1	315800901	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	2	315800902	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	3	315800903	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Sitz Kudu	4	315800904	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	1	315800910	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	2	315800911	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	3	315800912	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen standard Rücken Kudu	4	315800913	53,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	1	31119918	78,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	2	31119925	78,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	3	31119932	78,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Sitz anatomisch Kudu	4	31119939	78,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	1	31119893	105,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	2	31119899	105,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	3	31119905	105,00 <input type="checkbox"/>
Schaumstoff Innenkissen Rücken anatomisch Kudu	4	31119911	105,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Ersatzteile</b>				
	Sitzbezug standard Kudu	1	3195762-160	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug standard Kudu	2	3195762-260	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug standard Kudu	3	3195762-360	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug standard Kudu	4	3195762-460	193,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	1	3195761-160	193,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	2	3195761-260	193,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	3	3195761-360	193,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug standard Kudu	4	3195761-460	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	1	3195762-160	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	2	3195762-260	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	3	3195762-360	193,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzbezug anatomisch Kudu	4	3195762-460	193,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	1	3195771-160	232,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	2	3195771-260	232,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	3	3195771-360	232,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenbezug anatomisch Kudu	4	3195771-460	232,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu anatomisch Gr. 1	1	3195744-060	162,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 1, anatomisch Gr. 2	1	3195744-160	162,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 2, anatomisch Gr. 3	2	3195744-260	162,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 3, anatomisch Gr. 4	3	3195744-360	162,00 <input type="checkbox"/>
	Sitz und Rückenüberwurf Kudu standard Gr. 4	4	3195744-460	162,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüstkit, Rückenwinkelverstellung am Schiebegriff	1	3195164-1	238,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüstkit, Rückenwinkelverstellung am Schiebegriff	2	3195164-2	238,00 <input type="checkbox"/>
	Umrüstkit, Rückenwinkelverstellung am Schiebegriff	3+4	3195164-3	238,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	1	3195152-160	416,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	2	3195152-260	416,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	3	3195152-360	416,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, zentral montiert, inkl. Sitzplatte, Aufnahme/Halterung	4	3195152-460	416,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt (min. 183 mm, max. 290 mm)	2	3195151-260	620,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt (min. 267 mm, max. 446 mm)	3	3195151-360	620,00 <input type="checkbox"/>
	Fußstütze, geteilt (min. 267 mm, max. 446 mm)	4	3195151-460	620,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel (B: 330 mm x T: 275 mm)	1	3195629-1	252,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel (B: 370 mm x T: 275 mm)	2	3195629-2	252,00 <input type="checkbox"/>
	Umbausatz, Schiebepfügel zusätzlich höhenverstellbar	1-4	3195630-10	269,00 <input type="checkbox"/>
	Nachrüstsatz Schiebepfügel einzeln, komplett	1-4	3195370-10	224,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826