

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Meerkat

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen



Kommission:



R82 Meerkat

Grundmodell enthält:

- Basisplatte
- Grundsäule mit teleskopierbarer Haltestange
- Lenkrollen, alle 4 mit Bremse und Lenkstopp
- Dynamische Basis (Wippe)

HMV-Nummer: **28.29.01.1058**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Breite	445 mm	670 mm	670 mm
Gesamtbreite	525 mm	780 mm	780 mm
Länge	595 mm	800 mm	800 mm
Gesamtlänge	640 mm	860 mm	860 mm
Gesamthöhe	375-750 mm	500-1000 mm	650-1300 mm
Gewicht, Grundmodell	9 kg	15,3 kg	15,8 kg
Max. Belastbarkeit/Gewicht des Benutzers	20 kg	65 kg	90 kg
Körpergröße Nutzer (ca.)	700-1050 mm	950-1350 mm	1170-1800 mm
Untergrund, Befahrbarkeit	10°	10°	10°
Ungefähres Alter	1-4 Jahre	4-10 Jahre	6-18 Jahre
Ungefähre Gesamthöhe (A)	700-1050 mm	950-1350 mm	1170-1800 mm
Max. Achselhöhe (B)	400-750 mm	720-1000 mm	840-1300 mm
Ungefähre Höhe der Hüfte (C)	350-550 mm	500-800 mm	650-1050 mm
Brustumfang (D)	450-600 mm	600-740 mm	700-950 mm
Hüftumfang (E)	450-600 mm	600-740 mm	700-950 mm
Kniewumfang (F)	189-251 mm	251-290 mm	290-390 mm
Kniefweite (F)	60 mm	80 mm	107 mm
Fersenweite (G)	60-75 mm	65-80 mm	85-95 mm
Vorderfußweite (H)	95-110 mm	100-145 mm	120-165 mm











Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
Grundmodell				
	Meerkat Größe 1, Säule Größe 1, Hellblau	1	31870011-1R	1.682,00 <input type="checkbox"/>
	Meerkat Größe 1, Säule Größe 1, Rosa	1	31870011-2R	1.682,00 <input type="checkbox"/>
	Meerkat Größe 2, Säule Größe 2, Anthrazit	2	31870022-R	1.803,00 <input type="checkbox"/>
	Meerkat Größe 2, Säule Größe 3, Anthrazit	3	31870023-R	1.876,00 <input type="checkbox"/>
	Zusatz-Wippe für laterales dynamisches Stehtraining	1	31869488-1	175,00 <input type="checkbox"/>
	Zusatz-Wippe für laterales dynamisches Stehtraining <i>Nur in Verbindung mit dynamischer Basis!</i>	2+3	31869488-2	190,00 <input type="checkbox"/>
Zubehör – Standard				
<i>Gemäß HMV ist der Meerkat mind. mit einer Brust- oder Beckenpelotte, Kniepelotten, Fußschalen auszustatten. Bitte auswählen!</i>				
	Brustpelotte, Umfang: 450–600 mm	S	31869480	439,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpelotte, Umfang: 600–700 mm	M	31869481	439,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpelotte, Umfang: 700–900 mm	L	31869482	439,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpelotte, Umfang: 900–1100 mm	XL	31869483	439,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpelotte, Umfang: 1000–1200 mm	XXL	31869484	439,00 <input type="checkbox"/>
	Tiefenverstellung für Brustpelotte* <i>*empfohlen bei Kontrakturen und Spastiken in Knie und Hüfte!</i>	eine Größe	31124025	94,00 <input type="checkbox"/>
	Handsraube für Höhenverstellung		31124027	24,00 <input type="checkbox"/>
	Abdeckung/Polsterung für Ratschengurt an Brustpelotte		31117818-PADS	83,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Umfang: 450–600 mm	S	31869240	439,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Umfang: 600–700 mm	M	31869241	439,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Umfang: 700–900 mm	L	31869242	439,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Umfang: 900–1100 mm	XL	31869243	439,00 <input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte, Umfang: 1000–1200 mm	XXL	31869244	439,00 <input type="checkbox"/>
	Tiefenverstellung für Beckenpelotte* <i>*empfohlen bei Kontrakturen und Spastiken in Knie und Hüfte!</i>	eine Größe	31124025	94,00 <input type="checkbox"/>
	Handsraube für Höhenverstellung		31124027	24,00 <input type="checkbox"/>
	Abdeckung/Polsterung für Ratschengurt an Beckenpelotte		31117818-PADS	83,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, Umfang: 190–250 mm	S	31869840	476,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, Umfang: 250–290 mm	M	31869841	476,00 <input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, Umfang: 290–390 mm	L	31869842	476,00 <input type="checkbox"/>
	Handsraube für Höhenverstellung		31124027	24,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	S	31869490	288,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	M	31869491	288,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	L	31869492	288,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Tisch, Nutzung nur anterior, Bauchausschnitt 280 mm	S	31869485	411,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, Nutzung nur anterior, Bauchausschnitt 360 mm	M	31869486	411,00 <input type="checkbox"/>
	Handschrauben für Kniepelotten <i>empfohlen bei korrigierbaren Kontrakturen und Spastiken im Knie!</i>	eine Größe	31124026	60,00 <input type="checkbox"/>

Ersatzteile



Dynamische Basis – Nachrüstsatz	1	31118598-1	377,00 <input type="checkbox"/>
Dynamische Basis – Nachrüstsatz <i>für die Modelle 870011-1, 870011-2, 870022 und 870023</i>	2+3	31117047-1	412,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler