

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Multi Frame

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Multi Frame

Grundmodell enthält:

- Feststellbremse
- Kippsicherung/Ankipphilfe
- Winkelverstellbarer und klappbarer Schiebebügel
- Wahlweise Bereifung pannensicher oder Luftbereifung
- Grundplatte, einstellbar in der Höhe
- Sitzneigung bis zu 40° einstellbar
- In 3 Größen erhältlich



530-670 mm



850-915 mm



650-800 mm





max. 100 kg

HMV-Nummer (22" Räder):

26.99.01.3031

HMV-Nummer (12,5" Räder):

26.99.01.1037

Maße

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Innere Breite	340 mm	390 mm	440 mm
Abstand Grundplatte vom Fußboden (E)	395/425 /455 mm	395/425 /455 mm	395/425/455 mm
Rückenbreite innen	245 mm	295 mm	345 mm
Gesamtbreite bei 12,5"-Rädern (G)	590 mm	640 mm	690 mm
Gesamtbreite bei 22"-Rädern (G)	590 mm	640 mm	690 mm
Abstand zw. 22"-Rädern mit Trommelbremsen (G1)	430 mm	480 mm	530 mm
Abstand zw. 22"-Rädern ohne Trommelbremsen (G1)	440 mm	490 mm	540 mm
Rahmenlänge 12,5" (H)	640 mm	640 mm	690 mm
Rahmenlänge 22" (H)	750 mm	750 mm	800 mm
Höhe Schiebebügel 15° (I)	915 mm	915 mm	915 mm
Höhe Schiebebügel 30° (II)	850 mm	850 mm	850 mm
Länge Schiebebügel (I2)	225 mm	220 mm	225 mm
Sitzneigung	0 - 30°/35°/40°	0 - 30°/35°/40°	0 - 30°/35°/40°
Höhe gefaltet ohne Hinterrädern	400 mm	400 mm	400 mm
Höhe gefaltet mit 12½"-Hinterrädern	470 mm	470 mm	470 mm
Höhe gefaltet mit 22"-Hinterrädern	560 mm	560 mm	560 mm
Länge gefaltet ohne Hinterrädern	700 mm	700 mm	750 mm
Länge gefaltet mit 12½"-Hinterrädern	730 mm	730 mm	780 mm
Länge gefaltet mit 22"-Hinterrädern	850 mm	850 mm	900 mm
Greifring Durchmesser	480 mm	480 mm	480 mm
Fußplatte bis Adapterplatte (Abstand)	50-340 mm	50-340 mm	50-340 mm















Version: 20230301






Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater



Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826



DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Grundmodell mit 12½" Hinterrädern		3197X1XXXX0	2.774,00 <input type="checkbox"/>
	Grundmodell mit 22" Hinterrädern		3197X1XXXX0	3.243,00 <input type="checkbox"/>
	Multi Frame Größe 1	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Multi Frame Größe 2	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Multi Frame Größe 3	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Rahmenfarbe Silber	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	12½" Luftbereifung, mit Feststellbremse, Schwarz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" Luftbereifung, mit Feststellbremse, Grau	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	12½" pannensicher, mit Feststellbremse, Schwarz	4		ohne MP <input type="checkbox"/>
	22" pannensicher, mit Feststellbremse, Grau	5		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Standardbremse - Feststellbremse	0		ohne MP <input type="checkbox"/>
	zusätzlich Trommelbremse für 12½" Räder - Aufpreis	1		306,00 <input type="checkbox"/>
	zusätzlich Trommelbremse für 22" Räder - Aufpreis	2		306,00 <input type="checkbox"/>
	7" Vorderräder, Luftbereifung (190 x 51 mm)	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	7" Vorderräder, pannensicher (190 x 51 mm)	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel, winkelverstellbar (+50 mm für Sitztiefe) <i>Schiebebügel ist in der Neigung in 4 Stufen einstellbar!</i>	2		ohne MP <input type="checkbox"/>
Zubehör				
	Speichenschutz für 22" Räder, Stück	eine Größe	31970922	154,00 <input type="checkbox"/>
	Radschutz, Paar <i>nur für Multi Frame mit 22" Rädern</i>	eine Größe	auf Anfrage	- <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter für x:panda Gr. 1+2		318911610-98	226,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter für x:panda Gr. 3+4		318911610-99	226,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter für x:panda shape Gr. 3 (Multi Frame Gr. 3)		31905090	260,00 <input type="checkbox"/>
	Schlittenadapter x:panda Gr. 4 & Panda Futura Gr. 5 <i>nur in Kombination Multi Frame Gr. 3 mit 12,5 " Rädern möglich!</i>		318911610-99L	226,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzschalenadapter-Oberteil, für Fremdschalen auf Schlittenadapter	3+4	3175003	145,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzschalenadapter-Oberteil, für Fremdschalen auf Schlittenadapter	1+2	3175002	145,00 <input type="checkbox"/>
	Beschlag für Autotransport, Set <i>zur Aufnahme von Rollstuhlrückhaltesystemen!</i>	2	31970905	252,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 310 x T: 190 mm)	1	3195145-1	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
Keine Haftung für Druckfehler				

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Haltestange einzeln	150 mm	318910820-1	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	290 mm	318910820-2	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	350 mm	318910820-3	128,00 <input type="checkbox"/>
	<i>wird für Fußplatte klappbar benötigt!</i>			
<hr/>				
Fußbrett-Polster Gr. 1 für Wombat Fußplatte Gr. 1		1	3195145-1PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
Fußbrett-Polster Gr. 2 für Wombat Fußplatte Gr. 2		2	3195145-2PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
Fußbrett-Polster Gr. 3 für Wombat Fußplatte Gr. 3		3	3195145-3PAD	191,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 2 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 2 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	2	3195145-2BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 3 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 3 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett)	3	3195145-3BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Gurt für Fußkasten (vorn)	1-3	3195145-20	98,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Multieinstellbare Fußstütze	350 mm	318910852-3	531,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Aufnahme für Zusatzgeräte <i>nur für Multi Frame Größe 3!</i>	3	31970815	396,00 <input type="checkbox"/>







Zubehör: Westen und Gurte – Rumpfunterstützung

	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>


Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	271,00 <input type="checkbox"/>



Zubehör: Westen und Gurte – Beckenunterstützung

	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	164,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	164,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	135,00 <input type="checkbox"/>
 25 mm 40 mm	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	182,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz Mit 40mm/25 mm Gurtband!	XL	3185427-440	182,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	310,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3189114-127	310,00 <input type="checkbox"/>
	Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3189114-227	310,00 <input type="checkbox"/>

Zubehör: Westen und Gurte – Fußunterstützung

	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XS	3185745-XS	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	M	3185745-M	202,00 <input type="checkbox"/>
	Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar	XL	3185745-XL	202,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Handgelenkgurt, Stück	S	3185425-1	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenkgurt, Stück	M	3185425-2	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenkgurt, Stück	L	3185425-3	80,00 <input type="checkbox"/>
	Handgelenkgurt, Stück	XL	3185425-4	80,00 <input type="checkbox"/>
	Wählen Sie die Seite:	links <input type="checkbox"/>	rechts <input type="checkbox"/>	
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland
Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
Fax: +49(0)2366 5006-282
R82@etac.de
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: Nordea Bank Finland
BIC/SWIFT: NDEAFIHH
IBAN: FI12 1820 3000 058826