

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Mustang

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Mustang

Grundmodell enthält:

- Feststellbremse an allen 4 Rädern
- Schleifbremse an allen 4 Rädern
- Richtungsfeststeller an allen 4 Rädern
- Rücklaufstopp für beide Laufrichtungen
- Winkelverstellbare Mittelsäule
- Höhe einstellbar



140–600 mm





370–1250 mm



max. 1300 mm



max. 80 kg

HMV-Nummer: **10.46.02.3035**

Maße

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4
Gesamtbreite 4" oder 8" Rädern (G)	520 mm	580 mm	650 mm	700 mm
Breite, innen (G1)	380 mm	450 mm	500 mm	560 mm
Länge mit 4"-Rädern (H)	750 mm	830 mm	–	–
Länge mit 8"-Rädern	820 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Höhe mit 4"-Rädern (I)	400–650 mm	600–850 mm	–	–
Höhe mit 8"-Rädern	510–650 mm	600–850 mm	700–1050 mm	1030–1250 mm
Sitzhöhe mit 4"-Rädern (Sitz= optionales Zubehör)	170–350 mm	240–410 mm	–	–
Sitzhöhe mit 8"-Rädern (Sitz= optionales Zubehör)	260–440 mm	330–500 mm	450–680 mm	620–840 mm
Sitzhöhe mit 4" Rädern & Adaptiv-Sattel (Zubehör)	170–430 mm	240–490 mm	–	–
Sitzhöhe mit 8" Rädern & Adaptiv-Sattel (Zubehör)	260–520 mm	330–580 mm	450–760 mm	620–920 mm
Breite zwischen den Handgriffen (Zubehör, optional)	165–320 mm	165–320 mm	140–400 mm	140–400 mm
Neigung der Mittelsäule (a1)	30°	30°	25°	25°
Wendekreis	460 mm	550 mm	600 mm	650 mm
Nutzerhöhe, Boden zu den Achseln	400–650 mm	600–850 mm	700–1050 mm	870–1300 mm
Gewicht, Grundmodell mit 4"-Rädern	10 kg	11 kg	–	–
Gewicht, Grundmodell mit 8"-Rädern	11 kg	14 kg	18 kg	19 kg
Nutzergewicht, max.	30 kg	40 kg	60 kg	80 kg











Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH
 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0
 Fax: +49(0)2366 5006-282
 R82@etac.de
 www.etac.de






Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: Nordea Bank Finnland
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
Grundmodell				
	Mustang Größe 1, Gelb, mit 4" Skaterrollen*	1	31869011	2.062,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 2, Weiß, mit 4" Skaterrollen*	2	31869025-4	2.241,00 <input type="checkbox"/>
*Brust-oder Hüftführung muss zwingend mitbestellt werden Bitte unten auswählen!				
Version mit 200 mm Slim-line Rädern für bessere Rolleigenschaften:				
	Mustang Größe 1, Gelb, mit 200 mm Slim-line Rädern*	1	31869015-SL	2.062,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 2, Weiß, mit 200 mm Slim-line Rädern*	2	31869024-SL	2.241,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 3, Rot, mit 200 mm Slim-line Rädern*	3	31869033-SL	2.501,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 4, Anthrazit, mit 200 mm Rädern*	4	31869042-SL	2.680,00 <input type="checkbox"/>
*Brust-oder Hüftführung muss zwingend mitbestellt werden Bitte unten auswählen!				
Version mit 200 mm Ballonbereifung für optimale Fahreigenschaften auf unebenem Gelände/Outdoor				
	Mustang Größe 1, Gelb, mit 200 mm Ballon-Rädern*	1	31869015	2.062,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 2, Weiß, mit 200 mm Ballon-Rädern*	2	31869024	2.241,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 3, Rot, mit 200 mm Ballon-Rädern*	3	31869033	2.501,00 <input type="checkbox"/>
	Mustang Größe 4, Anthrazit, mit 200 mm Ballon-Rädern*	4	31869042	2.680,00 <input type="checkbox"/>
*Brust-oder Hüftführung muss zwingend mitbestellt werden Bitte unten auswählen!				
Zubehör				
	Brustpolster/Körperführung, klein (470–640 mm Umfang)	1	31869810	465,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung, mittel (670–780 mm Umfang)	2	31869820	504,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung, groß (870–1140 mm Umfang)	3+4	31869830	531,00 <input type="checkbox"/>
	Hüftführung/Hüftpelotte, klein (470–640 mm Umfang)	1	31869610	465,00 <input type="checkbox"/>
	Hüftführung/Hüftpelotte, mittel (670–780 mm Umfang)	2	31869620	504,00 <input type="checkbox"/>
	Hüftführung/Hüftpelotte, groß (870–1140 mm Umfang)	3+4	31869630	531,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Brustpolster bzw. Hüftpelotte klein (Stück)		31869810-160	132,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Brustpolster bzw. Hüftpelotte mittel (Stück)		31869820-260	132,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Brustpolster bzw. Hüftpelotte groß (Stück)		31869830-360	132,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenstück für Brustpolster bzw. Hüftpelotte (Stück)		31869225	108,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage mit Handgriffen, nur für anterior	1+2	31869350	515,00 <input type="checkbox"/>
	Armauflage mit Handgriffen, nur für anterior <i>nicht in Kombination mit Unterarmauflage!</i> <i>nur in Verbindung mit Brustpolster 8698X0 möglich!</i>	3+4	31869355	530,00 <input type="checkbox"/>
	Handgriff klein, tiefenverstellbar, nur für anterior	210 mm breit	31869360	204,00 <input type="checkbox"/>
	Handgriff groß, tiefenverstellbar, nur für anterior <i>nur in Verbindung mit Brustpolster 8698X0 möglich!</i>	320 mm breit	31869365	204,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR	
	Unterarmauflage für anteriore Nutzung, Set	1	31869310-1	517,00	<input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage für anteriore Nutzung, Set	2	31869320-1	517,00	<input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage für anteriore Nutzung, Set <i>nur in Verbindung mit Brustpolster 8698X0 möglich!</i>	3+4	31869325-1	517,00	<input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage für posteriore Nutzung Set	1	31869330-1	517,00	<input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage für posteriore Nutzung Set	2	31869340-1	517,00	<input type="checkbox"/>
	Unterarmauflage für posteriore Nutzung Set <i>nur in Verbindung mit Brustpolster 8698X0 möglich!</i>	3+4	31869345-1	517,00	<input type="checkbox"/>
	Unterarmfixierung für Unterarmauflage, gepolstert (Stück)		31869370	71,00	<input type="checkbox"/>
	links <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/>				
	Sitz für Mustang Größe 1+2	1+2	31869110	264,00	<input type="checkbox"/>
	Sitz für Mustang Größe 3+4	3+4	31869120	264,00	<input type="checkbox"/>
	Adaptiv-Sattel, winkelverstellbar, 22 cm lang		31869115	424,00	<input type="checkbox"/>
	Adaptiv-Sattel, winkelverstellbar, 30 cm lang		31869125	424,00	<input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte klein – Polster: B: 190 mm x H: 130 mm	1+2	31869250	252,00	<input type="checkbox"/>
	Gesäßpelotte groß – Polster: B: 300 mm x H: 200 mm <i>mit Aufnahme für Kopfstützenhalterung!</i> <i>nur in Verbindung mit Sitz 8691x0 oder Adaptiv-Sattel 8691x5!</i> <i>nicht in Verbindung mit Beckenpelotte 8692x1!</i>	3+4	31869255	264,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte klein, mit Aufnahme für Kopfstützenhalterung		31869221	327,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte groß, mit Aufnahme für Kopfstützenhalterung		31869231	327,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte klein, wie 869221 aber mit gebogener Haltestange		31869222	327,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotte groß, wie 869231 aber mit gebogener Haltestange <i>nur in Verbindung mit Sitz 8691x0 oder Adaptiv-Sattel 8691x5!</i> <i>nicht in Verbindung mit Gesäßpelotte 86925x!</i>		31869232	327,00	<input type="checkbox"/>
	Halterung für Kopfstützen, Länge 330 mm <i>nur in Verbindung mit Beckenpelotte 869221 oder 869231!</i> <i>bzw. in Verbindung mit Gesäßpelotte 869250 oder 869255!</i> <i>passende Kopfstützen finden Sie in der Preisliste "Kopfstützen"</i>		31869226	54,00	<input type="checkbox"/>
	Rumpfpolster, klein	eine Größe	31869260	207,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose – max. 40 kg Nutzergewicht	1	31869570	211,00	<input type="checkbox"/>
	Sitzhose – max. 40 kg Nutzergewicht <i>nur in Verbindung mit Brustpolster klein und mittel!</i>	2	31869571	211,00	<input type="checkbox"/>
	Schiebegriff für Mustang <i>nur für Mustang Größe 1+2!</i>	1+2	31869510	263,00	<input type="checkbox"/>
	Schiebegriff für Begleitperson, klein, 210 mm breit	1-4	31869360	204,00	<input type="checkbox"/>
	Schiebegriff für Begleitperson, groß, 320 mm breit <i>Montage an Brustpolster oder Beckenpelotte (869221/869231) möglich!</i>	1-4	31869365	204,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Beinteilung für Mustang Gr. 1 - 4" Räder	1	31869410	360,00 <input type="checkbox"/>
	Beinteilung für Mustang Gr. 1 - 8" Räder	1	31869410-8	360,00 <input type="checkbox"/>
	Beinteilung für Mustang Gr. 2 - 4" Räder	2	31869430	384,00 <input type="checkbox"/>
	Beinteilung für Mustang Gr. 2 - 8" Räder	2	31869420	360,00 <input type="checkbox"/>
	Beinteilung für Mustang Gr. 3	3	31869430	384,00 <input type="checkbox"/>
	Beinteilung für Mustang Gr. 4	4	31869440	384,00 <input type="checkbox"/>
	Fußführung, Schiene mit Knöchelfixierung Größe 1 (4"/8")	1	31869450	260,00 <input type="checkbox"/>
	Fußführung, Schiene mit Knöchelfixierung Größe 2 (8")	2	31869455	260,00 <input type="checkbox"/>
	Fußführung, Schiene mit Knöchelfixierung Größe 2 (4")	2	31869455-4	260,00 <input type="checkbox"/>
	Fußführung, Schiene mit Knöchelfixierung Größe 3	3	31869460	260,00 <input type="checkbox"/>
	Fußführung, Schiene mit Knöchelfixierung Größe 4	4	31869465	260,00 <input type="checkbox"/>
	Knieschutzpolster <i>nicht in Verbindung mit Sitz 869110 bzw. 869120 in unterer Montageposition!</i>		31869470	152,00 <input type="checkbox"/>
	Transportbeutel, klein <i>2 Stück für linke und rechte Seite!</i>	1+2	31869560	83,00 <input type="checkbox"/>
	Transporttasche, groß	3+4	31869565	175,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler