

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Orca und Penguin

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Orca und Penguin

Orca Badewanne:


- Abnehmbare Wanne
- Fahrbares, höhenverstellbares Untergestell
- 4 Lenkrollen, alle gebremst
- Seifenschale, einhängbar
- Wasserablaufschlauch, Wannverschluss

Penguin:


- Badeschale mit Saugnäpfen
- Längenverstellbarer Abduktionskeil



140-600 mm





140-600 mm



140-600 mm



140-600 mm



HMV-Nummer: keine HMV-Nr.

Maße: Orca

Maße: Orca	Orca
Gesamthöhe (C)	940-1150 mm
Rahmenbreite (G)	550 mm
Länge (H)	1110 mm
Badewanne, Höhe innen (I1)	290 mm
Badewanne, Breite innen Boden (G1)	400 mm
Badewanne, Breite innen oben (G2)	470 mm
Badewanne, Länge innen Boden (H1)	860 mm
Badewanne, Länge innen oben (H2)	1030 mm
Gewicht, gesamt	16 kg
Nutzergewicht, max.	50 kg
Max. Belastbarkeit, gesamt, inkl. Wasser	120 kg

Maße: Penguin

Maße: Penguin	Penguin
Breite (A)	330 mm
Breite, innen, engste Stelle (A1)	160 mm
Länge (B)	800 mm
Höhe (C)	260 mm
Länge, vom Abduktionskeil bis zum oberen Rand	560-720 mm
Max. Belastbarkeit	20 kg

DE Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Mobile Badewanne Orca <i>Gestell fahrbar, höhenverstellbar, 4fach Bremsrollen inkl. Seifenschale, Stopfen und Ablaufschlauch!</i>	eine Größe	3187550	2.657,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerungsschlauch		31111555	52,00 <input type="checkbox"/>
	Badeliegeschale Penguin <i>inkl. Abduktionsführung, verstellbar!</i>	eine Größe	3187702	786,00 <input type="checkbox"/>
	Flamingo-Sitz für Orca* Flamingo-Sitz für Orca*	1 2	31880101 31880102	1.006,00 <input type="checkbox"/> 1.006,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Weiteres Zubehör für den Sitz finden sie unter "Flamingo"</i> <i>*Bitte Farbe auswählen X =</i> Grau = <input type="checkbox"/> Blau = -61 <input type="checkbox"/>			
	Saugnäpfe, zur Befestigung Flamingo in Orca, Set		31880150	213,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler