

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Panda Futura

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:



## R82 Panda Futura

### Grundmodell enthält:

- Kunststoffkorpus
- Adapter-Oberteil
- Beschläge




220–320mm

220–360mm

290–520mm

max. 60kg

HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**

Maße	Sitzbreite (B)	Sitztiefe (A)	Rückenhöhe (C)	Neigung der Rückenlehne (a)	Gewicht	Max. Belastbarkeit
Panda Active, Größe 2	220 mm	240 mm	350 mm	-4° - +27°	5,2 kg	30 kg
Panda Active, Größe 2½	250 mm	280 mm	380 mm	-10° - +20°	5,6 kg	50 kg
Panda Active, Größe 3	290 mm	310 mm	400 mm	-9° - +27°	6,2 kg	50 kg
Panda Active, Größe 4	320 mm	360 mm	450 mm	-6° - +17°	7,5 kg	60 kg
Panda Standard, Größe 1	220 mm	220 mm	290 mm	-3° - +28°	5,7 kg	30 kg
Panda Standard, Größe 2	220 mm	240 mm	390 mm	-15° - +32°	5,7 kg	30 kg
Panda Standard, Größe 2½	250 mm	280 mm	410 mm	-10° - +35°	6,2 kg	50 kg
Panda Standard, Größe 3	290 mm	310 mm	440 mm	-5° - +36°	7,3 kg	50 kg
Panda Standard, Größe 4	320 mm	360 mm	535 mm	-5° - +30°	8,7 kg	60 kg





Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler


Etac GmbH  
Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
Fax: +49(0)2366 5006-282  
R82@etac.de  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: Nordea Bank Finnland  
BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
	Schalenkörper, Schwarz	1	31890210-01	1.748,00 <input type="checkbox"/>
	Schalenkörper, Schwarz	2	31890220-01	1.748,00 <input type="checkbox"/>
	Schalenkörper, Schwarz	2½	31890260-01	1.825,00 <input type="checkbox"/>
	Schalenkörper, Schwarz	3	31890230-01	1.825,00 <input type="checkbox"/>
	Schalenkörper, Schwarz	4	31890240-01	1.884,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (30 mm) für Standard Schale	1	31891211-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (30 mm) für Standard Schale	2	31891221-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (30 mm) für Standard Schale	2½	31891261-UB	274,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (30 mm) für Standard Schale	3	31891231-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (30 mm) für Standard Schale	4	31891241-UB	274,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Standard Schale	1	31894211-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Standard Schale	2	31894221-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Standard Schale	2½	31894261-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Standard Schale	3	31894231-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Standard Schale	4	31894241-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (50 mm) für Standard Schale	1	31891212-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (50 mm) für Standard Schale	2	31891222-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (50 mm) für Standard Schale	2½	31891262-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (50 mm) für Standard Schale	3	31891232-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (50 mm) für Standard Schale	4	31891242-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (50 mm) für Standard Schale	1	31894212-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (50 mm) für Standard Schale	2	31894222-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (50 mm) für Standard Schale	2½	31894262-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (50 mm) für Standard Schale	3	31894232-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (50 mm) für Standard Schale	4	31894242-XX	572,00 <input type="checkbox"/>
	Bitte Farbe auswählen: XX = 65: Rot <input type="checkbox"/> XX = 66: Blau <input type="checkbox"/>			

### Panda Futura Sitzschale – aktiv

	Aktiv-Schalen-Körper, Schwarz	2	31890120-01	1.748,00 <input type="checkbox"/>
	Aktiv-Schalen-Körper, Schwarz	2½	31890160-01	1.825,00 <input type="checkbox"/>
	Aktiv-Schalen-Körper, Schwarz	3	31890130-01	1.825,00 <input type="checkbox"/>
	Aktiv-Schalen-Körper, Schwarz	4	31890140-01	1.884,00 <input type="checkbox"/>
	Polstereinsatz (30 mm) für Aktiv Schale	2	31891121-UB	286,00 <input type="checkbox"/>
Polstereinsatz (30 mm) für Aktiv Schale	2½	31891161-UB	286,00 <input type="checkbox"/>	
Polstereinsatz (30 mm) für Aktiv Schale	3	31891131-UB	286,00 <input type="checkbox"/>	
Polstereinsatz (30 mm) für Aktiv Schale	4	31891141-UB	286,00 <input type="checkbox"/>	

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



30 mm

	Bezug für Polster (30 mm) für Aktiv Schale	2	31894121-XX	556,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Aktiv Schale	2½	31894161-XX	556,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Aktiv Schale	3	31894131-XX	556,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für Polster (30 mm) für Aktiv Schale	4	31894141-XX	556,00	<input type="checkbox"/>



Bitte Farbe auswählen:

XX = 65: Rot     XX = 66: Blau 

	Transportbeschläge für Panda Futura auf Combi Frame:x für Kombination: CFX 1 + PF 2, CFX 2 + PF 2½, CFX 3 + PF 4		31980901	230,00	<input type="checkbox"/>
	für Kombination: CFX 1 + PF 1, CF 1 + PF 2½, CF 2 + PF 3, CF 3 + PF 3		31980902	230,00	<input type="checkbox"/>

### Zubehör: Kopfstützen



	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00	<input type="checkbox"/>



	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	114,00	<input type="checkbox"/>



	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00	<input type="checkbox"/>



	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00	<input type="checkbox"/>



	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00	<input type="checkbox"/>



	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00	<input type="checkbox"/>












	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00	<input type="checkbox"/>










	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Stirnband-System nur für anatomische Kopfstützen		3199500	285,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfst. einstellbar 4-L mit Bezug, ohne Dynamik, Turtle		319975793-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfst. einstellbar 4-L mit Bezug, mit Dynamik, Turtle <i>weitere Informationen und Varianten finden Sie im Katalog bzw. in der Preisliste "Kopfstützen"</i>		319975693-85	605,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung, flach	1-2	3189655-1UB	290,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung, flach	2½-4	3189655-2UB	290,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenverlängerung, flach	1-2	3189652-1XX	149,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenverlängerung, flach	2½-4	3189652-2XX	149,00 <input type="checkbox"/>
	Bitte Farbe auswählen: XX = 65: Rot <input type="checkbox"/> XX = 66: Blau <input type="checkbox"/>			
	Rückenverlängerung, gebogen	1-2	3189958-2	442,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung, gebogen	2½	3189958-6	442,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung, gebogen	3	3189958-3	442,00 <input type="checkbox"/>
	Rückenverlängerung, gebogen	4	3189958-4	442,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenverlängerung, gebogen	1-2	3189358-2XX	143,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenverlängerung, gebogen	2½	3189358-6XX	143,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenverlängerung, gebogen	3	3189358-3XX	143,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Rückenverlängerung, gebogen	4	3189358-4XX	143,00 <input type="checkbox"/>
	Bitte Farbe auswählen: XX = 65: Rot <input type="checkbox"/> XX = 66: Blau <input type="checkbox"/>			
	Abklappbare Seitenpelotten			
	Stange gerade, kleines gebogenes Polster		3183210-260	538,00 <input type="checkbox"/>
	Stange gerade, großes gebogenes Polster		3183210-160	538,00 <input type="checkbox"/>
	Stange 25 mm gekröpft, kleines gebogenes Polster		3183225-260	538,00 <input type="checkbox"/>
	Stange 25 mm gekröpft, großes gebogenes Polster		3183225-160	538,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Pelotten nur für Aktiv- Schale!</i>			
	Armlehnen, Set	1-2	3189615	458,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set	2½	3189618	458,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set	3	3189616	458,00 <input type="checkbox"/>
	Armlehnen, Set	4	3189617	458,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Sitztiefenadapter, gebogen	1-2	3189742-2UB	544,00 <input type="checkbox"/>
	Sitztiefenadapter, gebogen	2½	3189742-6UB	544,00 <input type="checkbox"/>
	Sitztiefenadapter, gebogen	3	3189742-3UB	544,00 <input type="checkbox"/>
	Sitztiefenadapter, gebogen	4	3189742-4UB	544,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Bezug für Sitztiefenadapter, gebogen	1-2	3189645-2XX	112,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitztiefenadapter, gebogen	2½	3189645-6XX	112,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitztiefenadapter, gebogen	3	3189645-3XX	112,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für Sitztiefenadapter, gebogen	4	3189645-4XX	112,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Bitte Farbe auswählen:			
	XX = 65: Rot <input type="checkbox"/>		XX = 66: Blau <input type="checkbox"/>	
<hr/>				
	Abduktionskeil, klein (170 x 70 x 170 mm)	1-3	3189130-10	308,00 <input type="checkbox"/>
	Abduktionskeil, groß (240 x 90 x 220 mm)	3-4	3189130-20	308,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Abklappbare Kniestützen, Set	1	3189860-1	818,00 <input type="checkbox"/>
	Abklappbare Kniestützen, Set	2	3189860-2	818,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Tisch, mit Kante, Form 3, ABS, grau	2½ + 3 + 4	3189220-3	430,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, mit Kante, Form 3, transparent	2½ + 3	3189230-3	721,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, mit Kante, Form 8, ABS, grau	1 + 2	318976350	274,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch, mit Kante, Form 7, ABS, grau	4	318910725-3	618,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Schiebegriffe, Set	eine Größe	3189545	372,00 <input type="checkbox"/>
<hr/>				
	Schiebebügel	2	3189972	387,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel	2½	3189976	387,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel	3	3189973	387,00 <input type="checkbox"/>
	Schiebebügel	4	3189974	387,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nicht für die Aktiv-Schalen geeignet!</i>			
<hr/>				
	Aktivitätstisch	eine Größe	3189250	932,00 <input type="checkbox"/>
	<i>Nur in Kombination mit Tischen der Form 5 und 6!</i>			

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
Gestelle	High-Low:xo Zimmergestell			



High-Low:xo Zimmergestell Gr. 1 für Panda Futura Gr. 1-4\*  
\*inkl. Schlittenadapter-Unterteil

0 31890 XXXXX  
□ □ □ □ □ □

1.565,00



#### Farben

Rahmenfarbe Schwarz

0 ohne MP

#### Lenkrollen und Bremsen



Lenkrollen 75 mm – nicht für Hydraulik

1 ohne MP

Lenkrollen 100 mm\*

2 100,00

Lenkrollen 125 mm\*

5 131,00

\*Für alle Verstellvarianten und Größen geeignet!

#### Höhenverstellung



Höhenverstellung per Gasdruck, Pedal zur Auslösung am Rahmen

1 ohne MP



Höhenverstellung per Gasdruck, Auslösung am Schiebebügel  
Ohne Schiebebügel, bitte separat unter Zubehör auswählen!

2 50,00



Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung

3 891,00



#### Neigungsverstellung

Hebel unter dem Sitz

1 ohne MP

Nicht kombinierbar mit Hebel am Schiebebügel!



Hebel am Schiebebügel

2 37,00

Ohne Schiebebügel, bitte separat unter "Zubehör" auswählen!


Gestelle	High-Low:xo Kombigestell (Outdoor)			



High-Low:xo Kombigestell (Outdoor) Gr. 1 für Panda Futura Gr. 1-4

1 31891 XXXXX  
□ □ □ □ □ □

2.615,00



#### Farben

Rahmenfarbe Schwarz

0 ohne MP

Fortführung der Konfiguration auf der nachfolgenden Seite!

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
<b>Gestelle</b>	<b>High-Low:xo Kombigestell (Outdoor)</b>			
			31891 X X X X X	
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	<b>Bereifung und Bremsen</b>			
	PU-Bereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	PU-Bereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung) + zusätzlich mit Handbremse (Fahrbremse)	2		247,00 <input type="checkbox"/>
	Luftbereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung)	3		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Luftbereifung 7"/12" mit zentraler Feststellbremse (Fußbedienung) + zusätzlich mit Handbremse (Fahrbremse)	4		247,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Höhenverstellung</b>			
	Gasdruckfeder, Pedal zur Höhenverstellung am Rahmen	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Elektroantrieb, elektrische Höhenverstellung, mit Handbedienteil	3		891,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Neigungsverstellung</b>			
	Hebel unter dem Sitz	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Hebel am Schiebebügel	2		37,00 <input type="checkbox"/>

#### Zubehör für High-Low:xo










#### Zubehör: Bremsen

	Zentralbremse, Handbetrieb (Set) – für Zimmergestell	1	31890011-1	399,00 <input type="checkbox"/>
	Zentralbremse, Fußbetrieb (Set) – für Zimmergestell (Gas, elektrisch)	1	31890012-1	526,00 <input type="checkbox"/>

#### Zubehör: Schiebebügel

	Schiebebügel, standard	eine Größe	31890009-04	174,00 <input type="checkbox"/>
	Sperrbolzen für Höhenverstellung <i>Nur für Modelle mit Fußpedal!</i>	eine Größe	31890024	55,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Zubehör: Fußstützen</b>				
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 310 x T: 190 mm)	1	3195145-1	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 360 x T: 230 mm)	2	3195145-2	356,00 <input type="checkbox"/>
	Durchgehende Fußplatte, klappbar (B: 410 x T: 240 mm)	3	3195145-3	356,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	15,5 cm	318910820-1	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	29 cm	318910820-2	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln	35 cm	318910820-3	128,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange einzeln, 16 cm Einschub	35 cm	318910821-3	139,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatte für Haltestange einzeln	eine Größe	3185131	244,00 <input type="checkbox"/>
	Fußkasten Gr. 1 komplett, für Wombat-Fußplatte Gr. 1 (seitl. + hintere Führung, gepolstert, Polster f. Haltestange und Fußbrett-Polster)	1	3195145-1BSET	475,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar, 7,5 x 17 cm	1-4	3189143-1	491,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen, einzeln verstellbar, Paar, 9,5 x 21 cm	1-4	3189143-2	491,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	15 cm	318910840-1	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	25 cm	318910840-2	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt	31 cm	318910840-3	168,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange doppelt, erweiterte Halterung 16 cm	31 cm	318910841-3	180,00 <input type="checkbox"/>
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1, 18 cm*	1-4	318910851-1	531,00 <input type="checkbox"/>
	Multi-einstellbare Fußstütze – für High-Low: xo Gr. 1, 31 cm* *Fußplatte: 20 x 12 cm	1-4	318910851-2	531,00 <input type="checkbox"/>
	Adapter zur Breitenverlängerung für multi-einstellbare Fußstütze	eine Größe	318910855	64,00 <input type="checkbox"/>
	Wadenplatten, einstellbar Für multi-einstellbare Fußstütze!	eine Größe	3189162	567,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler



DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR

#### Zubehör: Transport

	Kippschutz für High-Low: xo Zimmergestell <i>Nur mit 75 und 100 mm Lenkrollen!</i>	eine Größe	31890007	157,00 <input type="checkbox"/>
	Kippschutz für High-Low: xo Kombigestell (Outdoor)	eine Größe	31890008	295,00 <input type="checkbox"/>
	Ankipphilfe	eine Größe	31890025	93,00 <input type="checkbox"/>
	Transportbeschläge <i>Nur für Outdoor-Gestelle!</i>	eine Größe	31890005	272,00 <input type="checkbox"/>

#### Zubehör: Westen und Gurte

	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	271,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	0	3189111-060	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	¾	3189111-07560	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	1	3189111-160	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	2	3189111-260	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	3	3189111-360	271,00 <input type="checkbox"/>
	Fixationsweste, Schwarz	4	3189111-460	271,00 <input type="checkbox"/>
	Neopren Weste	1	3189113-1	271,00 <input type="checkbox"/>
	Neopren Weste	2	3189113-2	271,00 <input type="checkbox"/>
	Neopren Weste	3	3189113-3	271,00 <input type="checkbox"/>
	Beckengurt gepolstert, mit 25 mm Gurtband	1	3185424-1	135,00 <input type="checkbox"/>
	Beckengurt gepolstert, mit 40 mm Gurtband	2	3185424-2	135,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klappschnallen, Paar	eine Größe	3185096	76,00 <input type="checkbox"/>
	Fußgurte mit Klett, Paar	eine Größe	3185102	76,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler