

CH FR • Valable du: 01.01.2025

Liste de commande/prix R82 Rabbit Up

Numéro de client:  
Société:  
Adresse:  
Code postal/localité:  
Personne de contact:  
E-mail:  
Numéro de téléphone:

Adresse de livraison:  voir informations clients

Commission:



## R82 Rabbit Up

### Modèle de base:

- Cadre avec roues de direction de 5 pouces
- Colonne centrale
- Roues arrière avec frein de stationnement central
- Gardien de la parole
- Colonne centrale de réglage de l'inclinaison (vissée)



0-30°





max. 70 kg



700-926 mm



515-600 mm



Dimensions	Taille 1 26" roues	Taille 2 32" roues	Taille 3 32" roues	Taille 4 36" roues
Largeur hors tout avec roues motrices	635 mm	680 mm	730 mm	720 mm
Largeur (G)*	515 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Largeur, intérieur (G1)	325 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Longueur avec roues motrices	620 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Longueur (H)*	700 mm	796 mm	796 mm	926 mm
Hauteur totale (I)	670-1000 mm	850-1180 mm	990-1310 mm	1200-1530 mm
Hauteur du coussin, du pied à l'aisselle	550-740 mm	750-1080 mm	830-1190 mm	960-1420 mm
Longueur, colonne centrale	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Inclinaison de la colonne centrale (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Inclinaison de la palette (a2)	15- -10°	15- -10°	15- -10°	15- -10°
Du sol à la plaque de base	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Tropique	850 mm	950 mm	980	1085 mm
Carrossage des roues, dans le cadre, fixe	8°	6°	6°	4°
Poids, modèle de base avec roues motrices	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Poids, sans roues	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg
Capacité de charge max. (utilisateur et accessoires)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Souterrain, navigabilité	10°	10°	10°	10°









\* mesuré avec la colonne en position verticale et le pied de lit en position la plus basse. Pour les petits enfants c'est possible pour monter le repose-pieds plus haut!

### Etac GmbH

Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384





CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	<b>Modèle de base</b>		31862XXXX - XX	
	Rabbit Up, conducteur debout mobile, jaune, taille 1	1		1.237,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, conducteur debout mobile bleu, taille 2	2		1.350,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, conducteur debout mobile anthracite, taille 3	3		1.416,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, conducteur debout mobile, taille 4	4		1.475,00 <input type="checkbox"/>
	Sans frein sur les volants de 5 pouces <i>A n'utiliser qu'avec des roues motrices montées!</i>	1		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Volants de 5 pouces à 4 freins <i>Utilisation également possible sans roues motrices montées!</i>	2		244,00 <input type="checkbox"/>
	Réglage de l'inclinaison - pas à pas, vissé	1		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Réglage de l'inclinaison - en continu, broche	2		246,00 <input type="checkbox"/>
	Roues arrière 22" uniquement pour la taille 1	2		1.005,00 <input type="checkbox"/>
	Roues arrière 24" uniquement pour la taille 1	3		1.005,00 <input type="checkbox"/>
	Roues arrière 26" pour taille 1, taille 2, taille 3	4		1.005,00 <input type="checkbox"/>
	Roues arrière 29" pour la taille 2 et la taille 3	5		1.666,00 <input type="checkbox"/>
	Roues arrière 32" pour taille 2, 3, 4	6		1.666,00 <input type="checkbox"/>
	Roues arrière 36" uniquement pour la taille 4	7		1.666,00 <input type="checkbox"/>
	<i>incl. frein de stationnement central (frein à tambour), protection des essieux et des rayons!</i>			
	<b>ATTENTION: Toutes les combinaisons de carrossage des roues ne peuvent pas être combinées avec toutes les roues motrices, veuillez vous référer au tableau de combinaison des p. 6/7!</b>			
	Norme de jante à pousser*	1		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Ergogrip* (fermé, caoutchouté)	2		221,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*Attention: uniquement disponible sous forme de roue complète!</i>			
	Norme de carrossage (fixe, dans le cadre)	1		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Carrossage réglable, standard +3°	2		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Carrossage réglable, standard +6°	3		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Cambre, réglable, standard -3°	4		sans SUP <input type="checkbox"/>
	Carrossage réglable, standard -6°	5		sans SUP <input type="checkbox"/>
	<b>ATTENTION: Toutes les combinaisons de carrossage des roues ne peuvent pas être combinées avec toutes les roues motrices, veuillez vous référer au tableau de combinaison des p. 6/7!</b>			


Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression










**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de




 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
<b>1) Poitrine/thorax</b>				
	Coussinet de poitrine avec ceinture, fendue	1	31861704	356,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet de poitrine avec ceinture, fendue	2+3	31861702	356,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet de poitrine avec ceinture, fendue	4	31861703	356,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet intermédiaire pour coussinets thoraciques, fendu, 25 mm	2+3+4	31861421	100,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet intermédiaire pour coussinets thoraciques, fendu, 50 mm	2+3+4	31861422	100,00 <input type="checkbox"/>
	Coussin thoracique/guidage embrassant, modèle "Mustang" petit	1	31861810	479,00 <input type="checkbox"/>
	Coussin thoracique/guidage embrassant, modèle "Mustang" moyen	2+3	31861820	520,00 <input type="checkbox"/>
	Coussin thoracique/guidage embrassant, modèle "Mustang" grand	4	31861830	547,00 <input type="checkbox"/>
	Couverture pour plastron modèle "Mustang" petit		31869810-160	136,00 <input type="checkbox"/>
	Couverture pour plastron modèle "Mustang" moyen		31869820-260	136,00 <input type="checkbox"/>
	Couverture pour plastron modèle "Mustang" grand		31869830-360	136,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets de poitrine, bord souple, modèle "Pony" petit	1	31861801	471,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet de poitrine, bord souple Modèle "Pony" moyen	2+3	31861802	471,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet de poitrine, bord souple Modèle "Pony" petit	4	31861803	471,00 <input type="checkbox"/>
<b>2) Tableaux/extension de la colonne de base</b>				
	Grande table de thérapie, avec auge et plaque de recouvrement, réglable en continu (dé)montage réglable et sans outil	une	31862525	670,00 <input type="checkbox"/>
	Kit de montage sur table profonde 31862525 (sur colonne centrale)	une	31862525-KIT	110,00 <input type="checkbox"/>
	Table avec vasque	une	31862501	546,00 <input type="checkbox"/>
	Tableau (440 mm x 340 mm)	une	31862515	506,00 <input type="checkbox"/>
	Colonne centrale d'extension, 80 mm	une	31861480	100,00 <input type="checkbox"/>
<b>3a) Coussinets du tronc, du bassin et des fesses</b>				
	Coussinets pour le tronc, coussinets abdominaux, plats, avant	une	31861411	252,00 <input type="checkbox"/>













Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland




 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384




CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
	Coussinets pelviens, avant, continus	1	31861601	365,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, avant, divisés	2+3	31861602	365,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, avant, divisés	4	31861603	391,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, avant, avec rotation, continus	1	31861611	531,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, avant, avec rotation, fendus	2+3	31861612	531,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, avant, avec rotation, fendus	4	31861613	561,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, arrière, continus	1	31861501	562,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, arrière, divisés	2+3	31861502	562,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinets pelviens, arrière, divisés	4	31861503	562,00 <input type="checkbox"/>
<i>à ne pas utiliser en combinaison avec le coussin dorsal 861401!</i>				
	Coussinet intermédiaire pour tous les coussinets pelviens, fendu	2+3+4	31861421	100,00 <input type="checkbox"/>
	Coussinet intermédiaire pour tous les coussinets pelviens, divisé	2+3+4	31861422	100,00 <input type="checkbox"/>
	Guide pelvien englobant le "Mustang" 470-640 mm, H: 85 mm	1	31861610	562,00 <input type="checkbox"/>
	Guide pelvien englobant le "mustang" 670-780 mm, H: 110 mm	2+3	31861620	562,00 <input type="checkbox"/>
	Guide pelvien englobant le "Mustang" 870-1140 mm, H: 140 mm	4	31861630	562,00 <input type="checkbox"/>
	<i>y compris le réglage de la profondeur</i>			
	Appui fessier, plat, avec support <i>à ne pas utiliser en combinaison avec 86150x!</i>	une	31861401	533,00 <input type="checkbox"/>
	Barre de soutien, longue, pour coussinets fessiers et pelviens (+10 cm)	une	31172179-10	173,00 <input type="checkbox"/>
<b>3b) Torse/pelvis/siège et appuis-tête</b>				
	Fixation de l'appui-tête	1+2	31861424-3	264,00 <input type="checkbox"/>
	Fixation de l'appui-tête <i>avec les tampons 861401 et 86150x!</i>	3+4	31861424-4	277,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 1 avec support Col de cygne		319901223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 1 avec support Turtle		319901293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Référence pour appuie-tête no. 1		319901-83	117,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 2 avec support Col de cygne		319903223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 2 avec support Turtle		319903293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Référence pour appuie-tête no. 2		319903-83	117,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 3 avec support Col de cygne		319905223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 3 avec support Turtle		319905293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Référence pour appuie-tête no. 3		319905-83	117,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 4 avec support Col de cygne		319906223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Appuie-tête no. 4 avec support Turtle		319906293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Référence pour appuie-tête no. 4		319906-83	117,00 <input type="checkbox"/>

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: SEB AB  
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF

**3b) Accessoires: appuie-tête - tous avec réglage horizontal et housse (une sélection est nécessaire pour les positions 1-4!)**
**1. Coussin d'appui-tête**


Coussin d'appuie-tête, incurvé, L: 180, H: 130 mm

 319921000-00 73,00 

Coussin d'appuie-tête, courbé, L: 260, H: 160 mm

 319922000-00 73,00 

Coussin d'appuie-tête, anatomique, petit modèle

 S 319923000-00 151,00 

Coussin d'appuie-tête, anatomique, moyen

 M 319945000-00 151,00 

Coussin d'appuie-tête, anatomique, grand

 L 319967000-00 151,00 

**2. Barre de maintien (l'appuie-tête ne peut pas être utilisé sans barre de maintien)**


Barre de maintien, courte, 80 mm

 S 319900001-00 45,00 

Barre de maintien, moyenne, 120 mm

 M 319900002-00 45,00 

Barre de maintien, longue, 160 mm

 L 319900003-00 45,00 
**3. Réglage Turtle (l'appuie-tête ne peut pas être utilisé sans le support Turtle)**


Standard (deux articulations)

 une 319900010-00 70,00 

Étendu (trois articulations)

 une 319900020-00 117,00 

Standard avec réglage 3D

 une 319900030-00 183,00 

Étendu avec réglage 3D

 une 319900040-00 210,00 
**4. Housse d'appuie-tête (le coussin d'appuie-tête ne peut pas être utilisé sans housse)**


Coquillage | anatomique

Housse d'appuie-tête, courbée, 180 x 130 mm, tissu, noir

 319921000-80 100,00 

Housse d'appuie-tête, courbée, 260 x 160 mm, tissu, noir

 319922000-80 100,00 

Housse d'appuie-tête, anatomique, petit modèle, tissu, noir

 S 319923000-80 100,00 

Housse d'appuie-tête, anatomique, moyenne, tissu, noir

 M 319945000-80 100,00 

Housse d'appuie-tête, anatomique, grande, tissu, noir

 L 319967000-80 100,00 

Noir, lavable



Coquillage | anatomique

Housse d'appuie-tête, courbée 180 x 130 mm, noir, essuyable

 319921000-70 167,00 

Housse d'appuie-tête, courbée, 260 x 160 mm, noir, essuyable

 319922000-70 167,00 

Housse d'appuie-tête, anatomique, petite, noire, essuyable

 S 319923000-70 167,00 

Housse d'appuie-tête, anatomique, moyenne, noire, effaçable

 M 319945000-70 167,00 

Housse d'appuie-tête, anatomique, grande, noire, essuyable

 L 319967000-70 167,00 

Tissu, noir

**Vis à main (réglage rapide) pour l'appuie-tête**


Vis à main pour le réglage de la hauteur

 une 31905037 24,00 

Vis à main pour le réglage de l'inclinaison, standard (2 pcs.)

 une 31905034 48,00 

Vis à main pour le réglage de l'inclinaison, étendue (3 pcs.)

 une 31905035 62,00 
**En option pour les appuis-tête anatomiques**


Système de bandeau frontal, complet

 une 3199500-5 220,00 
**4) Les genoux**


Genouillères

 1 31861301 410,00 

Genouillères

 2+3 31861302 546,00 

Genouillères

 4 31861303 546,00 


Genouillères à charnière

 1 31861311 561,00 

Genouillères à charnière

 2+3 31861312 561,00 

Couvertures / Rembourrages extra-souples pour les genouillères

*disponible sur demande!*

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

Etac GmbH

 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282











 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: SEB AB

 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH FR • Valable du: 01.01.2025		31XXX = Code pays		
Produit	Description	Taille	Numéro d'article	CHF
<b>5) Plaques et repose-pieds</b>				
	Plaque de pied, se replie pour la taille de cadre 1 (+2)* Plaque de pied, rabattable, pour taille de cadre 3+4 (+2)* <i>*pour la taille 2, les deux plaques de pied peuvent être utilisées, la petite plaque permet un réglage complet de l'inclinaison et se replie, le grand plus Adbuktion avec un réglage d'inclinaison limité, alors aucun repli possible!</i>	1+2 3+4	31861211 31861212	308,00 308,00
	Support de talon pour plaque de pied, paire	une	31861251	99,00
	Repose-pieds pour plaque de pied	1+2	3186147	214,00
	Repose-pieds pour plaque de pied	3+4	3186148	214,00
	Repose-pieds, réglables en largeur, avec sangle, rembourrés	2	31869493-B	297,00
	Repose-pieds, réglables en largeur, avec sangle, rembourrés	3	31869494-B	297,00
	Repose-pieds, réglables en largeur, avec sangle, rembourrés	4	31869495-B	297,00
	Repose-pieds, réglables en largeur, avec sangle, rembourrés	petit	31869490-RT	296,00
	Repose-pieds, réglables en largeur, avec sangle, rembourrés	moyen	31869491-RT	296,00
	Repose-pieds, réglables en largeur, avec sangle, rembourrés	grand	31869492-RT	296,00
	Repose-pieds pliants, avec sangles (pour la plaque de pied)	1	31861221	308,00
	Repose-pieds pliants, avec sangles (pour la plaque de pied)	2+3	31861222	308,00
	Repose-pieds pliants, avec sangles (pour la plaque de pied)	4	31861223	308,00
	Repose-pieds, individuellement multi-réglables, repose-pieds pliants	1	31861201	555,00
	Repose-pieds, individuellement multi-réglables, repose-pieds pliants <i>pas pour la taille 4, pas en relation avec la plaque de pied!</i>	2+3	31861202	555,00
<b>6) Roues arrière/réglage du carrossage</b>				
	Broche, kit de mise à niveau pour Lapin avec réglage d'angle vissé <i>fait partie de la configuration de base lors de la commande du produit principal, voir page 2!</i>		31134203	438,00
	Kit de carrossage des roues, mise à niveau de l'existant Rabbit Up 0°		31134200	118,00
	Kit de carrossage des roues, mise à niveau de l'existant Rabbit Up +3/-3°		31134201	118,00
	Kit de carrossage des roues, mise à niveau de l'existant Rabbit Up +6/-6° <i>Pour commander la partie principale du produit de la configuration de base, voir page 2 - non approuvé pour les anciens modèles "Rabbit"!</i>		31134202	118,00
<i>Uniquement pour la conversion/ajustement de la croissance pour le Rabbit Up existant. Attention, sans axe traversant!</i>				
	Roues arrière 22" pour la taille 1, jantes à pousser ouvertes (pcs.)	22"	31134204	506,00
	Roues arrière 24" pour la taille 1, jantes à pousser ouvertes (pcs.)	24"	31134205	506,00
	Roues arrière 26" pour taille 1, 2, 3 Jantes de poussée ouvertes (pcs.)	26"	31134206	506,00
	Roues arrière 29" pour taille 2 et 3, pousser les jantes ouvertes (pcs.)	29"	31134219	834,00
	Roues arrière 32" pour taille 2, 3, 4, pousser les jantes ouvertes (pcs.)	32"	31134207	834,00
	Roues arrière 36" pour la taille 4, jantes à pousser ouvertes (pcs.)	36"	31134208	834,00
	Roues arrière 22" pour taille 1, poignées Ergogrip (pcs.)	22"	31134209	614,00
	Roues arrière 24" pour taille 1, poignées Ergogrip (pcs.)	24"	31134210	614,00
	Roues arrière 26" pour taille 1, taille 2, taille 3, Ergogrip (pcs.)	26"	31134211	614,00
	Roues arrière 29" pour taille 2 et taille 3, Ergogrip (pcs.)	29"	31134212	941,00
	Roues arrière 32" pour taille 2, taille 3, taille 4, Ergogrip (pcs.)	32"	31134213	941,00
	Roues arrière 36" pour taille 4, Ergogrip (pcs.)	36"	31134214	941,00
<i>Pour commander la partie principale du produit de la configuration de base, voir Page 2 tous les modèles, y compris les protège-rayons!</i>				
	Optionnel: axe traversant (pcs.)		312983057	72,00

Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

## Etac GmbH

Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland


02366 5006-0  
R82@etac.de  
02366 5006-282  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: SEB AB  
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


**Instructions de mesure détaillées roues arrière**

**1)** Choisir la taille des roues motrices Nous vous recommandons de choisir la plus grande roue motrice possible et d'ajuster la taille au moyen du réglage de la hauteur, réglage de la semelle. La hauteur d'entrée la plus basse (repose-pied min. au-dessus du sol) ne peut être atteinte qu'avec une roue motrice plus petite. **2)** Sélectionnez le carrossage des roues (angle) ; nous recommandons de choisir l'angle de carrossage le plus proche de la largeur des hanches de l'enfant. (largeur de la hanche + 100 mm < A) Toutefois, ajoutez toujours 100 mm à la largeur de la hanche pour permettre le montage de tous les accessoires et la croissance pour pouvoir le garantir. **3)** Considérez le lieu d'installation. La largeur totale du produit change avec le choix du linteau, cela peut être pertinent pour les dimensions de la porte, par exemple!

Size	Widening		Standard		Widening		Widening	
	Widening 14°	Widening 12°	Standard	Standard	Widening 12°	Widening 10°	Widening 8°	Widening 6°
1	22"	N/A	N/A	N/A	24"	26"	28"	30"
2	26"	N/A	N/A	N/A	29"	32"	35"	38"
3	26"	N/A	N/A	N/A	29"	32"	35"	38"
4	32"	5	10°	7°	36"	14		



Size	X	Standard									
		Y: +6°		Y: +3°		Y: 0°		Y: -3°		Y: -6°	
		Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A
1	22"	N/A		N/A		1		1		2	
	24"	3	14°	4	11°	5	8°	6	5°	7	2°
	26"	8		9		10		11		12	
2	26"	N/A		N/A		N/A		1		2	
	29"	6	12°	8	9°	9	6°	10	3°	11	0°
	32"	13		15		16		17		18	
3	26"	N/A		N/A		N/A		1		2	
	29"	6	12°	8	9°	9	6°	10	3°	11	0°
	32"	13		15		16		17		18	
4	32"	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
	36"	14		16		17		18		N/A	N/A



Aucune responsabilité pour les erreurs d'impression

**Etac GmbH**

Industriestraße 13  
45699 Herten  
Deutschland

02366 5006-0  
R82@etac.de  
02366 5006-282  
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
Bank: SEB AB  
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


# R82 Head support guide

Start here

Choose type of head support



Curved  
W:180 x H:130



Curved  
W:260 x H:160



Anatomic  
A:145 x B:140 x C:240



Anatomic  
A:155 x B:140 x C:260



Anatomic  
A:170 x B:140 x C:320

Choose turtle neck and adjustment possibilities



Standard

Provides two rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for sideways, forward, backward, upward and downward adjustments.



Extended

Provides three rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Standard with 3D

Provides two rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Extended with 3D

Provides three rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtle neck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.

Choose length of rod and height adjustability



Short

Height adjustability:  
80 mm



Medium

Height adjustability:  
120 mm



Long

Height adjustability:  
160 mm

Choose covers & colours



Black, wipeable



Black



Curved head support, extended turtle neck system with 3D, medium length rod and black cover.