

CH IT • Valido da: 01.01.2025

Listino prezzi/ordini R82 Rabbit Up

Cliente no:

Azienda:

Indirizzo:

Codice postale/città:

Persona di contatto:

E-Mail:

Telefono

Indirizzo di consegna:

 vedi informazioni sui clienti

Commissione:



R82 Rabbit Up

Modello di base:

- Telaio con ruote sterzanti da 5"
- Colonna centrale centrale
- Ruote motrici con freno di stazionamento centrale
- Protezione dei raggi
- Colonna centrale di regolazione dell'inclinazione (a vite)



0-30°





max. 70 kg



700-926 mm



515-600 mm



Dimensioni

	Taglia 1 26" Ruote	Taglia 2 32" Ruote	Taglia 3 32" Ruote	Taglia 4 36" Ruote
Larghezza totale con ruote motrici	635 mm	680 mm	730 mm	720 mm
Larghezza (G)*	515 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Larghezza, interna (G1)	325 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Lunghezza con ruote motrici	620 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Lunghezza (A)*	700 mm	796 mm	796 mm	926 mm
Altezza totale (I)	670-1000 mm	850-1180 mm	990-1310 mm	1200-1530 mm
Altezza del cuscinetto, dal piede all'ascella	550-740 mm	750-1080 mm	830-1190 mm	960-1420 mm
Lunghezza, colonna centrale	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Inclinazione colonna centrale (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Inclinazione della pedana (a2)	15- -10°	15- -10°	15- -10°	15- -10°
Dal pavimento alla piastra di base	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Tropico	850 mm	950 mm	980	1085 mm
Campanatura delle ruote, nel telaio, fissa	8°	6°	6°	4°
Peso, modello base con ruote motrici	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Peso, senza ruote	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg
Capacità di carico max (utente e accessori)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Metropolitana, navigabilità	10°	10°	10°	10°

*misurato con colonna in posizione verticale e pediera nella posizione più bassa. Per i bambini piccoli è possibile per montare la pedana più in alto!

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
	Modello di base		31862XXXX - XX	
	Rabbit Up, autista in piedi mobile, giallo, taglia 1	1		1.237,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, autista in piedi mobile, blu, taglia 2	2		1.350,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, autista in piedi mobile, antracite, taglia 3	3		1.416,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, autista in piedi mobile, argento, taglia 4	4		1.475,00 <input type="checkbox"/>
	Senza freno sui volanti da 5" <i>Utilizzare solo con ruote motrici montate!</i>	1		no SUP <input type="checkbox"/>
	Volanti da 5" frenati a 4 pieghe <i>Può essere utilizzato anche senza ruote motrici montate!</i>	2		244,00 <input type="checkbox"/>
	Regolazione dell'inclinazione - graduale, a vite	1		no SUP <input type="checkbox"/>
	Regolazione dell'inclinazione - continua, mandrino (regolabile con l'utente in Rabbit Up)	2		246,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote motrici 22" solo per la taglia 1	2		1.005,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote motrici 24" solo per la taglia 1	3		1.005,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote motrici 26" per la taglia 1, taglia 2, taglia 3	4		1.005,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote motrici 29" per la taglia 2 e la taglia 3	5		1.666,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote motrici 32" per taglia 2, taglia 3, taglia 4	6		1.666,00 <input type="checkbox"/>
	Ruote motrici 36" solo per la taglia 4	7		1.666,00 <input type="checkbox"/>
	<i>incl. freno di stazionamento centrale (freno a tamburo) attraverso l'asse e la protezione dei raggi!</i>			
	ATTENZIONE! Non tutte le combinazioni di campanatura delle ruote possono essere combinate con ogni ruota motrice, si prega di consultare la tabella a pag. 6/7!			
	Spingere i cerchi standard*	1		no SUP <input type="checkbox"/>
	Spingere i cerchi Ergogrip* (chiusi, gommati)	2		221,00 <input type="checkbox"/>
	<i>*incl. protezioni per i raggi, Attenzione: disponibile solo come ruota completa!</i>			
	Campanatura delle ruote standard (fissa, nel telaio)	1		no SUP <input type="checkbox"/>
	Camber delle ruote regolabile, standard +3°	2		no SUP <input type="checkbox"/>
	Camber delle ruote regolabile, standard +6°	3		no SUP <input type="checkbox"/>
	Campanatura delle ruote, regolabile, standard -3°	4		no SUP <input type="checkbox"/>
	Camber regolabile, standard -6°	5		no SUP <input type="checkbox"/>
	ATTENZIONE! Non tutte le combinazioni di campanatura possono essere combinate con ogni ruota motrice, si prega di consultare la tabella a pag. 6/7!			


Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



CH IT - Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
1) Petto/Torace				
	Pettorale con cinturino, diviso	1	31861704	356,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorale con cinturino, diviso	2+3	31861702	356,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorale con cinturino, diviso	4	31861703	356,00 <input type="checkbox"/>
	Tampone intermedio per il cuscinetto toracico, diviso, largo 25 mm	2+3+4	31861421	100,00 <input type="checkbox"/>
	Tampone intermedio per la pelotta toracica, diviso, largo 50 mm	2+3+4	31861422	100,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina/corpo avvolgente, modello "Mustang" piccolo	1	31861810	479,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorale/corpo avvolgente, modello "Mustang" medio	2+3	31861820	520,00 <input type="checkbox"/>
	Pettorina/corpo avvolgente, modello "Mustang" grande	4	31861830	547,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetto aggiuntivo per pad pettorale modello "Mustang" piccolo		31869810-160	136,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetto aggiuntivo per pad pettorale modello "Mustang" medio		31869820-260	136,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetto aggiuntivo per pad pettorale modello "Mustang" grande		31869830-360	136,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino per il seno, bordo morbido, modello "Pony" piccolo	1	31861801	471,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino per il seno, bordo morbido modello "Pony" medio	2+3	31861802	471,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscino per il seno, bordo morbido modello "Pony" piccolo	4	31861803	471,00 <input type="checkbox"/>
2) Tavole/estensione colonna di base				
	Grande lettino terapeutico, con vaschetta e piastra di copertura, regolabile in continuo (dis)assemblaggio regolabile e senza attrezzi	una	31862525	670,00 <input type="checkbox"/>
	Kit di montaggio su tavolo profondo 31862525 (sulla colonna centrale)	una	31862525-KIT	110,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolo con bacino	una	31862501	546,00 <input type="checkbox"/>
	Tavolo (440 mm x 340 mm)	una	31862515	506,00 <input type="checkbox"/>
	Prolunga colonna centrale, 80 mm	una	31861480	100,00 <input type="checkbox"/>
3a) Tronco, pelvico e glutei				
	Torso, addome, piatto, anteriore	una	31861411	252,00 <input type="checkbox"/>













Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384




CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF
	Cuscinetti pelvici, anteriore, continuo	1	31861601	365,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetti pelvici, anteriori, divisi	2+3	31861602	365,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetti pelvici, anteriori, divisi	4	31861603	391,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti pelvici, anteriori, regolazione rotazione e profondità, continui	1	31861611	531,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti pelvici, anteriori, regolazione rotazione e profondità, divisi	2+3	31861612	531,00 <input type="checkbox"/>
	Supporti pelvici, anteriori, regolazione rotazione e profondità, divisi	4	31861613	561,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetti pelvici, posteriori, continui	1	31861501	562,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetti pelvici, posteriori, divisi	2+3	31861502	562,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetti pelvici, posteriori, divisi	4	31861503	562,00 <input type="checkbox"/>
<i>non può essere usato in combinazione con il platorello 861401!</i>				
	Cuscinetto intermedio per tutti i cuscinetti pelvici, diviso, largo 50 mm	2+3+4	31861421	100,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetto intermedio per tutti i cuscinetti pelvici, diviso, largo 25 mm	2+3+4	31861422	100,00 <input type="checkbox"/>
	Guida pelvica, tuttofare "Mustang" 470-640 mm, H: 85 mm	1	31861610	562,00 <input type="checkbox"/>
	Guida pelvica, tuttofare "Mustang" 670-780 mm, H: 110 mm	2+3	31861620	562,00 <input type="checkbox"/>
	Guida pelvica, tuttofare "Mustang" 870-1140 mm, H: 140 mm <i>incl. regolazione della profondità</i>	4	31861630	562,00 <input type="checkbox"/>
	Cuscinetto per le natiche, piatto, posteriore, incl. supporto <i>non può essere usato in combinazione con 86150x!</i>	una	31861401	533,00 <input type="checkbox"/>
	Barra di supporto lunga per glutei e bacino (+10 cm)	una	31172179-10	173,00 <input type="checkbox"/>
3b) Poggiatesta				
	Staffa per poggiatesta	1+2	31861424-3	264,00 <input type="checkbox"/>
	Staffa per poggiatesta	3+4	31861424-4	277,00 <input type="checkbox"/>
<i>può essere usato solo in combinazione con i pad 861401 e 86150x!</i>				
	Poggiatesta n. 1 con staffa a collo d'oca		319901223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 1 con supporto Turtle		319901293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura per poggiatesta n. 1		319901-83	117,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 2 con staffa a collo d'oca		319903223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 2 con supporto Turtle		319903293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura per poggiatesta n. 2		319903-83	117,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 3 con staffa a collo d'oca		319905223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 3 con supporto Turtle		319905293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura per poggiatesta n. 3		319905-83	117,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 4 con staffa a collo d'oca		319906223-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Poggiatesta n. 4 con supporto Turtle		319906293-00	425,00 <input type="checkbox"/>
	Copertura per poggiatesta n. 4		319906-83	117,00 <input type="checkbox"/>

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese		
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF

3b) Accessori: Poggiatesta – tutti con regolazione orizzontale e coperchio (è necessaria una selezione per le posizioni 1-4!)
1. Cuscino poggiatesta


Cuscinetto per poggiatesta, curvo, L: 180, A: 130 mm

319921000-00 73,00

Cuscinetto per poggiatesta, curvo, L: 260, A: 160 mm

319922000-00 73,00

Cuscinetto per poggiatesta, anatomico, piccolo

S 319923000-00 151,00

Cuscinetto per poggiatesta, anatomico, medio

M 319945000-00 151,00

Cuscinetto per poggiatesta, anatomico, grande

L 319967000-00 151,00 
2. Barra di supporto (il poggiatesta non può essere utilizzato senza barra di supporto)


Corrimano, corta, 80 mm

S 319900001-00 45,00

Corrimano, medio, 120 mm

M 319900002-00 45,00

Corrimano, lungo, 160 mm

L 319900003-00 45,00
3. Regolazione della Turtle (il poggiatesta non può essere utilizzato senza il supporto della Turtle)


Standard (due giunti)

una 319900010-00 70,00

Esteso (tre snodi)

una 319900020-00 117,00

Standard con regolazione 3D

una 319900030-00 183,00

Esteso con regolazione 3D

una 319900040-00 210,00
4. Copertura del poggiatesta (il cuscino del poggiatesta non può essere utilizzato senza copertura)


Conchiglia | anatomica

Copritesta, curvo, 180 x 130 mm, tessuto, nero

319921000-80 100,00

Copritesta, curvo, 260 x 160 mm, tessuto, nero

319922000-80 100,00

Copritesta, anatomico, piccolo, tessuto, nero

S 319923000-80 100,00

Copritesta, anatomico, medio, tessuto, nero

M 319945000-80 100,00

Copritesta, anatomico, grande, tessuto, nero

L 319967000-80 100,00

Nero, lavabile



Conchiglia | anatomica

Copritesta, curvo, 180 x 130 mm, nero, pulibile

319921000-70 167,00

Copritesta, curvo, 260 x 160 mm, nero, pulisce con un panno

319922000-70 167,00

Copritesta, anatomico, piccolo, nero, pulito con un panno

S 319923000-70 167,00

Copritesta, anatomico, medio, nero, pulibile

M 319945000-70 167,00

Copritesta, anatomico, grande, nero, lavabile

L 319967000-70 167,00

Tessuto, nero

Viti a mano (regolazione rapida) per poggiatesta


Viti manuali per la regolazione dell'altezza

eine Gr. 31905037 24,00

Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, standard (2 pz.)

eine Gr. 31905034 48,00

Viti a mano per la regolazione dell'inclinazione, estesa (3 pz.)

eine Gr. 31905035 62,00
Opzionale per poggiatesta anatomici


Sistema di fasce per la testa, completo

una 3199500-5 220,00
4) Ginocchiere


Ginocchiere, regolabili in altezza, larghezza e profondità

1 31861301 410,00

Ginocchiere, regolabili in altezza, larghezza e profondità

2+3 31861302 546,00

Ginocchiere, regolabili in altezza, larghezza e profondità

4 31861303 546,00 

Ginocchiere, incernierate, regolabili in altezza, larghezza e profondità

1 31861311 561,00

Ginocchiere, incernierate, regolabili in altezza, larghezza e profondità

2+3 31861312 561,00

Coperture/imbottiture extra morbide per le ginocchiere

disponibile su richiesta!

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH
 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282










 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168




 Bank: SEB AB

 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

CH IT • Valido da: 01.01.2025		31XXX = codice paese			
Prodotto	Descrizione	Taglia	Articolo no.	CHF	
5) Piastre dei piedi/gusci dei piedi					
	Piede piatto, può essere ripiegato per telaio 1 (+2)*	1+2	31861211	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Piede piatto, può essere ripiegato per telaio 3+4 (+2)*	3+4	31861212	308,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>*per la taglia 2 entrambe le piastre per i piedi possono essere utilizzate, la piastra piccola permette la regolazione completa dell'inclinazione e il ripiegamento, quella grande più abduzione con regolazione limitata dell'inclinazione, non è possibile ripiegare!</i>				
	Supporto per il tallone per la piastra del piede, coppia	una	31861251	99,00 <input type="checkbox"/>	
	Gusci per la piastra del piede	1+2	3186147	214,00 <input type="checkbox"/>	
	Gusci per la piastra del piede	3+4	3186148	214,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, regolabile in larghezza, con cinturino, imbottito	2	31869493-B	297,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, regolabile in larghezza, con cinturino, imbottito	3	31869494-B	297,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, regolabile in larghezza, con cinturino, imbottito	4	31869495-B	297,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, regolabile in larghezza, con cinturino, imbottito	piccolo	31869490-RT	296,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, regolabile in larghezza, con cinturino, imbottito	medio	31869491-RT	296,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, regolabile in larghezza, con cinturino, imbottito	grande	31869492-RT	296,00 <input type="checkbox"/>	
	Pedane incernierate, con cinghia (per pedana)	1	31861221	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Pedane incernierate, con cinghia (per pedana)	2+3	31861222	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Pedane incernierate, con cinghia (per pedana)	4	31861223	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, multiregolabili, con poggiapiedi pieghevoli	1	31861201	555,00 <input type="checkbox"/>	
	Poggiapiedi, multiregolabili, con poggiapiedi pieghevoli	2+3	31861202	555,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>non per la taglia 4, non in connessione con la piastra per i piedi!</i>				
6) Ruote motrici/regolazione della carreggiata (ricambi, retrofitting)					
	Mandrino, kit di retrofit per Rabbit con regolazione dell'angolo a vite		31134203	438,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>fa parte della configurazione di base quando si ordina il prodotto principale, vedi pagina 2!</i>				
	Kit di camber per ruote Rabbit Up, retrofit per Rabbit Up 0°		31134200	118,00 <input type="checkbox"/>	
	Kit di camber per ruote Rabbit Up, retrofit per Rabbit Up +3/-3°		31134201	118,00 <input type="checkbox"/>	
	Kit di camber per ruote Rabbit Up, retrofit per Rabbit Up +6/-6°		31134202	118,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>Quando si ordina il prodotto principale parte della configurazione di base, vedere pagina 2 - non approvato per i vecchi modelli "Rabbit"!</i>				
	<i>solo per la conversione/adequamento della crescita per l'esistente Rabbit Up: Attenzione, senza assi passanti!</i>				
	Ruote motrici 22" - solo per taglia 1, spingi cerchio aperto (pezzo)	22"	31134204	506,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 24" - solo per taglia 1, spingi cerchio aperto (pezzo)	24"	31134205	506,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 26" - solo per taglia 1, 2, 3, spingi cerchio ap. (pezzo)	26"	31134206	506,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 29" - solo per taglia 2, 3, spingi cerchio aperto (pezzo)	29"	31134219	834,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 32" - per taglia 2, 3, 4, spingi cerchio aperto (pezzo)	32"	31134207	834,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 36" - solo per taglia 4, spingi cerchio aperto (pezzo)	36"	31134208	834,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 22" - solo per taglia 1, spingi cerchio Ergogrip (pezzo)	22"	31134209	614,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 24" - solo per taglia 1, spingi cerchio Ergogrip (pezzo)	24"	31134210	614,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 26" - solo per taglia 1, 2, 3, spingi cerchio Ergo. (pezzo)	26"	31134211	614,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 29" - solo per taglia 2, 3, spingi cerchio Ergo. (pezzo)	29"	31134212	941,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 32" - per taglia 2, 3, 4, spingi cerchio Ergogrip (pezzo)	32"	31134213	941,00 <input type="checkbox"/>	
	Ruote motrici 36" - solo per taglia 4, spingi cerchio Ergogrip (pezzo)	36"	31134214	941,00 <input type="checkbox"/>	
		<i>Quando si ordina il prodotto principale parte della configurazione di base, vedere a pagina 2 tutti i modelli compresi i pararaggi!</i>			
		Opzionale: Assale passante (pezzo)		312983057	72,00 <input type="checkbox"/>

Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland


 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


Istruzioni di misurazione dettagliate per le ruote motrici

1) Selezionare la dimensione delle ruote motrici si consiglia di selezionare la ruota motrice più grande possibile e regolare la dimensione regolando l'altezza della pedana. regolazione della pedana. L'altezza d'ingresso più bassa (piastra dei piedi min. da terra) può essere raggiunta solo con una ruota motrice più piccola, se necessario. **2)** Selezionare la campanatura (angolo), si consiglia di selezionare l'angolo di campanatura che è più vicino alla larghezza dell'anca del bambino. (larghezza dell'anca + 100mm < A) Tuttavia, aggiungete sempre 100mm alla larghezza dell'anca per permettere il montaggio di tutti gli accessori e per garantire la crescita. **3)** Considerare il luogo di utilizzo. La larghezza totale del prodotto cambia a causa della scelta dell'architrave, questo può essere rilevante per le dimensioni della porta, per esempio!

Size	Verhänge				Standard				Verhänge			
	14"	12"	10"	8"	14"	12"	10"	8"	14"	12"	10"	8"
1	22"	N/A	N/A	N/A	22"	N/A	N/A	N/A	22"	N/A	N/A	N/A
2	26"	N/A	N/A	N/A	26"	N/A	N/A	N/A	26"	N/A	N/A	N/A
3	26"	N/A	N/A	N/A	26"	N/A	N/A	N/A	26"	N/A	N/A	N/A
4	32"	N/A	N/A	N/A	32"	N/A	N/A	N/A	32"	N/A	N/A	N/A



Size	X	Y: +6°		Y: +3°		Standard Y: 0°		Y: -3°		Y: -6°	
		Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A
1	22"	N/A	14°	N/A	11°	1	8°	1	5°	2	2°
	24"	3		4		5		6		7	
	26"	8		9		10		11		12	
2	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29"	6		8		9		10		11	
	32"	13		15		16		17		18	
3	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29"	6		8		9		10		11	
	32"	13		15		16		17		18	
4	32"	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
	36"	14		16		17		18		N/A	



Nessuna responsabilità per errori di stampa

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland

02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


R82 Head support guide

Start here

Choose type of head support



Curved
W:180 x H:130



Curved
W:260 x H:160



Anatomic
A:145 x B:140 x C:240



Anatomic
A:155 x B:140 x C:260



Anatomic
A:170 x B:140 x C:320

Choose turtle neck and adjustment possibilities



Standard

Provides two rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for sideways, forward, backward, upward and downward adjustments.



Extended

Provides three rotation points. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Standard with 3D

Provides two rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.



Extended with 3D

Provides three rotation points. The 3D system makes it possible to accommodate an asymmetric position of the head. The rod allows for adjustments upward and downward, while the turtleneck system allows for angling in all directions and sideways, forwards, backwards, upward, and downward adjustments.

Choose length of rod and height adjustability



Short

Height adjustability:
80 mm



Medium

Height adjustability:
120 mm



Long

Height adjustability:
160 mm

Choose covers & colours



Black, wipeable



Black



Curved head support, extended turtle neck system with 3D, medium length rod and black cover.