

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 Rabbit Up

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift: siehe Kundeninformationen

Kommission:



R82 Rabbit Up

Grundmodell enthält:

- Rahmen mit 5" Lenkrädern
- Zentrale Mittelsäule
- Antriebsräder mit zentraler Feststellbremse
- Speichenschutz
- Neigungsverstellung Mittelsäule (geschraubt)

HMV-Nummer: **28.29.01.3005**

0-30°





max. 70 kg



700-926 mm



515-600 mm



Maße

Maße	Größe 1 26" Räder	Größe 2 32" Räder	Größe 3 32" Räder	Größe 4 36" Räder
Gesamtbreite mit Antriebsrädern	635 mm	680 mm	730 mm	720 mm
Breite (G)*	515 mm	550 mm	600 mm	600 mm
Breite, innen (G1)	325 mm	425 mm	425 mm	425 mm
Länge mit Antriebsrädern	620 mm	750 mm	800 mm	900 mm
Länge (H)*	700 mm	796 mm	796 mm	926 mm
Gesamthöhe (I)	670-1000 mm	850-1180 mm	990-1310 mm	1200-1530 mm
Pelottenhöhe, Fuß bis Achsel	550-740 mm	750-1080 mm	830-1190 mm	960-1420 mm
Länge, Mittelsäule	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Neigung der Mittelsäule (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-30°
Neigung der Fußplatte (a2)	15- -10°	15- -10°	15- -10°	15- -10°
Boden bis Fußplatte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Wendekreis	850 mm	950 mm	980	1085 mm
Radsturz, im Rahmen, fix	8°	6°	6°	4°
Gewicht, Grundmodell mit Antriebsrädern	13,5 kg	15,5 kg	16 kg	18,5 kg
Gewicht, ohne Räder	9 kg	10,5 kg	11 kg	13,5 kg
Max. Belastbarkeit (Nutzer und Zubehör)	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Untergrund, Befahrbarkeit	10°	10°	10°	10°









*gemessen mit Säule in senkrechter Position und Fußbrett in unterster Position. Für kleiner Kinder ist es möglich, die Fußplatte höher zu montieren!

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland




02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Grundmodell		31862XXXX - XX	
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer, Gelb, Größe 1	1		1.237,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Blau, Größe 2	2		1.350,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Anthrazit, Größe 3	3		1.416,00 <input type="checkbox"/>
	Rabbit Up, Mobiler Stehfahrer Silber, Größe 4	4		1.475,00 <input type="checkbox"/>
	Ohne Bremse an den 5" Lenkrädern <i>Nutzung nur mit montierten Antriebsädern!</i>	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	4-fach gebremste 5" Lenkräder <i>Nutzung auch ohne montierte Antriebsräder möglich!</i>	2		244,00 <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung – schrittweise, geschraubt	1		ohne MP <input type="checkbox"/>
	Neigungsverstellung – stufenlos, Spindel (verstellbar mit Nutzer im Rabbit Up)	2		246,00 <input type="checkbox"/>
	Antriebsräder 22" nur für Gr. 1 Antriebsräder 24" nur für Gr. 1 Antriebsräder 26" für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 Antriebsräder 29" für Gr. 2 und Gr. 3 Antriebsräder 32" für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4 Antriebsräder 36" nur für Gr. 4 <i>inkl. Zentrale Feststellbremse (Trommelbremse) Steckachse und Speichenschutz!</i> ACHTUNG! Nicht jede Kombination Radsturz mit jedem Antriebsrad kombinierbar, bitte beachten Sie die Kombinationstabelle auf S. 6/7!	2 3 4 5 6 7		1.005,00 <input type="checkbox"/> 1.005,00 <input type="checkbox"/> 1.005,00 <input type="checkbox"/> 1.666,00 <input type="checkbox"/> 1.666,00 <input type="checkbox"/> 1.666,00 <input type="checkbox"/>
	Greifreifen standard* Greifreifen Ergogrip* (geschlossen, gummiert) <i>* inkl. Speichenschutz, Achtung: nur als Komplett-Rad erhältlich!</i>	1 2		ohne MP <input type="checkbox"/> 221,00 <input type="checkbox"/>
	Radsturz standard (fest, im Rahmen) Radsturz verstellbar, standard +3° Radsturz verstellbar, standard +6° Radsturz, verstellbar, standard -3° Radsturz verstellbar, standard -6° ACHTUNG! Nicht jede Kombination Radsturz mit jedem Antriebsrad kombinierbar, bitte beachten Sie die Kombinationstabelle auf S. 6/7!	1 2 3 4 5		ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/> ohne MP <input type="checkbox"/>


Keine Haftung für Druckfehler










Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland

 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de




 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384



DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
1) Brust/Thorax				
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	1	31861704	356,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	2+3	31861702	356,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster mit Gurt, geteilt	4	31861703	356,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für Brustpolster, geteilt, 25 mm breit	2+3+4	31861421	100,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für Brustpolster, geteilt, 50 mm breit	2+3+4	31861422	100,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell "Mustang" klein	1	31861810	479,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell "Mustang" mittel	2+3	31861820	520,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster/Körperführung umgreifend, Modell "Mustang" groß	4	31861830	547,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell "Mustang" klein		31869810-160	136,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell "Mustang" mittel		31869820-260	136,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug/Zusatzpolster für Brustpolster Modell "Mustang" groß		31869830-360	136,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster, weicher Rand, Modell "Pony" klein	1	31861801	471,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster, weicher Rand Modell "Pony" mittel	2+3	31861802	471,00 <input type="checkbox"/>
	Brustpolster, weicher Rand Modell "Pony" klein	4	31861803	471,00 <input type="checkbox"/>
2) Tische/Verlängerung Grundsäule				
	Therapeutisch groß, mit Mulde und Abdeckplatte, stufenlos winkelverstellbar, werkzeugfreie (de-)Montage	eine Gr.	31862525	670,00 <input type="checkbox"/>
	Kit zur tiefen Montage des Tisches 31862525 (an der Mittelsäule)	eine Gr.	31862525-KIT	110,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken	eine Gr.	31862501	546,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch (440 mm x 340 mm)	eine Gr.	31862515	506,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerung Mittelsäule, 80 mm	eine Gr.	31861480	100,00 <input type="checkbox"/>
3a) Rumpf- Becken- und Gesäßpelotten				
	Rumpfpolster, Abdomenpolster, flach, vorne	eine Gr.	31861411	252,00 <input type="checkbox"/>













Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Beckenpelotten, vorne, durchgehend	1	31861601	365,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, geteilt	2+3	31861602	365,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, geteilt	4	31861603	391,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, durchgehend	1	31861611	531,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	2+3	31861612	531,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	4	31861613	561,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten, durchgehend	1	31861501	562,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten, geteilt	2+3	31861502	562,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten, geteilt <i>nicht in Verbindung mit Rückenpelotte 861401 einsetzbar!</i>	4	31861503	562,00	<input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, geteilt, 50 mm breit	2+3+4	31861421	100,00	<input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, geteilt, 25 mm breit	2+3+4	31861422	100,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenführung umgreifend "Mustang" 470–640 mm, H: 85 mm	1	31861610	562,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenführung umgreifend "mustang" 670–780 mm, H: 110 mm	2+3	31861620	562,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenführung umgreifend "Mustang" 870–1140 mm, H: 140 mm	4	31861630	562,00	<input type="checkbox"/>
	<i>inkl. Tiefenverstellung</i>				
	Gesäßpelotte, flach, hinten, inkl. Aufnahme <i>nicht in Verbindung mit Beckenpelotten hinten 86150x einsetzbar!</i>	eine Gr.	31861401	533,00	<input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, für Gesäß- und Beckenpelotten (+10 cm)	eine Gr.	31172179-10	173,00	<input type="checkbox"/>
3b) Kopfstützen					
	Halterung für Kopfstütze	1+2	31861424-3	264,00	<input type="checkbox"/>
	Halterung für Kopfstütze <i>nur in Verbindung mit Pelotten 861401 und 86150x einsetzbar!</i>	3+4	31861424-4	277,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	117,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	117,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	117,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	425,00	<input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	117,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384





DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR
3b) Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug (eine Auswahl bei den Positionen 1–4 erforderlich!)				
1. Kopfstützenpolster				
	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 180, H: 130 mm		319921000-00	73,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 260, H: 160 mm		319922000-00	73,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, klein	S	319923000-00	151,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, mittel	M	319945000-00	151,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, groß	L	319967000-00	151,00 <input type="checkbox"/>
2. Haltestange (Kopfstütze ohne Haltestange nicht einsetzbar)				
	Haltestange, kurz, 80 mm	S	319900001-00	45,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange, mittel, 120 mm	M	319900002-00	45,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, 160 mm	L	319900003-00	45,00 <input type="checkbox"/>
3. Turtle-Verstellung (Kopfstütze ohne Turtle-Halterung nicht einsetzbar)				
	Standard (zwei Gelenke)	eine Gr.	319900010-00	70,00 <input type="checkbox"/>
	Erweitert (drei Gelenke)	eine Gr.	319900020-00	117,00 <input type="checkbox"/>
	Standard mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900030-00	183,00 <input type="checkbox"/>
	Erweitert mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900040-00	210,00 <input type="checkbox"/>
4. Kopfstützenbezug (Kopfstützenpolster ohne Bezug nicht einsetzbar)				
	Muschelform anatomisch			
	Schwarz, abwischbar			
	Muschelform anatomisch			
	Stoff, schwarz			
	Kopfstützenbezug, gebogen, 180 x 130 mm, Stoff, schwarz		319921000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, gebogen, 260 x 160 mm, Stoff, schwarz		319922000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, klein, Stoff, schwarz	S	319923000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, mittel, Stoff, schwarz	M	319945000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, groß, Stoff, schwarz	L	319967000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, gebogen 180 x 130 mm, schwarz, abwischbar		319921000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, gebogen, 260 x 160 mm, schwarz, abwischbar		319922000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, klein, schwarz, abwischbar	S	319923000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
Kopfstützenbezug, anatomisch, mittel, schwarz, abwischbar	M	319945000-70	167,00 <input type="checkbox"/>	
Kopfstützenbezug, anatomisch, groß, schwarz, abwischbar	L	319967000-70	167,00 <input type="checkbox"/>	
Handschrauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze				
	Handschrauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	24,00 <input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	48,00 <input type="checkbox"/>
	Handschrauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr.	31905035	62,00 <input type="checkbox"/>
Optional für anatomische Kopfstützen				
	Stirnbandsystem, komplett	eine Gr.	3199500-5	220,00 <input type="checkbox"/>
4) Knieelotten				
	Knieelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861301	410,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861302	546,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	4	31861303	546,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861311	561,00 <input type="checkbox"/>
	Knieelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861312	561,00 <input type="checkbox"/>
	Bezüge/Extra Weichpolsterung für Knieelotten auf Anfrage erhältlich!			<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland




 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art-Nr.	EUR	
5) Fußplatten/Fußschalen					
	Fußplatte, hochklappbar für Rahmen Gr. 1 (+2)*	1+2	31861211	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußplatte, hochklappbar, für Rahmen Gr. 3+4 (+2)* <i>*für Rahmen Gr. 2 können beide Fußplatten genutzt werden, die kleine Platte ermöglicht volle Neigungsverstellung und hochklappen, die große mehr Abduktion bei eingeschränkter Neigungsverstellung, dann kein hochklappen möglich!</i>	3+4	31861212	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Fersenstütze für Fußplatte, Paar	eine Gr.	31861251	99,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen für Fußplatte	1+2	3186147	214,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen für Fußplatte	3+4	3186148	214,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	2	31869493-B	297,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	3	31869494-B	297,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	4	31869495-B	297,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	klein	31869490-RT	296,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	mittel	31869491-RT	296,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	groß	31869492-RT	296,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	1	31861221	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	2+3	31861222	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen (für Fußplatte)	4	31861223	308,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußstützen, einzeln multiverstellbar, mit aufklappbaren Fußschalen	1	31861201	555,00 <input type="checkbox"/>	
	Fußstützen, einzeln multiverstellbar, mit aufklappbaren Fußschalen <i>nicht für Größe 4, nicht in Verbindung mit Fußplatte!</i>	2+3	31861202	555,00 <input type="checkbox"/>	
6) Antriebsräder/Sturzeinstellung (Ersatzteile, Nachrüstung)					
	Spindel, Nachrüstsatz für Rabbit mit geschraubter Winkelverstellung <i>ist bei Bestellung des Hauptprodukts Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2!</i>		31134203	438,00 <input type="checkbox"/>	
	Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up 0°		31134200	118,00 <input type="checkbox"/>	
	Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up +3/-3°		31134201	118,00 <input type="checkbox"/>	
	Radsturz-Kit Rabbit Up, Nachrüstung für vorh. Rabbit Up +6/-6° <i>Bei Bestellung Hauptprodukt Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2 – nicht für alte Modelle "Rabbit" zugelassen!</i>		31134202	118,00 <input type="checkbox"/>	
	<i>nur zur Umrüstung / Wachstumsanpassung für vorh. Rabbit Up:</i>		<i>Achtung, ohne Steckachsen!</i>		
	Antriebsräder 22" – nur für Gr. 1, Greifreifen offen (Stck.)	22"	31134204	506,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 24" – nur für Gr. 1, Greifreifen offen (Stck.)	24"	31134205	506,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 26" – für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3 Greifreifen offen (Stck.)	26"	31134206	506,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 29" – für Gr. 2 und Gr. 3, Greifreifen offen (Stck.)	29"	31134219	834,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 32" – für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Greifreifen offen (Stck.)	32"	31134207	834,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 36" – nur für Gr. 4, Greifreifen offen (Stck.)	36"	31134208	834,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 22" – nur für Gr. 1, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	22"	31134209	614,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 24" – nur für Gr. 1, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	24"	31134210	614,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 26" – für Gr. 1, Gr. 2, Gr. 3, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	26"	31134211	614,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 29" – für Gr. 2 und Gr. 3, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	29"	31134212	941,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 32" – für Gr. 2, Gr. 3, Gr. 4, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	32"	31134213	941,00 <input type="checkbox"/>	
	Antriebsräder 36" – nur für Gr. 4, Greifreifen Ergogrip (Stck.)	36"	31134214	941,00 <input type="checkbox"/>	
		<i>Bei Bestellung Hauptprodukt Teil der Grundkonfiguration, siehe Seite 2 alle Modelle inklusive Speichenschutz!</i>			
		Optional: Steckachse (Stck.)		312983057	72,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

 Industriestraße 13
 45699 Herten
 Deutschland


 02366 5006-0
 R82@etac.de
 02366 5006-282
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168
 Bank: SEB AB
 BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


Detaillierte Messanleitung Antriebsräder

1) Wählen Sie die Größe der Antriebsräder wie empfohlen, das größtmögliche Antriebsrad zu wählen und die Größenanpassung über die Höheneinstellung der Fußplatte vorzunehmen. Die niedrigste Einstieghöhe (Fußplatte min. über Boden) kann ggf. nur mit einem kleineren Antriebsrad erreicht werden. **2)** Wählen Sie den Radsturz (Winkel) wie empfohlen, den Sturzwinkel auszuwählen, der der Hüftbreite des Kindes am Nächsten kommt. (Hüftbreite + 100mm < A) Addieren Sie jedoch stets 100 mm zur Hüftbreite hinzu, um sämtliches Zubehör montieren und Wachstum gewährleisten zu können. **3)** Berücksichtigen Sie den Einsatzort. Die Gesamtbreite des Produktes ändert sich durch die Auswahl des Sturzes, dies kann z.B. bei Türmaßen relevant sein!

Size	Verlängerung		Standard		Verlängerung		Verlängerung	
	14"	12"	14"	12"	14"	12"	14"	12"
1	22"	N/A	N/A	N/A	26"	29"	32"	36"
2	26"	N/A	N/A	N/A	29"	32"	36"	40"
3	26"	N/A	N/A	N/A	29"	32"	36"	40"
4	32"	5	10°	7	7°	16	17	18



Size	X	Y: +6°		Y: +3°		Standard		Y: -3°		Y: -6°	
		Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A
1	22"	N/A	14°	N/A	11°	1	8°	1	5°	2	2°
	24"	3		4		5		6		7	
	26"	8		9		10		11		12	
2	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29"	6		8		9		10		11	
	32"	13		15		16		17		18	
3	26"	N/A	12°	N/A	9°	N/A	6°	1	3°	2	0°
	29"	6		8		9		10		11	
	32"	13		15		16		17		18	
4	32"	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
	36"	14		16		17		18			



Keine Haftung für Druckfehler

Etac GmbH

Industriestraße 13
45699 Herten
Deutschland


02366 5006-0
R82@etac.de
02366 5006-282
www.etac.de

Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024
USt-ID-Nr.: DE 174 000168
Bank: SEB AB
BIC: ESSESESS • IBAN: SE15 5000 0000 0569 6825 2384


R82 Kopfstützen: Leitfaden

Start

Wählen Sie die Art der Kopfstütze



gebogen
W:180 x H:130



gebogen
W:260 x H:160



anatomisch
A:145 x B:140 x C:240



anatomisch
A:155 x B:140 x C:260



anatomisch
A:170 x B:140 x C:320

Wählen Sie die Turtle-Halterung und Art der Verstellung



Standard
(zwei Gelenke)

Bietet zwei Drehpunkte. Ermöglicht eine Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Erweitert
(drei Gelenke)

Bietet drei Drehpunkte. Ermöglicht eine erweiterte Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Standard mit
3D-Verstellung

Bietet zwei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.



Erweitert mit
3D-Verstellung

Bietet drei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Wählen Sie die Länge der Haltestange und Höhenverstellbarkeit



Kurz

Höhenverstellbarkeit:
80 mm



Mittel

Höhenverstellbarkeit:
120 mm



Lang

Höhenverstellbarkeit:
160 mm

Wählen Sie den Bezug



Schwarz,
abwischbar



Schwarz



Gebogene Kopfstütze, erweiterte Turtle-Halterung mit 3D-Verstellung, Haltestange (mittel) und schwarzem Bezug.