

DE | Gültig ab: 01.03.2023

Bestell-/Preisliste R82 Toucan

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen

Kommission:



## R82 Toucan

### Grundmodell enthält:

- Feststellbremse an allen Rädern
- 4 leichtgängige Skaterrollen
- Mittelsäule mit Neigungseinstellung



0-30°




max. 70 kg




750-1110 mm



560-700 mm



G



H

HMV-Nummer: **keine HMV-Nr.**

Maße	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
Breite (G)	560 mm	630 mm	630 mm	700 mm	700 mm
Länge (H)	750 mm	880 mm	880 mm	1110 mm	1110 mm
Höhe (I)	670-870 mm	720-1010 mm	970-1230 mm	1040-1340 mm	1240-1540 mm
Benutzerhöhe, Boden bis Achsel	340-700 mm	540-900 mm	740-1100 mm	910-1210 mm	1110-1410 mm
Länge, Mittelsäule	450 mm	500 mm	700 mm	800 mm	1000 mm
Boden bis Fußplatte	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Winkelverstellung der Mittelsäule (a1)	0-30°	0-30°	0-30°	0-20°	0-20°
Neigung der Fußplatte (a2)	15- -10°	15- -10°	15- -10°	15- -10°	15- -10°
Gewicht, Grundmodell	7,5 kg	8,5 kg	9 kg	10,5 kg	10,75 kg
Max. Belastbarkeit/Nutzergewicht	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Untergrund, Befahrbarkeit	5°	5°	5°	5°	5°













Version: 20230301

Keine Haftung für Druckfehler













Etac GmbH  
 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland  
 Geschäftsführer: Jon Preater

Tel.: +49(0)2366 5006-0  
 Fax: +49(0)2366 5006-282  
 R82@etac.de  
 www.etac.de









Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC/SWIFT: NDEAFIHH  
 IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung			
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR	
	Toucan Stehständer, Rot	1	318610010	1.767,00	<input type="checkbox"/>
	Toucan Stehständer, Blau	2	318610020	1.810,00	<input type="checkbox"/>
	Toucan Stehständer, Blau	3	318610030	1.810,00	<input type="checkbox"/>
	Toucan Stehständer, Silber	4	318610040	1.876,00	<input type="checkbox"/>
	Toucan Stehständer, Silber	5	318610050	1.876,00	<input type="checkbox"/>
					
<b>Zubehör</b>					
	Brustpolster mit Gurt	1	31861704	345,00	<input type="checkbox"/>
	Brustpolster mit Gurt	2+3	31861702	345,00	<input type="checkbox"/>
	Brustpolster mit Gurt	4+5	31861703	345,00	<input type="checkbox"/>
	Hüft- und Rumpfführung "Mustang", klein	1	31861610	545,00	<input type="checkbox"/>
	Hüft- und Rumpfführung "Mustang", mittel	2	31861620	545,00	<input type="checkbox"/>
	Hüft- und Rumpfführung "Mustang", groß	3+4	31861630	545,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten	1	31861501	545,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten	2+3	31861502	545,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, hinten	4+5	31861503	545,00	<input type="checkbox"/>
<i>nicht in Verbindung mit Rückenpelotte 861401 einsetzbar!</i>					
	Beckenpelotten, vorne	1	31861601	354,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne	2+3	31861602	354,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne	3+4	31861603	379,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, durchgehend	1	31861611	515,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	2+3	31861612	515,00	<input type="checkbox"/>
	Beckenpelotten, vorne, mit Rotation/tiefenverstellung, geteilt	4+5	31861613	544,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861301	398,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861302	530,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	4+5	31861303	530,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	1	31861311	544,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	2+3	31861312	544,00	<input type="checkbox"/>
	Kniepelotten, aufklappbar, separat höhen-, breiten- und tiefenverstellbar	4+5	31861313	544,00	<input type="checkbox"/>
	Fußplatte, hochklappbar	1	31861211	299,00	<input type="checkbox"/>
	Fußplatte, hochklappbar	2-5	31861212	299,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar*	1-3	3186147	207,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, tiefenverstellbar*	4+5	3186148	207,00	<input type="checkbox"/>
<i>*Fußplatte Art. Nr. 86121x wird benötigt!</i>					
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	klein	31869490-RT	287,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	mittel	31869491-RT	287,00	<input type="checkbox"/>
	Fußschalen, breitenverstellbar, inkl. Gurt, gepolstert	groß	31869492-RT	287,00	<input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen, Paar*	1	31861221	299,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen, Paar*	2-3	31861222	299,00 <input type="checkbox"/>
	Fußschalen aufklappbar, mit Riemen, Paar*	4-5	31861223	299,00 <input type="checkbox"/>
<i>*Fußplatte Art. Nr. 86121x wird benötigt!</i>				
	Einzelne Fußstützen, mit aufklappbaren Fußschalen, Paar*	1	31861201	538,00 <input type="checkbox"/>
	Einzelne Fußstützen, mit aufklappbaren Fußschalen, Paar*	2+3	31861202	538,00 <input type="checkbox"/>
<i>*nicht für Größe 4+5, nicht in Verbindung mit Fußplatte!</i>				
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	1	31861121	670,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	2	31861122	670,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	3	31861123	670,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	4	31861124	670,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch mit Becken und Abdeckung, Kunststoff	5	31861125	670,00 <input type="checkbox"/>
<i>Tisch nur in Verbindung mit Brustpolster einsetzbar!</i>				
	Armauflage für Tisch Kunststoff	eine Größe	31861131	160,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Bauchlage, eckiger Ausschnitt, 40 cm breit		31862135-0	315,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, kleiner runder Ausschnitt, 25 cm breit		31862135-1	315,00 <input type="checkbox"/>
	Tischpolster inkl. Dartexbezug, Rückenlage, großer runder Ausschnitt, 35 cm breit		31862135-2	315,00 <input type="checkbox"/>
	Spielzeughaltebügel	eine Größe	31861135	223,00 <input type="checkbox"/>
	Tisch (440 mm x 340 mm)	eine Größe	31862515	491,00 <input type="checkbox"/>
<i>Tisch nur in Verbindung mit Brustpolster einsetzbar!</i>				
	Rückenpelotte, inkl. Aufnahme	eine Größe	31861401	517,00 <input type="checkbox"/>
<i>Nicht in Verbindung mit Beckenpelotten hinten 86150x einsetzbar!</i>				
	Rumpfpolster	eine Größe	31861411	244,00 <input type="checkbox"/>
	Verlängerung Mittelsäule, 80 mm	eine Größe	31861480	97,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, klein	2+3+4+5	31861421	97,00 <input type="checkbox"/>
	Zwischenpolster für alle Beckenpelotten, groß	2+3+4+5	31861422	97,00 <input type="checkbox"/>
Kopfstützen				
	Halterung für Kopfstütze 200 mm	1+2	31861424-3	256,00 <input type="checkbox"/>
	Halterung für Kopfstütze 330 mm	3+4	31861424-4	268,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

DE   Gültig ab: 01.03.2023		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals		319901223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 1 mit Halterung Turtle		319901293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 1		319901-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Schwanenhals		319903223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 2 mit Halterung Turtle		319903293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 2		319903-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Schwanenhals		319905223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 3 mit Halterung Turtle		319905293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 3		319905-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Schwanenhals		319906223-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Nr. 4 mit Halterung Turtle		319906293-00	412,00 <input type="checkbox"/>
	Bezug für KS Nr. 4		319906-83	114,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319914023-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch Nr. 1 mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319914093-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319923423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, klein, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319923493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319945423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, mittel, Halterung Turtle, inkl. Bezug		319945493-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Schwanenhals, inkl. Bezug		319967423-83	525,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstütze Anatomisch, groß, mit Halterung Turtle, inkl. Bezug		319967493-83	525,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler