

DE • Gültig ab: 01.01.2025

Bestell-/Preisliste R82 x:panda shape

Kunden-Nr:

Firma:

Adresse:

PLZ/Ort:

Ansprechpartner:

E-Mail:

Telefon-Nr:

Lieferanschrift:  siehe Kundeninformationen


Kommission:

 Simple Seating Advanced Seating

## R82 x:panda shape Gr. 1

**Grundmodell (SET = DEShape1XX) enthält:**

- Sitzeinheit, mitwachsend in:  
Sitzbreite, Sitztiefe und Rückenhöhe
- Schnellverschluss für oberen Rücken (abnehmbar)
- Stufenlose Rückenwinkelverstellung
- Kopfstützenaufnahme
- Poster/Bezug, abnehmbar, waschbar
- Fix-Lock-Schnallen für Rumpf- und Beckengurte


HMV-Nummer: **26.11.04.0016**

220-300 mm

120-260 mm

280-470 mm

max. 35 kg



### Maße

### Größe 1

Sitzbreite, mit Beckenpelotten, min./max. (A)	120-180/160-220/200-260 mm
Sitztiefe (B)	160-320 mm
Gesamtbreite (G)	300/400/500 mm
Rückenhöhe (C)	280-370/320-420/360-470 mm
Rückenwinkel (a)	-10° - 30°
Rückenbreite, Oberseite der Rückenlehne	180/220/260/300/340 mm
Abduktionswinkel, jedes Bein	10° / 20-30°
Adduktionswinkel, jedes Bein	10° / 20°-30°
Breite, Oberschenkel	70/92/115 mm
Effektive Sitzbreite, ohne Beckenpelotten	220/260/300 mm
Effektive Sitztiefe	160-320 mm
Länge der Armlehnen	230 mm
Max. Nutzergewicht beim Transport	35 kg
Max. Nutzergewicht	35 kg
Gewicht, Grundmodell	6,5 kg

Weitere Maße finden Sie auf unserer Website.

Version: V2 - 25.04.2025

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: Nordea Bank Finnland

 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Grundmodell</b>				
	<b>x:panda shape GröÙe 1</b> <input type="checkbox"/> *Sitzbreite: 25 cm, Sitztiefe 16–26 cm (XX = 25) <input type="checkbox"/> *Sitzbreite: 30 cm, Sitztiefe 16–26 cm (XX = 30) *Bezugsfarbe: <input type="checkbox"/> Rot = 50 <input type="checkbox"/> Grau = 60 Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 25 cm Bezug für Sitzkissen, abwischbar (Inkontinenzbezug) – Sitzbreite 30 cm	1	DEShape1XX*	1.638,00 <input type="checkbox"/>
<b>Bitte 1x Rücken-Set auswählen, gehört zum Grundmodell!</b>				
	<b>Rücken-Set Gr. 1 für x:panda shape Gr. 1</b> inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 18 cm, gesamt: 31–41 cm, breiteneinstellbar 22/26 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 18 x 22 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 18 x 26 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60 Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	1	DERücken11	412,00 <input type="checkbox"/>
		1	31902104-XX*	
		1	31902105-XX*	
				103,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Rücken-Set Gr. 2 für x:panda shape Gr. 1</b> inkl. Oberer Rücken, abnehmbar (Schnellverschluss) H: 22 cm, gesamt: 35–47 cm, breiteneinstellbar 22/26 cm, Gurtführung/Klappschnallen, Schiebegriff an Rückenlehne <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 22 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 26 cm <input type="checkbox"/> Rückenpolster 22 x 30 cm *Polsterfarbe: <input type="checkbox"/> Rot XX = 50 <input type="checkbox"/> Grau XX = 60 Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>	1	DERücken12	412,00 <input type="checkbox"/>
		1	31902106-XX*	
		1	31902107-XX*	
		1	31902108-XX*	
				103,00 <input type="checkbox"/>
		1	DERücken13	412,00 <input type="checkbox"/>
		1	31902110-XX*	
		1	31902111-XX*	
				103,00 <input type="checkbox"/>

<b>Zubehör:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> für Simple Seating (einteilige Sitzfläche)	<input checked="" type="checkbox"/> für Advanced Seating (geteilte Sitzfläche)	<input type="checkbox"/> für alle Modelle
<input type="checkbox"/>	<b>Zubehör: Rückenlehne</b>		
	Handsraube für Rückenlehne (werkzeugfreie Höhenverstellung)	eine Gr.	31905081 28,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 IndustriestraÙe 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Dynamische Rückenlehne mit stufenloser Rückenwinkelverstellung</b>			
	Dynamische Rückenlehne mit dynamischer Feder, fixierbar	1	31905049-TS	330,00 <input type="checkbox"/>
	Dynamische Rückenlehne mit einstellb. Vorspannung/Federweg, fixierbar	1	31905050-TS	464,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Therapie-Kit inkl. Distanzstück-Halterung und Polster inkl. Bezug</b>			
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 22 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera1	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 26 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera2	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 30 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera3	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 38 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera4	248,00 <input type="checkbox"/>
	Therapie-Kit (Lumbalanstützung, Aktivsitz) 42 x 5,5 cm (Set)	1	DeThera5	248,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Advanced Seating (Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Windschlag-Defomitäten, einstellbare Tuberkante)</b>				
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 22 cm	1	DeAdv122	103,00 <input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 26 cm	1	DeAdv126	103,00 <input type="checkbox"/>
	Advanced Seating Set Gr. 1 – Sitzbreite 30 cm	1	DeAdv130	103,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Tuberkante (Sitzmulde) tiefenverstellbar (nur für Advanced Seating)</b>			
	Tuberkante für Gr. 1, kurz (B: 11,5, L: 7–11, H: 2 cm)	1	31905052	114,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 1, mittel (B: 13,5, L: 11–17,5, H: 3 cm)	1	31905053	114,00 <input type="checkbox"/>
	Tuberkante für Gr. 1, lang (B: 13,5, L: 12–20, H: 4,5 cm)	1	31905054	114,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit "Advanced Seating Set" montierbar</b>				
	<b>Innere Kniepelotten für x:panda shape Advanced</b>			
	Innere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905001-XX*	227,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			41,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Äußere Kniepelotten für x:panda shape Advanced</b>			
	Äußere Kniepelotten inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)	1	31905008-XX*	227,00 <input type="checkbox"/>
	*Schwarz XX = 80			ohne MP <input type="checkbox"/>
	*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			41,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – nur mit "Advanced Seating Set" montierbar</b>				
	<b>Abduktionskeil mit Qick Release, tiefenverstellbar und abnehmbar</b>			
	Abduktionskeil inkl. Bezug für Gr. 1 (B: 6 H: 19 L: 16 cm)	1	31905077-80	320,00 <input type="checkbox"/>
<b>Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte "Simple Seating"</b>				
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 1 Sitzbreite 25 cm	1	DEAbd125	268,00 <input type="checkbox"/>
	Simple Seating Abduktionskeil – Set Gr. 1 Sitzbreite 30 cm	1	DEAbd130	268,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

## Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR

**Zubehör: Abduktion und Adduktion – für Sitzplatte “Simple Seating”**



**Äußere Beinführungen für x:panda shape**

Äußere Beinführungen inkl. Bezug für Gr. 1 (Set)

1 31905005-XX\* 227,00

\*Schwarz XX = 80

ohne MP

\*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

41,00

**Zubehör: Armlehnen**

Armlehnenpolster inkl. Bezug (B: 7,5 x L: 26 cm) für Gr. 1

1 31905113-XX\* 124,00

\*Schwarz XX = 80

ohne MP

\*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

31,00



**Halterung für Kommunikationshilfe, an der Armlehne montiert**

Halterung für Kommunikationshilfe – für Armlehnen Gr. 1

1 31905033-1 99,00



**Halterung für Handbedienteil zur elektrischen Höhenverstellung**

Halterung für Handbedienteil – für Armlehnen Gr. 1

1 31905030-1 82,00



Feste Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

1 31905017-XX\* 299,00

Einstellbare Oberarmstütze, inkl. Bezug (Set) – L: 14, H: 18 cm

1 31905019-XX\* 464,00

\*Schwarz XX = 80

ohne MP

\*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

72,00

**Zubehör: Becken- und Hüftpelotten**



**Breitenverstellbare Beckenpelotten inkl. Bezug, hinten montiert**

Breitenverstellbare Beckenpelotten für Gr. 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905041-XX\* 351,00

\*Schwarz XX = 80

ohne MP

\*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

31,00



**Breitenverstellbare Hüftpelotten inkl. Bezug, seitlich montiert**

Breitenverstellbare Hüftpelotten für Gr. 1 (L: 10, H: 11 cm)

1 31905044-XX\* 320,00

\*Schwarz XX = 80

ohne MP

\*Schwarz, abwischbar XX = 70 (Inkontinenzbezug) – **Aufpreis!**

31,00

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: Nordea Bank Finnland

 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<input type="checkbox"/> <b>Zubehör: Seitenpelotten (Rückenbreite kann bis zu 50 mm verringert werden)</b>				
	<b>Typ</b> Fest Abschwenkbar Abschwenk-/Winkelverstellbar 3D		3183XXXX-XX	
		01		217,00 <input type="checkbox"/>
		02		382,00 <input type="checkbox"/>
		03		464,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Form</b> Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 11 x H: 8 cm) Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 15 x H: 9 cm) Seitenpelotte, rechteckig, Set (L: 19 x H: 9 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 11 x H: 10 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 13 x H: 13 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 15 x H: 16 cm) Seitenpelotte, quadratisch, Set (L: 17 x H: 20 cm)			
		01		ohne MP <input type="checkbox"/>
		02		ohne MP <input type="checkbox"/>
		03		62,00 <input type="checkbox"/>
		04		ohne MP <input type="checkbox"/>
		05		ohne MP <input type="checkbox"/>
		06		73,00 <input type="checkbox"/>
		07		83,00 <input type="checkbox"/>
	<b>Bezug und Farbe</b> Schwarz Schwarz, abwischbar (Inkontinenzbezug) – <b>Aufpreis!</b>			
		80		ohne MP <input type="checkbox"/>
		70		52,00 <input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> <b>Zubehör: Kopfstützen – alle inkl. Horizontalverstellung und Bezug (eine Auswahl bei den Positionen 1–4 erforderlich!)</b>				
<b>1. Kopfstützenpolster</b>				
	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 180, H: 130 mm		319921000-00	73,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, gebogen, W: 260, H: 160 mm		319922000-00	73,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, klein	S	319923000-00	151,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, mittel	M	319945000-00	151,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenpolster, anatomisch, groß	L	319967000-00	151,00 <input type="checkbox"/>
<b>2. Haltestange (Kopfstütze ohne Haltestange nicht einsetzbar)</b>				
	Haltestange, kurz, 80 mm	S	319900001-00	45,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange, mittel, 120 mm	M	319900002-00	45,00 <input type="checkbox"/>
	Haltestange, lang, 160 mm	L	319900003-00	45,00 <input type="checkbox"/>
<b>3. Turtle-Verstellung (Kopfstütze ohne Turtle-Halterung nicht einsetzbar)</b>				
	Standard (zwei Gelenke)	eine Gr.	319900010-00	70,00 <input type="checkbox"/>
	Erweitert (drei Gelenke)	eine Gr.	319900020-00	117,00 <input type="checkbox"/>
	Standard mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900030-00	183,00 <input type="checkbox"/>
	Erweitert mit 3D-Verstellung	eine Gr.	319900040-00	210,00 <input type="checkbox"/>
<b>4. Kopfstützenbezug (Kopfstützenpolster ohne Bezug nicht einsetzbar)</b>				
	Muschelform   anatomisch Kopfstützenbezug, gebogen, 180 x 130 mm, Stoff, schwarz		319921000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, gebogen, 260 x 160 mm, Stoff, schwarz		319922000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, klein, Stoff, schwarz	S	319923000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, mittel, Stoff, schwarz	M	319945000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, groß, Stoff, schwarz	L	319967000-80	100,00 <input type="checkbox"/>
	Muschelform   anatomisch Kopfstützenbezug, gebogen 180 x 130 mm, schwarz, abwischbar		319921000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, gebogen, 260 x 160 mm, schwarz, abwischbar		319922000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, klein, schwarz, abwischbar	S	319923000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, mittel, schwarz, abwischbar	M	319945000-70	167,00 <input type="checkbox"/>
	Kopfstützenbezug, anatomisch, groß, schwarz, abwischbar	L	319967000-70	167,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEA2133 • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
	<b>Handschauben (Schnellverstellung) für Kopfstütze</b>			
	Handschauben für die Höhenverstellung	eine Gr.	31905037	24,00 <input type="checkbox"/>
	Handschauben für die Neigungsverstellung, standard (2 stk.)	eine Gr.	31905034	48,00 <input type="checkbox"/>
	Handschauben für die Neigungsverstellung, erweitert (3 stk.)	eine Gr.	31905035	62,00 <input type="checkbox"/>


**Optional für anatomische Kopfstützen**

Stirnbandsystem, komplett

eine Gr. 3199500-5 220,00 
**Zubehör: Tische und Aktivitätszentren**

**Tisch mit Kante, Form 5, für Gr. 1**

Tisch mit Kante, Form 5, einzelne Haltestange, ABS grau

1 318910720-1 331,00 

Tisch mit Kante, Form 5, doppelte Haltestange, ABS grau\*

1 318910725-1 331,00 

\*auch für Größe 2 mit den Breiten: 280, 320 und 360 mm


**Tisch mit Kante, Form 8, für Gr. 1**

Tisch mit Kante, Form 8

eine Gr. 318976350 283,00 
**Polsterungen für Tische**

Polsterung für Tisch, Form 5, oben und unten – für Tisch Gr. 1

1 318910725-10 492,00 

Polsterung für Tisch, Form 5, unten – für Tisch Gr. 1

1 318910725-10B 186,00 

Polsterung für Tisch, Form 5, oben – für Tisch Gr. 1

1 318910725-10T 327,00 
**Therapiebügel**

Therapiebügel für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910740 219,00 
**Haltegriff für die Tische**

Haltegriff für Tisch, Form 5 und 6

eine Gr. 318910750 410,00 
**Zubehör: Westen und Gurte**

**Fix-Lock-Schnallen, hoch, Set**

Fix-Lock-Schnallen, hoch, Befestigung von Gurten, höher als Rückenante

eine Gr. 318910260 85,00 

Keine Haftung für Druckfehler

**Etac GmbH**
 Industriestraße 13

 45699 Herten

 Deutschland

 02366 5006-0

 R82@etac.de

 02366 5006-282

 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024

 USt-ID-Nr.: DE 174 000168

 Bank: Nordea Bank Finnland

 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR
<b>Rumpfunterstützung</b>				
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185705-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185705-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185705-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185705-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185705-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Brust-Schulter-Gurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XXL	3185705-XXL	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185720-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185720-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185720-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185720-L	280,00 <input type="checkbox"/>
	Kreuzweste, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185720-XL	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185428-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185428-2	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185428-3	280,00 <input type="checkbox"/>
	H-Gurt gepolstert, Stoff, Schwarz	XL	3185428-4	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	S	3185430-0	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	M	3185430-1	280,00 <input type="checkbox"/>
	Sternum-Gurt, gepolstert, Stoff, Schwarz	L	3185430-2	280,00 <input type="checkbox"/>
<b>Beckenunterstützung</b>				
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185725-XS	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185725-S	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185725-M	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	L	3185725-L	169,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XL	3185725-XL	169,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	XS	3185735-XS	280,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	S	3185735-S	280,00 <input type="checkbox"/>
	T-Sitzhose, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz	M	3185735-M	280,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	S	3185423-1	140,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	M	3185423-2	140,00 <input type="checkbox"/>
	2-Punkt-Beckengurt, Neopren, Schwarz	L	3185423-3	140,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	M	3185427-240	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	L	3185427-340	188,00 <input type="checkbox"/>
	4-Punkt-Beckengurt mit Metallschloss, gepolstert, Stoff Schwarz	XL	3185427-440	188,00 <input type="checkbox"/>
	Mit 40mm/25mm Gurtband!			
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	XS	3189108-1	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	S	3189108-2	320,00 <input type="checkbox"/>
	Sitzhose, Abduktionsgurt gepolstert, Stoff Schwarz	M	3189108-3	320,00 <input type="checkbox"/>

Keine Haftung für Druckfehler

## Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 www.etac.de

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826

DE • Gültig ab: 01.01.2025		31XXX = Länderkennung		
Produkt	Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	EUR



Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz  
Kombi-Sitzhose, T-Form mit Beckengurt, Neopren, Schwarz

S	3189114-127	320,00	<input type="checkbox"/>
M	3189114-227	320,00	<input type="checkbox"/>

#### Fußunterstützung



Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar  
Sprunggelenksgurte, Neopren/Komfortgewebe, Schwarz, Paar

XS	3185745-XS	209,00	<input type="checkbox"/>
M	3185745-M	209,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185745-XL	209,00	<input type="checkbox"/>



Handgelenksgurt, Stück  
Handgelenksgurt, Stück  
Handgelenksgurt, Stück  
Handgelenksgurt, Stück

S	3185425-1	83,00	<input type="checkbox"/>
M	3185425-2	83,00	<input type="checkbox"/>
L	3185425-3	83,00	<input type="checkbox"/>
XL	3185425-4	83,00	<input type="checkbox"/>

Wählen Sie die Seite:  links  rechts



Fußgurte mit Klappschnallen, Paar  
Fußgurte mit Klett, Paar

eine Gr.	3185096	79,00	<input type="checkbox"/>
eine Gr.	3185102	79,00	<input type="checkbox"/>



Neopren Sandalen, klein, Paar (120 x 60 mm)  
Neopren Sandalen, medium, Paar (140 x 70 mm)

S	3185696-1	136,00	<input type="checkbox"/>
M	3185696-2	136,00	<input type="checkbox"/>

#### Kombinationsübersicht: Untergestelle

Das x:panda shape Sitzsystem lässt sich mit einer Reihe an R82 Untergestellen aus unserem Produktportfolio kombinieren. Eine vollständige Übersicht zu den Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf [www.etac.de](http://www.etac.de), unter Service: Sonstige Dokumente oder klicken Sie einfach [hier](#)

#### Untergestelle (Sitzsystem ohne Untergestell, muss separat bestellt werden)



R82 High-Low:xo  
Zimmergestell



R82 High-Low:xo  
Kombigestell (Outdoor)



R82 Combi Frame:x



R82 Multi Frame



R82 Chilla Frame



R82 Strong Base

Keine Haftung für Druckfehler

#### Etac GmbH

 Industriestraße 13  
 45699 Herten  
 Deutschland

 02366 5006-0  
 R82@etac.de  
 02366 5006-282  
 [www.etac.de](http://www.etac.de)

 Amtsgericht: Recklinghausen HRB 9024  
 USt-ID-Nr.: DE 174 000168  
 Bank: Nordea Bank Finnland  
 BIC: NDEAFIHH • IBAN: FI12 1820 3000 058826


# R82 Kopfstützen: Leitfaden

## Start

Wählen Sie die Art der Kopfstütze



gebogen  
W:180 x H:130



gebogen  
W:260 x H:160



anatomisch  
A:145 x B:140 x C:240



anatomisch  
A:155 x B:140 x C:260



anatomisch  
A:170 x B:140 x C:320

Wählen Sie die Turtle-Halterung und Art der Verstellung



Standard  
(zwei Gelenke)

Bietet zwei Drehpunkte. Ermöglicht eine Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Erweitert  
(drei Gelenke)

Bietet drei Drehpunkte. Ermöglicht eine erweiterte Höhen- und Tiefeneinstellung der Kopfstütze sowie eine horizontale Anpassung (außerhalb der Mittelachse).



Standard mit  
3D-Verstellung

Bietet zwei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.



Erweitert mit  
3D-Verstellung

Bietet drei Drehpunkte. Die 3D-Verstellung macht es zusätzlich möglich, eine asymmetrische Position des Kopfes zu berücksichtigen.

Wählen Sie die Länge der Haltestange und Höhenverstellbarkeit



Kurz

Höhenverstellbarkeit:  
80 mm



Mittel

Höhenverstellbarkeit:  
120 mm



Lang

Höhenverstellbarkeit:  
160 mm

Wählen Sie den Bezug



Schwarz,  
abwischbar



Schwarz



Gebogene Kopfstütze, erweiterte Turtle-Halterung mit 3D-Verstellung, Haltestange (mittel) und schwarzem Bezug.